

Frese

Frese



PRECISION



Sommario

DIAMANTATE FG

A pallina

Ref. 801 / 001	10
Ref. 801L / 697	11
Ref. 801LP / 001LP	11

Cilindriche

Ref. 835 / 109	12
Ref. 835KR / 156	12
Ref. 836 / 110	13
Ref. 837 / 111	13
Ref. 837KR / 158	14
Ref. 838 / 139	14
Ref. 880 / 140	15
Ref. 881KS1 / 141	15
Ref. 885 / 130	16
Ref. 886 / 131	16

Coniche

Ref. 852 / 164	17
Ref. 858 / 165	17
Ref. 859 / 166	18
Ref. 859L / 167	18

Troncoconiche

Ref. 845 / 170	19
Ref. 845 Short / 170	19
Ref. 847 / 172	20
Ref. 848 / 173	20
Ref. 850 / 199	21
Ref. 855 / 197	21
Ref. 856 / 198	22
Ref. 195	22

Football

Ref. 811 / 039	23
Ref. KS5 / 276	23

Interdentale

Ref. 392 / 465	23
-----------------------------	----

Depth Marker

Ref. 834 / 552	24
-----------------------------	----

Cono rovesciato

Ref. 805 / 010	24
Ref. 807 / 225	25

A pera

Ref. 830 / 233	25
Ref. 830R / 237	26
Ref. 830RL / 238	26

Oliva

Ref. 368 / 257	27
-----------------------------	----

Ovali

Ref. 379 / 277	27
Ref. 379L / 277L	27

A fiamma

Ref. 861 / 248	28
Ref. 862 / 249	28
Ref. 862 short / 249	29
Ref. 863 / 250	29

Ovale a punta

Ref. 899 / 033	30
-----------------------------	----

A ruota

Ref. 815 / 041	30
-----------------------------	----

Torpedo

Ref. 879 / 290	30
-----------------------------	----

Curettage

Ref. 878K / 298	31
Ref. 879K / 299	31

A pallina

Ref. 801 / 001	32
-----------------------------	----

DIAMANTATE CA

Cilindriche

Ref. 836 / 110	32
-----------------------------	----

Coniche

Ref. 859 / 166	33
-----------------------------	----

Troncoconiche

Ref. 850 / 199	33
-----------------------------	----

Cono rovesciato

Ref. 805 / 010	33
-----------------------------	----

A pera

Ref. 830R / 237	34
------------------------------	----

A fiamma

Ref. 862 / 249	34
-----------------------------	----

Ovale

Ref. 379 / 277	34
-----------------------------	----

TUNGSTENO FG

Tagliacorone.....	36
Chirurgiche a pallina	36
Chirurgiche dritte a fessura	36
Chirurgiche coniche a fessura.....	36
Lindemann.....	37
Zerkya	37
Endo Safe Access	37

TUNGSTENO CA

A pallina	38
Cono rovesciato	38

TUNGSTENO HP

Tagliacorone ovale.....	39
Chirurgiche a pallina	39
Chirurgiche dritte a fessura	40

HELIX

Chirurgiche coniche a fessura

Ref. H886 / 131	42
Ref. H847 / 172	42
Ref. H848 / 173	42
Ref. H856 / 198	43
Ref. H386 / 257	43
Ref. H878K / 298	43

ZIRCONIT

ZirconIT ADJ

A pallina

Ref. Z001	45
------------------------	----

Troncoconica

Ref. Z198L	45
-------------------------	----

Football

Ref. Z276	45
------------------------	----

Ovale

Ref. Z277	45
------------------------	----

Conica

Ref. Z167	45
------------------------	----

ZirconIT ZRT

Cilindrica

Ref. Z141	46
------------------------	----

Troncoconica

Ref. Z198	46
------------------------	----

FRESE ENDO

Gates	47
Peeso reamers	47

POLISHINE

Universali.....	49
Per compositi	49
Per disilicati.....	49

Le frese odontoiatriche sono strumenti essenziali utilizzati per diverse applicazioni cliniche, tra cui taglio, lucidatura e levigatura. Inoltre, esistono frese specificamente progettate per soddisfare le esigenze di aree specialistiche dell'odontoiatria. Questi strumenti vengono impiegati in combinazione con turbine, contrangoli e manipoli, rendendo possibile una varietà di trattamenti.

La classificazione ISO delle frese si basa su cinque aspetti fondamentali:

1. Materiale di costruzione
2. Dimensione del gambo
3. Forma
4. Granulometria
5. Dimensioni

1. Materiale di costruzione

Il materiale con cui sono realizzate le frese influisce direttamente sulla loro capacità di taglio e sulla durata. Attualmente, i materiali principali utilizzati sono:

- Carburo di tungsteno: noto per la sua rigidità, durezza e resistenza all'usura, è ideale per lavorazioni precise e prolungate.
- Diamante: grazie alla sua durezza estrema, è ideale per interventi sullo smalto dentale. Le frese diamantate hanno un gambo in acciaio con una parte attiva rivestita di polvere di diamante, sia naturale che sintetico.

2. Dimensione del gambo

La dimensione del gambo determina la velocità di lavoro della fresa e il tipo di dispositivo su cui può essere montata. Le principali categorie sono:

- Frese per turbine (FG - Friction Grip): gambo con diametro di 1,6 mm.
- Frese per contrangolo (CA): gambo con diametro di 2,35 mm.
- Frese per manipolo (HP): anch'esse con diametro di 2,35 mm, progettate per velocità più basse rispetto a quelle per contrangolo.

3. Forma

Le frese odontoiatriche sono disponibili in una vasta gamma di forme, i cui nomi derivano da oggetti di uso quotidiano. Tra le più comuni troviamo:

- Frese a pallina
- Frese cilindriche
- Frese troncoconiche
- Frese coniche

4. Granulometria

La granulometria della punta è un elemento distintivo che determina l'aggressività della lavorazione. È identificata attraverso un sistema di anelli colorati standardizzati secondo la norma ISO:

				
Giallo	Rosso	Blu	Verde	Nero
Extra fine	Fine	Medio	Spesso	Extra spesso

5. Dimensioni

Infine, la dimensione della parte attiva della fresa (diametro) varia in base alle esigenze cliniche, garantendo una vasta gamma di opzioni per i professionisti del settore.

Questi cinque parametri costituiscono la "carta d'identità" della fresa, definita dal codice ISO, uno standard riconosciuto a livello internazionale.






Granulometrie ISO Diamantate

ISO 504	ISO 514	ISO 524	ISO 534	ISO 544
				
				
XF Extra Fine	F Fine	M Medium	C Coarse	XC Extra Coarse
20-38 µm	38-64 µm	64-126 µm	107-151 µm	152-181 µm


Diametro testa

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
031	033	035	037	040	042	045	047	050	055	060	065	070	075	080
3.1	3.3	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0

Manici - Misura ISO


313	FG Friction Grip Corto	Ø 1.60mm	
314	FG Friction Grip Standard	Ø 1.60mm	
315	FG Friction Grip Lungo	Ø 1.60mm	
316	FG Friction Grip Extra Lungo	Ø 1.60mm	
204	CA Contrangolo	Ø 2.35mm	
205	CA Contrangolo Lungo	Ø 2.35mm	
104	HP Manipolo	Ø 2.35mm	

Sistema di numerazione ISO




Esempi


Frese Diamantate FG



Frese Diamantate CA



Frese Tungsteno





Diamantate

Le frese diamantate PRECISION sono progettate con un sistema di legante potenziato e un'esposizione ottimizzata e uniforme dei cristalli di diamante, che comprende anche le estremità.

Questa configurazione avanzata assicura:

- prestazioni superiori
- capacità di taglio e molature più rapide
- maggiore resistenza all'usura

Esposizione diamantata incrementata fino al 60%!



Diamantate

A pallina

Ref. **801 / 001**



• Preparazione della corona

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
010	1.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 001 514 010	PRD001010F
012	1.2	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 001 514 012	PRD001012F
014	1.4	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 001 514 014	PRD001014F
016	1.6	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 001 514 016	PRD001016F
020	2.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 001 514 020	PRD001020F
021	2.1	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 001 514 021	PRD001021F
023	2.3	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 001 514 023	PRD001023F
010	1.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 001 524 010	PRD001010M
012	1.2	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 001 524 012	PRD001012M
014	1.4	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 001 524 014	PRD001014M
016	1.6	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 001 524 016	PRD001016M
018	1.8	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 001 524 018	PRD001018M
020	2.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 001 524 020	PRD001020M
021	2.1	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 001 524 021	PRD001021M
023	2.3	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 001 524 023	PRD001023M
010	1.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 001 534 010	PRD001010C
012	1.2	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 001 534 012	PRD001012C
014	1.4	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 001 534 014	PRD001014C
016	1.6	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 001 534 016	PRD001016C
023	2.3	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 001 534 023	PRD001023C

A pallina

Ref. **801L / 697**



• Preparazione della corona

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	1.2	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 697 524 012	PRD697012M
014	1.4	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 697 524 014	PRD697014M
016	1.6	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 697 524 016	PRD697016M
017	1.7	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 697 524 017	PRD697017M
021	2.1	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 697 524 021	PRD697021M
012	1.2	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 697 534 012	PRD697012C
014	1.4	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 697 534 014	PRD697014C
016	1.6	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 697 534 016	PRD697016C
017	1.7	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 697 534 017	PRD697017C
021	2.1	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 697 534 021	PRD697021C

Ref. **801LP / 001LP**




• Preparazione della corona

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
021	2.1	● Fine	38-64	25	1.6	806 316 001 514 021	PRD001L021F
014	1.4	● Medium	64-126	25	1.6	806 316 001 524 014	PRD001L014M
021	2.1	● Medium	64-126	25	1.6	806 316 001 524 021	PRD001L021M

Cilindriche

Ref. **835 / 109**




- Rimozione otturazioni obsolete
- Preparazione della cavità
- Preparazione della corona
- Preparazione Inlay/Onlay

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (µ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
010	4.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 109 514 010	PRD109010F
012	4.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 109 514 012	PRD109012F
014	4.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 109 514 014	PRD109014F
008	4.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 109 524 008	PRD109008M
010	4.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 109 524 010	PRD109010M
012	4.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 109 524 012	PRD109012M
014	4.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 109 524 014	PRD109014M
010	4.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 109 534 010	PRD109010C
012	4.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 109 534 012	PRD109012C
014	4.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 109 534 014	PRD109014C
010	4.0	● XCoarse	152-181	19	1.6	806 314 109 544 010	PRD109010XC
014	4.0	● XCoarse	152-181	19	1.6	806 314 109 544 014	PRD109014XC

Ref. **835KR / 156**



- Rimozione otturazioni obsolete
- Preparazione della cavità
- Preparazione della corona
- Restauri ceramici
- Preparazione Inlay/Onlay

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (µ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
010	4.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 156 514 010	PRD156010F
012	4.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 156 514 012	PRD156012F
010	4.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 156 524 010	PRD156010M
012	4.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 156 524 012	PRD156012M
010	4.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 156 534 010	PRD156010C
012	4.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 156 534 012	PRD156012C

Cilindriche

Ref. **836 / 110**




- Rimozione otturazioni obsolete
- Preparazione della cavità
- Preparazione della corona
- Preparazione Inlay/Onlay

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	6.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 110 514 012	PRD110012F
014	6.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 110 514 014	PRD110014F
012	6.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 110 524 012	PRD110012M
014	6.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 110 524 014	PRD110014M
012	6.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 110 534 012	PRD110012C
014	6.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 110 534 014	PRD110014C

Ref. **837 / 111**




- Rimozione otturazioni obsolete
- Preparazione della cavità
- Preparazione della corona
- Preparazione Inlay/Onlay

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	8.0	● XFine	20-38	21	1.6	806 315 111 504 012	PRD111012XF
014	8.0	● XFine	20-38	21	1.6	806 315 111 504 014	PRD111014XF
012	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 111 514 012	PRD111012F
014	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 111 514 014	PRD111014F
010	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 111 524 010	PRD111010M
012	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 111 524 012	PRD111012M
014	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 111 524 014	PRD111014M
012	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 111 534 012	PRD111012C
014	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 111 534 014	PRD111014C

Cilindriche

Ref. **837KR / 158**



- Rimozione otturazioni obsolete
- Preparazione della cavità
- Preparazione della corona
- Restauri ceramici
- Preparazione Inlay/Onlay

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (µ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 158 514 012	PRD158012F
014	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 158 514 014	PRD158014F
016	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 158 514 016	PRD158016F
012	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 158 524 012	PRD158012M
014	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 158 524 014	PRD158014M
012	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 158 534 012	PRD158012C
014	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 158 534 014	PRD158014C

Ref. **838 / 139**




5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (µ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	4.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 139 514 012	PRD139012F
010	4.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 139 524 010	PRD139010M
012	4.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 139 524 012	PRD139012M
010	4.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 139 534 010	PRD139010C
012	4.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 139 534 012	PRD139012C

Cilindriche

Ref. **880 / 140**




- Rimozione otturazioni obsolete
- Preparazione della cavità
- Preparazione della corona
- Restauri ceramici
- Preparazione Inlay/Onlay

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	6.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 140 514 012	PRD140012F
012	6.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 140 524 012	PRD140012M
014	6.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 140 524 014	PRD140014M
012	6.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 140 534 012	PRD140012C
014	6.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 140 534 014	PRD140014C

Ref. **881KS1 / 141**



- Rimozione otturazioni obsolete
- Preparazione della cavità
- Preparazione della corona
- Restauri ceramici
- Preparazione Inlay/Onlay

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	8.0	● XFine	20-38	21	1.6	806 315 141 504 012	PRD141012XF
014	8.0	● XFine	20-38	21	1.6	806 315 141 504 014	PRD141014XF
012	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 141 514 012	PRD141012F
014	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 141 514 014	PRD141014F
012	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 141 524 012	PRD141012M
014	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 141 524 014	PRD141014M
016	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 141 524 016	PRD141016M
012	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 141 534 012	PRD141012C
014	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 141 534 014	PRD141014C
014	8.0	● XCoarse	152-181	21	1.6	806 315 141 544 014	PRD141014XC
016	8.0	● XCoarse	152-181	21	1.6	806 315 141 544 016	PRD141016XC

Cilindriche

Ref. **885 / 130**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 130 514 012	PRD130012F
014	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 130 514 014	PRD130014F
010	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 130 524 010	PRD130010M
012	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 130 524 012	PRD130012M
014	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 130 524 014	PRD130014M
010	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 130 534 010	PRD130010C
012	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 130 534 012	PRD130012C
014	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 130 534 014	PRD130014C
012	8.0	● XCoarse	152-181	21	1.6	806 315 130 544 012	PRD130012XC
014	8.0	● XCoarse	152-181	21	1.6	806 315 130 544 014	PRD130014XC

Ref. **886 / 131**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	10.0	● XFine	20-38	21	1.6	806 315 131 504 012	PRD131012XF
014	10.0	● XFine	20-38	21	1.6	806 315 131 504 014	PRD131014XF
012	10.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 131 514 012	PRD131012F
014	10.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 131 514 014	PRD131014F
012	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 131 524 012	PRD131012M
014	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 131 524 014	PRD131014M
016	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 131 524 016	PRD131016M
012	10.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 131 534 012	PRD131012C
014	10.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 131 534 014	PRD131014C

Coniche

Ref. **852 / 164**



- Preparazione della corona
- Finitura superficiale

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	6.0	● XFine	20-38	19	1.6	806 314 164 504 012	PRD164012XF
010	6.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 164 514 010	PRD164010F
012	6.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 164 514 012	PRD164012F
014	6.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 164 514 014	PRD164014F
010	6.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 164 524 010	PRD164010M
012	6.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 164 524 012	PRD164012M
014	6.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 164 524 014	PRD164014M
010	6.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 164 534 010	PRD164010C
012	6.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 164 534 012	PRD164012C
014	6.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 164 534 014	PRD164014C

Ref. **858 / 165**



- Preparazione della corona
- Finitura superficiale

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	8.0	● XFine	20-38	19	1.6	806 314 165 504 012	PRD165012XF
014	8.0	● XFine	20-38	19	1.6	806 314 165 504 014	PRD165014XF
010	8.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 165 514 010	PRD165010F
012	8.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 165 514 012	PRD165012F
014	8.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 165 514 014	PRD165014F
010	8.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 165 524 010	PRD165010M
012	8.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 165 524 012	PRD165012M
014	8.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 165 524 014	PRD165014M
012	8.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 165 534 012	PRD165012C
014	8.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 165 534 014	PRD165014C
016	8.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 165 534 016	PRD165016C
014	8.0	● XCoarse	152-181	19	1.6	806 314 165 544 014	PRD165014XC

Coniche

Ref. **859 / 166**



- Preparazione della corona
- Finitura superficiale

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	10.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 166 514 012	PRD166012F
014	10.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 166 514 014	PRD166014F
016	10.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 166 514 016	PRD166016F
018	10.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 166 514 018	PRD166018F
010	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 166 524 010	PRD166010M
012	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 166 524 012	PRD166012M
014	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 166 524 014	PRD166014M
016	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 166 524 016	PRD166016M
018	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 166 524 018	PRD166018M
010	10.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 166 534 010	PRD166010C
012	10.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 166 534 012	PRD166012C

Ref. **859L / 167**



- Preparazione della corona
- Finitura superficiale

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
010	11.5	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 167 514 010	PRD167010F
012	11.5	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 167 514 012	PRD167012F
010	11.5	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 167 524 010	PRD167010M
012	11.5	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 167 524 012	PRD167012M
010	11.5	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 167 534 010	PRD167010C
012	11.5	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 167 534 012	PRD167012C

Troncoconiche

Ref. **845 / 170**



- Preparazione della cavità
- Preparazione Inlay/Onlay

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
014	4.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 170 514 014	PRD170014F
012	4.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 170 524 012	PRD170012M
014	4.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 170 524 014	PRD170014M
012	4.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 170 534 012	PRD170012C
014	4.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 170 534 014	PRD170014C

Ref. **845 Short / 170**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
018	5.0	● Fine	38-64	16	1.6	806 313 170 514 018	PRD170018F
018	5.0	● Medium	64-126	16	1.6	806 313 170 524 018	PRD170018M

Troncoconiche

Ref. **847 / 172**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
016	8.0	● XFine	20-38	21	1.6	806 315 172 504 016	PRD172016XF
012	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 172 514 012	PRD172012F
014	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 172 514 014	PRD172014F
016	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 172 514 016	PRD172016F
012	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 172 524 012	PRD172012M
014	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 172 524 014	PRD172014M
016	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 172 524 016	PRD172016M
014	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 172 534 014	PRD172014C
016	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 172 534 016	PRD172016C
018	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 172 534 018	PRD172018C
023	9.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 172 534 023	PRD172023C

Ref. **848 / 173**



- Rimozione otturazioni obsolete
- Preparazione della cavità
- Preparazione della corona
- Restauri ceramici
- Preparazione Inlay/Onlay

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	10.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 173 514 012	PRD173012F
014	10.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 173 514 014	PRD173014F
016	10.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 173 514 016	PRD173016F
010	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 173 524 010	PRD173010M
014	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 173 524 014	PRD173014M
018	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 173 524 018	PRD173018M
010	10.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 173 534 010	PRD173010C
014	10.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 173 534 014	PRD173014C
018	10.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 173 534 018	PRD173018C

Troncoconiche

Ref. **850 / 199**



- Rimozione otturazioni obsolete
- Preparazione della corona
- Preparazione per faccette

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	10.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 199 514 012	PRD199012F
014	10.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 199 514 014	PRD199014F
016	10.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 199 514 016	PRD199016F
018	10.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 199 514 018	PRD199018F
012	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 199 524 012	PRD199012M
014	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 199 524 014	PRD199014M
016	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 199 524 016	PRD199016M
018	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 199 524 018	PRD199018M
012	10.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 199 534 012	PRD199012C
014	10.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 199 534 014	PRD199014C
016	10.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 199 534 016	PRD199016C

Ref. **855 / 197**



- Rimozione otturazioni obsolete
- Preparazione della corona
- Preparazione per faccette

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	6.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 197 514 012	PRD197012F
014	6.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 197 514 014	PRD197014F
012	6.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 197 524 012	PRD197012M
014	6.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 197 524 014	PRD197014M
016	6.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 197 524 016	PRD197016M
025	7.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 197 524 025	PRD197025M

Troncoconiche

Ref. **856 / 198**



- Rimozione otturazioni obsolete
- Preparazione della corona
- Preparazione per faccette

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 198 514 012	PRD198012F
014	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 198 514 014	PRD198014F
016	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 198 514 016	PRD198016F
018	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 198 514 018	PRD198018F
012	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 198 524 012	PRD198012M
014	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 198 524 014	PRD198014M
016	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 198 524 016	PRD198016M
018	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 198 524 018	PRD198018M
016	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 198 534 016	PRD198016C
014	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 198 534 014	PRD198014C
012	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 198 534 012	PRD198012C
018	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 198 534 018	PRD198018C
021	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 198 534 021	PRD198021C

Ref. **195**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
007	2.7	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 195 514 007	PRD195007F
009	2.7	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 195 514 009	PRD195009F
011	2.7	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 195 514 011	PRD195011F
011	2.7	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 195 524 011	PRD195011M

Football

Ref. **811 / 039**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
033	5.5	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 039 534 033	PRD039033C
037	7.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 039 534 037	PRD039037C

Ref. **KS5 / 276**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
023	5.5	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 276 514 023	PRD276023F
023	5.5	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 276 524 023	PRD276023M

Interdentale

Ref. **392 / 465**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
016	5.0	● XFine	20-38	19	1.6	806 314 465 504 016	PRD465016XF
016	5.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 465 514 016	PRD465016F
018	5.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 465 514 018	PRD465018F
016	5.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 465 524 016	PRD465016M

Depth Marker

Ref. **834 / 552**



5 frese

Depth Mark (T) mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
0.3 - 016	4.5	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 552 524 016	PRD552016M
0.5 - 021	4.7	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 552 524 021	PRD552021M

Cono rovesciato

Ref. **805 / 010**



- Rimozione otturazioni obsolete
- Preparazione della cavità

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	1.5	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 010 514 012	PRD010012F
014	1.5	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 010 514 014	PRD010014F
019	1.7	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 010 514 019	PRD010019F
021	1.9	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 010 514 021	PRD010021F
009	0.9	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 010 524 009	PRD010009M
010	1.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 010 524 010	PRD010010M
012	1.5	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 010 524 012	PRD010012M
014	1.5	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 010 524 014	PRD010014M
016	1.5	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 010 524 016	PRD010016M
019	1.7	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 010 524 019	PRD010019M
021	1.9	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 010 524 021	PRD010021M
012	1.5	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 010 534 012	PRD010012C
014	1.5	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 010 534 014	PRD010014C
019	1.7	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 010 534 019	PRD010019C
021	1.9	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 010 534 021	PRD010021C

Cono rovesciato

Ref. **807 / 225**




- Preparazione della cavità
- Rimodellamento occlusale

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
010	3.5	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 225 524 010	PRD225010M
015	4.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 225 524 015	PRD225015M
018	5.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 225 524 018	PRD225018M
015	4.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 225 534 015	PRD225015C
018	5.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 225 534 018	PRD225018C

A pera

Ref. **830 / 233**



- Preparazione della cavità
- Rimodellamento occlusale

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	2.8	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 233 524 012	PRD233012M
012	2.8	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 233 534 012	PRD233012C

A pera

Ref. **830R / 237**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (µ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	3.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 237 514 012	PRD237012F
016	4.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 237 514 016	PRD237016F
010	3.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 237 524 010	PRD237010M
012	3.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 237 524 012	PRD237012M
016	4.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 237 524 016	PRD237016M
018	4.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 237 524 018	PRD237018M
012	3.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 237 534 012	PRD237012C
016	4.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 237 534 016	PRD237016C

Ref. **830RL / 238**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (µ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	4.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 238 524 012	PRD238012M
014	5.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 238 524 014	PRD238014M
012	4.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 238 534 012	PRD238012C
014	5.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 238 534 014	PRD238014C

Oliva

Ref. **368 / 257**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
016	3.2	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 257 514 016	PRD257016F
018	4.6	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 257 514 018	PRD257018F
020	4.6	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 257 514 020	PRD257020F
023	5.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 257 514 023	PRD257023F
016	3.2	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 257 524 016	PRD257016M
018	4.6	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 257 524 018	PRD257018M
020	4.6	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 257 524 020	PRD257020M
023	5.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 257 524 023	PRD257023M
020	4.6	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 257 534 020	PRD257020C
023	5.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 257 534 023	PRD257023C

Ovali

Ref. **379 / 277**



- Preparazione della corona
- Rimodellamento occlusale
- Rimodellamento e finitura

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
023	4.5	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 277 514 023	PRD277023F
023	4.5	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 277 524 023	PRD277023M
023	4.5	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 277 534 023	PRD277023C

Ref. **379L / 277L**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
023	5.2	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 277L 524 023	PRD277L023M

A fiamma

Ref. **861 / 248**



- Preparazione della corona
- Preparazione Inlay/Onlay

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	6.0	● XFine	20-38	21	1.6	806 315 248 504 012	PRD248012XF
014	6.0	● XFine	20-38	21	1.6	806 315 248 504 014	PRD248014XF
012	6.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 248 514 012	PRD248012F
014	6.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 248 514 014	PRD248014F
012	6.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 248 524 012	PRD248012M
014	6.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 248 524 014	PRD248014M
012	6.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 248 534 012	PRD248012C
014	6.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 248 534 014	PRD248014C

Ref. **862 / 249**



- Preparazione della corona
- Preparazione Inlay/Onlay

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	8.0	● XFine	20-38	21	1.6	806 315 249 504 012	PRD249012XF
014	8.0	● XFine	20-38	21	1.6	806 315 249 504 014	PRD249014XF
016	8.0	● XFine	20-38	21	1.6	806 315 249 504 016	PRD249016XF
012	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 249 514 012	PRD249012F
014	8.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 249 514 014	PRD249014F
012	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 249 524 012	PRD249012M
014	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 249 524 014	PRD249014M
016	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 249 524 016	PRD249016M
018	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 249 524 018	PRD249018M
012	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 249 534 012	PRD249012C
014	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 249 534 014	PRD249014C
016	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 249 534 016	PRD249016C

A fiamma

Ref. **862 short / 249**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	8.0	● XFine	20-38	19	1.6	806 314 249 504 012	PRD249012SXF
014	7.5	● XFine	20-38	19	1.6	806 314 249 504 014	PRD249014SXF
012	8.0	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 249 514 012	PRD249012SF
014	7.5	● Fine	38-64	19	1.6	806 314 249 514 014	PRD249014SF
010	8.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 249 524 010	PRD249010SM
012	8.0	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 249 524 012	PRD249012SM
014	7.5	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 249 524 014	PRD249014SM
012	8.0	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 249 534 012	PRD249012SC
014	7.5	● Coarse	107-151	19	1.6	806 314 249 534 014	PRD249014SC

Ref. **863 / 250**



- Preparazione della corona
- Preparazione Inlay/Onlay

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
010	10.0	● XFine	20-38	21	1.6	806 315 250 504 010	PRD250010XF
012	10.0	● XFine	20-38	21	1.6	806 315 250 504 012	PRD250012XF
014	10.0	● XFine	20-38	21	1.6	806 315 250 504 014	PRD250014XF
010	10.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 250 514 010	PRD250010F
012	10.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 250 514 012	PRD250012F
014	10.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 250 514 014	PRD250014F
010	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 250 524 010	PRD250010M
012	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 250 524 012	PRD250012M
014	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 250 524 014	PRD250014M
010	10.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 250 534 010	PRD250010C
012	10.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 250 534 012	PRD250012C
014	10.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 250 534 014	PRD250014C

Ovale a punta

Ref. **899 / 033**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
027	7.0	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 033 514 027	PRD033027F
027	7.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 033 524 027	PRD033027M

A ruota

Ref. **815 / 041**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
035	0.7	● Medium	64-126	19	1.6	806 314 041 524 035	PRD041035M

Torpedo

Ref. **879 / 290**



- Preparazione della corona
- Rimodellamento occlusale
- Rimodellamento e finitura

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
010	9.5	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 290 514 010	PRD290010F
012	9.5	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 290 524 012	PRD290012M
014	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 290 524 014	PRD290014M
016	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 290 524 016	PRD290016M
014	10.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 290 534 014	PRD290014C
016	10.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 290 534 016	PRD290016C

Curettage

Ref. **878K / 298**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
014	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 298 524 014	PRD298014M
016	8.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 298 524 016	PRD298016M
014	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 298 534 014	PRD298014C
016	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 298 534 016	PRD298016C
018	8.0	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 298 534 018	PRD298018C

Ref. **879K / 299**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
014	9.5	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 299 514 014	PRD299014F
016	9.5	● Fine	38-64	21	1.6	806 315 299 514 016	PRD299016F
016	9.5	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 299 524 016	PRD299016M
018	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	806 315 299 524 018	PRD299018M
014	9.5	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 299 534 014	PRD299014C
016	9.5	● Coarse	107-151	21	1.6	806 315 299 534 016	PRD299016C

A pallina

Ref. **801 / 001**



• Preparazione della corona

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
014	1.4	● Fine	38-64	22	2.35	806 204 001 514 014	PRDRA001014F
016	1.6	● Fine	38-64	22	2.35	806 204 001 514 016	PRDRA001016F
023	2.3	● Fine	38-64	22	2.35	806 204 001 514 023	PRDRA001023F
010	1.0	● Medium	64-126	22	2.35	806 204 001 524 010	PRDRA001010M
014	1.4	● Medium	64-126	22	2.35	806 204 001 524 014	PRDRA001014M
016	1.6	● Medium	64-126	22	2.35	806 204 001 524 016	PRDRA001016M
023	2.3	● Medium	64-126	22	2.35	806 204 001 524 023	PRDRA001023M
012	1.2	● Coarse	107-151	22	2.35	806 204 001 534 012	PRDRA001012C
014	1.4	● Coarse	107-151	22	2.35	806 204 001 534 014	PRDRA001014C
023	2.3	● Coarse	107-151	22	2.35	806 204 001 534 023	PRDRA001023C

Cilindriche

Ref. **836 / 110**



- Rimozione otturazioni obsolete
- Preparazione della cavità
- Preparazione della corona
- Preparazione Inlay/Onlay

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
010	6.0	● Medium	64-126	22	2.35	806 204 110 524 010	PRDRA110010M
012	6.0	● Medium	64-126	22	2.35	806 204 110 524 012	PRDRA110012M
010	6.0	● Coarse	107-151	22	2.35	806 204 110 534 010	PRDRA110010C
012	6.0	● Coarse	107-151	22	2.35	806 204 110 534 012	PRDRA110012C

Coniche

Ref. **859 / 166**



- Preparazione della corona
- Finitura superficiale

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
014	10.0	● Fine	38-64	27	2.35	806 205 166 514 014	PRDRA166014F
014	10.0	● Medium	64-126	27	2.35	806 205 166 524 014	PRDRA166014M
014	10.0	● Coarse	107-151	27	2.35	806 205 166 534 014	PRDRA166014C

Troncoconiche

Ref. **850 / 199**



- Rimozione otturazioni obsolete
- Preparazione della corona
- Preparazione per faccette

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
014	10.0	● Fine	38-64	27	2.35	806 205 199 514 014	PRDRA199014F
014	10.0	● Medium	64-126	27	2.35	806 205 199 524 014	PRDRA199014M
016	10.0	● Medium	64-126	27	2.35	806 205 199 524 016	PRDRA199016M
014	10.0	● Coarse	107-151	27	2.35	806 205 199 534 014	PRDRA199014C

Cono rovesciato

Ref. **805 / 010**



- Rimozione otturazioni obsolete
- Preparazione della cavità

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
010	1.0	● Medium	64-126	22	2.35	806 204 010 524 010	PRDRA010010M
012	1.5	● Medium	64-126	22	2.35	806 204 010 524 012	PRDRA010012M
012	1.5	● Coarse	107-151	22	2.35	806 204 010 534 012	PRDRA010012C

A pera

Ref. **830R / 237**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
021	4.0	● Fine	38-64	22	2.35	806 204 237 514 021	PRDRA237021F
021	4.0	● Medium	64-126	22	2.35	806 204 237 524 021	PRDRA237021M

A fiamma

Ref. **862 / 249**



- Preparazione della corona
- Preparazione Inlay/Onlay

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
012	8.0	● Fine	38-64	22	2.35	806 204 249 514 012	PRDRA249012F
010	8.0	● Medium	64-126	22	2.35	806 204 249 524 010	PRDRA249010M
012	8.0	● Medium	64-126	22	2.35	806 204 249 524 012	PRDRA249012M

Ovale

Ref. **379 / 277**



- Preparazione della corona
- Rimodellamento occlusale
- Rimodellamento e finitura

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
023	4.2	● Fine	38-64	22	2.35	806 204 277 514 023	PRDRA277023F

Tungsteno

Le frese in carburo di tungsteno PRECISION sono realizzate con materiali di alta qualità, garantendo elevata durezza della punta e robustezza del collo per prestazioni affidabili e resistenza ottimale alla frattura. Progettate per operazioni di taglio, sagomatura, rifinitura e rimozione di restauri preesistenti, risultano particolarmente indicate per interventi su cavità e corone, incluse quelle metallo-ceramiche (PFM), offrendo massima efficienza operativa e precisione sia in ambito clinico che laboratoristico.



Tungsteno

Tagliacorone



5 frese

Ref.	Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
KC1 KWIKCUT	010	1.9	19	1.6	500 314 139 008 010	PRTFGKC1
KC2 KWIKCUT	012	4.0	19	1.6	500 314 139 008 012	PRTFGKC2
FG.TC KC 1557	010	3.9	19	1.6	500 314 139 008 010	PRTFGKC1557

Chirurgiche a pallina



5 frese

Ref.	Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
FG.TC 2SL	010	1.0	25	1.6	500 316 001 010 010	PRTC002SL
FG.TC 4SL	014	1.4	25	1.6	500 316 001 010 014	PRTC004SL
FG.TC 6SL	018	1.8	25	1.6	500 316 001 010 018	PRTC006SL

Chirurgiche dritte a fessura



5 frese

Ref.	Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
FG.TC 557SL	010	3.8	25	1.6	500 316 107 007 010	PRTC0557SL
FG.TC 558SL	012	3.8	25	1.6	500 316 107 007 012	PRTC0558SL

Chirurgiche coniche a fessura



5 frese

Ref.	Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
FG.TC 701SL	012	3.8	25	1.6	500 316 168 007 012	PRTC0701SL

Lindemann



5 frese

Ref.	Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Codice
FG.TC 161	016	10.0	PRDFGTC161
FG.TC 162	016	10.0	PRDFGTC162

Zerkya



5 frese

Ref.	Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
151-Z	016	11.0	23	1.6	500 315 199 336 016	PRD151016Z
151M-Z	016	11.0	25	1.6	500 316 199 336 016	PRD151016MZ
151L-Z	016	11.0	28	1.6	500 317 199 336 016	PRD151016LZ

Endo Safe Access

Ref. **152**



5 frese

Ref.	Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
152	016	9.0	21	1.6	500 315 210 295 016	MDT152016

A pallina



5 frese

Ref.	Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
RA.TC 1/2	006	0.5	22	2.35	500 204 001 010 006	PRTRATC12
RA.TC 1	008	0.7	22	2.35	500 204 001 010 008	PRTRATC1
RA.TC 2	010	0.8	22	2.35	500 204 001 010 010	PRTRATC2
RA.TC 3	012	0.9	22	2.35	500 204 001 010 012	PRTRATC3
RA.TC 4	014	1.1	22	2.35	500 204 001 010 014	PRTRATC4
RA.TC 5	016	1.4	22	2.35	500 204 001 010 016	PRTRATC5
RA.TC 6	018	1.6	22	2.35	500 204 001 010 018	PRTRATC6
RA.TC 7	021	1.7	22	2.35	500 204 001 010 021	PRTRATC7
RA.TC 8	023	1.9	22	2.35	500 204 001 010 023	PRTRATC8

Cono rovesciato



5 frese

Ref.	Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
RA.TC35	010	0.8	22	2.35	500 204 010 010 010	PRTRATC35
RA.TC36	012	1.0	22	2.35	500 204 010 010 012	PRTRATC36

Tagliacorone ovale



1 fresa

Taglio	FINE CROSSCUT	STD CROSSCUT	STD CROSSCUT
Testa Ø 1/10 mm	060	040	050
Lunghezza testa (mm)	14.0	14.0	13.5
Lunghezza tot (mm)	44.5	44.5	44.5
Gambo Ø (mm)	2.35	2.35	2.35
ISO	500 104 274 140 060	500 104 194 190 040	500 104 274 190 050
Codice	PRDHP141460	PRDHP190040	PRDHP141950

Chirurgiche a pallina



5 frese

Ref.	Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
HP.TC 4	014	1.2	44.5	2.35	500 104 001 010 014	PRTHPTC4
HP.TC 6	018	1.6	44.5	2.35	500 104 001 010 018	PRTHPTC6
HP.TC 8	023	1.9	44.5	2.35	500 104 001 010 023	PRTHPTC8

Chirurgiche dritte a fessura



5 frese

Ref.	Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
HP.TC 557	010	3.8	2.35	500 104 107 007 010	PRTHPTC557
HP.TC 563L	023	5.9	2.35	500 104 107 007 023	PRTHPTC563

Chirurgiche coniche a fessura



5 frese

Ref.	Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
HP.TC 701	012	3.8	44.5	2.35	500 104 168 007 012	PRTC00701
HP.TC 701L	012	4.9	44.5	2.35	500 104 170 007 012	PRTC00701L
HP.TC 702	016	4.3	44.5	2.35	500 104 168 007 016	PRTC00702
HP.TC 702L	016	5.8	44.5	2.35	500 104 170 007 016	PRTC00702L

Helix



Le frese diamantate HELIX® presentano un canale a spirale privo di diamante per un'efficace rimozione dei detriti e un raffreddamento ottimizzato. Progettate per un'asportazione rapida e a basse temperature, offrono maggiore visibilità intraorale, proprietà antibatteriche grazie al rivestimento in oro 24K e resistenza alla corrosione, garantendo prestazioni superiori e facilità di pulizia.



Helix

Ref. **H886 / 131**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
014	10.0	● Medium	64-126	21	1.6	H806 315 131 544 014	MDTH131014XC

Ref. **H847 / 172**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
016	8.0	● XCoarse	152-181	21	1.6	H806 315 172 544 016	MDTH172016XC
018	8.0	● XCoarse	152-181	21	1.6	H806 315 172 544 018	MDTH172018XC

Ref. **H848 / 173**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
016	10.0	● XCoarse	152-181	21	1.6	H806 315 173 544 016	MDTH173016XC
018	10.0	● XCoarse	152-181	21	1.6	H806 315 173 544 018	MDTH173018XC

Ref. **H856 / 198**

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
014	8.0	● XCoarse	152-181	21	1.6	H806 315 198 544 014	MDTH198014XC
016	8.0	● XCoarse	152-181	21	1.6	H806 315 198 544 016	MDTH198016XC
019	8.0	● XCoarse	152-181	21	1.6	H806 315 198 544 019	MDTH198019XC
022	8.5	● XCoarse	152-181	21	1.6	H806 315 198 544 022	MDTH198022XC

Ref. **H386 / 257**

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
023	5.0	● XCoarse	152-181	19	1.6	H806 314 257 544 023	MDTH257023XC

Ref. **H878K / 298**

5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Grana	Grana (μ)	Lunghezza tot (mm)	Gambo Ø (mm)	ISO	Codice
016	8.0	● XCoarse	152-181	21	1.6	H806 315 298 544 016	MDTH298016XC
018	8.0	● XCoarse	152-181	21	1.6	H806 315 298 544 018	MDTH298018XC


ZirconIT



La serie ZirconIT® offre frese diamantate avanzate per zirconia.

La linea ZirconIT® ADJ è ideale per calibrazioni e regolazioni precise su corone in zirconia, PFM, disilicato di litio e ceramiche avanzate.

Le frese ZirconIT® ZRT, invece, garantiscono una rimozione efficiente delle corone in zirconia, con prestazioni elevate e tempi di taglio ridotti, assicurando precisione e controllo.



ZirconIT

ZIRCONIT ADJ

A pallina

Ref. **Z001**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Codice
022	2.2	MDT00122ADJ

Ovale

Ref. **Z277**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Codice
023	4.5	MDT27723ADJ

Troncoconica

Ref. **Z198L**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Codice
016	9.0	MDT19816ADJ

Conica

Ref. **Z167**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Codice
010	11.5	MDT16710ADJ

Football

Ref. **Z276**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Codice
031	6.2	MDT27631ADJ

ZIRCONIT ZRT

Cilindrica

Ref. **Z141**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Codice
012	8.0	MDT14112ZRT
014	8.0	MDT14114ZRT

Troncoconica


Ref. **Z198**



5 frese

Testa Ø 1/10 mm	Lunghezza testa (mm)	Codice
016	8.0	MDT19816ZRT

Frese Endo



Gates



6 pz	28 MM	32 MM
#01	PR8GA28001	PR8GA32001
#02	PR8GA28002	PR8GA32002
#03	PR8GA28003	PR8GA32003
#04	PR8GA28004	PR8GA32004
#05	PR8GA28005	PR8GA32005
#06	PR8GA28006	PR8GA32006
Assortito	PR8GA28100	PR8GA32100

Peeso reamers



6 pz	28 MM	32 MM
#01	PR8PE28001	PR8PE32001
#02	PR8PE28002	PR8PE32002
#03	PR8PE28003	PR8PE32003
#04	PR8PE28004	PR8PE32004
#05	PR8PE28005	PR8PE32005
#06	PR8PE28006	PR8PE32006
Assortito	PR8PE28100	PR8PE32100




Polishine

Polishine®
Polishing System

Polishine è una gamma di frese per lucidatura di nuova generazione, con lamelle flessibili e resistenti, ideale per restauri anteriori e posteriori.

Assicura una finitura brillante e duratura.

Le lamelle si adattano perfettamente alla superficie, ampliando l'area di contatto, migliorando il raffreddamento e riducendo il calore generato dall'attrito.



Polishine

Universali



12 frese

Ref.	Dimensioni Ø x L1	Colore	Grana	Velocità raccomandata	Codice
Disco	10x0.7	Marrone	● Medium	7000-12000	MDTPLU101SF
A punta	5x10	Marrone	● Medium	7000-12000	MDTPLU510SF
Coppetta	6.5x9.5	Marrone	● Medium	7000-12000	MDTPLU675SF

Per compositi



12 frese

Forma	Dimensioni Ø x L1	Colore	Grana	Velocità raccomandata	Codice
Disco	10x0.7	Giallo chiaro	● Medium	7000-10000	MDTPLC101SF
A punta	5x10	Giallo chiaro	● Medium	7000-10000	MDTPLC510SF
Coppetta	6.5x9.5	Giallo chiaro	● Medium	7000-10000	MDTPLC675SF

Per disilicati



12 frese

Forma	Dimensioni Ø x L1	Colore	Grana	Velocità raccomandata	Codice
Disco	10x0.7	Blu	● Medium	7000-12000	MDTPLL101SF
A punta	5x10	Blu	● Medium	7000-12000	MDTPLL510SF
A coppetta	6.5x9.5	Blu	● Medium	7000-12000	MDTPLL675SF
Disco	10x0.7	Giallo	● Medium	7000-10000	MDTPLL101HG
A punta	5x10	Giallo	● Medium	7000-10000	MDTPLL510HG
A coppetta	6.5x9.5	Giallo	● Medium	7000-10000	MDTPLL675HG

[illegible]

Note

PRECISION

La gamma Precision è nata nel 1994.

È nata con lo spirito di dare certezza. La certezza di avere in mano solo soluzioni affidabili.

Ogni prodotto marchiato Precision è il risultato di una lunga ed attenta ricerca a livello internazionale, presso i migliori produttori. Noi non produciamo, bensì selezioniamo e questo ci permette di ottenere sempre il meglio, rivolgendoci solo ad aziende leader nella produzione di quello specifico materiale.

Per questo motivo i nostri prodotti rappresentano il meglio per l'arte odontoiatrica.

Dal 1994 non abbiamo smesso di offrire certezze ai nostri clienti.

Creata in esclusiva per



PRECISION è un marchio di:
DENTALICA S.p.A. – Via Rimini, 22 – 20142 Milano
info@dentalica.com – www.dentalica.com