



**THUASNE®**

---

## **GUIDE ORTHÈSES ET COMPRESSION**

*Pour les pharmaciens*



# ICÔNES DE MESURE

Le présent catalogue de produits est spécialement conçu pour permettre aux pharmaciens et aux assistants de faire les bons choix.

1. SIMPLE
2. CLAIR
3. COMPLET



Circonférence de cou



Largeur des épaules



Circonférence du biceps



Circonférence de l'avant-bras



Circonférence de taille



Longueur coudes-phalanges



Circonférence de bassin



Circonférence du poignet



Circonférence de la cuisse



Longueur de la main jusqu'à l'auriculaire



Circonférence du genou au milieu de la rotule, genou en légère flexion



Circonférence de la cheville



Circonférence du mollet



Pointure



Taille

	 Cou Collier cervical CI Anatomic	 Thorax/ abdomen Cemen (thoracique) et/ou abdominale	 Thorax/ abdomen Dynabelt	 Thorax/ abdomen Stomex	 Dos Lombafirst	 Dos Lombastart	 Dos Lombastab Sport	 Ceinture lombaire Ortel P	 Dos Lombamium®
Raideur de la nuque/ torticolis	○								
Douleurs lombaires non spécifiques						○	○	○	
Arthrose	○				○		○		
Instabilité du bassin								○	○
Douleurs sacro-iliaques								○	○
Douleurs de grossesse								○	○
Fracture costale stable		○	○						
Contusion costale		○	○						
Post-chirurgie abdominale			○	○	○				
Hernie abdominale/ hernie ombilicale			○	○					
Douleur aigüe ou chronique légère	○				○	○		○	
Douleur aigüe ou chronique modérée						○		○	
Douleur aigüe ou chronique sévère							○		

## Collier cervical C1 Anatomic

Collier mousse  
anatomique

23940

### Indications

- Raideur de la nuque/torticolis
- Douleurs cervicales chroniques et/ou légères (soutien antalgique)
- Arthrose

### Caractéristiques

- Découpe anatomique au menton
- Mousse compacte de densité moyenne
- Housse confortable amovible et lavable



6 - 7,5 - 9 et 11 cm



bleu



beige



	6 cm hauteur	CNK	7,5 cm hauteur	CNK
 <b>0</b>	24 - 29 cm	4730438	-	-
<b>1</b>	28 - 33 cm	4730495	28 - 33 cm	4843330
<b>2</b>	34 - 39 cm	4730552	34 - 39 cm	4843348
 <b>3</b>	-	-	40 - 46 cm	4843355

	9 cm hauteur	CNK	11 cm hauteur	CNK
 <b>0</b>	24 - 29 cm	4730453	24 - 29 cm	4730479
<b>1</b>	28 - 33 cm	4730511	28 - 33 cm	4730537
<b>2</b>	34 - 39 cm	4730578	34 - 39 cm	4730594
 <b>3</b>	40 - 46 cm	4730610	40 - 46 cm	4730636

	6 cm hauteur	CNK	7,5 cm hauteur	CNK
 <b>0</b>	24 - 29 cm	4730420	-	-
<b>1</b>	28 - 33 cm	4730446	28 - 33 cm	4843298
<b>2</b>	34 - 39 cm	4730461	34 - 39 cm	4843306
 <b>3</b>	-	-	40 - 46 cm	4843314

	9 cm hauteur	CNK	11 cm hauteur	CNK
 <b>0</b>	24 - 29 cm	4730628	24 - 29 cm	4730487
<b>1</b>	28 - 33 cm	4730503	28 - 33 cm	4730529
<b>2</b>	34 - 39 cm	4730560	34 - 39 cm	4730545
 <b>3</b>	40 - 46 cm	4730602	40 - 46 cm	4730586

## Cemen

### Ceinture thoracique

29000

#### Indications

- Fracture costale stable
- Contusion costale
- Douleurs au niveau des muscles de la cage thoracique

#### Caractéristiques

- Forte compression des côtes grâce à un matériau élastique résistant
- Limite la transpiration grâce au tissu aéré
- Fermeture auto-agrippante
- Hauteur de 15,5 cm



	Tour de taille	CNK
1	60 - 75 cm	0637710
2	76 - 90 cm	0637728
3	91 - 105 cm	0637736
4	106 - 120 cm	0637744



	Tour de taille	CNK
1	60 - 75 cm	0637678
2	76 - 90 cm	0637686
3	91 - 105 cm	0637694
4	106 - 120 cm	0637702



## Cemen

**Ceinture de maintien abdominal  
et/ou thoracique**  
28000

### Indications

- Contusion costale/fracture costale
- Faiblesse musculaire abdominale
- Hernie abdominale/hernie ombilicale
- Post-chirurgie

### Caractéristiques

- Forte compression des côtes et de l'abdomen grâce à un matériau élastique résistant
- Limite la transpiration grâce au tissu aéré
- Fermeture auto-agrippante

	1,25 m longueur	CNK
 1,25 m 2,50 m	18 cm	0638213
	25 cm	0638239
	2,50 m longueur	CNK
 18 cm 25 cm	18 cm	0638221
	25 cm	0638247



## Dynabelt

### Ceinture de maintien abdominal

70100

#### Indications

- Hernie abdominale/hernie ombilicale
- Faiblesse musculaire abdominale
- Pathologies post-opératoires

#### Caractéristiques

- Matériau respirant
- Baleines abdominales et dorsales souples
- Baleines abdominales amovibles
- Passe-main : facilite la mise en place



	Circonférence de taille	CNK	CNK	CNK
		18 cm de hauteur	25 cm de hauteur	33 cm de hauteur
	<b>1</b> 60 - 80 cm	4877189	4877221	4877262
	<b>2</b> 80 - 100 cm	4877197	4877239	4877270
	<b>3</b> 100 - 130 cm	4877205	4877247	4877288
18 cm 33 cm	<b>4</b> 130 - 160 cm	4877213	4877254	4877296

## Stomex

### Ceinture de soutien abdominal

2700

#### Indications

- Stomie
- Conditions abdominales post-opératoires

#### Caractéristiques

- Compression ferme assurée par le tissu élastique, lisse, doux et respirant
- Baleines dorsales rigides, conformables et amovibles
- Baleines abdominales souples/amovibles
- Panneau abdominal en tissu indémaillable sécable pour découper l'ouverture de passage des drains et poches de stomie
- Conception réversible permettant de positionner la ceinture vers le haut ou vers le bas, offrant ainsi diverses options de positionnement
- Passe-mains : facilite la mise en place
- Zone de stomie couvrant l'ensemble de l'abdomen



	Circonférence de taille	CNK 25 cm de hauteur
	1 60 - 80 cm	0643957
	2 80 - 100 cm	0643965
	3 100 - 130 cm	0643973
	4 130 - 160 cm	0643981

25 cm

## Lombafirst

### Ceinture lombaire

08750

#### Indications

- Lumbalgie commune non spécifique (stade aigu, subaigu et chronique)
- Début d'arthrose lombaire
- Canal lombaire étroit

#### Caractéristiques

- 4 baleines conformables
- Forme anatomique sans bords, ni coutures
- Mise en place facile grâce au passe-mains



	Circonférence de taille	CNK 21 cm de hauteur	CNK 26 cm de hauteur
	1 60 - 80 cm	4344636	4664322
	2 75 - 95 cm	4344644	4664330
	3 90 - 110 cm	4344651	4664348
	4 105 - 125 cm	4344669	4664355
	5 120 - 140 cm	4344677	4664363

21 cm  
26 cm

## Lombastart

Ceinture de soutien lombaire avec sangle  
additionnelle de serrage

08730

### Indications

- Lombalgie commune non spécifique (stade aigü, subaigü et chronique)
- Début d'arthrose lombaire
- Canal lombaire étroit

### Caractéristiques

- Sangle de serrage additionnelle pour un maintien optimal
- Forme anatomique sans bords, ni coutures
- Mise en place facile grâce aux passe-mains



21 cm  
26 cm

	Circonférence de taille	CNK	
		21 cm de hauteur	26 cm de hauteur
1	60 - 80 cm	4803243	4803193
2	75 - 95 cm	4803250	4803201
3	90 - 110 cm	4803268	4803219
4	105 - 125 cm	4803276	4803227
5	120 - 140 cm	4803284	4803235

## Lombastab

Ceinture de soutien lombaire avec un système de serrage unique

08530

### Indications

- Lumbalgie commune non spécifique (stade aigu, subaigu et chronique)
- Début d'arthrose lombaire
- Canal lombaire étroit

### Caractéristiques

- Système de serrage facilité (quick lacing system) pour une compression homogène et un ajustement du maintien simplifié
- Découpe anatomique au niveau des hanches et sans bords, ni coutures
- Mise en place et réglage faciles grâce aux passe-mains
- Confortable et respirant: tissu Lombastab breveté et doublure Coolmax



	Circonférence de taille	CNK 21 cm de hauteur	CNK 26 cm de hauteur
	<b>1</b> 60 - 80 cm	4227831	4227781
	<b>2</b> 75 - 95 cm	4227849	4227799
	<b>3</b> 90 - 110 cm	4227856	4227807
	<b>4</b> 105 - 125 cm	4227864	4227815
21 cm 26 cm	<b>5</b> 120 - 140 cm	4227872	4227823

## Ceinture strapping Sport

Ceinture de  
maintien lombaire

03610

### Indications

- Douleurs lombaires légères à modérées
- Lombalgie commune non spécifique

### Caractéristiques

- Tissu élastique respirant à séchage rapide
- Tissu sans bords ni coutures, fin et léger
- Mise en place facile grâce aux passe-mains



	Circonférence de taille	CNK
<b>S</b>	60 - 70 cm	3722261
<b>M</b>	71 - 86 cm	3722279
<b>L</b>	87 - 102 cm	3722287
<b>XL</b>	103 - 121 cm	3722295
<b>XXL</b>	122 - 140 cm	3722303

## Ortel P

Ceinture  
pelvienne

27400

### Indications

- Douleurs pelviennes liées à la grossesse
- Instabilité du bassin
- Douleurs sacro-iliaques

### Caractéristiques

- Forte compression ajustable: tissu élastique et sangle additionnelle de serrage
- Confort: doublure en tissu éponge doux



10 cm

	Circonférence de bassin	CNK
<b>1</b>	83 - 89 cm	1646488
<b>2</b>	90 - 96 cm	1646496
<b>3</b>	97 - 105 cm	1646504
<b>4</b>	106 - 114 cm	1646512
<b>5</b>	115 - 125 cm	1646520
<b>6</b>	126 - 136 cm	1646538

**Lombamum®****Ceinture lombaire  
de maternité**

08050

**Indications**

- Douleurs pelviennes liées à la grossesse
- Douleurs lombaires liées à la grossesse
- Douleurs sacro-iliaques liées à la grossesse

**Caractéristiques**

- Modèle évolutif tout au long de la grossesse grâce aux 2 bandes de soutien abdominal
- Sangle de serrage additionnelle pour un maintien ajustable au niveau des lombaires
- Confort: doublure en fibres de bambou



Circonférence  
de taille

CNK



TAILLE  
UNIQUE

85 - 125 cm

2915684





Épaule

Épaulière en néoprène

Sangles claviculaires Ligaflex®

ImmoClassic

Coudière Sport

Epi-GO

Coudière anti-épicondylite

Bracelet anti-épicondylite Sport

Silistab® Epi

Coude

									
Fracture de la clavicule stabilisée		○							
Légère blessure de l'épaule	○								
Inflammation/sollicitation excessive	○			○	○	○	○	○	○
Immobilisation post-opératoire			○						
État stable après traumatisme au niveau de l'épaule	○								
Instabilité articulaire	○								
Mauvaise posture des épaules/du haut du dos		○							
Épicondylite (tennis elbow), épithrochléite (golf elbow)				○	○	○	○	○	○
Blessure du coude légère à modérée									○
Blessure du coude modérée				○	○	○	○	○	○

## Épaulière en néoprène

Maintien de  
l'épaule douloureuse  
05760

### Indications

- Inflammation de l'épaule (tendinite)
- Traumatisme stabilisé de l'épaule
- Reprise d'activité et/ou prévention de subluxation/luxation de l'épaule

### Caractéristiques

- Adaptation morphologique
- Isolation thermique grâce au néoprène



	Circonférence du biceps	CNK
<b>S</b>	28 - 31 cm	4109088
<b>M</b>	32 - 35 cm	4109096
<b>L</b>	36 - 40 cm	4109104

## Ligaflex® sangles claviculaires


Sangles claviculaires  
et correcteur de posture  
24500

### Indications

- Fracture non chirurgicale de la clavicule
- Posture voûtée du haut du dos (redresse-dos)

### Caractéristiques

- Stabilisation : deux sangles dorsales de traction croisées et fixées sur un ancrage dorsal
- Adaptabilité : sangles ajustables par découpe en fonction de la taille du patient
- Facilité de mise en place : serrage simultané des sangles qui permet de stabiliser les clavicules



	Largeur d'épaules	CNK
<b>0</b>	20 - 34 cm	4791802
<b>1</b>	34 - 100 cm	4780961

## ImmoClassic

### Echarpe de bras et/ou attelle d'immobilisation de l'épaule


24470

#### Indications

- Soutien du bras plâtré ou paralytique
- Traumatismes ou états inflammatoires de l'épaule et/ou du coude
- Prévention de la subluxation ou luxation de l'épaule
- Traitement conservateur des fractures non chirurgicales de l'humérus et de la clavicule
- Immobilisation post-opératoire

#### Caractéristiques

- Manchon pour soutenir l'avant-bras et le coude
- Sangles ajustables et amovibles
- Mousse de protection au niveau de l'épaule
- Velcro additionnel dans le manchon pour garantir le bon positionnement du bras dans l'orthèse



	Longueur de l'avant-bras	CNK
1	25 - 35 cm	4730271
2	35 - 45 cm	4730289

## Coudière Sport

### Coudière de maintien

03380

#### Indications

- Douleurs légères à modérées du coude (solicitation excessive)
- Reprise d'activité
- Prévention des récives de tendinopathies du coude

#### Caractéristiques

- Tissu élastique pour une bonne proprioception
- Compression confortable
- Zones de confort et de renfort spécifiques grâce à différentes techniques de tricotage



	Circonférence de l'avant-bras	CNK
S	22 - 24 cm	3722121
M	25 - 27 cm	3722139
L	28 - 30 cm	3722147
XL	31 - 33 cm	3722154

## Epi-GO

**Coudière de compression  
anti-épicondylite/épitrochléite**

T30080

### Indications

- Douleurs modérées à sévères du coude (solicitation excessive)
- Epicondylite (tennis elbow)/épitrochléite (golf elbow)
- Prévention de tendinopathies du coude
- Reprise d'activité

### Caractéristiques

- Tricot élastique pour un bon maintien
- Inserts latéral et médial pour un effet massant lors des mouvements
- Oreillettes de mise en place




	Circonférence de l'avant-bras	CNK
<b>0</b>	21 - 23 cm	4874293
<b>1</b>	23 - 25 cm	4874301
<b>2</b>	25 - 27 cm	4874319
<b>3</b>	27 - 31 cm	4874327
<b>4</b>	29 - 31 cm	4874335
<b>5</b>	31 - 34 cm	4874343

## Coudière anti-épicondylite Sport

**Coudière anti-épicondylite/épitrochléite  
avec sangle**

03360

### Indications

- Douleurs modérées à sévères du coude (solicitation excessive)
- Epicondylite (tennis elbow)/épitrochléite (golf elbow)
- Prévention de tendinopathies du coude
- Reprise d'activité

### Caractéristiques

- Néoprène perforé, aéré
- Découpe anatomique pour davantage de confort
- Inserts spéciaux avec plots : effet massant et vascularisant, soulagement de la douleur et aide à la récupération
- Pression ajustable par la sangle additionnelle amovible




	Circonférence de l'avant-bras	CNK
<b>S</b>	22 - 24 cm	2325801
<b>M</b>	25 - 27 cm	2325819
<b>L</b>	28 - 30 cm	2325827
<b>XL</b>	31 - 33 cm	2325835

## Bracelet anti-épicondylite Sport

Bracelet anti-épicondylite/épitrochléite  
avec inserts en silicone

03520

### Indications

- Douleurs modérées à sévères du coude (solicitation excessive)
- Epicondylite (tennis elbow)/épitrochléite (golf elbow)
- Prévention de tendinopathies du coude
- Reprise d'activité

### Caractéristiques

- Inserts en silicone avec plots (effet massant et revascularisant)
- Compression localisée et réglable par la sangle de serrage avec boucle de retour
- Confortable et léger qui garantit le confort lors de l'activité physique
- Réduit les tensions



Circonférence  
de l'avant-bras

CNK

1	22 - 30 cm	3722436
2	30 - 38 cm	3722444

## Silistab® Epi

Coudière de compression  
anti-épicondylite/épitrochléite

23050

### Indications

- Douleurs modérées à sévères du coude (solicitation excessive)
- Epicondylite (tennis elbow)/épitrochléite (golf elbow)
- Prévention de tendinopathies du coude
- Reprise d'activité

### Caractéristiques

- Inserts en silicone à effet massant
- Tricot anatomique compressif et pression localisée (inserts en silicone)
- Pression ajustable par la sangle supplémentaire amovible
- Oreillettes facilitant la mise en place



Circonférence  
de l'avant-bras

CNK

1	19 - 22 cm	1644459
2	22 - 25 cm	1644467
3	25 - 28 cm	1644475
4	28 - 31 cm	1644483
5	31 - 34 cm	1644491
6	34 - 37 cm	1644509



												
	Poignet						Poignet et pouce			Pouce		Doigt
	Ligaflex® Classic	Attelle de poignet Selfcare	Ligaflex® Classic Open	Manu-GO	Ligaflex® Action	Attelle de poignet de sport	Attelle de poignet en néoprène	Ligaflex® Manu	Ligaflex® Rhizo	Strapping sport de pouce	Ligaflex Finger®	Bande de maintien des doigts (Buddy)
Syndrome du canal carpien	○	○	○									
Arthrose	○	○	○	○	○	○		○	○	○		
Rhumatisme	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Post-traumatisme/ post-opératoire	○	○	○	○	○			○		○	○	○
Pouce du skieur									○	○		
Ténosynovite de De Quervain								○				
Sollicitation excessive/ entorse	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
Inflammation	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
Contusion	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○

## Ligaflex® Classic

### Attelle d'immobilisation de poignet

24350

#### Indications

- Entorse du poignet
- Tendinopathie du poignet
- Rhumatisme/arthrose du poignet
- Immobilisation post-traumatique/post-opératoire
- Arthrite rhumatoïde du poignet
- Syndrome du canal carpien
- Fracture non chirurgicale du poignet

#### Caractéristiques

- Grand confort de port grâce au tissu en 3D antibactérien léger et respirant pour une meilleure évacuation de l'humidité
- Disponible en taille enfant (taille 0)
- Sangle 2 en 1 pour une contention homogène
- Immobilisation du poignet grâce à la baleine palmaire anatomique conformable et amovible



	Circonférence du poignet	CNK	
		Droite	Gauche
<b>0</b>	10 - 13 cm	4346789	4346805
<b>1</b>	13 - 15 cm	1654672	1654599
<b>2</b>	15,5 - 17,5 cm	1654680	1654607
<b>3</b>	18 - 20 cm	1654698	1654615
<b>4</b>	20,5 - 23 cm	1654706	1654623

## Attelle de poignet Selfcare

### Attelle courte de maintien et d'immobilisation du poignet

25300

#### Indications

- Immobilisation post-traumatique après un traumatisme du poignet
- Entorse/tendinite du poignet
- Rhumatisme/arthrose du poignet
- Syndrome du canal carpien

#### Caractéristiques

- Modèle court
- Deux baleines amovibles : une palmaire anatomique en aluminium - une dorsale plate
- Entorse/tendinite du poignet
- Sangle amovible permettant d'adapter son positionnement
- Tissu intérieur 3D antibactérien respirant



POUR GAUCHE ET DROITE

	Circonférence du poignet	CNK	
		Droite	Gauche
<b>1</b>	13 - 16 cm	4655858	4655858
<b>2</b>	16,5 - 19,5 cm	4655866	4655866
<b>3</b>	20 - 23 cm	4655874	4655874

## Ligaflex® Classic Open

### Attelle d'immobilisation de poignet à ouverture totale

24370

#### Indications

- Entorses et tendinites
- Fracture non chirurgicale du poignet
- Syndrome du canal carpien
- Post-traumatique/post-opératoire
- Arthrite rhumatoïde du poignet

#### Caractéristiques

- Une baleine palmaire en aluminium rigide conforme
- Tissu 3D antibactérien respirant
- Ouverture totale pour une mise en place et un retrait facilités notamment en cas d'œdème, de douleur, d'atrophie



## Manu-GO

### Attelle d'immobilisation du poignet à effet proprioceptif avec coussinet en silicone

T30070

#### Indications

- Entorse/tendinite du poignet
- Rhumatisme/arthrose du poignet
- Inflammations post-opératoires et/ou chroniques
- Syndrome du canal carpien
- Epanchement et œdème lié à l'arthrite et aux maladies articulaires

#### Caractéristiques

- Baleine palmaire modulable et amovible
- Matériau tissé compressif et confortable
- Insert silicone au niveau du condyle ulnaire
- Oreillettes de mise en place
- Sangle de serrage additionnelle pour un réglage ciblé de la pression



	Circonférence du poignet	CNK
<b>1</b>	13 - 17 cm	3788460
<b>2</b>	17 - 23 cm	3788478



POUR GAUCHE  
ET DROITE

	Circonférence du poignet	CNK	CNK
		Droite	Gauche
	<b>XS</b> 14 - 15 cm	4874178	4874236
	<b>S</b> 15 - 16 cm	4874186	4874244
	<b>M</b> 16 - 17 cm	4874194	4874251
	<b>L</b> 17 - 18 cm	4874202	4874269
	<b>XL</b> 18 - 19 cm	4874210	4874277
	<b>XXL</b> 19 - 20 cm	4874228	4874285

## Ligaflex® Action

### Attelle de stabilisation du poignet avec compression

24360

#### Indications

- Entorse, tendinopathies du poignet
- Arthrose, rhumatisme du poignet
- Douleurs et/ou œdème résiduel post-opératoire, post-traumatique
- Syndrome du canal carpien

#### Caractéristiques

- Baleine palmaire rigide, anatomique et conformable
- Tricot 3D anatomique assurant la proprioception
- Sangle de serrage additionnelle pour un réglage ciblé de la pression
- Insert de protection au niveau du condyle ulnaire



	Circonférence du poignet	CNK	
		Droite	Gauche
1	14 - 15 cm	3649654	3649662
2	15 - 16 cm	3649670	3649688
3	16 - 17 cm	3649696	3649704
4	17 - 18 cm	3649712	3649720
5	18 - 19 cm	3649738	3649746
6	19 - 20 cm	3649753	3649761

## Attelle de poignet en néoprène

### Serre-poignet/attache-pouce

05750

#### Indications

- Séquelles d'entorse du poignet
- Tendinite
- Reprise d'activité
- Rhumatisme

#### Caractéristiques

- Néoprène respirant, effet thermique
- Niveau de maintien réglable



#### CNK

POUR GAUCHE ET DROITE	TAILLE UNIQUE	3722063
-----------------------	---------------	---------

## Attelle de poignet sport

### Bracelet de strapping

03400

#### Indications

- Reprise d'activité après traumatisme
- Prévention des blessures ligamentaires
- Séquelles d'entorse

#### Caractéristiques

- Sangle de contention forte réglable pour un bon maintien du poignet
- Tissu élastique respirant



#### CNK

POUR GAUCHE ET DROITE	TAILLE UNIQUE	4651618
-----------------------	---------------	---------

## Ligaflex® Manu

### Attelle d'immobilisation du poignet et du pouce

24300

#### Indications

- Entorse du poignet et/ou pouce
- Tendinite du poignet et/ou pouce
- Ténosynovite de De Quervain
- Fracture non chirurgicale du poignet/pouce
- Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire du poignet/pouce
- Epicondylite latérale
- Rhumatisme du poignet et/ou du pouce
- Arthrose du poignet et/ou du pouce



#### Caractéristiques

- Deux baleines d'immobilisation en aluminium conformables
- Disponible en taille enfant (taille 0)
- Tissu 3D antibactérien respirant
- Système de sangles 2 en 1 permettant d'assurer un serrage homogène



	Circonférence du poignet	CNK	
		Droite	Gauche
0	10 - 13 cm	4346763	4347837
1	13 - 15 cm	1644384	1644293
2	15,5 - 17,5 cm	1644392	1644301
3	18 - 20 cm	1644400	1644319
4	20,5 - 23 cm	1644418	1644327

## Ligaflex® Rhizo

### Attelle de stabilisation du pouce

70900

#### Indications

- Entorse du pouce
- Arthrose du pouce
- Immobilisation en cas de douleur ou de traumatisme du pouce
- Tendinite du pouce
- Pouce du skieur



#### Caractéristiques

- Stabilisation du pouce en position neutre grâce à une armature en fil métallique brevetée
- Liberté de mouvements: préhension, mouvement de la pince et amplitude du poignet conservés
- Tissu 3D antibactérien respirant



	Circonférence du poignet	CNK	
		Droite	Gauche
1	13 - 17 cm	3788486	3788494
2	17 - 23 cm	3788502	3788510

## Strapping sport de pouce

**Attelle de stabilisation du pouce et maintien du poignet**

03320

### Indications

- Entorse de pouce, pouce du skieur
- Reprise d'activité, séquelles d'entorse du pouce
- Post-traumatisme/post-opération du pouce
- Arthrose du pouce

### Caractéristiques

- Stabilisation de l'articulation du pouce
- Néoprène microperforé, effet thermique et évacuation de la transpiration
- Sangle élastique pour maintien du poignet
- Coque semi-rigide pour limiter l'extension du pouce



POUR GAUCHE  
ET DROITE

	Circonférence du poignet	CNK
<b>S</b>	14 - 15,5 cm	3722311
<b>M</b>	16 - 17,5 cm	3722329
<b>L</b>	18 - 20 cm	3722337

## Ligaflex Finger®

**Attelle d'immobilisation poignet-doigts**

24320

### Indications

- Fracture non chirurgicale du doigt (2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup> ou 4<sup>ème</sup> métacarpien)
- Entorse, luxation, rupture ligamentaire des doigts (2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup> ou 4<sup>ème</sup> métacarpien)
- Immobilisation post-opératoire et post-traumatique du doigt

### Caractéristiques

- Baleine d'immobilisation rigide et conformable en position palmaire ou dorsale
- Confort : protection des doigts lésés
- 4 sangles, 2 fixes et 2 amovibles, pour un maintien optimal et un ajustement adapté



POUR GAUCHE  
ET DROITE

Hauteur entre le bout  
du doigt lésé et le poignet **CNK**

<b>1</b>	< 13 cm	4198511
<b>2</b>	13 - 16 cm	4198529
<b>3</b>	16 - 19 cm	4198537
<b>4</b>	19 - 22 cm	4198545

## Bande de maintien des doigts

### Orthèse de support

#### pour doigts

25350

#### Indications

- Traumatologie des doigts (contusions, entorses, luxations ou fractures non déplacées des phalanges)
- Post-opératoire
- Reprise d'activité

#### Caractéristiques

- Permet une syndactylie dynamique avec séparation interdigitale
- Bandes élastiques souples avec étrier, adaptables, sécables et lavables
- 4 sangles dans l'emballage : 2 larges et 2 étroites



CNK

POUR GAUCHE  
ET DROITE

TAILLE  
UNIQUE

4523536





*Genu-Go Silistab® (fermée)*

*Genu-Go Silistab® (ouverte)*

*Genouillère avec maintien de la rotule*

*Ligastrap Genu*

*Genouillère de strapping renforcée*

*GenuStar® Ice*

*Cuissard en néoprène*

Sollicitation excessive	○	○	○			○	○
Inflammation et rhumatisme	○	○	○			○	
Œdème				○	○	○	
Lésions ligamentaires légères stabilisées (laxité)						○	
Lésions ligamentaires modérées stabilisées	○	○	○	○	○	○	
Post-opératoire/traumatisme	○	○	○	○	○	○	
Luxation/entorse			○	○		○	○
Douleurs de la cuisse/déchirure du muscle quadriceps fémoral							○
Arthrose du genou	○	○					
Instabilité rotulienne	○	○	○				
Syndrome douloureux fémoro-patellaire	○	○	○				
Tendinopathie patellaire (genou du sauteur)	○	○	○				
Reprise d'activité	○	○		○			○

## GenuSoft

Genouillère de maintien  
et de compression (15-20 mmHg)

23200

### Indications

- Soutien proprioceptif à la rééducation du genou
- Reprise d'activité
- Douleur et/ou œdème du genou

### Caractéristiques

- Tricot compressif (15-20 mmHg)
- Tissage anatomique pour un grand confort de port
- Zone de confort autour de la rotule



## Genouillère de maintien gris clair

Genouillère de maintien  
et de proprioception

03340

### Indications

- Soutien proprioceptif à la rééducation du genou
- Reprise d'activité
- Séquelles d'entorse bénigne
- Douleur et/ou œdème du genou

### Caractéristiques

- Tissu compressif (15-20 mmHg)
- Tissage anatomique pour un grand confort de port améliorant la proprioception
- Zones de confort et de renfort




	Circonférence du genou	CNK
<b>1</b>	32 - 34 cm	2867695
<b>2</b>	35 - 37 cm	2867703
<b>3</b>	38 - 41 cm	2867711
<b>4</b>	42 - 45 cm	2867729
<b>5</b>	46 - 49 cm	2867737

**DROITE ET GAUCHE**



	Circonférence du genou	CNK
<b>S</b>	32 - 34 cm	3722162
<b>M</b>	35 - 37 cm	3722170
<b>L</b>	38 - 41 cm	3722188
<b>XL</b>	42 - 45 cm	3722196
<b>XXL</b>	46 - 49 cm	3722204

**DROITE ET GAUCHE**

## Genouillère en néoprène

Genouillère ouverte de maintien

05730

### Indications

- Reprise d'activité
- Contusion du genou
- Douleur et/ou œdème
- Instabilité/laxité

### Caractéristiques

- Tissu élastique limitant la déperdition de chaleur
- Ouverture au niveau de la rotule pour une mise en place optimale autour du genou
- Le néoprène extensible fin et sans coutures assure une compression agréable



## GenuAction

Genouillère proprioceptive de maintien (20-36 mmHg)

23250

### Indications

- Reprise d'activité
- Instabilité/laxité
- Traitement conservateur des lésions ligamentaires légères du genou
- Douleur et/ou œdème du genou
- Soutien proprioceptif à la rééducation

### Caractéristiques

- Tissu de haute compression ( 20-36 mmHg)
- Tricot anatomique avec zones de renfort et de confort (creux poplité et patella)
- Disponible en taille enfant (taille 0)



	Circonférence du genou	CNK	
DROITE ET GAUCHE	<b>S</b>	31 - 33 cm	4827085
	<b>M</b>	34 - 36 cm	4827093
	<b>L</b>	37 - 39 cm	4827101
	<b>XL</b>	40 - 42 cm	4827119
	<b>XXL</b>	43 - 45 cm	4827127

	Circonférence du genou	CNK	
DROITE ET GAUCHE	<b>0</b>	28 - 31 cm	4346813
	<b>1</b>	32 - 34 cm	3788403
	<b>2</b>	35 - 37 cm	3788411
	<b>3</b>	38 - 41 cm	3788429
	<b>4</b>	42 - 45 cm	3788437
	<b>5</b>	46 - 49 cm	3788445
	<b>6</b>	50 - 53 cm	3788452

## GenuExtrem

Genouillère élastique proprioceptive avec baleines latérales souples

23210

### Indications

- Traitement conservateur des lésions ligamentaires légères du genou
- Instabilité articulaire/laxité
- Reprise d'activité
- Douleur et/ou œdème du genou

### Caractéristiques

- Tissu de haute compression (20 à 36 mmHg)
- Baleines latérales souples avec anti-glisse
- Tricot anatomique avec zones de renfort et de confort (creux poplité et patella)
- Oreillettes de mise en place pratiques



## Genouillère néoprène baleinée avec

ouverture rotulienne

05700

### Indications

- Séquelles d'entorse
- Reprise d'activité
- Instabilité articulaire/laxité

### Caractéristiques

- Tissu élastique limitant la déperdition de chaleur
- Double baleinage latéral souple
- Ouverture rotulienne sans couture



	Circonférence du genou	CNK	
 DROITE ET GAUCHE	<b>1</b>	32 - 34 cm	3649597
	<b>2</b>	35 - 37 cm	3649605
	<b>3</b>	38 - 41 cm	3649613
	<b>4</b>	42 - 45 cm	3649621
	<b>5</b>	46 - 49 cm	3649639
	<b>6</b>	50 - 53 cm	3649647

	Circonférence du genou	CNK	
 DROITE ET GAUCHE	<b>S</b>	31 - 33 cm	3722212
	<b>M</b>	34 - 36 cm	3722220
	<b>L</b>	37 - 39 cm	3722238
	<b>XL</b>	40 - 42 cm	3722246
	<b>XXL</b>	43 - 45 cm	3722253

## Genouillère de maintien renforcée

Genouillère de maintien baleinée

03540

### Indications

- Instabilité / laxité articulaire du genou
- Reprise d'activité
- Douleur et/ou œdème du genou

### Caractéristiques

- Tissu compressif (15-20 mmHg)
- Baleines latérales souples avec anti-glisse
- Zones de confort et de renfort (creux poplité et patella)
- Oreillettes : facilitant la mise en place



## GenuPro Comfort

Genouillère rotulienne souple

23460

### Indications

- Douleurs antérieures du genou
- Instabilité patellaire
- Tendinopathie patellaire / syndrome du sauteur
- Douleur / œdème du genou
- Arthrose

### Caractéristiques

- Insert rotulien Air Flex amovible pour une stabilisation optimale de la rotule
- Baleines latérales souples avec anti-glisse (stabilisation)
- Tricot anatomique et compressif (23-32 mmHg) en fil de viscose qui apporte de la douceur
- Tubulure anatomique du tricot adaptée aux cuisses plus fortes
- Oreillettes facilitant la mise en place



		Circonférence du genou	CNK
	<b>S</b>	32 - 34 cm	4654992
	<b>M</b>	35 - 37 cm	4654950
	<b>L</b>	38 - 41 cm	4654968
	<b>XL</b>	42 - 45 cm	4654976
	<b>XXL</b>	46 - 49 cm	4654984

**DROITE ET GAUCHE**

		Circonférence de la cuisse	Circonférence du mollet	CNK
	<b>0</b>	35 - 37 cm	29,5 - 32 cm	4567749
	<b>1</b>	37 - 41 cm	32 - 34,5 cm	4567772
	<b>2</b>	41 - 45 cm	34,5 - 37 cm	4567780
	<b>3</b>	45 - 50 cm	37 - 39,5 cm	4567798
	<b>4</b>	50 - 55 cm	39,5 - 42 cm	4567806
	<b>5</b>	55 - 61 cm	42 - 44,5 cm	4567822
<b>6</b>	61 - 67 cm	44,5 - 47 cm	4567830	

**DROITE ET GAUCHE**

## Genu-Go Silistab® (fermée)

Genouillère

rotulienne fermée

23420

### Indications

- Douleurs antérieures du genou / instabilité rotulienne / oedème
- Tendinopathie rotulienne (y compris syndrome du sauteur)
- Douleur fémoro-patellaire (très fréquent chez les adolescents)
- Arthrose

### Caractéristiques

- Insert rotulien en Y pour le maintien de la rotule et effet massant jusqu'à la cuisse
- Zone distale du coussinet creusée pour soulager la pression sur le tendon rotulien.
- Baleines latérales souples (stabilisation)
- Disponible en taille enfant (taille 0)
- Tricot compressif (23 à 32 mmHg)
- Tricot respirant



		Circonférence de la cuisse	Circonférence du mollet	CNK
	<b>0</b>	35 - 37 cm	29,5 - 32 cm	4787768
	<b>1</b>	37 - 41 cm	32 - 34,5 cm	4787776
	<b>2</b>	41 - 45 cm	34,5 - 37 cm	4787784
	<b>3</b>	45 - 50 cm	37 - 39,5 cm	4787792
<b>DROITE ET GAUCHE</b>	<b>4</b>	50 - 55 cm	39,5 - 42 cm	4787800
	<b>5</b>	55 - 61 cm	42 - 44,5 cm	4787818
	<b>6</b>	61 - 67 cm	44,5 - 47 cm	4787826

## Genu-Go Silistab® (ouverte)

**Genouillère  
rotulienne ouverte**  
23430

### Indications

- Douleurs antérieures du genou / instabilité rotulienne / oedème
- Tendinopathie rotulienne (y compris syndrome du sauteur)
- Douleur fémoro-patellaire (très fréquent chez les adolescents)
- Arthrose

### Caractéristiques

- Insert rotulien en Y pour le maintien de la rotule et effet massant jusqu'à la cuisse
- Zone distale du coussinet creusée pour soulager la pression sur le tendon rotulien.
- Baleines latérales souples (stabilisation)
- Disponible en taille enfant (taille 0)
- Tricot compressif (23 à 32 mmHg)
- Tricot respirant
- Ouverture rotulienne



		Circonférence de la cuisse	Circonférence du mollet	CNK
	<b>0</b>	35 - 37 cm	29,5 - 32 cm	4787834
	<b>1</b>	37 - 41 cm	32 - 34,5 cm	4787842
	<b>2</b>	41 - 45 cm	34,5 - 37 cm	4787859
	<b>3</b>	45 - 50 cm	37 - 39,5 cm	4787867
	<b>4</b>	50 - 55 cm	39,5 - 42 cm	4787875
	<b>5</b>	55 - 61 cm	42 - 44,5 cm	4787883
<b>6</b>	61 - 67 cm	44,5 - 47 cm	4787891	

**DROITE ET  
GAUCHE**

## Bandage patellaire

**Bandage de maintien  
de la rotule**

03290

### Indications

- Tendinopathie patellaire (genou du sauteur)
- Syndrome douloureux fémoro-patellaire
- Instabilité légère de la rotule



### Caractéristiques

- Insert de stabilisation rotulienne
- Maintient la rotule et limite les vibrations au niveau de l'articulation
- Sangle de fermeture réglable permettant d'ajuster le niveau de pression
- Sangle doublée pour un confort optimal

		CNK
DROITE ET GAUCHE	TAILLE UNIQUE	3721834

## Genouillère rotulienne en tricot

**Genouillère rotulienne  
renforcée**

03550

### Indications

- Pathologies rotuliennes (instabilité rotulienne, syndrome rotulien, subluxation et luxation de la rotule)
- Tendinopathie rotulienne / entorse bénigne des ligaments latéraux du genou
- Syndrome douloureux fémoro-patellaire
- Arthrose



### Caractéristiques

- Insert de centrage et de stabilisation de la rotule
- Baleines latérales souples avec anti-glisse
- Tricot anatomique avec zones de confort et de renfort
- Oreillettes facilitant la mise en place

	Circonférence du genou	CNK	
 DROITE ET GAUCHE	<b>S</b>	32 - 34 cm	4578563
	<b>M</b>	35 - 37 cm	4578571
	<b>L</b>	38 - 41 cm	4578589
	<b>XL</b>	42 - 45 cm	4578597
	<b>XXL</b>	46 - 49 cm	4578605

## Ligastrap Genu

Genouillère ligamentaire avec sangles de strapping (20-36 mmHg)

21700

### Indications

- Instabilité et/ou laxité
- Douleur et/ou œdème
- Reprise d'activité
- Luxation/entorse légères

### Caractéristiques

- Double système de strapping qui permet d'ajuster le niveau de stabilisation et de maintien
- Tricot anatomique avec zones de confort et de renfort
- Baleines latérales souples (stabilisation)
- Tricot compressif (20-36 mmHg)
- Oreillettes de mise en place



	Circonférence du genou	CNK
	<b>1</b> 32 - 34 cm	4818464
	<b>2</b> 35 - 37 cm	4818472
	<b>3</b> 38 - 41 cm	4818480
	<b>4</b> 42 - 45 cm	4818498
	<b>5</b> 46 - 49 cm	4818506
	<b>6</b> 50 - 53 cm	4818514

**DROITE ET  
GAUCHE**

## Cuissard en néoprène

Bandage compressif  
de maintien pour la cuisse

05720

### Indications

- Traumatisme
- Blessure de la cuisse
- Blessure musculaire
- Sollicitation excessive

### Caractéristiques

- Néoprène: effet thermique
- Bonne compression de la cuisse
- Matériau fin pour un bon ajustement




	Circonférence de la cuisse	CNK
<b>S</b>	44 - 48 cm	2325256
<b>M</b>	49 - 53 cm	2325264
<b>L</b>	54 - 58 cm	2325272
<b>XL</b>	59 - 63 cm	2325280

**DROITE ET  
GAUCHE**

## Genouillère de strapping

Orthèse de genou ouverte,  
stabilisatrice

03310

### Indications

- Lésions ligamentaires légères à modérées
- Sollicitation excessive ou autres blessures du genou
- Instabilité/laxité
- Douleur et/ou œdème
- Reprise d'activité
- Luxation/entorse

### Caractéristiques

- Système de sangles élastiques qui permet d'ajuster le niveau de stabilité
- Baleines latérales souples pour plus de stabilité
- Le néoprène assure un bon maintien de l'articulation
- Matériau respirant dans le creux poplité et néoprène perforé pour le confort




	Circonférence du genou	CNK
<b>S</b>	32 - 36 cm	4651477
<b>M</b>	37 - 40 cm	4651485
<b>L</b>	41 - 44 cm	4651501
<b>XL</b>	45 - 48 cm	4651493

**DROITE ET  
GAUCHE**

## Genouillère ligamentaire renforcée

Orthèse de genou articulée

03350

### Indications

- Lésions ligamentaires légères à modérées stabilisées
- Reprise d'activité
- Sensation d'instabilité
- Séquelles d'entorse

### Caractéristiques

- Baleines semi-rigides articulées
- Sangles au niveau de la cuisse et du mollet pour maintenir l'orthèse en place
- Tricot 3D léger et respirant



## GenuStart® Ice

Orthèse compressive de cryothérapie pour le genou

23890

### Indications

- Post-op
- Douleur et/ou œdème du genou

### Caractéristiques

- Baleines rigides et amovibles articulées
- Poches de froid intégrées
- Alvéoles gonflables avec pompe externe
- Modèle ouvert, mise en place facile et indolore



	Circonférence de la cuisse	CNK
 DROITE ET GAUCHE	<b>S</b>	43 - 46 cm
	<b>M</b>	46 - 49 cm
	<b>L</b>	49 - 52 cm
	<b>XL</b>	52 - 55 cm
		4453247
		4456612
		4441275
		4441283

	Circonférence de la cuisse	CNK
 DROITE ET GAUCHE	35 - 70 cm	4863486

Chevilles

Malleo Soft

Chevillère de maintien

Ligatast® Ice

Chevillère en néoprène

Malleo Action

Chevillère de maintien renforcée grise et orange

Malleo-GO

Siliistab® Achillo

Ligastrap® Malleo

Chevillère de strapping

										
Sollicitation excessive	○	○		○	○	○		○		
Tendinite				○	○	○		○		
Post-opératoire/traumatisme		○	○		○	○			○	○
Luxation/entorse de la cheville			○				○		○	○
Arthrose				○	○	○				
Douleurs chroniques de la cheville						○		○	○	
Achillodynie							○			
Lésions du tendon d'Achille							○			
Œdème	○	○	○		○	○				
Instabilité légère de la cheville				○	○	○	○		○	○
Instabilité modérée de la cheville			○						○	○
Instabilité sévère de la cheville			○							
Prévention des récives	○	○							○	○
Aponévrosite plantaire										
Épine calcanéenne										
Reprise d'activités	○	○		○	○	○	○	○	○	○

	● Cheville			● Pied			
	Chevillière stabilisatrice Box®	Ligacast®	Ligacast® Air+	Elastocalx N	Elastocalx Plus	Pedi Pro Softer	Pedi Pro
Sollicitation excessive				○	○	○	○
Inflammation					○	○	○
Post-opératoire/traumatisme	○	○	○				
Luxation/entorse de la cheville	○	○	○				
Arthrose							
Douleurs chroniques de la cheville	○						
Achillodynie							
Lésions du tendon d'Achille							
Œdème			○				
Instabilité légère de la cheville							
Instabilité modérée de la cheville		○	○				
Instabilité sévère de la cheville	○	○	○				
Prévention des récives	○						
Aponévrosite plantaire				○	○	○	○
Épine calcanéenne				○	○	○	
Reprise d'activités	○	○	○	○	○	○	○

## Malleo Soft

**Chevillère compressive  
de proprioception**

36000

### Indications

- Légère blessure de la cheville
- Sollicitation excessive/inflammation de la cheville
- Douleur et/ou œdème de la cheville
- Reprise d'activité

### Caractéristiques

- Tissu de faible compression (environ 15 à 20 mmHg)
- Tissage anatomique, pour un grand confort de port
- Zones de confort au niveau des malléoles



## Chevillère Sport gris clair

**Chevillère compressive  
de proprioception**

03330

### Indications

- Légère blessure de la cheville
- Sollicitation excessive/inflammation de la cheville
- Douleur et/ou œdème de la cheville
- Reprise d'activité

### Caractéristiques

- Tricot compressif pour une bonne proprioception
- Tissage anatomique pour un grand confort de port
- Zones de confort au niveau des malléoles



	Circonférence de la cheville	CNK	
 <b>DROITE ET GAUCHE</b>	<b>1</b>	19 - 21 cm	2867745
	<b>2</b>	21 - 23 cm	2867752
	<b>3</b>	23 - 25 cm	2867778
	<b>4</b>	25 - 27 cm	2867786
	<b>5</b>	27 - 30 cm	2867794

	Circonférence de la cheville	CNK	
 <b>DROITE ET GAUCHE</b>	<b>S</b>	19 - 21 cm	2325611
	<b>M</b>	21 - 23 cm	2325629
	<b>L</b>	23 - 25 cm	2325637
	<b>XL</b>	25 - 27 cm	2325645
	<b>XXL</b>	27 - 30 cm	2325652

## Chevillère en néoprène

**Chevillère néoprène  
avec ouverture au talon**  
05710

### Indications

- Soutien proprioceptif à la rééducation
- Contusion/luxation bénigne de la cheville
- Légère blessure de la cheville stabilisée
- Reprise d'activité

### Caractéristiques

- Effet thermique du néoprène
- Ouverture au niveau du talon, ajustement parfait
- Grand confort de port grâce au tissu extensible fin



## Malleo Action

**Chevillère compressive  
de proprioception**  
23610

### Indications

- Instabilité légère de la cheville/laxité
- Reprise d'activité
- Entorse légère
- Douleur et/ou œdème de la cheville

### Caractéristiques

- Tissu de haute compression (environ 20 à 36 mmHg)
- Tissage anatomique pour un grand confort de port
- Zones de confort autour des malléoles
- Également adapté aux enfants (taille 0)



		Circonférence de la cheville	CNK
DROITE ET GAUCHE	<b>S</b>	19 - 20 cm	4827044
	<b>M</b>	21 - 22 cm	4827051
	<b>L</b>	23 - 24 cm	4827069
	<b>XL</b>	25 - 27 cm	4827077

		Circonférence de la cheville	CNK
DROITE ET GAUCHE	<b>0</b>	16 - 19 cm	4346839
	<b>1</b>	19 - 21 cm	4791752
	<b>2</b>	21 - 23 cm	4791760
	<b>3</b>	23 - 25 cm	4791778
	<b>4</b>	25 - 27 cm	4791786
	<b>5</b>	27 - 30 cm	4791794

## Chevillère renforcée grise et orange

### Chevillère compressive de proprioception

03530

#### Indications

- Entorse légère
- Reprise d'activité
- Tendinite et/ou sollicitation excessive de la cheville
- Douleur et/ou œdème de la cheville
- Soutien proprioceptif à la rééducation

#### Caractéristiques

- Tricot compressif et proprioceptif
- Tissage anatomique, avec zones de confort et de renfort
- Oreillettes de mise en place



## Malleo-GO

### Chevillère de maintien proprioceptive

T30020

#### Indications

- Entorse légère stable
- Reprise d'activité
- Légères douleurs chroniques de la cheville
- Épanchement/oedème
- Laxité chronique

#### Caractéristiques

- Tricot de haute compression (20 à 36 mmHg)
- Tricot anatomique avec zones de confort et de renfort
- Oreillettes de mise en place
- Inserts en mousse de protection des malléoles
- Également adapté aux enfants (taille 0)



	Circonférence de la cheville	CNK
 <b>DROITE ET GAUCHE</b>	<b>S</b>	19 - 21 cm
	<b>M</b>	21 - 23 cm
	<b>L</b>	23 - 25 cm
	<b>XL</b>	25 - 27 cm
	<b>XXL</b>	27 - 30 cm

	Circonférence de la cheville	CNK
 <b>DROITE ET GAUCHE</b>	<b>0</b>	16 - 19 cm
	<b>1</b>	19 - 21 cm
	<b>2</b>	21 - 23 cm
	<b>3</b>	23 - 25 cm
	<b>4</b>	25 - 27 cm
	<b>5</b>	27 - 30 cm

## Silistab® Achillo

**Chevillère de maintien proprioceptive pour tendon d'Achille**

23550

### Indications

- Achillodynie
- Douleur et/ou œdème post-opératoire
- Traitement conservateur d'une blessure du tendon d'Achille
- Sollicitation excessive
- Inflammation du tendon d'Achille comme la tendinite, la ténosynovite



### Caractéristiques

- Chevillère de compression haute
- Tricot compressif (20 à 36 mmHg)
- Insert péri-achilléen limitant les chocs et vibrations
- Talonnettes (13, 8 et 5 mm de hauteur)
- Oreillettes facilitant la mise en place

		Circonférence de la cheville	CNK
 <b>DROITE ET GAUCHE</b>	<b>1</b>	19 - 21 cm	4521464
	<b>2</b>	21 - 23 cm	4521472
	<b>3</b>	23 - 25 cm	4521480
	<b>4</b>	25 - 27 cm	4521498
	<b>5</b>	27 - 30 cm	4521506

## Ligastrap® Malleo

**Chevillère compressive de proprioception avec sangles de strapping**

21800

### Indications

- Luxation/entorse légère à modérée de la cheville
- Reprise d'activité
- Laxité chronique de la cheville
- Soutien proprioceptif à la rééducation
- Douleurs et/ou oedème



### Caractéristiques

- Tricot anatomique avec zones de renfort et de confort
- Système de sangles de strapping
- Oreillettes facilitant la mise en place

		Circonférence de la cheville	CNK
 <b>DROITE ET GAUCHE</b>	<b>1</b>	19 - 21 cm	4818654
	<b>2</b>	21 - 23 cm	4818662
	<b>3</b>	23 - 25 cm	4818670
	<b>4</b>	25 - 27 cm	4818688
	<b>5</b>	27 - 30 cm	4818696

## Chevillère de strapping

### Chevillère stabilisatrice de maintien

03300

#### Indications

- Entorse légère à modérée
- Instabilité et laxité
- Reprise d'activité
- Soutien proprioceptif à la rééducation

#### Caractéristiques

- Néoprène micro-perforé et respirant
- Système de sangles de strapping pour un haut niveau de stabilité



## Chevillère de sport avec Boa®

### Attelle stabilisatrice avec maintien bilatéral renforcé

03510

#### Indications

- Entorse modérée à sévère
- Reprise d'activité
- Tendinopathie
- Laxité/Instabilité

#### Caractéristiques

- Armatures métalliques rigides latérales amovibles
- Système de sangles de strapping ajustables pour un haut niveau de stabilisation
- Chevillère fine et discrète offrant une grande stabilisation
- Système BOA® pour une mise en place simple, rapide et une fermeture ferme



		Circonférence de la cheville	CNK
DROITE ET GAUCHE	S	19 - 22 cm	3722345
	M	22 - 25 cm	3722352
	L	25 - 28 cm	3722360
	XL	28 - 30 cm	3722378

		Circonférence de la cheville	CNK
DROITE ET GAUCHE	S	19 - 22 cm	3721842
	M	22 - 26 cm	3721859
	L	26 - 30 cm	3721867

## Ligacast®

**Attelle stabilisatrice**  
23320

### Indications

- Luxation ou entorse modérée/sévère
- Douleurs/oedème de la cheville

### Caractéristiques

- Coques latérales anatomiques en plastique rigide et léger
- Rembourrage doublé pour le confort
- Réglage précis par sangles auto-agrippantes et sangle sous-talon réglable en largeur
- Disponible en taille enfant (taille 0)



	Taille	CNK	
	0	60 - 139 cm	4769220
	1	140 - 210 cm	4769238

**DROITE ET GAUCHE**

## Ligacast® Air +

**Attelle stabilisatrice de la cheville avec inserts gonflables**  
23340

### Indications

- Luxation ou entorse modérée/sévère
- Douleurs/oedème de la cheville

### Caractéristiques

- Coques latérales anatomiques en plastique rigide et léger
- Rembourrage doublé pour le confort
- Deux fermetures auto-agrippantes pour la solidité
- Coussins d'air des deux côtés de la cheville
- Inserts gonflables - Pompe fournie
- Disponible en taille enfant (taille 0)



	Taille	CNK	
	0	60 - 139 cm	4769246
	1	140 - 210 cm	4769253

**DROITE ET GAUCHE**

## Ligacast® Ice

Attelle stabilisatrice de cheville avec poches de froid

23330

### Indications

- Luxation ou entorse modérée/sévère
- Douleurs/oedème

### Caractéristiques

- Coques latérales anatomiques en plastique rigide et léger
- Rembourrage doublé pour le confort
- Réglage précis par sangles auto-agrippantes et sangle sous-talon réglable en largeur
- Poches de froid réutilisables et amovibles des deux côtés de la cheville pour le traitement par cryothérapie
- Disponible en taille enfant (taille 0)



## Elastocalx N

Talonnets de décharge

T47980

### Indications

- Inflammation du talon
- Aponévrosite plantaire
- Douleurs de sollicitation excessive du talon

### Caractéristiques

- Silicone souple pour une bonne absorption des chocs/vibrations et répartition des pressions
- Soulage la douleur lors des activités sportives/de la marche
- 8 mm d'épaisseur



	Pointure	CNK
 <b>PAR PAIRE</b>	<b>0</b>	32 - 34
	<b>1</b>	35 - 37
	<b>2</b>	38 - 40
	<b>3</b>	41 - 43
	<b>4</b>	44 - 46
		CNK
		3741816
		3741824
		3741832
		3741840
		3741857

## Elastocalx Plus

Talonnets de décharge pour épine calcanéenne

T47982

### Indications

- Épine calcanéenne
- Aponévrosite plantaire
- Inflammation du talon

### Caractéristiques

- Silicone souple pour une bonne absorption des chocs/vibrations et répartition des pressions
- Zones souples de décharge au niveau de l'épine calcanéenne



	Pointure	CNK
 <b>PAR PAIRE</b>	<b>0</b>	32 - 34
	<b>1</b>	35 - 37
	<b>2</b>	38 - 40
	<b>3</b>	41 - 43
	<b>4</b>	44 - 46
		CNK
		3649779
		3649787
		3649795
		3649803
		3649811

Taille

CNK



DROITE ET  
GAUCHE

<b>0</b>	60 - 139 cm	4769261
<b>1</b>	140 - 210 cm	4769279

## Pedi Pro Softer

### Talonnets de décharge avec inserts modulables

66050

#### Indications

- Épine calcanéenne
- Aponévrosite plantaire
- Inflammation du talon

#### Caractéristiques

- Silicone souple pour une bonne absorption des chocs/vibrations et répartition des pressions
- Zones souples de décharge (insert vert pour l'épine calcanéenne et insert bleu pour le pied sain ou autres pathologies)
- Confort, respirabilité et rebords pour un bon maintien dans la chaussure
- 10 mm d'épaisseur



	Pointure	CNK
	<b>1</b>	36 - 39
<b>PAR PAIRE</b>	<b>2</b>	40 - 46
		2515435
		2515450

## Pedi Pro

### Semelles et talonnets anti-choc

Talonnets - 65000/semelles - 65100

#### Indications

- Douleurs générales du pied
- Douleurs articulaires et ou tendineuses
- Pieds fatigués
- Métatarsalgie et/ou fasciite plantaire

#### Caractéristiques

- Silicone souple pour une bonne absorption des chocs/vibrations et répartition des pressions
- Confort et respirabilité grâce aux canaux de ventilation
- 8 mm d'épaisseur

	Pointure	CNK
	<b>Talonnets</b>	
<b>PAR PAIRE</b>	<b>1</b>	36 - 39
	<b>2</b>	40 - 46
		1655133
		1655141
	<b>Semelles</b>	
	<b>1</b>	37 - 39
	<b>2</b>	40 - 41
	<b>3</b>	42 - 43
	<b>4</b>	44 - 46
		1655158
		1655166
		1655174
		1655182



## Argicalm®

**Coussin d'argile thermique  
(chaud/froid) réutilisable**  
72000

### Indications

#### Par le froid:

- Entorse, tendinite
- Oedème/hématome
- Claquage
- Migraine
- Arthrite
- Douleurs oculaires/maux de dents

#### Par le chaud:

- Douleurs lombaires
- Raideurs articulaires et/ou musculaires
- Contractures
- Crampes
- Torticolis
- Douleurs abdominales

### Caractéristiques

- Pour le traitement par la chaleur (micro-ondes ou bain-marie) ou la cryothérapie (congélateur)
- Réutilisable
- A tous niveaux de température, l'argile reste malléable et conformable
- Différentes tailles, pour toutes les parties du corps
- Argile naturel, durable
- Housse de protection avec sangles de fixation



### Adapté pour

1. Poignet, coude, visage
2. Cheville, coude, genou
3. Genou, dos, abdomen
4. Cou, épaule, dos

	Longueur x largeur	CNK
1	19 cm x 11 cm	3788627
2	26 cm x 13 cm	3788635
3	30 cm x 20 cm	3788643
4	43 cm x 17 cm	3788650

## Bande de taping

**Bande de  
strapping**  
04850

### Indications

- Lésions ligamentaires, musculaires et articulaires

### Caractéristiques

- Bande adhésive de strapping
- Allongement court (<70%)
- Bonne adhérence (enduction multidirectionnelle en chevrons)
- Tissu élastique aéré
- Papier protecteur intercalaire



	Largeur x longueur	CNK
	3 cm x 2,5 m	4738555
	6 cm x 2,5 m	4738548

## Kit Biflex®

**Kit de compression à allongement court bi-couches**

17005

### Indications

- Œdème veineux
- Ulcère de la jambe
- Lymphœdème

### Caractéristiques

- Bande 2 beige: bande de compression à allongement court
- Bande 1 blanche: sous-couche de protection rembourrée, compressive à allongement court
- Indicateurs de pression (pression correcte)
- Indicateurs de recouvrement (pression correcte)
- Fourni avec des fermetures auto-agrippantes (prêt à l'emploi)
- Lavable (économique) et réutilisable



Largeur x longueur

CNK

1	10 cm x 3,5 m	4167169
2	10 cm x 4 m	4167177
3	10 cm x 4,5 m	4167185

## Bande en coton allongement court

**Bande anti-œdème de protection cutanée**

01010

### Indications

- Protection de la peau (sous les bandes de compression)
- Effet anti-œdème

### Caractéristiques

- 100 % coton
- Allongement court
- Bande double-épaisseur



Largeur x longueur

CNK

11 cm x 4 m	2513000
-------------	---------

## Attaches auto-agrippantes

**Attaches auto-agrippantes pour fixation de bandages**

59030

### Indications

- Fixation des bandes

### Caractéristiques

- Conditionnement: 4 attaches auto-agrippantes



Quantité

CNK

4 pièces	4511697
----------	---------

## Biflex® 16+ (light)

**Bande de compression bi-sens  
à allongement long**

160002

### Indications

- Œdème veineux
- Lymphœdème

### Caractéristiques

- Bi-élasticité (longueur et largeur)
- Indicateurs de pression
- Allongement long supérieur à 100 %



## Biflex® 16+ pratic (light)

**Bande de compression bi-sens  
à allongement long avec étrier**

160003

### Indications

- Œdème veineux
- Lymphœdème

### Caractéristiques

- Bi-élasticité (longueur et largeur)
- Indicateurs de pression
- Allongement long supérieur à 100 %
- Étrier de mise en place pour le pied ou la main



**Largeur x longueur CNK**

8 cm x 3 m	4146304
8 cm x 3,5 m	4146312
8 cm x 4 m	4146320
8 cm x 5 m	4146338
10 cm x 3 m	4146353
10 cm x 3,5 m	4146361
10 cm x 4 m	4146379
10 cm x 5 m	4146387

**Largeur x longueur CNK**

8 cm x 3 m	1645043
8 cm x 4 m	1645076
10 cm x 3 m	1645084
10 cm x 4 m	1645100

**Biflex® 17+ (strong)**

**Bande de compression bi-sens  
à allongement long**

170002

**Indications**

- Œdème veineux
- Lymphœdème

**Caractéristiques**

- Bi-élasticité (longueur et largeur)
- Indicateurs de pression
- Allongement long supérieur à 100 %

**Biflex® 17+ pratic (strong)**

**Bande de compression bi-sens  
à allongement long avec étrier**

170003

**Indications**

- Œdème veineux
- Lymphœdème

**Caractéristiques**

- Stretch bi-élastique
- Indicateurs de pression
- Allongement long supérieur à 100 %
- Étrier de mise en place pour le pied ou la main



**Largeur x longueur CNK**

8 cm x 4 m	4146403
10 cm x 3 m	4146411
10 cm x 3,5 m	4146429
10 cm x 4 m	4146437
10 cm x 5 m	4146445

**Largeur x longueur CNK**

10 cm x 3 m	3789559
10 cm x 4 m	3789567


## Prise de mesures pour les bas de contention

Une bonne prise de mesures est essentielle à une bonne compression

**Étape 1 :** mesurez la circonférence de bas en haut et notez-la.

**Étape 2 :** mesurez la longueur du mollet (bas) ou de la jambe entière (collant).

**Étape 3 :** choisissez, à l'aide du tableau au niveau du produit, la taille, la couleur et la longueur (normal ou long) adaptées.



- cA** Circonférence de la tête des métatarses
- cY** Circonférence de la voûte plantaire
- cB** Circonférence de la cheville (au point le plus étroit)
- cB1** Circonférence au début des muscles du mollet
- cC** Circonférence du mollet (au point le plus large)
- cD** Circonférence sous le genou
- cE** Circonférence du genou
- cF** Circonférence au point à égale distance entre G et E
- cG** Circonférence de la cuisse (au point le plus large)
- cT** Circonférence de taille
- cH** Circonférence de hanches
- lD** Longueur du sol au genou (mesure sous le creux poplité, à l'arrière)
- lK** Longueur du sol à l'entre-jambe (intérieur de la jambe)
- lG** Longueur du sol au pli glutéal (extérieur de la jambe)



## Venoflex Secret 1

**Bas de compression préventif semi-opaques**

59100

### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées

### Caractéristiques

- Bas de compression médicale
- Zones talon et voûte plantaire renforcées
- Classe de compression 1: 10 à 15 mmHg
- Bossage au niveau du coup de pied: facilite l'enfilage



	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence du mollet (partie la plus large)	CNK Normal*		CNK Long**	
			Noir	Doré	Noir	Doré
<b>1</b>	19 - 21 cm	30 - 35 cm	2515856	4856688	2515864	4856696
<b>2</b>	21 - 24 cm	32 - 38 cm	2515880	4856704	2515898	4856712
<b>3</b>	24 - 26 cm	34 - 42 cm	2515922	4856720	2515930	4856738
<b>4</b>	26 - 29 cm	37 - 46 cm	2515955	4856746	2515963	4856753

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 40 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 40 cm

## Venoflex Secret 2

### Bas de compression semi-opaques

59200

#### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées
- Voyage

#### Caractéristiques

- Bas de compression médicale
- Pour les activités quotidiennes et les voyages
- Zones talon et voûte plantaire renforcées
- Classe de compression 2 : 15 à 20 mmHg
- Bossage au niveau du coup de pied: facilite l'enfilage



	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence du mollet (partie la plus large)	Noir	CNK Normal* Doré	Bleu	Noir	CNK Long** Doré	Bleu
1	19 - 21 cm	30 - 35 cm	2517498	2517415	2517571	2517506	2517423	2517589
2	21 - 24 cm	32 - 38 cm	2517514	2517431	2517597	2517522	2517449	2517605
3	24 - 26 cm	34 - 42 cm	2517530	2517456	2517613	2517548	2517464	2517621
4	26 - 29 cm	37 - 46 cm	2517555	2517472	2517639	2517563	2517480	2517647

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 40 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 40 cm



## Venoflex Kokoon Absolu 2

**Bas de compression doux et semi-opaques**

52200

### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées
- Voyage

### Caractéristiques

- Bas de compression médicale
- Pour les activités quotidiennes et les voyages
- Zones talon et voûte plantaire renforcées
- Classe de compression 2 : 15 à 20 mmHg
- Bossage au niveau du coup de pied: facilite l'enfilage

	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence du mollet (partie la plus large)	CNK Normal*		CNK Long**	
			Noir	Beige	Noir	Beige
<b>0</b>	16 - 19 cm	28 - 33 cm	4871703	4871711	4498150	4498168
<b>1</b>	19 - 21 cm	30 - 35 cm	4871729	4871737	4498176	4498184
<b>2</b>	21 - 24 cm	32 - 38 cm	4871745	4871752	4498192	4498200
<b>3</b>	24 - 26 cm	34 - 42 cm	4871760	4871778	4498218	4498226
<b>4</b>	26 - 29 cm	37 - 46 cm	4871786	4871794	4498234	4498242
<b>5</b>	29 - 31 cm	43 - 49 cm	4871802	4871810	4498259	4498267

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 40 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 40 cm

## Venoflex Kokoon Absolu 3

**Bas de compression doux et semi-opaques**

52300

### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Post-opératoire
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées

### Caractéristiques

- Bas de compression médicale
- Zones talon et voûte plantaire renforcées
- Classe de compression 3 : 20 à 36 mmHg
- Bossage au niveau du coup de pied: facilite l'enfilage

	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence du mollet (partie la plus large)	CNK Normal*		CNK Long**	
			Noir	Beige	Noir	Beige
<b>0</b>	16 - 19 cm	28 - 33 cm	4872065	4872073	4498796	4498804
<b>1</b>	19 - 21 cm	30 - 35 cm	4872081	4872099	4498812	4498820
<b>2</b>	21 - 24 cm	32 - 38 cm	4872107	4872115	4498838	4498846
<b>3</b>	24 - 26 cm	34 - 42 cm	4872123	4872131	4498853	4498861
<b>4</b>	26 - 29 cm	37 - 46 cm	4872149	4872156	4498879	4498887

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 40 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 40 cm



## Venoflex Fast Coton 2

**Bas de compression en coton naturel**

61200



### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées
- Voyage

### Caractéristiques

- Coton naturel (36% coton d'Egypte), assure un grand confort de port et l'évacuation de l'humidité
- Tissu doux avec talon et voûte plantaire renforcés
- Absence de revers, technologie brevetée: évite l'effet garrot et tient bien en place
- Classe de compression 2 : 15 à 20 mmHg

	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence du mollet (partie la plus large)	CNK Normal*		CNK Long**	
			Noir	Gris	Noir	Gris
1	19 - 21 cm	30 - 35 cm	4136198	4136156	4498515	4498523
2	21 - 24 cm	32 - 38 cm	4136206	4136164	4498531	4498549
3	24 - 26 cm	34 - 42 cm	4136214	4136172	4498556	4498564
4	26 - 29 cm	37 - 46 cm	4136222	4136180	4498572	4498580

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 40 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 40 cm

## Venoflex Fast Lin 2

**Bas de compression en lin naturel**

61200

### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées
- Voyage

### Caractéristiques

- Tissage en matériaux naturels de qualité supérieure pour un confort optimal
- Absence de revers, technologie brevetée: évite l'effet garrot et tient bien en place
- Confort, douceur et régulation de l'air, de l'humidité et de la chaleur
- Classe de compression 2 : 15 à 20 mmHg



	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence du mollet (partie la plus large)	CNK Normal*		CNK Long**	
			Noir	Bleu	Noir	Bleu
<b>1</b>	19 - 21 cm	30 - 35 cm	4723680	4723763	4856209	4856233
<b>2</b>	21 - 24 cm	32 - 38 cm	4723698	4723771	4856241	4856274
<b>3</b>	24 - 26 cm	34 - 42 cm	4723706	4723789	4856282	4856316
<b>4</b>	26 - 29 cm	37 - 46 cm	4723714	4723797	4856324	4856357

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 40 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 40 cm



## Venoflex Secret 1

**Bas de compression préventifs semi-opaques**

59150

### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées

### Caractéristiques

- Bas-cuisse de compression médicale
- Parfait pour voyager ou au travail
- Zones talon et voûte plantaire renforcées
- Classe de compression 1 : 10 à 15 mmHg
- Bossage au niveau du coup de pied: facilite l'enfilage

	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence de la cuisse (partie supérieure)	CNK Normal*		CNK Long**	
			Noir	Doré	Noir	Doré
<b>1</b>	19 - 21 cm	45 - 54 cm	2516805	4856605	2516813	4856613
<b>2</b>	21 - 24 cm	50 - 59 cm	2516821	4856621	2516839	4856639
<b>3</b>	24 - 26 cm	56 - 66 cm	2516847	4856647	2516862	4856654
<b>4</b>	26 - 29 cm	58 - 69 cm	2516870	4856662	2516896	4856670

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 74 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 74 cm

## Venoflex Secret 2

### Bas de compression semi-opaques

59250

#### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées
- Voyage

#### Caractéristiques

- Bas-cuisse de compression médicales
- Pour les activités quotidiennes et les voyages
- Zones talon et voûte plantaire renforcées
- Classe de compression 2 : 15 à 20 mmHg
- Bossage au niveau du coup de pied: facilite l'enfilage



	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence de la cuisse (partie supérieure)	Noir	CNK Normal* Doré	Bleu	Noir	CNK Long** Doré	Bleu
1	19 - 21 cm	45 - 54 cm	2522233	4865747	2521730	2522241	4865754	2521748
2	21 - 24 cm	50 - 59 cm	2522258	4865762	2521755	2522266	4865770	2521763
3	24 - 26 cm	56 - 66 cm	2522274	4865788	2521771	2522282	4865796	2521789
4	26 - 29 cm	58 - 69 cm	2522290	4865804	2521797	2522308	4865812	4872263

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 74 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 74 cm



## Venoflex Kokoon Absolu 2

**Bas de compression doux et semi-opaques**

52250

### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées
- Voyage

### Caractéristiques

- Bas-cuisse de compression médicale
- Pour les activités quotidiennes et les voyages
- Zones talon et voûte plantaire renforcées
- Classe de compression 2 : 15 à 20 mmHg
- Bossage au niveau du coup de pied: facilite l'enfilage

	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence de la cuisse (partie supérieure)	CNK Normal*		CNK Long**	
			Noir	Beige	Noir	Beige
<b>0</b>	16 - 19 cm	42 - 52 cm	4871620	4871638	4498275	4498283
<b>1</b>	19 - 21 cm	45 - 54 cm	2523306	4871646	4498291	4498309
<b>2</b>	21 - 24 cm	50 - 59 cm	2523322	4871653	4498317	4498325
<b>3</b>	24 - 26 cm	56 - 66 cm	2523355	4871661	4498333	4498341
<b>4</b>	26 - 29 cm	58 - 69 cm	2523389	4871679	4498358	4498366
<b>5</b>	29 - 31 cm	63 - 74 cm	4871687	4871695	4498374	4498382

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 74 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 74 cm

## Venoflex Kokoon Absolu 3

Bas de compression doux et semi-opaques

52350

### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Post-opératoire
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées

### Caractéristiques

- Bas-cuisse de compression médicale
- Zones talon et voûte plantaire renforcées
- Classe de compression 3 : 20 à 36 mmHg
- Bossage au niveau du coup de pied: facilite l'enfilage



	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence de la cuisse (partie supérieure)	CNK Normal*		CNK Long**	
			Noir	Beige	Noir	Beige
<b>0</b>	16 - 19 cm	42 - 52 cm	4871968	4871976	4498895	4498903
<b>1</b>	19 - 21 cm	45 - 54 cm	4871984	4871992	4498911	4498929
<b>2</b>	21 - 24 cm	50 - 59 cm	4872008	4872016	4498937	4498945
<b>3</b>	24 - 26 cm	56 - 66 cm	4872024	4872032	4498952	4498960
<b>4</b>	26 - 29 cm	58 - 69 cm	4872040	4872057	4498978	4498986

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 74 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 74 cm



## Venoflex Secret 2

### Bas de compression semi-opaques

59230

#### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées
- Voyage

#### Caractéristiques

- Collant de compression médicale
- Pour les activités quotidiennes et les voyages
- Zones talon et voûte plantaire renforcées
- Classe de compression 2 : 15 à 20 mmHg
- Bossage au niveau du coup de pied: facilite l'enfilage

	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence de la cuisse (partie supérieure)	Circonférence de taille	Circonférence de hanches	CNK Normal*		CNK Long**	
					Noir	Doré	Noir	Doré
1	19 - 21 cm	45 - 54 cm	93 cm	128 cm	4865341	4865366	4865358	4865374
2	21 - 24 cm	50 - 59 cm	96 cm	133 cm	4865382	4865408	4865390	4865416
3	24 - 26 cm	56 - 66 cm	104 cm	145 cm	4865424	4865440	4865432	4865457
4	26 - 29 cm	58 - 69 cm	110 cm	154 cm	4865465	4865481	4865473	4865499
5	29 - 31 cm	63 - 74 cm	135 cm	176 cm	4865507	4865523	4865515	4865531

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 74 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 74 cm

## Venoflex Kokoan Absolu 2

### Bas de compression doux et semi-opaques

52230

#### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées

#### Caractéristiques

- Collant de compression médicale
- Pour les activités quotidiennes et les voyages
- Zones talon et voûte plantaire renforcées
- Classe de compression 2 : 15 à 20 mmHg
- Bossage au niveau du coup de pied: facilite l'enfilage

	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence de la cuisse (partie supérieure)	Circonférence de taille	Circonférence de hanches	CNK Normal*		CNK Long**	
					Noir	Beige	Noir	Beige
<b>0</b>	16 - 19 cm	42 - 52 cm	105 cm	136 cm	4871828	4871836	4498390	4498408
<b>1</b>	19 - 21 cm	45 - 54 cm	105 cm	136 cm	4871844	4871851	4498416	4498424
<b>2</b>	21 - 24 cm	50 - 59 cm	115 cm	145 cm	4871869	4871877	4498432	4498440
<b>3</b>	24 - 26 cm	56 - 66 cm	125 cm	158 cm	4871885	4871893	4498457	4498465
<b>4</b>	26 - 29 cm	58 - 69 cm	130 cm	167 cm	4871901	4871919	4498473	4498481
<b>5</b>	29 - 31 cm	63 - 74 cm	135 cm	176 cm	4871927	4871935	4498499	4498507

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 74 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 74 cm





## Venoflex Kokoon Absolu 3

**Bas de compression doux et semi-opaques**

52330

### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Post-opératoire
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées

### Caractéristiques

- Collants de compression médicale
- Zones talon et voûte plantaire renforcées
- Classe de compression 3 : 20 à 36 mmHg
- Bossage au niveau du coup de pied: facilite l'enfilage

	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence de la cuisse (partie supérieure)	Circonférence de taille	Circonférence de hanches	CNK Normal*		CNK Long**	
					Noir	Beige	Noir	Beige
<b>0</b>	16 - 19 cm	42 - 52 cm	105 cm	136 cm	4872164	4872172	4498994	4499000
<b>1</b>	19 - 21 cm	45 - 54 cm	105 cm	136 cm	4872180	4872198	4499018	4499026
<b>2</b>	21 - 24 cm	50 - 59 cm	115 cm	145 cm	4872206	4872214	4499034	4499042
<b>3</b>	24 - 26 cm	56 - 66 cm	125 cm	158 cm	4872222	4872230	4499059	4499067
<b>4</b>	26 - 29 cm	58 - 69 cm	130 cm	167 cm	4872248	4872255	4499075	4499083

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 74 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 74 cm

## Venoflex Kokoon Absolu 2

**Bas de compression doux et semi-opaques**

522403

### Indications

- Douleurs de grossesse telles que la rétention d'eau
- Varices
- Sensation de jambes lourdes
- Voyage

### Caractéristiques

- Collant de compression médicale
- Spécialement conçu pour la femme enceinte
- Zones talon et voûte plantaire renforcées
- Classe de compression 2 : 15 à 20 mmHg
- Bossage au niveau du coup de pied: facilite l'enfilage



	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence de la cuisse (partie supérieure)	Circonférence de taille	Circonférence de hanches	CNK Normal*		CNK Long**	
					Noir	Beige	Noir	Beige
1	19 - 21 cm	45 - 54 cm	93 cm	128 cm	4499257	4499273	4499265	4499281
2	21 - 24 cm	50 - 59 cm	96 cm	133 cm	4499299	4499331	4499307	4499349
3	24 - 26 cm	56 - 66 cm	104 cm	145 cm	4499356	4499372	3499364	4499380
4	26 - 29 cm	58 - 69 cm	110 cm	154 cm	4499398	4499414	4499406	4499422
5	29 - 31 cm	63 - 74 cm	113 cm	162 cm	4870200	4870226	4870218	4870234

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 74 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 74 cm

## Venoflex Éléance 1

**Bas de compression élégants et semi-opaques**

51190



### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées

### Caractéristiques

- Bas de compression médicale
- Classe de compression 1 : 10 à 15 mmHg
- Facile à enfiler

	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence du mollet (partie la plus large)	CNK Normal* Noir	CNK Long** Noir
<b>1</b>	19 - 21 cm	30 - 35 cm	4856126	4856134
<b>2</b>	21 - 24 cm	32 - 38 cm	4856142	4856159
<b>3</b>	24 - 26 cm	34 - 42 cm	4856167	4856175
<b>4</b>	26 - 29 cm	37 - 46 cm	4856183	4856191

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 40 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 40 cm

## Venoflex Éléance 2

### Bas de compression élégants et résistants

51290

#### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées
- Voyage

#### Caractéristiques

- Bas de compression médicale
- Facile à enfiler
- Classe de compression 2 : 15 à 20 mmHg



	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence du mollet (partie la plus large)	CNK Normal*				CNK Long**			
			Noir	Beige	Bleu	Gris	Noir	Beige	Bleu	Gris
1	19 - 21 cm	35 - 46 cm	1764372	2532562	1670199	2532471	4498606	2532570	4498614	4498598
2	21 - 24 cm	38 - 48 cm	1764380	2532588	1670207	2532505	4498630	2532596	4498648	4498622
3	24 - 26 cm	42 - 52 cm	1764398	2532604	1670215	2532521	4498663	2532000	4498671	4498655
4	26 - 29 cm	46 - 54 cm	1764406	2532638	1670223	2532547	4498697	2532646	4498705	4498689

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 40 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 40 cm



## Venoflex Élégance 3

**Bas de compression médicale élégants et résistants**

51390

### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Post-opératoire
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées

### Caractéristiques

- Bas de compression médicale
- Facile à enfiler
- Classe de compression 3 : 20 à 36 mmHg

	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence du mollet (partie la plus large)	CNK Normal* Noir	CNK Long** Noir
<b>1</b>	19 - 21 cm	35 - 46 cm	2532984	4499091
<b>2</b>	21 - 24 cm	38 - 48 cm	2533016	4499109
<b>3</b>	24 - 26 cm	42 - 52 cm	2533032	4499117
<b>4</b>	26 - 29 cm	46 - 54 cm	2533057	4499125

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 40 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 40 cm

## Venoflex Fast Coton 2

**Bas de compression en coton naturel**

61290

### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées
- Voyage

### Caractéristiques

- Bas de compression médicale
- Coton naturel (36% coton d'Egypte), assure un grand confort de port et l'évacuation de l'humidité
- Pour les activités quotidiennes et les voyages
- Tissu doux avec talon et voûte plantaire renforcés
- Absence de revers, technologie brevetée: évite l'effet garrot et tient bien en place
- Classe de compression 2 : 15 à 20 mmHg



	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence du mollet (partie la plus large)	CNK Normal*		CNK Long**	
			Noir	Gris	Noir	Gris
1	19 - 21 cm	30 - 35 cm	4871505	4871513	4498713	4498721
2	21 - 24 cm	32 - 38 cm	4871521	4871539	4498739	4498747
3	24 - 26 cm	34 - 42 cm	4871547	4871554	4498754	4498762
4	26 - 29 cm	37 - 46 cm	4871562	4871570	4498770	4498788

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 40 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 40 cm

## Venoflex Fast Coton 3 pour hommes

**Bas de compression en coton naturel**

61390



### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Post-opératoire
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées

### Caractéristiques

- Bas de compression médicale
- Coton naturel (36% coton d'Egypte), assure un grand confort de port et l'évacuation de l'humidité
- Tissu doux avec talon et voûte plantaire renforcés
- Absence de revers, technologie brevetée: évite l'effet garrot et tient bien en place
- Classe de compression 3 : 20 à 36 mmHg

	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence du mollet (partie la plus large)	CNK Normal* Noir	CNK Long** Noir
1	19 - 21 cm	30 - 35 cm	4871588	4499133
2	21 - 24 cm	32 - 38 cm	4871596	4499141
3	24 - 26 cm	34 - 42 cm	4871604	4499158
4	26 - 29 cm	37 - 46 cm	4871612	4499166

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 40 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 40 cm

## Venoflex Fast Lin 2 pour hommes

**Bas de compression en lin naturel**

61290

### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées
- Voyage

### Caractéristiques


- Bas de compression médicale
- Tissage en matériaux naturels de qualité supérieure pour un confort optimal
- Confort douceur et régulation de l'air, de l'humidité et de la chaleur
- Absence de revers, technologie brevetée: évite l'effet garrot, tient bien en place
- Classe de compression 2 : 15 à 20 mmHg



	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence du mollet (partie la plus large)	CNK Normal*				CNK Long**			
			Noir	Naturel	Bleu	Gris	Noir	Naturel	Bleu	Gris
1	19 - 21 cm	30 - 35 cm	4856365	4856373	4856415	4856399	4723722	4856381	4723805	4856407
2	21 - 24 cm	32 - 38 cm	4856423	4856431	4856472	4856456	4723730	4856449	4723813	4856464
3	24 - 26 cm	34 - 42 cm	4856480	4856498	4856530	4856514	4723748	4856506	4723821	4856522
4	26 - 29 cm	37 - 46 cm	4856548	4856555	4856597	4856571	4723755	4856563	4723839	4856589

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 40 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 40 cm



## Venoflex Éléance 2

**Bas de compression élégants et résistants**

51280

### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées
- Voyage

### Caractéristiques

- Bas-cuisse de compression médicale
- Facile à enfiler
- Pour les activités quotidiennes et les voyages
- Classe de compression 2 : 15 à 20 mmHg

	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence du mollet (partie la plus large)	CNK Normal* Noir	CNK Long** Noir
1	19 - 21 cm	45 - 54 cm	2532836	2532844
2	21 - 24 cm	50 - 59 cm	2532869	2532877
3	24 - 26 cm	56 - 66 cm	2532893	2532901
4	26 - 29 cm	58 - 69 cm	2532919	2532927

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 74 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 74 cm

## Venoflex Élégance 3

**Bas de compression élégants et résistants**


51380

### Indications

- Problèmes de circulation naissants
- Varices
- Post-opératoire
- Sensation de jambes lourdes
- Jambes fatiguées

### Caractéristiques

- Bas cuisse de compression médicale
- Facile à enfiler
- Classe de compression 3 : 20 à 36 mmHg



	Circonférence de la cheville (partie la plus étroite)	Circonférence de la cuisse (partie supérieure)	CNK Normal*		CNK Long**	
			Noir	Beige	Noir	Beige
1	19 - 21 cm	45 - 54 cm	2533073	2533180	2533115	2533198
2	21 - 24 cm	50 - 59 cm	2533123	2533206	2533131	2533214
3	24 - 26 cm	56 - 66 cm	2533149	2533222	2533156	2533230
4	26 - 29 cm	58 - 69 cm	2533164	2533248	2533172	2533255

\*Normal : longueur du sol au genou inférieure à 74 cm

\*\*Long : longueur du sol au genou supérieure à 74 cm



Depuis 1847, Thuasne imagine, développe et fabrique des dispositifs médicaux permettant à chacun de devenir acteur de sa propre santé. Thuasne propose des solutions de santé concrètes, simples, adaptées et innovantes, au service de la mobilité.

**Notre expertise s'adresse aux patients dans les domaines suivants :**

- L'orthopédie : des orthèses pour le traitement et/ou la prévention des troubles musculosquelettiques et aussi pour un soutien dans les activités quotidiennes et sportives.
- La compression : des produits utilisés pendant la phase de réduction ou la phase de maintien d'œdèmes.

**Notre vision**

Les utilisateurs de nos produits sont les acteurs de leur propre santé.  
Thuasne cherche à encourager les patients en leur proposant des solutions innovantes.

**Notre mission**

Sur le plan stratégique de la médecine, des matériaux et des technologies numériques, Thuasne fabrique et distribue des dispositifs médicaux permettant à chacun de devenir acteur de sa propre santé.

**Notre profession**

Proposer des solutions de santé concrètes, simples, non invasives, personnalisées et novatrices, basées sur une approche de conception et développées en collaboration avec les professionnels de la santé et les utilisateurs

**Thuasne, votre spécialiste des dispositifs médicaux pour le soutien.**

Suivez-nous sur :





**THUASNE®**

---

**Contact :**

Tél. +32 (0)23 00 80 70  
[benelux@thuasne.com](mailto:benelux@thuasne.com)

Réf. : 0117092058