



sens-u
stay dry, play free



Hét hulpmiddel voor uw patiënten met
blaasproblemen of incontinentie.


Stay dry, feel free

Ontdek hoe de SENS-U werkt



De SENS-U is comfortabel, compact en eenvoudig in het gebruik en geeft op discrete wijze een zachte trilling op de onderbuik en verzend een push bericht via Bluetooth® naar een handige APP.

Deze draagbare sensor biedt persoonlijk inzicht in de mate waarin de blaas is gevuld middels de handige SENS-U APP.



De SENS-U herinnert je om op tijd naar het toilet te gaan, zowel via een trilling als via de SENS-U APP.



Wanneer kan de SENS-U gebruikt worden?

Monitoring van de blaasvulling bij kinderen van 6 - 16 jaar met incontinentieproblemen overdag en / of 's nachts.



Mictiedagboek

De SENS-U registreert automatisch het plasgedrag van de gebruiker. Het mictiedagboek geeft aan hoe laat de blaas gelegegd is en of, en wanneer, de gebruiker een melding heeft gekregen.



Alle voordelen op een rij



Draadloze, draagbare ultrasound sensor

Draag de SENS-U gedurende de dag of nacht met een dubbelzijdige pleister op de buik en verbindt de SENS-U via Bluetooth® met de smartphone.



Positie controle

Vind de correcte positie van de SENS-U op de buik om de vulling van de blaas te monitoren.



Persoonlijke melding

De melding kan ingesteld worden voor iedere individuele patient op basis van het blaasvolume.



Discrete melding

Ontvang een melding bij een volle blaas op de smartphone en via een trilling van de SENS-U op de buik.



Onafhankelijke melding

De SENS-U herinnert je er ook aan om naar het toilet te gaan zonder verbonden te zijn met de smartphone.



Mictiedagboek

Met het mictiedagboek in de handige SENS-U APP, kun je zien wanneer je voor het laatst na naar het toilet bent geweest, en hoe je een melding hebt ontvangen.

Novioscan's Blaassensor

De SENS-U Blaassensor is ons eerste succes in draagbare ultrasound hulpmiddelen. De SENS-U helpt kinderen van 6 tot 16 jaar die moeite hebben met het herkennen van een volle blaas. De SENS-U is comfortabel, compact en eenvoudig in gebruik en geeft op discrete wijze een signaal af als de blaas vol is. De SENS-U biedt u persoonlijk inzicht in de mate waarin de blaas gevuld is.


Voor wie is de SENS-U?

De SENS-U is ontwikkeld voor kinderen die onder medische behandeling zijn voor hun blaasproblemen. Bij kinderen die moeite hebben om zindelijk te worden, kan de SENS-U extra ondersteuning bieden.



Ontwikkeling van SENS-U

De SENS-U wordt succesvol toegepast bij kinderen, zowel gebruikers als medisch specialisten zijn enthousiast over het resultaat. Het is Novioscan's ambitie om iedereen die worstelt met incontinentie het leven aangenamer te maken en haar producten te blijven verbeteren op basis van directe feedback van gebruikers.



Sensor specificaties

Afmetingen	Sensor	±75x61x14 mm
	Pleister	±85x99 mm
Gewicht		± 55 gram
Batterijduur		± 1.5-2 dagen
Oplaadduur		± 1.5-2 uur

APP specificaties

SENS-U APP wordt ondersteund door iOS 4S of hoger & Android 4.0 of hoger.
Download de SENS-U APP via:



Novioscan B.V.

Transistorweg 5
6534 AT Nijmegen
Nederland
+31 244 200 114 | info@novioscan.nl