

BODY CARE®

MEJOR EN MOVIMIENTO

CATÁLOGO 2025

PRODUCTOS ORTOPÉDICOS

• Prevención • Tratamiento
• Rehabilitación



BODY CARE es la empresa líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de la más amplia gama de Soluciones en Biomecánica Médica y Deportiva.

Nuestro compromiso

CUIDARTE

Desde 1991, producimos ortesis funcionales para prevención, tratamiento y rehabilitación de patologías musculares, articulares, óseas, ligamentosas y tendinosas, de alta y baja complejidad.

Trayectoria, Calidad e Innovación.

Apoyados en estos tres pilares y, con el asesoramiento constante de médicos y técnicos ortopedistas, hemos logrado una firme posición en el mercado y el reconocimiento tanto de pacientes y profesionales como de las más prestigiosas cadenas farmacéuticas, ortopedias, droguerías, clínicas traumatológicas e instituciones del sector.

Convencidos del deber de cuidar a los demás, continuamos con tesón y energía, investigando, diseñando y produciendo, para estar a la altura de las más exigentes demandas y necesidades.

Los productos están certificados y aprobado por A.N.M.A.T. (Legajo N° 1904)



Nuestra empresa no se detiene.

MEJOR EN MOVIMIENTO

ÍNDICE

4 ÚLTIMOS LANZAMIENTOS

MIEMBROS INFERIORES

- 6** Pie y tobillo
- 16** Soportes plantares
- 21** Medias de compresión
- 23** Rodilla y Muslo

COLUMNA

- 33** Collares
- 35** Espalderas
- 38** Fajas

MIEMBROS SUPERIORES

- 48** Mano y muñeca
- 54** Codo
- 58** Hombro

NUESTRAS LÍNEAS

- 62** ElasticFlex - ElasticFlex PRO
- 70** Black Line
- 76** One Size
- 79** Pediátrica
- 83** Térmica
- 90** Frío-Calor
- 93** ThermicGel PRO

ACCESORIOS

- 97** Médicos y deportivos

ELEMENTOS POP

- 100** Exhibidores y folletería

elasticflex

Tejido elástico tridimensional sin costuras
Proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.



NUEVA PRESENTACIÓN
con cierre fácil

CONOCÉ LA LÍNEA COMPLETA

Páginas 62-69



ThermicGel **PRO**

NUEVA LÍNEA

**HIDROGEL DE
ALTA CALIDAD**

Mantiene la temperatura
por más tiempo



**BODY
CARE**

CONOCÉ MÁS

Páginas 93-96



WALKER R.O.M.

BC1452

INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de pierna y pie.
- Con rango de movimiento y posición fija.
- Esguinces graves.
- Lesiones ligamentosas.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Fracturas no desplazadas de la posición distal.
- Post-quirúrgico de Tendón de Aquiles.
- Favorece la movilización temprana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Inyección de nylon.
- Barras laterales de aluminio moldeables.
- Sistema de fijación en Velcro® integrado.
- Almohadilla de bondeado velour removible.
- Estructura anatómica y funcional de pie.
- Diseño ligero y resistente.
- Suela curva antideslizante.
- Articulado con rango de movimiento.
- Bloqueo en ambos sentidos.
- Control regulable cada 7°.
- Posicionamiento fijo de 10° - 20° en flexión y dorso flexión plantar.



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE

CH / S _____ N° 34 - 37
M / M _____ N° 38 - 41
G / L _____ N° 42 - 45

CALZADO / SHOE SIZE



CONTROL DE
RANGO DE
MOVIMIENTO
REGULABLE



BODYWALKER

BC1454

INDICACIONES

- Soporte anatómico de pie y tobillo en 90°.
- Inmovilizador de pierna y pie.
- Rehabilitación ambulatoria.
- Fracturas de pie y tobillo.
- Rupturas y lesiones de ligamentos y tendones.
- Sustituto seguro en la fijación con yeso.
- Esguince moderado.
- Inmovilización de la TPA (Articulación Tibio-Peroneo-Astragalina).
- Post-quirúrgico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour removible.
- Diseño ligero y resistente.
- Polietileno de alta densidad.
- Suela curva antideslizante.
- Compresión semi-circunferencial.
- Rigidez en zona plantar (estabilidad e inmovilización).
- Nervaduras estabilizadoras.
- Estructura anatómica.



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE

CH / S _____ N° 34 - 37
M / M _____ N° 38 - 41
G / L _____ N° 42 - 45

CALZADO / SHOE SIZE



WALKER

BC1451

INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de pierna y pie en 90°.
- Rehabilitación ambulatoria.
- Fracturas de tibia y tobillo.
- Rupturas de ligamentos y tendones.
- Esguinces graves.
- Reparación del tendón de Aquiles.
- Sustituto seguro en la fijación con yeso.
- Post-quirúrgico.
- Inmovilizador TPA (Tibio-Peroneo-Astragalina)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Inyección de nylon.
- Barras laterales de aluminio moldeables.
- Sistema de fijación en Velcro® integrado.
- Almohadilla de bondeado velour removible.
- Estructura anatómica y funcional de pie.
- Diseño ligero y resistente.
- Suela curva antideslizante.



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE

CH / S _____ N° 34 - 37
M / M _____ N° 38 - 41
G / L _____ N° 42 - 45

CALZADO / SHOE SIZE



WALKER CORTO

BC1456

INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de pie y tobillo en 90°.
- Esguinces.
- Torceduras agudas.
- Lesiones de tejido blando.
- Fracturas estables.
- Tratamientos post-quirúrgicos de pie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Inyección de nylon.
- Barras laterales de aluminio moldeables.
- Sistema de fijación en Velcro® integrado.
- Almohadilla de bondeado velour removible.
- Estructura anatómica y funcional de pie.
- Diseño ligero y resistente.
- Suela curva antideslizante.



BOTA DE REPOSO

BC1453

INDICACIONES

- Soporte de pantorrilla, tobillo, pie, fascitis plantar o tendón de Aquiles.
- Tratamiento nocturno.
- No ambulatorio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en polietileno de alta densidad.
- Almohadilla de bondeado velour removible.



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE

CH / S _____ N° 34 - 37
M / M _____ N° 38 - 41
G / L _____ N° 42 - 45

CALZADO / SHOE SIZE



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE

CH / S _____ N° 34 - 37
M / M _____ N° 38 - 41
G / L _____ N° 42 - 45

CALZADO / SHOE SIZE



ZAPATO POST-QUIRÚRGICO

BC1440

INDICACIONES

- Protección anatómica del pie.
- Post-quirúrgico.
- Post-fracturas de pie.
- Alineaciones articulares (cirugía de Hallux Valgus o juanete).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado resistente.
- Suela antideslizante.
- Posee un fleje interno maleable de aluminio que le brinda rigidez y permite darle forma a la suela.
- Posibilita el apoyo distal post-quirúrgico.
- Sujeción en Velcro®.



AMBIDIESTRO



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE

CH / S	_____	N° 34 - 36
M / M	_____	N° 37 - 39
G / L	_____	N° 40 - 41
XG / XL	_____	N° 42 - 43

CALZADO / SHOE SIZE



SOPORTE NOCTURNO - DIURNO

PARA JUANETE

BC1405

INDICACIONES

- Soporte preventivo y correctivo de uso diurno y nocturno.
- Anomalías del primer dedo del pie.
- Procesos post-quirúrgicos.
- Alineador del Hallux.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene Velcro® plush.
- Sujeción en Velcro®.
- Compresión regulable.
- Brinda calor terapéutico.



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE

CH / S	_____	N° 35 - 40
G / L	_____	N° 41 - 45

CALZADO / SHOE SIZE



FÉRULA PARA FASCITIS PLANTAR

BC1470

INDICACIONES

- Soporte de pie para fascitis plantar, tendinitis, tendinosis Aquiliana y estiramiento de la aponeurosis plantar.
- Ambulatorio con calzado cómodo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Ajuste en cinta de polipropileno.
- Cierre en Velcro®.
- Rápida y fácil aplicación.
- Confortable y liviano.



TALLE / SIZE

UNIVERSAL



CINCHA PARA TENDÓN DE AQUILES

BC1161

INDICACIONES

- Reduce dolor, inflamación y estrés en el talón de Aquiles.
- Uso diario.
- Práctica deportiva de impacto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en Velcro®.
- Funcional y confortable.
- Adaptable con calzado.



TALLE / SIZE

CALZADO / SHOE SIZE

CH / S	_____	N° 34 - 37
M / M	_____	N° 38 - 41
G / L	_____	N° 42 - 45



SOPORTE PARA PIE CAÍDO

BC1460

INDICACIONES

- Soporte dinámico de pie caído.
- Mejora el modo de caminar.
- Patología de Steppage/Pie caído.
- Colabora en la flexión dorsal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en Velcro®.
- Pieza plástica entre la lengüeta y los cordones.
- Elástico reforzado, une el empeine con la pantorrilla.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 20 cm. - 24 cm.
G / L _____ +/- 24 cm. - 28 cm.

TOBILLO / ANKLE



NUEVO

TOBILLERAS CON AJUSTE EN 'X'

BC1410

INDICACIONES

- Soporte estabilizador para tobillo y pie.
- Esguince crónico.
- Inestabilidades de tobillo.
- Fascitis Plantar.
- Talalgia.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Ajuste en Velcro®.
- Sujeción elástica adicional en 'X'.
- Efectiva compresión.
- No restringe el movimiento.
- Diseño liviano y anatómico.
- Fácil colocación.
- Uso diario y deportivo.



INCLUYE 2 UN.: DERECHA - IZQUIERDA



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 20 cm. - 25 cm.
G / L _____ +/- 25 cm. - 30 cm.

TOBILLO / ANKLE



TOBILLERA TPA CON ESTRIBO

(TIBIO-PERONEO-ASTRAGALINO)

BC1465

INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Estabilizador post-lesión.
- Prevención de lesiones por sobrecarga.
- Esguince de tobillo.
- Inestabilidades de tobillo.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Rehabilitación funcional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en polietileno de alta densidad.
- Valvas laterales.
- Articulación libre.
- Soporte plantar en forma de estribo en termoplástico.
- Protectores acolchados en maléolos.
- Sujeción en neoprene Velcro® plush.
- Anatómico.



TALLE / SIZE

UNIVERSAL



TOBILLERA TPA

(TIBIO-PERONEO-ASTRAGALINO)

BC1466

INDICACIONES

- Soporte lateral de tobillo.
- Esguinces leves o moderados.
- Post-quirúrgico.
- Control de movimientos laterales.
- Prevención en alteraciones del pie en la práctica deportiva.
- Esguinces laterales/mediales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en polietileno de alta densidad.
- Doble sujeción de Velcro®.
- No articulada (movimiento libre).
- Sistema de sujeción de pie regulable en neoprene.
- Almohadilla interior de neoprene.
- Férulas laterales de diseño anatómico.



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

TOBILLERA DEPORTIVA RUNNER PRO

CON TIRAS

BC1468

INDICACIONES

- Soporte estabilizador de tobillo y pie.
- Compresión y estabilidad firme y pareja tibia / peroné.
- Controla la inversión / evasión.
- Esguinces leves y moderados.
- Sustituye las vendas.
- Protege tobillos débiles.
- Uso deportivo, preventivo y correctivo.
- Actividades de alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en cordura de nylon.
- Correa elástica circunferencial.
- Cordones y correas rígidas ajustables en 8 para fijar el calcáneo.
- Flejes mediales/ laterales removibles de P.E.A.D.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.

TOBILLO / ANKLE



TOBILLERA DEPORTIVA RUNNER PRO

BC1467



INDICACIONES

- Soporte estabilizador de tobillo y pie.
- Protección y estabilidad a los ligamentos sin restringir los movimientos.
- Uso deportivo preventivo.
- Actividades de alto rendimiento.
- Esguinces leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en cordura de nylon.
- Correa elástica circunferencial.
- Flejes mediales/laterales removibles de P.E.A.D.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.

TOBILLO / ANKLE

TOBILLERA DEPORTIVA SOCCER

BC1459



INDICACIONES

- Soporte anatómico Tibio-Peroneo-Astragalino.
- Diseño para la práctica del fútbol.
- Estabilización firme sin restringir la movilidad.
- Uso deportivo preventivo.
- Actividades de alto rendimiento.
- Esguinces leves y moderados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en cordura, velour y goma eva.
- Elástico sobre el tendón de Aquiles para facilitar la flexión plantar/dorsal.
- Flejes semi-flexibles laterales. Empeine libre.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.

TOBILLO / ANKLE



ESTABILIZADOR DE TOBILLO


BC1450

INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Inestabilidades crónicas leves.
- Traumatismos y esguinces leves.
- Laxitud ligamentosa.
- Prevención de lesiones.
- Reanudación de la actividad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en Velcro®.
- Barras laterales de aluminio.



TALLE / SIZE

TOBILLO / ANKLE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.



TOBILLERA ESTABILIZADORA CON CORDÓN Y FLEJE

BC1403

INDICACIONES

- Estabilizador de tobillo y pie.
- Inestabilidad ligamentosa leve.
- Inestabilidad tendinosa leve.
- Lesiones leves.
- Reanudación de la actividad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Refuerzos laterales semi-rígidos.
- Cordones para una mejor sujeción.
- Adecuada termocompresión en la región.



TALLE / SIZE

TOBILLO / ANKLE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.



TOBILLERA ESTABILIZADORA CON AJUSTE EN VELCRO®

BC1403A

INDICACIONES

- Soporte lateral de tobillo y pie.
- Mejora la propiocepción.
- Lesiones ligamentosas leves.
- Esguinces leves.
- Inestabilidades crónicas de tobillo.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Refuerzos laterales semi-rígidos.
- Doble sujeción en Velcro®.



TALLE / SIZE

TOBILLO / ANKLE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.

TOBILLERA ELÁSTICA

BC1400



INDICACIONES

- Soporte de pie y tobillo.
- Artrosis.
- Lesiones leves. Trastornos circulatorios.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Reanudación de la actividad.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado con fibras elásticas de tensión diferenciada y compresión moderada.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.

TOBILLO / ANKLE

TOBILLERA TUBULAR

BC1401



INDICACIONES

- Sostén para tobillo.
- Reanudación de la actividad.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Calor terapéutico.
- Compresión multidireccional.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.
XXG / XXL	+/- 28 cm. - 30 cm.

TOBILLO / ANKLE

TOBILLERA CON AJUSTE EN '8'

BC1402



INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Procesos de rehabilitación.
- Traumatismos ligeros.
- Prevención de lesiones.
- Práctica deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción elástica adicional en 8.
- Termocompresión.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.
XXG / XXL	+/- 28 cm. - 30 cm.

TOBILLO / ANKLE

GEMELERA TUBULAR

BC1853



INDICACIONES

- Lesiones musculares de gemelos.
- Prevención y rehabilitación de contracturas, distensiones y desgarros.
- Perioritis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en neoprene.
- Diseño anatómico.
- Compresión multidireccional.
- Brinda calor terapéutico.



MEDIR:
10 cm. debajo de
la Rodilla

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 28 cm.
M / M	+/- 31 cm.
G / L	+/- 35 cm.
XG / XL	+/- 39 cm.

GEMELO / CALF



TALONERAS DEPORTIVAS

BC2010

INDICACIONES

- Disminuye el cansancio en las articulaciones, cintura, tobillos, rodillas y caderas, especialmente en condiciones de exceso de carga.
- Mejora la alineación del cuerpo y brinda estabilidad en la pisada al distribuir el peso de manera uniforme.
- Ideal para prevenir y aliviar el dolor producido por Bursitis del talón de Aquiles, Fascitis plantar, Tendinitis y Talalgia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionadas en PU GEL, suave y flexible.
- Propiedades viscoelásticas, conserva su forma.
- Diseño con refuerzo interno de gel para una óptima amortiguación y absorción de impactos.
- Zona inferior autoadhesiva que permite una correcta adherencia al calzado.
- Reutilizable y no irrita la piel.

VIENE POR PAR



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE

S / M _____ N° 35 - 40
L / XL _____ N° 41 - 45

CALZADO / SHOE SIZE





INDICACIONES

- Soporte de calzado.
- Protege y da confort a las articulaciones y ligamentos de rodillas, tobillos y pies.
- Ideal para la práctica deportiva y actividades que requieran horas de pie o en tránsito.
- Estabilizador y amortiguador del calcáneo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PVC.
- Alta durabilidad.
- Anti-alérgico.
- Adaptable a todo tipo de calzado.

VIENE POR PAR



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE		CALZADO / SHOE SIZE
CH / S	_____	N° 35 - 40
G / L	_____	N° 41 - 45



PLANTILLAS DEPORTIVAS

BC2022




INDICACIONES

- Alivio y confort para pies cansados, débiles o delicados.
- Previene lesiones del pie por sobrecargas mecánicas y el uso de calzados inadecuados.
- Amortigua y reduce la fuerza de impactos del pie.
- Acompaña la biomecánica del pie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Posee una talonera de descarga de calcaneo.
- Reparte uniformemente los apoyos proporcionando la precisión y comodidad necesaria para la práctica deportiva.
- Confeccionada en dos densidades que absorben la amortiguación y el impacto que se produce con el suelo al caminar.
- Diseño de doble capa.
- Carga retrocapital anatómica.
- Descarga metatarsal.
- Arco longitudinal interno anatómico.

INCLUYE 2 UN.: DERECHA - IZQUIERDA




TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	N°	37	38	39
M / M	N°	40	41	42
G / L	N°	43	44	45

PLANTILLAS DE HOMBRE

BC2021




INDICACIONES

- Alivio y confort para pies cansados, débiles o delicados.
- Previene lesiones del pie por sobrecargas mecánicas y el uso de calzados inadecuados.
- Amortigua y reduce la fuerza de impactos del pie.
- Acompaña la biomecánica del pie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en dos densidades que absorben la amortiguación y el impacto que se produce con el suelo al caminar.
- Se adapta para favorecer su uso en cualquier calzado.
- Diseño de doble capa.
- Carga retrocapital anatómica.
- Descarga metatarsal.
- Arco longitudinal interno anatómico.

INCLUYE 2 UN.: DERECHA - IZQUIERDA




CORTAR:
Dependiendo el
talle de calzado

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S _____ N°	37	38	39
M / M _____ N°	40	41	42
G / L _____ N°	43	44	45

PLANTILLAS
DE MUJER

BC2023



INDICACIONES

- Alivio y confort para pies cansados, débiles o delicados.
- Previene lesiones del pie por sobrecargas mecánicas y el uso de calzados inadecuados.
- Amortigua y reduce la fuerza de impactos del pie.
- Acompaña la biomecánica del pie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Posee una talonera de descarga de calcaneo.
- Reparte uniformemente los apoyos proporcionando la precisión y comodidad necesaria para la práctica deportiva.
- Confeccionada en dos densidades que absorben la amortiguación y el impacto que se produce con el suelo al caminar.
- Diseño de doble capa.
- Carga retrocapital anatómica.
- Descarga metatarsal.
- Arco longitudinal interno anatómico.

INCLUYE 2 UN.: DERECHA - IZQUIERDA



TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S _____ N°	34	35	36
M / M _____ N°	37	38	39
G / L _____ N°	40	41	42



MEDIAS DE COMPRESIÓN DEPORTIVAS - TERAPÉUTICAS

BC2101 15/20 mHg

INDICACIONES

- Mejora la distribución del flujo sanguíneo.
- Contención y oxigenación de los músculos.
- Ideal para la práctica deportiva.
- Aumenta la resistencia física.
- Previene los calambres y dolores musculares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionadas en tejido texturado.
- Compresión graduada.
- Protección, comodidad y amortiguación.

- Negro
○ Blanco



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE

CH / S _____ N° 38 - 41
G / L _____ N° 42 - 45

CALZADO / SHOE SIZE



MEDIAS DE COMPRESIÓN

TERAPÉUTICAS DE HOMBRE

BC2300A **BC2300N** 15/20 mHg



INDICACIONES

- Mejora la distribución del flujo sanguíneo.
- Reduce la hinchazón.
- Da energía a las piernas.
- Disminuye el riesgo de várices y trombosis.
- Alivia el dolor de piernas cansadas.
- Ideal para permanecer mucho tiempo de pie, sentado o viajes de larga distancia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en tejido inteligente.
- Compresión graduada.

- Azul
- Negro



INCLUYE 2 UN.: DERECHA - IZQUIERDA



USAR:
Talle de calzado
habitual

TALLE / SIZE

CH / S _____ N° 38 - 41
G / L _____ N° 42 - 45

CALZADO / SHOE SIZE



RODILLERA TELESCÓPICA R.O.M.

BC1170

INDICACIONES

- Estabilización colateral de la articulación de la rodilla.
- Inmovilización postquirúrgica.
- Movilización controlada.
- Post-operatorios de bLCA, LCP, LL y LM.
- Genu Recurvatum.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Barras telescópicas de aluminio y clips de fricción para ajustar la altura.
- Diseño abierto, liviano y ligero.
- Sujeción en Velcro®.
- Articulación regulable de flexión y extensión con marcas proximales/ distales para ajuste de longitud.
- Rango de movimiento cada 10°.



ARTICULACIÓN
REGULABLE



AJUSTE
DE ALTURA



TALLE / SIZE

UNIVERSAL



INMOVILIZADOR Y ESTABILIZADOR POLICÉNTRICO R.O.M.

BC1153

INDICACIONES


- Procesos de rehabilitación.
- Post-quirúrgico.
- Traumas agudos de ligamentos.
- Inestabilidades crónicas.
- Deformidades traumáticas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en Velcro®.
- Confortable y liviano.
- Topes de flexo-extensión regulables.
- Articulación policéntrica para LL/MM y policéntrica para LCA/LCP.
- Acolchado y laminado en poliéster.
- Control del rango de movimiento gradual c/10°.



**CONTROL DE
RANGO DE
MOVIMIENTO
REGULABLE**



MEDIR:
Largo de Pierna

TALLE / SIZE

CORTO _____ +/- 50 cm.
LARGO _____ +/- 60 cm.

PIERNA / LEG



INMOVILIZADOR Y ESTABILIZADOR MONOCÉNTRICO R.O.M.

BC1154

INDICACIONES


- Estabilización colateral de la articulación de la rodilla.
- Inmovilización post-quirúrgica.
- Movilización controlada.
- Post-quirúrgicos de LCA, LCP, LL y LM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en Velcro®.
- Articulación regulable de flexión y extensión.
- Barras de aluminio.
- Rango de movimiento cada 10°.



**CONTROL DE
RANGO DE
MOVIMIENTO
REGULABLE**



MEDIR:
Largo de Pierna

TALLE / SIZE

CORTO _____ +/- 50 cm.
LARGO _____ +/- 60 cm.

PIERNA / LEG



INMOVILIZADOR DE RODILLA PREMIUM

BC1156

INDICACIONES

- Soporte de rodilla para la estabilización articular.
- Inmovilización pre/post-quirúrgica.
- Dislocaciones de patela.
- Inmovilización en post-lesiones ligamentosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en Velcro®.
- Barras laterales y posteriores de aluminio, otorgan inmovilización en flexo-extensión y movimientos laterales.



INMOVILIZADOR DE RODILLA TRIPANEL


BC1156A

INDICACIONES

- Soporte de rodilla para la estabilización articular.
- Inmovilización pre/post-quirúrgica.
- Dislocaciones de patela.
- Inmovilización en post-lesiones ligamentosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en Velcro®.
- Barras laterales y posteriores de aluminio, otorgan inmovilización en flexo-extensión y movimientos laterales.
- Ajuste con tres paneles para diferentes diámetros de contornos, que permiten adaptarse al máximo a la morfología del paciente.




MEDIR:
Largo de Pierna

TALLE / SIZE

CORTO _____ +/- 50 cm.
LARGO _____ +/- 60 cm.

PIERNA / LEG




MEDIR:
Largo de Pierna

TALLE / SIZE

CORTO _____ +/- 50 cm.
LARGO _____ +/- 60 cm.

PIERNA / LEG



INMOVILIZADOR DE RODILLA

BC1156E

INDICACIONES

- Soporte de rodilla para la estabilización articular.
- Inmovilización pre/post-quirúrgica.
- Dislocaciones de patela.
- Inmovilización en post-lesiones ligamentosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en Velcro®.
- Barras laterales y posteriores de aluminio, otorgan inmovilización en flexo-extensión y movimientos laterales.



INMOVILIZADOR DE RODILLA DE NEOPRENE


BC1155

INDICACIONES

- Soporte de rodilla para la estabilización articular.
- Inmovilización post-quirúrgica.
- Inmovilización post-lesiones ligamentosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Confeccionado en neoprene.
- Barras laterales y posteriores de aluminio, otorgan inmovilización en flexo-extensión y movimientos laterales.
- Sistema de 6 puntos de sujeción en Velcro®.



TALLE / SIZE

CORTO _____ +/- 50 cm.
LARGO _____ +/- 60 cm.

PIERNA / LEG



MEDIR:

A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B
CH / S	+/- 36 cm. - 40 cm.	28 cm. - 31 cm.
M / M	+/- 41 cm. - 45 cm.	32 cm. - 35 cm.
G / L	+/- 46 cm. - 50 cm.	36 cm. - 39 cm.



RODILLERA ABIERTA CON ARTICULACIÓN POLICÉNTRICA

BC1152

INDICACIONES

- Soporte articulado policéntrico de rodilla con centro rotuliano.
- Prevención y corrección de inestabilidades de rodilla.
- Inestabilidades leves y moderadas de LCA, LCO, LMI, LLE.
- Osteoartritis en varo y en valgo.
- Recurvatum.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Ortesis bilateral con diseño anterior abierto para fácil colocación.
- Barras laterales articuladas de aluminio con topes de flexión y extensión a 0°, 15°, 30°, 60° y 90°.
- Doble sistema de ajuste y estabilización en Velcro®.
- Cuatro puntos de sujeción.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/- 50 cm.	41 cm.	40 cm.



RODILLERA ROTULIANA CON LUNETAS FIJAS Y VELCRO®

BC1159

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Luxación permanente de la rótula.
- Artrosis.
- Inestabilidad capsular.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Apertura rotuliana.
- Orientador patelar en "U".
- Firme sujeción tibio-femoral en Velcro®.
- Posee efectiva termocompresión.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/- 50 cm.	41 cm.	40 cm.



RODILLERA CON ORIENTADOR LATERAL DE RÓTULA

BC1157

INDICACIONES

- Soporte de rodilla para la estabilización articular.
- Inmovilización pre/post-quirúrgica.
- Dislocaciones de patela.
- Inmovilización en post-lesiones ligamentosas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en Velcro®.
- Barras laterales y posteriores de aluminio, otorgan inmovilización en flexo-extensión y movimientos laterales.



RODILLERA ABIERTA

BC1106

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Inestabilidades leves de rodilla.
- Ideal para pacientes mayores.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Orificio rotuliano.
- Diseño abierto de fácil colocación.
- Sujeción en Velcro®.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/- 50 cm.	41 cm.	40 cm.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/- 50 cm.	41 cm.	40 cm.



RODILLERA ARTICULADA CORTA CON VELCRO®

BC1105

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Estabilidad lateral.
- Hiperextensión/Recurvatum leve.
- Inestabilidades medio laterales leves (LL, LM).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Orificio rotuliano.
- Firme sujeción tibio-femoral en Velcro®.
- Articulación monocéntrica con tope de extensión a 180°.



RODILLERA BALENADA CON VELCRO®

BC1104

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Contusiones ligeras.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Procesos de rehabilitación.
- Estabilizador flexo-extensión.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Orificio rotuliano.
- Firme sujeción tibio-femoral en Velcro®.
- Flejes laterales.
- Termocompresión, descarga y protección.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/- 50 cm.	41 cm.	40 cm.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/- 50 cm.	41 cm.	40 cm.



RODILLERA CON SOSTÉN ROTULIANO Y VELCRO®

BC1103

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Inestabilidad patelar.
- Tendinitis rotuliana.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Procesos de rehabilitación.



TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/-	50 cm.	41 cm.	40 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Firme sujeción tibio-femoral en Velcro®.
- Sostén rotuliano circular interno.



RODILLERA CON SOSTÉN ROTULIANO

BC1102

INDICACIONES

- Soporte anatómico de rodilla.
- Centralizador de la rótula.
- Descomprime el área.
- Contusiones.
- Procesos de rehabilitación.



TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/-	50 cm.	41 cm.	40 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Orificio rotuliano.
- Adecuada compresión.
- Calor terapéutico.



RODILLERA TUBULAR

BC1101

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Terapias básicas de compresión y calor.
- Artrosis.
- Bursitis.



TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/-	50 cm.	41 cm.	40 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Compresión multidireccional.
- Calor terapéutico.
- Confortable y de fácil aplicación.



MUSLERA TUBULAR

BC1201

INDICACIONES

- Periodos de rehabilitación.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Compresión multidireccional.
- Aporta calor terapéutico.



MEDIR:
10 cm. arriba de
la Rodilla

TALLE / SIZE

MUSLO / THIGHT

CH / S	_____	+/- 36 cm.
M / M	_____	+/- 41 cm.
G / L	_____	+/- 46 cm.
XG / XL	_____	+/- 51 cm.



CINCHA ROTULIANA DOBLE

BC1160

INDICACIONES

- Soporte infra y supra patelar de doble acción.
- Disminuye dolores y tensiones en músculos y ligamentos.
- Tendinitis/tendinosis.
- Rodilla de saltador.
- Luxaciones.
- Rodillas débiles.
- Procesos degenerativos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Doble ajuste en Velcro®.
- Sujeción adicional para mayor estabilidad.
- Dos soportes flexibles internos.



MEDIR:
10 cm. debajo
de la Rodilla

TALLE / SIZE

CALZADO / SHOE SIZE

CH / S	_____	+/- 28 cm. - 31 cm.
M / M	_____	+/- 32 cm. - 35 cm.
G / L	_____	+/- 36 cm. - 39 cm.



CINCHA ROTULIANA

BC1159

INDICACIONES

- Soporte infrapatelar/suprapatelar.
- Tendinosis.
- Tendinitis.
- Rodilla de saltador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Ajuste en Velcro®.



MEDIR:
10 cm. debajo
de la Rodilla

TALLE / SIZE

CALZADO / SHOE SIZE

CH / S	_____	+/- 28 cm. - 31 cm.
M / M	_____	+/- 32 cm. - 35 cm.
G / L	_____	+/- 36 cm. - 39 cm.





RODILLERA ELÁSTICA BALENADA

BC1110

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Inestabilidad media y lateral de la rodilla.
- Estabilizador deflexo-extensión.
- Procesos inflamatorios.
- Contusiones ligeras.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en suave tejido elástico.
- Orificio rotuliano auto-ajustable.
- Flejes laterales anatómicamente diseñados.

TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/-	50 cm.	41 cm.	40 cm.



RODILLERA ELÁSTICA

BC1100

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Artrosis.
- Trastornos circulatorios/inflamatorios.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Ligera estabilidad articular.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado con fibras elásticas de tensión diferenciada y compresión moderada.
- Compresión rotuliana moderada.

TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/-	50 cm.	41 cm.	40 cm.



MUSLERA ELÁSTICA


BC1200

INDICACIONES

- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades de vida diaria.
- Evita procesos inflamatorios.
- Contribuye al retorno venoso (inflamaciones).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado con fibras elásticas de tensión diferenciada y compresión moderada.
- Diseño único y anatómico.
- Adecuada compresión.



TALLE / SIZE

MUSLO / THIGHT

CH / S	+/-	36 cm.
M / M	+/-	41 cm.
G / L	+/-	46 cm.
XG / XL	+/-	51 cm.



COLLAR ESTABILIZADOR TIPO SHANZ

BC1085

INDICACIONES

- Soporte estabilizador cervical.
- Uso cotidiano.
- Reposo nocturno.
- Subluxación cervical.
- Crisis cérvico-artrósica leve.
- Sustitución progresiva del collar inmovilizador tipo Filadelfia.
- Preventivo para utilizarlo en trayectos largos (auto, avión, etc).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en goma espuma, revestido con tejido de algodón.
- Sujeción en Velcro®.
- Confortable y fácil aplicación.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 24 cm. - 34 cm.
M / M _____ +/- 35 cm. - 42 cm.
G / L _____ +/- 43 cm. - 50 cm.

CUELLO / NECK



COLLAR TIPO FILADELFIA

BC1086




INDICACIONES

- Soporte cervical.
- Inmovilización estricta por traumatismo raquis-cervical.
- Inmovilización post-quirúrgica.
- Restringe rotación.
- Soporte para primeros auxilios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en goma Eva.
- Refuerzo anterior y posterior en termoplástico.
- Orificios distribuidos en la superficie del collar para asegurar una correcta transpiración.
- Forma anatómica y ajuste en Velcro®.
- Apoyo mentoniano y occipital.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 24 cm. - 34 cm.
M / M _____ +/- 35 cm. - 42 cm.
G / L _____ +/- 43 cm. - 50 cm.

CUELLO / NECK



COLUMNA

ESPALDERAS



ESPALDERA PRO SPORT


BC1070

INDICACIONES

- Soporte de espalda.
- Corrector postural.
- Enderezamiento y alivio de la columna dorsal.
- Tratamientos de rehabilitación.
- Dolores de espalda.
- Dorsalgia.
- Evita posturas viciosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Bondeado 3D en su exterior y suave felpa de nylon en su interior.
- Ballenas posteriores de acero templado.
- Banda de ajuste y refuerzo frontal de elástico acanalado transpirable.
- Fijación segura y confortable.
- Favorece la alineación postural durante la práctica deportiva o actividades cotidianas.
- Diseño anatómico que permite el libre movimiento de los omóplatos.




MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S	_____	+/- 65 cm. - 80 cm.
M / M	_____	+/- 80 cm. - 95 cm.
G / L	_____	+/- 95 cm. - 110 cm.
XG / XL	_____	+/- 110 cm. - 125 cm.

PECHO / CHEST





TALLE / SIZE

CH / S	_____	+/- 55 cm. - 80 cm.
M / M	_____	+/- 80 cm. - 105 cm.
G / L	_____	+/- 105 cm. - 130 cm.

PECHO / CHEST

INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA


BC1083

INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de clavícula.
- Evita vicios posturales.
- Inmovilización postural.
- Luxaciones acromio claviculares.
- Post-fracturas de clavículas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en material anti-escara.
- Apoyo axilar y posterior.
- Fácil y rápida colocación.
- Fijación segura y confortable.



TALLE / SIZE

CH / S	_____	+/- 55 cm. - 80 cm.
M / M	_____	+/- 80 cm. - 105 cm.
G / L	_____	+/- 105 cm. - 130 cm.

PECHO / CHEST

SOPORTE DE CLAVÍCULA


BC1064

INDICACIONES

- Soporte para lesiones claviculares.
- Soporte de los músculos dorsales.
- Previene la antepulsión de los hombros.
- Corrector/estabilizador postural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en Velcro®.
- Regulable.



TALLE / SIZE

CH / S	_____	+/- 55 cm. - 80 cm.
M / M	_____	+/- 80 cm. - 105 cm.
G / L	_____	+/- 105 cm. - 130 cm.

PECHO / CHEST

ESPALDERA POSTURAL

BC1067

INDICACIONES

- Soporte de espalda.
- Corrector postural.
- Tratamientos cérico torácicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado.
- Ortesis propioceptiva.




ESPALDERA PREMIUM

BC1066

INDICACIONES

- Soporte de espalda.
- Prevenir la cifosis juvenil.
- Evitar posturas viciosas.
- Tratamiento de rehabilitación del dorso curvo.
- Favorecer la alineación postural.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

PECHO / CHEST

CH / S _____ +/- 55 cm. - 80 cm.

M / M _____ +/- 80 cm. - 105 cm.

G / L _____ +/- 105 cm. - 130 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico.
- Anatómico.
- Fácil colocación.




ESPALDERA ELÁSTICA EN "8"

BC1065

INDICACIONES

- Soporte de espalda.
- Evita posturas viciosas.
- Favorece la alineación postural.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

PECHO / CHEST

CH / S _____ +/- 55 cm. - 80 cm.

M / M _____ +/- 80 cm. - 105 cm.

G / L _____ +/- 105 cm. - 130 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado.
- Anatómico.



SPINO-TOP

BC1380

INDICACIONES

- Fracturas vertebrales osteoporóticas de la columna torácica y/o lumbar.
- Osteocondrosis.
- Cifosis juvenil de Scheuermann.
- Cifosis con dolor crónico de espalda.
- Debilidad muscular.
- Desalineaciones vertebrales.
- Rehabilitación postural.



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Soporte dorso-lumbar ligero y de diseño ergonómico fabricado con PANAL TRI-TEX, tejido tricapa transpirable.
- El componente posterior está compuesto por una base textil semi-rígida y una placa de acero inoxidable regulable en altura.
- Se adapta a las curvaturas de la espalda de forma personalizada por su característica moldeable y controla debidamente la alineación de la columna vertebral.
- La zona anterior dispone de elementos semirrígidos y proporcionar una base estable para la corrección postural.
- Ambos componentes están conectados por un sistema de cinchas que, una vez ajustados (en posición y tracción), permiten una disminución de la curvatura cifótica característica del paciente osteoporótico.




PLACA DE ACERO
INOXIDABLE REGULABLE
EN ALTURA

BENEFICIOS TERAPÉUTICOS

- Fortalece la musculatura y endereza la columna vertebral con el principio de biorretroalimentación.
- Reduce la inestabilidad de la columna y ayuda a disminuir el riesgo de fracturas adicionales.
- Alivia el dolor.
- Aumenta la capacidad vital.
- Corrige la curva cifótica verificándose un ligero aumento de la altura del paciente.
- Mejora del equilibrio dinámico previniendo caídas.
- Aumento de la presión intra-abdominal.
- Alivio del dolor, mejorando la calidad de vida.
- Restringe movimientos que puedan ser perjudiciales a la integridad de las vértebras.



PANAL
TRI-TEX



MULTICELDAS PARA
MAYOR RESISTENCIA.

ESPUMA
INTERMEDIA.

INTERIOR DE VELOUR
TRANSPIRABLE.



FAJA DORSO-LUMBAR CON ESPALDERA

BC1370

INDICACIONES

- Confeccionado en elástico afelpado, acanalado, multi banda, transpirable.
- Técnica innovadora de costura sin hilos.
- Dos ballenas laterales flexibles.
- Cuatro ballenas posteriores flexibles.
- Bandas de ajustes y refuerzos.
- Pieza dorsal incorporada.
- Almohadilla lumbar removible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Soporte dorso lumbar con espaldera.
- Corrector postural.
- Espondiloartrosis.
- Dorsalgias.
- Lumbago.
- Lumbociáticas.
- Post-traumatismos.



INCLUYE: BODY CARE GEL FRÍO-CALOR



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA TRICARE - SACRO LUMBAR ALTA

BC1360

32 cm.

INDICACIONES

- Soporte sacro lumbar.
- Lumbociática.
- Debilidad muscular abdominal-posterior.
- Tratamientos pre/post-quirúrgicos.
- Hernia discal.
- Espondilolisis.
- Espondiloartrosis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado, acanalado, multibanda, transpirable.
- Refuerzo lumbar.
- Cuatro ballenas posteriores flexibles.
- Almohadilla lumbar removible.



INCLUYE: BODY CARE GEL FRÍO-CALOR



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA SACRO LUMBAR CON BALENAS

BC1356 24 cm.

BC1356A 28 cm.

INDICACIONES

- Soporte sacro lumbar.
- Lumbago.
- Lumbociática.
- Debilidad muscular.
- Tratamientos pre/post-quirúrgicos.
- Dolores de cintura.
- Molestias leves.
- Contención abdominal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado, acanalado, multibanda, transpirable.
- Técnica innovadora de costura sin hilos.
- Cuatro ballenas posteriores flexibles.



FAJA SACRO LUMBAR

BC1355

INDICACIONES

- Soporte sacro lumbar abdominal.
- Tratamientos pre/post-quirúrgicos.
- Post-parto.
- Lesiones leves lumbares.
- Dolores de cintura.
- Provee contención abdominal y a la baja espalda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado, acanalado, multibanda, transpirable.
- Técnica innovadora de costura sin hilos.



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA TRANSPIRABLE

BC1354 24 cm.

BC1354A 28 cm.

INDICACIONES

- Soporte sacro lumbar.
- Post-quirúrgico.
- Soporte abdominal.
- Soporte transpirable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado, acanalado, multibanda, transpirable.



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA PARA COLOSTOMÍA

BC1305 24 cm.

BC1305A 28 cm.

INDICACIONES

- Soporte sacro lumbar y abdominal.
- Compresión abdominal.
- Apoyo a la colostomía.
- Previene hernia abdominal.
- Favorece la seguridad y autoestima del paciente ostomizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado.
- Abertura en la parte anterior de 8 cm. de diámetro.
- Graduable con Velcro®.
- Tres bandas independientes (mayor compresión y contención).



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA ELÁSTICA BALENADA

BC1352

INDICACIONES

- Soporte lumbar.
- Afecciones lumbociáticas.
- Post-quirúrgico.
- Patologías lumbosacas.
- Traumatismo de columna.
- Trabajo sentado y con sobre-esfuerzo lumbar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico.
- Cuatro ballenas posteriores.
- Doble sujeción elástica.
- Diseño anatómico.
- Tres bandas independientes para mayor compresión y contención.




MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA ELÁSTICA POST-QUIRÚRGICA

BC1304

24 cm.

BC1304A

28 cm.

INDICACIONES

- Soporte sacro lumbar y abdominal.
- Post-quirúrgico.
- Patologías en la región lumbosacra.
- Post-traumatismos de columna en general.
- Proporciona compresión y sujeción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico.
- Graduable con Velcro®.
- Tres bandas independientes (mayor compresión y contención).



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA PRE-PARTO

BC1307

INDICACIONES

- Soporte para elevar y sostener el vientre durante el embarazo.
- Evitar la hiperlordosis postural.
- Colabora en el retorno venoso.
- Previene várices.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico afelpado.
- Refuerzo lumbar.
- Bandas de contención en el bajo vientre.



FAJA ELÁSTICA POST-PARTO

BC1306

24 cm.

BC1306A

28 cm.

INDICACIONES

- Soporte sacro-lumbar y abdominal.
- Contención moderada al abdomen y baja espalda.
- Procesos post-quirúrgicos y post-parto.
- Proporciona compresión y sujeción.
- Previene várices.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico.
- Graduable con Velcro®.



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo


TALLE / SIZE

CINTURA / WAIST

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



FAJA ELÁSTICA SOFT POST PARTO

BC1300 24 cm.

BC1300A 28 cm.

INDICACIONES

- Soporte sacro-lumbar y abdominal.
- Contención moderada al abdomen y baja espalda.
- Procesos post-quirúrgicos y post-parto.
- Proporciona compresión y sujeción.
- Previene várices.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico.
- Graduable con Velcro®.



FAJA ELÁSTICA POST-QUIRÚRGICA

3 BANDAS

BC1303

INDICACIONES

- Soporte sacro lumbar y abdominal.
- Post-quirúrgico.
- Patologías en la región lumbo-sacra.
- Post-traumatismos de columna en general.
- Proporciona compresión y sujeción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico.
- Graduable con Velcro®.
- Tres bandas independientes para mayor compresión y contención.




MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA DE TRABAJO INDUSTRIAL

BC1353

INDICACIONES

- Soporte lumbar.
- Lumbago/Lumbalgia.
- Ciática.
- Esfuerzo lumbar sostenido.
- Prevención de lesiones de espalda por sobrecarga.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico resistente.
- Cuatro ballenas posteriores.
- Cierre frontal en Velcro®.
- Bandas adicionales, tirantes y cintas reflectivas de seguridad.



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA ELÁSTICA DE TRABAJO

BC1308E

INDICACIONES

- Soporte lumbar.
- Actividades industriales con esfuerzo lumbar sostenido.
- Prevención de lesiones de espalda por sobrecarga.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en elástico y tela no tejida.
- Cuatro ballenas posteriores y dos laterales.
- Cierre frontal en Velcro®.
- Con tirantes y cintas reflectivas de seguridad.



MEDIR:

Circunferencia de la cintura, debajo del ombligo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.

CINTURA / WAIST



FAJA LUMBAR BALENADA

BC1351

INDICACIONES

- Soporte abdominal.
- Estabilizar la columna lumbosacra.
- Lesiones de espalda y abdomen.
- Hernia de disco.
- Dolores reumáticos.
- Patologías traumáticas.
- Procesos post-traumáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Doble ajuste y doble sujeción en Velcro®.
- Ballenas posteriores.
- Diseño anatómico.
- Adecuada termocompresión.

TALLE / SIZE

CINTURA / WAIST

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.



FAJA DE NEOPRENE

BC1301 24 cm.

BC1301A 28 cm.

INDICACIONES

- Soporte abdominal y sacro lumbar.
- Esfuerzos continuados.
- Lumbalgias leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Configuración anatómica.
- Cierre en Velcro®.
- Calor terapéutico.
- Reductor localizado de peso.



TALLE / SIZE

CINTURA / WAIST

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.



FAJA INTERCOSTAL

BC1350

INDICACIONES

- Soporte para tórax.
- Desgarros de los músculos intercostales.
- Procesos post-traumáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Ballenas posteriores.
- Sujeción en Velcro®.
- Anatómico.
- Termocompresión controlada y homogénea.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

PECHO / CHEST

CH / S	+/- 100 cm. - 106 cm.
M / M	+/- 107 cm. - 113 cm.
G / L	+/- 114 cm. - 120 cm.
XG / XL	+/- 121 cm. - 125 cm.
XXG / XXL	+/- 126 cm. - 130 cm.



MUÑEQUERA PRO DEDO PULGAR

BC1670

INDICACIONES

- Estabilizador de muñeca y pulgar.
- Sinovitis articular del primer radio.
- Artrosis del pulgar.
- Artritis.
- Rizartrosis.
- Estabilizador de la articulación trapecio-metacarpiana y de muñeca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Sus ajustes permiten regular la compresión de forma individualizada.
- Diseño envolvente: mantiene la abducción de pulgar y la funcionalidad de la mano.

LADO: DERECHO - IZQUIERDO



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 17 cm.
G / L _____ +/- 17 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST





LADO: DERECHO - IZQUIERDO



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 17 cm.

G / L _____ +/- 17 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST

INMOVILIZADOR DE MUÑECA CORTO

BC1651

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Inmovilización funcional de la zona.
- Rehabilitación de muñecas débiles y lesionadas.
- Parálisis del nervio radial.
- Inestabilidad crónica.
- Tendinitis y tenosinovitis (Túnel Carpiano, De Quervain).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Flejes de aluminio removibles.
- Sujeción regulable en Velcro®.
- Compresión uniforme.
- Diseño anatómico y liviano.



LADO: DERECHO - IZQUIERDO



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 17 cm.

G / L _____ +/- 17 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST

INMOVILIZADOR DE MUÑECA LARGO

BC1651A

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Rehabilitación funcional de muñecas débiles y lesionadas.
- Parálisis del nervio radial.
- Inestabilidad crónica.
- Tendinitis y tenosinovitis (Túnel Carpiano, De Quervain).
- Estabilidad del antebrazo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Flejes de aluminio removible.
- Sujeción regulable en Velcro®.
- Compresión uniforme.
- Diseño anatómico y liviano.



AMBIDIESTRO



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 17 cm.

G / L _____ +/- 17 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST

INMOVILIZADOR DE MUÑECA

AMBIDIESTRO

BC1650

INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de muñeca.
- Torceduras, esguinces graves, patologías óseas.
- Artrosis/Artritis de muñeca.
- Tratamiento post-quirúrgico.
- Apto como reemplazo del yeso.
- Estabilidad del antebrazo.
- Lesiones ligamentosas.
- Tendinitis De Quervain.
- Síndrome de Túnel Carpiano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido semi-rígido bondeado.
- Sujeción en Velcro®.
- Flejes de aluminio moldeables.
- Diseño abierto.
- Bandas elásticas para un mejor ajuste



LADO: DERECHO - IZQUIERDO



TALLE / SIZE

MUÑECA / WRIST

CH / S _____ +/- 12 cm. - 17 cm.

G / L _____ +/- 17 cm. - 21 cm.

INMOVILIZADOR DE MUÑECA Y DEDOS

BC1656

INDICACIONES

- Artritis reumatoide. Artrosis.
- Post-quirúrgico según la contracción de Dupuytren.
- Síndrome del Túnel de Carpal agudo (grado I y II).
- Distorsiones comunes del metacarpo y del dedo.
- Después de fracturas y retiro estable de los moldes de yeso.
- Parálisis de la mano y del dedo como resultado del movimiento o de enfermedades neurológicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido semi-rígido bondeado.
- Sujeción regulable rígida acolchonada y Velcro®.
- Fleje palmar y de muñeca en aluminio liviano moldeable.
- Diseño anatómico y liviano.



LADO: DERECHO - IZQUIERDO



TALLE / SIZE

MUÑECA / WRIST

CH / S _____ +/- 12 cm. - 17 cm.

G / L _____ +/- 17 cm. - 21 cm.

INMOVILIZADOR DE DEDO PULGAR Y MUÑECA

BC1655

INDICACIONES

- Soporte de muñeca y pulgar.
- Inmovilización post-traumática y post-quirúrgica.
- Fracturas carpianas y metacarpianas.
- Tendinitis De Quervain, Síndrome del Túnel Carpiano.
- Patologías degenerativas (rizartrosis/artrosis).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido semi-rígido bondeado.
- Sujeción en Velcro®.
- Fleje palmar y pulgar.
- Inmovilización firme y combinada.



AMBIDIESTRO



TALLE / SIZE

MUÑECA / WRIST

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.

M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.

G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

RHIZO-HIT

BC1657

INDICACIONES

- Estabilizador de la base del pulgar y articulación carpometacarpiana.
- Osteoartritis del carpo radial y el MCP1.
- Rizartritis con distinta subluxación con/sin hiper movilidad de la primera articulación carpometacarpiana.
- Síndrome de Quervain.
- Post-fractura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido semirígido bondeado.
- Sujeción regulable en Velcro®.
- Ambidiestro.
- Inserción de aluminio anatómicamente conformable.





LADO: DERECHO - IZQUIERDO

FÉRULA DE DESVIACION CUBITAL EN "Y"

BC1654

INDICACIONES

- Sostén y alineador para las articulaciones metacarpo-falángicas de la mano.
- Mejora la posición de la mano en la presión, manipulación y liberación de los objetos en pacientes con artritis reumatoidea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Provee calor terapéutico.
- Firme sujeción.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



AMBIDIESTRO

FÉRULA PARA RIZARTROSIS DE PULGAR EN "J"

BC1653

INDICACIONES

- Soporte de pulgar.
- Inmovilización parcial.
- Limitación de la amplitud del trapecio metacarpiano.
- Estabilizador de la articulación trapecio metacarpiano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Abducción radial o palmar con tracción de muñeca.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



AMBIDIESTRO

DIGI-TOP INMOVILIZADOR DE DEDOS

BC1660

INDICACIONES

- Soporte extraíble para la inmovilización 1 a 2 dedos.
- Esguinces y dislocaciones.
- Fracturas no desplazadas de los dedos a nivel P2 / P3.
- Inmovilización pre o post-operatoria.
- Esguinces, subluxaciones, luxaciones, fracturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Velour de Nylon.
- Fácil aplicación con 4 correas ajustables.
- Modelo bilateral.
- Diseño anatómico y liviano.
- Fleje de aluminio maleable.
- Cuatro correas proporcionan compresión a medida.
- Tapa antichoque en la última falange.



MEDIR:
Desde muñeca
hasta dedo anular

TALLE / SIZE

MANO / HAND

CH / S _____ +/- 15 cm. - 19 cm.

G / L _____ +/- 19 cm. - 23 cm.



AMBIESTRO



MEDIR:
Largo del dedo

TALLE / SIZE

DEDO / FINGER

CH / S _____ +/- 3 cm. - 5 cm.

M / M _____ +/- 5 cm. - 7 cm.

G / L _____ +/- 7 cm. - 9 cm.

INMOVILIZADOR DE DEDO INDIVIDUAL

BC1662

INDICACIONES

- Inmovilizador de dedo.
- Inmovilización de las articulaciones inter-falange distales y proximales.
- Procesos dolorosos por traumatismos.
- Dedo Gatillo.
- Artritis, tendinitis.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Barra de aluminio maleable.
- Sujeción en Velcro.
- Confortable y liviano.
- Para dedo meñique, anular, medio e índice.
- Se adapta a pediátrico.



AMBIESTRO



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

MUÑECA / WRIST

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.

M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.

G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

MUÑEQUERA DEDO LIBRE DOBLE AJUSTE

BC1606

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Inestabilidades leves.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Síndrome del Túnel carpiano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en Velcro.
- Doble ajuste.
- Compresión uniforme.
- Diseño ergonómico.



LADO: DERECHO - IZQUIERDO



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

MUÑECA / WRIST

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.

M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.

G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

MUÑEQUERA CON ESTABILIZADOR DE DEDO PULGAR

BC1652

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Inestabilidades leves.
- Estabilización parcial del pulgar.
- Artritis.
- Artrosis.
- Esguinces de las articulaciones trapecio-metacarpiana y metacarpo-falángica del pulgar.
- Rizartrosis leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Velcro®.
- Ballena flexible para la estabilización del pulgar.
- Abductor del dedo pulgar.
- Adecuada termocompresión.





AMBIDIESTRO



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.
M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.
G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

MUÑEQUA / WRIST

MUÑEQUERA BOOMERANG

BC1603

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Inestabilidades leves.
- Rizartrrosis leves.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Estabilización metacarpo-falángico del Pulgar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en Velcro®.
- Estabilización moderada del dedo pulgar.
- Calor terapéutico.
- Compresión uniforme.



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.
M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.
G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

MUÑEQUA / WRIST

MUÑEQUERA CON VELCRO®

BC1601

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Estabilizador articular.
- Alivio y recuperación de traumatismos leves y daños menores en la muñeca.
- Esfuerzos continuos.
- Procesos de rehabilitación post-traumática.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Fijación en Velcro®.
- Regulador de la articulación radiocarpiana.
- Provee termocompresión.



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 15 cm.
M / M _____ +/- 15 cm. - 17 cm.
G / L _____ +/- 17 cm. - 19 cm.
XG / XL _____ +/- 19 cm. - 21 cm.

MUÑEQUA / WRIST

MUÑEQUERA ELÁSTICA

BC1600

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Artrosis.
- Trastornos circulatorios.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Secuelas de esguinces leves.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado con fibras elásticas de tensión diferenciada y compresión moderada.



INMOVILIZADOR DE CODO

BC1560



INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de brazo y antebrazo.
- Pre-quirúrgico.
- Post-quirúrgico.
- Post-traumático.
- Síndrome Túnel Cubital.
- Tendinopatía de inserción.
- Condiciones post-bursectomía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en material transpirable.
- Moldeable de 0 ° a 90 °.
- Dos flejes de aluminio moldeables, livianos y extraíbles.
- Largo 40 cm.
- Diseño abierto y liviano.
- Correas en cruz para óptima sujeción.

AMBIDIESTRO



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

CODERA TELESCÓPICA R.O.M

CON CONTROL DE PRONO/SUPINACIÓN

BC1570

INDICACIONES

- Soporte de control de rotación de antebrazo (supinación y pronación).
- Inmovilización del codo con control de movimiento en flexo-extensión.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Cuidados funcionales.
- Tratamiento de fracturas supracondilares estables y fracturas de radio estables.
- Fractura de codo, radio y/o húmero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Barras telescópicas de aluminio y clips de fricción para ajustar la altura.
- Ligero, liviano y respirable.
- Progreso rápido por inmovilización activa.
- Minimiza la pérdida funcional y el tiempo de recuperación.
- Mango extraíble con ajuste en supinación / pronación y flexión/extensión.
- Pasadores de control de la junta R.O.M sin necesidad de uso de herramientas.



ARTICULACIÓN
REGULABLE



MANGO
EXTRAÍBLE



AJUSTE
DE ALTURA

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



LADO: DERECHO - IZQUIERDO

CODERA R.O.M.

BC1550



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Inmovilización del codo con control de movimiento en flexo-extensión.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Cuidados funcionales.
- Tratamiento de fracturas supracondilares estables y fracturas de radio estables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado de pana velour.
- Rango de movimiento cada 10°.

LADO: DERECHO - IZQUIERDO

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

CODERA ARTICULADA UNIVERSAL

BC1552



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Estabilidad moderada.
- Control de hiperextensión.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene Velcro® Plush.
- Sujeción en X.
- Sujeción universal de brazo y antebrazo.
- Articulación para control de flexo-extensión.

AMBIDIESTRO

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



EPI-TOP CODERA PARA EPICONDILITIS

BC1555

INDICACIONES

- Soporte de antebrazo
- Epicondilitis (codo de tenista).
- Epitrocleititis (codo de golfista).
- Alivia las inserciones de los tendones irritados.
- Ortesis profiláctica para deportes o vida diaria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño sin costuras para una mayor comodidad del paciente y un uso más prolongado.
- Almohadilla de silicona con puntos de presión.
- Ajustable para colocación medial o lateral.

ALMOHADILLA
DE GEL POLÍMERO
CON PUNTOS DE
PRESIÓN



AMBIDIESTRO

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

CODERA CON VELCRO®

BC1502



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Prevenir y tratar patologías crónicas.
- Codo de tenista (Epicondilitis leves).
- Codo de golfista (Epitrocleititis leves).
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Banda subcondilar regulable en Velcro®.
- Aporta calor terapéutico mediante termocompresión.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Codo

TALLE / SIZE

CODO / ELBOW

CH / S	+/- 20 cm. - 23 cm.
M / M	+/- 23 cm. - 25 cm.
G / L	+/- 25 cm. - 27 cm.
XG / XL	+/- 27 cm. - 29 cm.



BC1503

INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Descomprimir las contracciones musculares del antebrazo.
- Codo de tenista (Epicondilitis leves).
- Codo de golfista (Epitrocleititis leves).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en Velcro®.
- Perfecta sujeción del codo.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Codo

TALLE / SIZE

CODO / ELBOW

CH / S	+/- 20 cm. - 23 cm.
M / M	+/- 23 cm. - 25 cm.
G / L	+/- 25 cm. - 27 cm.
XG / XL	+/- 27 cm. - 29 cm.

CODERA DE NEOPRENE CON SILICONA

BC1551

INDICACIONES

- Soporte de antebrazo preventivo y correctivo.
- Codo de tenista (Epicondilitis).
- Codo de golfista (Epitrocleititis).
- Corrige lesiones deportivas y laborales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en Velcro®.
- Cincha regulable.
- Adaptación al antebrazo.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Codo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 23 cm.
M / M	+/- 23 cm. - 25 cm.
G / L	+/- 25 cm. - 27 cm.
XG / XL	+/- 27 cm. - 29 cm.

CODO / ELBOW



ALMOHADILLA
VISCOELÁSTICA CON
PUNTOS DE PRESIÓN
SELECTIVA

CODERA ELÁSTICA

BC1500



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Artrosis. Artritis.
- Trastornos circulatorios leves.
- Traumatismos leves.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Reanudación de la práctica deportiva.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado con fibras elásticas de tensión diferenciada y compresión moderada.
- Disminuye la rigidez articular.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Codo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 23 cm.
M / M	+/- 23 cm. - 25 cm.
G / L	+/- 25 cm. - 27 cm.
XG / XL	+/- 27 cm. - 29 cm.

CODO / ELBOW



HOMBRERA DELTOIDES

BC1088

INDICACIONES

- Estabilizador escápulo-humeral.
- Alivia el dolor y promueve la curación de las lesiones específicas del hombro.
- Artritis.
- Bursitis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene Velcro® plush.
- Protección y apoyo general.
- Gancho ajustable y presillas de cierre aplican compresión directa de la articulación AC.
- Compresión térmica.
- Diseño sencillo y ligero para un uso prolongado.

AMBIDIESTRO



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 55 cm. - 80 cm.
M / M _____ +/- 80 cm. - 105 cm.
G / L _____ +/- 105 cm. - 130 cm.

PECHO / CHEST



HOMBRERA L.R.A

LIMITACIÓN DE ROTACIÓN Y ABDUCCIÓN

BC1087



INDICACIONES

- Soporte de hombro.
- Inestabilidad escapulo-humeral.
- Inestabilidad anterior y posterior.
- Restringe rotación interna/externa.
- Control aducción y abducción.
- Tratamiento post-quirúrgico.
- Acromioplastia.
- Luxación anterior/posterior.
- Lesiones de rotación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene Velcro® plush.
- Diseño anatómico.
- Sistema de sujeción ajustable en brazo.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

CHALECO DE HOMBRO

BC1082




INDICACIONES

- Soporte de hombro.
- Inestabilidades leves y crónicas de hombro.
- Tratamientos leves de dislocación y luxación de hombro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en Velcro®.
- Genera calor terapéutico por termocompresión.
- Confortable y de fácil aplicación.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

PECHO / CHEST

CH / S _____ +/- 55 cm. - 80 cm.

M / M _____ +/- 80 cm. - 105 cm.

G / L _____ +/- 105 cm. - 130 cm.

ESTABILIZADOR ESCAPULOHUMERAL

BC1081



INDICACIONES

- Soporte escapulo-humeral con sujeción de brazo.
- Traumatologías escapulo-humeral y acromio-clavicular.
- Inestabilidad del húmero.
- Procesos de reeducación funcional y de reanudación de la actividad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en Velcro®.
- Efecto de termocompresión.
- Contención y estabilización.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

PECHO / CHEST


CH / S _____ +/- 55 cm. - 80 cm.

M / M _____ +/- 80 cm. - 105 cm.

G / L _____ +/- 105 cm. - 130 cm.

CABESTRILLO LIVIANO UNIVERSAL

BC1088



INDICACIONES

- Sostén de miembro superior.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Tratamientos post-traumáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en Velcro®.



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

ALMOHADÓN DE ABDUCCIÓN GRANDE

BC1080



INDICACIONES

- Abductor de hombro a 45°.
- Procesos post-quirúrgicos de reconstrucción capsular y manguito rotador.
- Reconstrucción de lesiones escápulo-humeral.
- Tratamiento de luxaciones y dislocaciones de hombro y brazo.
- Inmovilización post-implantación de prótesis.
- Estabilización post-artroscopias de hombro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en espuma de poliuretano, bondeado velour y sujeción en Velcro®.
- Confortable, versátil y liviano.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

INMOVILIZADOR DE VIETNAM

TIPO VELPEAU

BC1084



INDICACIONES

- Soporte de hombro.
- Inmovilización del hombro a la abducción, rotación y antepulsión.
- Fracturas de clavícula y húmero.
- Luxación acromio-clavicular.
- Patología traumática con reposo absoluto.
- Neurología: parálisis y hemiplegia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado y material antiescaras.
- Sujeción en Velcro®.
- Seguro y confortable.



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

ALMOHADÓN DE ABDUCCIÓN CHICO

BC1080A



INDICACIONES

- Abductor de hombro a 30°.
- Procesos post-quirúrgicos.
- Reconstrucción de lesiones escápulo-humeral.
- Tratamiento de luxaciones y dislocaciones de hombro y brazo.
- Inmovilización post-implantación de prótesis.
- Estabilización post-artroscopia de hombro.
- Luxación/subluxación gleno humeral.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción en Velcro®.
- Efecto de termocompresión.
- Contención y estabilización.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

CABESTRILLO INMOVILIZADOR

DE HOMBRO TIPO VELPEAU

BC1081




INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de hombro, brazo y antebrazo.
- Contusiones y dislocaciones de hombro.
- Fracturas subcapitales estables de húmero.
- Lesiones de los manguitos rotadores.
- Neurología: parálisis y hemiplegia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado de poliéster y laminado.
- Cabestrillo para sostener el brazo.
- Faja de sujeción en Velcro®.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

PECHO / CHEST

CH / S _____ +/- 55 cm. - 80 cm.
G / L _____ +/- 105 cm. - 130 cm.

CABESTRILLO TIPO VIETNAM

BC1062

INDICACIONES

- Sostén de miembro superior.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Tratamientos post-traumáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en gabardina doble frontura.
- Sujeción en Velcro®.
- Se ajusta a tamaño pediátrico.



MEDIR:
Largo de
antebrazo

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 30 cm. - 34 cm.
M / M _____ +/- 34 cm. - 38 cm.
G / L _____ +/- 38 cm. - 42 cm.

ANTBRAZO / FOREARM



CABESTRILLO

BC1062E



INDICACIONES

- Sostén de miembro superior.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Tratamientos post-traumáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en gabardina.
- Sujeción en Velcro®.
- Fácil aplicación.



MEDIR:
Largo de
antebrazo

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 30 cm. - 36 cm.
G / L _____ +/- 36 cm. - 42 cm.

ANTBRAZO / FOREARM

CABESTRILLO RED

BC1063E



INDICACIONES

- Sostén de miembro superior.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Tratamientos post-traumáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tela red de poliéster.
- Sistema regulable de sujeción.
- Fácil aplicación.

AMBIDIESTRO



MEDIR:
Largo de
antebrazo

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 30 cm. - 36 cm.
G / L _____ +/- 36 cm. - 42 cm.

ANTBRAZO / FOREARM

NUESTRAS LÍNEAS

ELASTIC FLEX



Tejido elástico tridimensional sin costuras

Proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.

RODILLERA ELASTIC FLEX

BC1100A



NUEVA PRESENTACIÓN
con cierre fácil

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Ligera inestabilidad articular.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Silicona antideslizante para una mejor fijación.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
- B- Circunferencia de la Rodilla
- C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	45 cm.	40 cm.	38 cm.



RODILLERA CON SILICONA

ELASTIC FLEX

BC1100S

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Tendinopatía, ligamentosis en primera fase. Ligera artrosis, artritis post-traumática y post-quirúrgica.
- Sensación de inestabilidad rotuliana y/o medio-lateral.
- Protege contra la sobrecarga en los tendones y minimiza el riesgo de lesiones.
- Su almohadilla de gel favorece la reabsorción de edemas, derrames y hematomas.
- Soporte ideal para la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Almohadilla de gel viscoelástico que rodea la rótula.
- Evita y reduce los desplazamientos de la rótula en el sentido lateral, superior o inferior.
- Silicona antideslizante para una mejor fijación.



RODILLERA CON SUJECIÓN

ELASTIC FLEX

BC1103A

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Inestabilidad patelar.
- Tendinitis rotuliana.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Procesos de rehabilitación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción en Velcro®.
- Silicona antideslizante para una mejor fijación.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.

TOBILLERA CON SUJECCIÓN

ELASTIC FLEX

BC1402A



INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Reducción de edemas.
- Prevención de lesiones.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción elástica adicional en '8' con ajuste en Velcro®.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.

TOBILLO / ANKLE

TOBILLERA

ELASTIC FLEX

BC1400A



INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Reducción de edemas.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 20 cm. - 22 cm.
M / M	+/- 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/- 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm. - 28 cm.

TOBILLO / ANKLE

CODERA CON SUJECCIÓN

ELASTIC FLEX

BC1502A



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Ligera inestabilidad articular.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción en Velcro®.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Codo

TALLE / SIZE

CODO / ELBOW

CH / S	_____	+/- 20 cm. - 23 cm.
M / M	_____	+/- 23 cm. - 25 cm.
G / L	_____	+/- 25 cm. - 27 cm.
XG / XL	_____	+/- 27 cm. - 29 cm.

CODERA

ELASTIC FLEX

BC1500A



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Ligera inestabilidad articular.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Codo

TALLE / SIZE

CODO / ELBOW

CH / S	_____	+/- 20 cm. - 23 cm.
M / M	_____	+/- 23 cm. - 25 cm.
G / L	_____	+/- 25 cm. - 27 cm.
XG / XL	_____	+/- 27 cm. - 29 cm.

MUÑEQUERA DEDO LIBRE CON SUJECCIÓN

ELASTIC FLEX

BC1604A



INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción en Velcro®.



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.
M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.
G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST

MUÑEQUERA DEDO LIBRE

ELASTIC FLEX

BC1602A



INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.
M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.
G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST

MUÑEQUERA SUJECCIÓN

ELASTIC FLEX

BC1601A



INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción en Velcro®.



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S	_____	+/- 12 cm. - 15 cm.
M / M	_____	+/- 15 cm. - 17 cm.
G / L	_____	+/- 17 cm. - 19 cm.
XG / XL	_____	+/- 19 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST

MUÑEQUERA

ELASTIC FLEX

BC1600A



INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Reducción de edemas.
- Artrosis.
- Soporte ideal para la práctica deportiva o actividades cotidianas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en tejido elástico tridimensional sin costuras: proporciona mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona.
- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

CH / S	_____	+/- 12 cm. - 15 cm.
M / M	_____	+/- 15 cm. - 17 cm.
G / L	_____	+/- 17 cm. - 19 cm.
XG / XL	_____	+/- 19 cm. - 21 cm.

MUÑECA / WRIST

NUESTRAS LÍNEAS

ELASTIC FLEX PRO



Tejido elástico plano de alta calidad

Tensión diferenciada que proporciona elasticidad y compresión superior en cada zona.

RODILLERA CON SILICONA Y BALENAS

ELASTIC FLEX PRO

BC1100S



INDICACIONES

- Soporte de rodilla. Procesos de rehabilitación.
- Estabilizador flexo-extensión.
- Tendinopatía, ligamentosis en primera fase.
- Ligera artrosis, artritis post-traumática y post-quirúrgica.
- Sensación de inestabilidad rotuliana y/o medio-lateral.
- Protege contra la sobrecarga en los tendones y minimiza el riesgo de lesiones.
- Su almohadilla de gel favorece la reabsorción de edemas, derrames y hematomas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Almohadilla de gel viscoelástico que rodea la rótula.
- Flejes laterales anatómicamente diseñados.
- Evita y reduce los desplazamientos de la rótula en el sentido lateral, superior o inferior.
- Silicona antideslizante para una mejor fijación.



MEDIR:

- A- Circunferencia 10 cm. arriba de la Rodilla
B- Circunferencia de la Rodilla
C- Circunferencia 10 cm. debajo de la Rodilla

TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	_____ +/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	_____ +/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	_____ +/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	_____ +/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.



TOBILLERA CON SILICONA

ELASTIC FLEX PRO

BC1480



INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Post-quirúrgico y post-traumático.
- Derrames articulares e inflamaciones en el caso de artrosis y artritis.
- Tendinopatías, debilidad ligamentosa.
- Favorece la reabsorción de edemas, derrames y hematomas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Sujeción y estabilización en la articulación del tobillo.
- Almohadillas bilaterales de gel viscoelástico con forma anatómica que redistribuye la compresión del vendaje desde los maléolos prominentes hacia las partes blandas de alrededor.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

CH / S	TOBILLO / ANKLE
+/ - 20 cm. - 22 cm.	
M / M	+/ - 22 cm. - 24 cm.
G / L	+/ - 24 cm. - 26 cm.
XG / XL	+/ - 26 cm. - 28 cm.

CODERA CON SILICONA

ELASTIC FLEX PRO

BC1580



INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Epicondilitis (codo de tenista).
- Epitrocleititis (codo de golfista).
- Tendinitis.
- Ligeras contusiones, procesos inflamatorios, traumatismos e inestabilidades.
- Favorece la reabsorción de edemas, derrames y hematomas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño anatómico y transpirable.
- Contribuye al retorno venoso.
- Almohadillas bilaterales de gel viscoelástico con forma anatómica que redistribuye la compresión en el epicóndilo y la epitroclea.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Codo

TALLE / SIZE

CH / S	CODO / ELBOW
+/ - 20 cm. - 23 cm.	
M / M	+/ - 23 cm. - 25 cm.
G / L	+/ - 25 cm. - 27 cm.
XG / XL	+/ - 27 cm. - 29 cm.

NUESTRAS LÍNEAS

BLACK LINE

MUÑEQUERA CON DEDO PULGAR

BLACK LINE

BC1603E

INDICACIONES

- Soporte de muñeca con estabilización moderada del dedo pulgar.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Rizartrrosis.
- Tratamiento de dolencias leves.
- Estabilidad del pulgar en abducción.
- Para lesiones articulares y ligamentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y liviano.

AMBIDIESTRO



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

MUÑECA / WRIST

CH / S	_____	+/- 12 cm. - 16 cm.
M / M	_____	+/- 16 cm. - 18 cm.
G / L	_____	+/- 18 cm. - 21 cm.





AMBIDIESTRO



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

MUÑECA / WRIST

CH / S _____ +/- 12 cm. - 16 cm.
M / M _____ +/- 16 cm. - 18 cm.
G / L _____ +/- 18 cm. - 21 cm.

MUÑEQUERA CON DEDO LIBRE

BLACK LINE

BC1602E

INDICACIONES

- Soporte estabilizador de muñeca.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Tratamiento de dolencias leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y liviano.



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

MUÑECA / WRIST

CH / S _____ +/- 12 cm. - 15 cm.
M / M _____ +/- 15 cm. - 17 cm.
G / L _____ +/- 17 cm. - 19 cm.
XG / XL _____ +/- 19 cm. - 21 cm.

MUÑEQUERA SIMPLE

BLACK LINE

BC1601E

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Estabilidad articular.
- Tratamiento de dolencias leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y liviano.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Codo

TALLE / SIZE

CODO / ELBOW

CH / S _____ +/- 20 cm. - 23 cm.
M / M _____ +/- 23 cm. - 25 cm.
G / L _____ +/- 25 cm. - 27 cm.
XG / XL _____ +/- 27 cm. - 29 cm.

CODERA SIMPLE

BLACK LINE

BC1602E

INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Compresión articular.
- Tratamiento de dolencias leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y liviano.



FAJA LUMBAR BALLEENADA BLACK LINE

BC1351E

INDICACIONES

- Soporte abdominal.
- Estabilizar la columna lumbosacra.
- Lesiones de espalda y abdomen.
- Hernia de disco.
- Dolores reumáticos.
- Patologías traumáticas.
- Procesos post-traumáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Doble ajuste y doble sujeción en Velcro®.
- Ballenas posteriores.
- Diseño anatómico.
- Adecuada termocompresión.

TALLE / SIZE

CINTURA / WAIST

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.



FAJA LUMBAR BLACK LINE

BC1302E

INDICACIONES

- Soporte abdominal y sacro lumbar.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Contracturas.
- Tratamiento de dolencias leves.
- Lumbalgias crónicas y leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y liviano.

TALLE / SIZE

CINTURA / WAIST

CH / S	+/- 61 cm. - 74 cm.
M / M	+/- 75 cm. - 88 cm.
G / L	+/- 89 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 101 cm. - 112 cm.
XXG / XXL	+/- 113 cm. - 123 cm.



RODILLERA ABIERTA BLACK LINE

BC1106E

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Inestabilidades leves de rodilla.
- Ideal para pacientes mayores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Orificio rotuliano.
- Diseño abierto de fácil colocación.
- Sujeción en Velcro®.



TALLE / SIZE

A B C

CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/- 50 cm.	41 cm.	40 cm.



TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/-	50 cm.	41 cm.	40 cm.



TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/-	50 cm.	41 cm.	40 cm.



TALLE / SIZE

		A	B	C
CH / S	+/-	36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/-	38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/-	41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/-	45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/-	50 cm.	41 cm.	40 cm.

RODILLERA ARTICULADA CON VELCRO® BLACK LINE

BC1105E

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Estabilidad lateral.
- Hiperextensión/Recurvatum leve.
- Inestabilidades medio laterales leves (LL, LM).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Orificio rotuliano.
- Firme sujeción tibio-femoral en Velcro®.
- Articulación monocéntrica con tope de extensión a 180°.



RODILLERA BALENADA CON VELCRO® BLACK LINE

BC1104E

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Contusiones ligeras.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Procesos de rehabilitación.
- Estabilizador flexo-extensión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Orificio rotuliano.
- Firme sujeción tibio-femoral en Velcro®.
- Flejes laterales.
- Termocompresión, descarga y protección.



RODILLERA RÓTULA CON VELCRO® BLACK LINE

BC1103E

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Contracturas.
- Tratamiento de dolencias leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción tibio-femoral en Velcro®.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y liviano.





RODILLERA ROTULIANA

BLACK LINE

BC1102E

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.
- Contracturas.
- Tratamiento de dolencias leves.
- Estabilizador rotuliano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y liviano.



TALLE / SIZE

	A	B	C
CH / S	+/- 36 cm.	35 cm.	28 cm.
M / M	+/- 38 cm.	36 cm.	30 cm.
G / L	+/- 41 cm.	39 cm.	34 cm.
XG / XL	+/- 45 cm.	40 cm.	38 cm.
XXG / XXL	+/- 50 cm.	41 cm.	40 cm.



TOBILLERA CON AJUSTE EN '8'

BLACK LINE

BC1402E

INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Procesos de rehabilitación.
- Traumatismos ligeros.
- Prevención de lesiones.
- Práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Sujeción elástica adicional en 8.
- Termocompresión.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

TOBILLO / ANKLE

CH / S	+/- 20 cm.	- 22 cm.
M / M	+/- 22 cm.	- 24 cm.
G / L	+/- 24 cm.	- 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm.	- 28 cm.
XXG / XXL	+/- 28 cm.	- 30 cm.



TOBILLERA SIMPLE

BLACK LINE

BC1401E

INDICACIONES

- Sostén para tobillo.
- Reanudación de la actividad.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Calor terapéutico.
- Compresión multidireccional.



MEDIR:
Circunferencia
arriba del Maleolo

TALLE / SIZE

TOBILLO / ANKLE

CH / S	+/- 20 cm.	- 22 cm.
M / M	+/- 22 cm.	- 24 cm.
G / L	+/- 24 cm.	- 26 cm.
XG / XL	+/- 26 cm.	- 28 cm.
XXG / XXL	+/- 28 cm.	- 30 cm.



MUSLERA SIMPLE

BLACK LINE

BC1201E

INDICACIONES

- Periodos de rehabilitación.
- Prevenir lesiones durante la práctica deportiva.



MEDIR:
10 cm. arriba de
la Rodilla

TALLE / SIZE

CH / S	_____	+/- 36 cm.
M / M	_____	+/- 41 cm.
G / L	_____	+/- 46 cm.
XG / XL	_____	+/- 51 cm.

MUSLO / THIGHT



GEMELERA TUBULAR

BLACK LINE

BC1853E

INDICACIONES

- Lesiones musculares de gemelos.
- Prevención y rehabilitación de contracturas, distensiones y desgarros.
- Periostitis.



MEDIR:
10 cm. debajo de
la Rodilla

TALLE / SIZE

CH / S	_____	+/- 28 cm.
M / M	_____	+/- 31 cm.
G / L	_____	+/- 35 cm.
XG / XL	_____	+/- 39 cm.

GEMELO / CALF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en neoprene.
- Diseño anatómico.
- Compresión multidireccional.
- Brinda calor terapéutico.

NUESTRAS LÍNEAS

ONE SIZE



RODILLERA MONOCÉNTRICA ONE SIZE

BC1108




INDICACIONES

- Soporte de rodilla para inestabilidades laterales.
- Para rodillas débiles, heridas y artríticas.
- Ideal para personas activas durante la práctica deportiva y otras actividades físicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Máximo nivel de soporte.
- Bisagras ajustables.
- Cruce de correas elásticas por encima y por debajo autoajustable.
- Diseño abierto.
- Su abrazadera autoajustable ofrece la máxima sujeción lateral medial.
- Confortable y de fácil aplicación.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos



PANAL
TRI-TEX

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

RODILLERA ABIERTA

ONE SIZE


BC1107

INDICACIONES

- Soporte de rodilla.
- Protector y preventivo para actividades deportivas.
- Estabilizador rotuliano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Ballenas estabilizadoras flexibles para evitar desplazamientos.
- Orificio patelar para centrado rotuliano.
- Ajuste multidireccional.
- Efectiva compresión.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Diseño abierto.
- Confortable y de fácil aplicación.



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

CINCHA ROTULIANA

ONE SIZE

BC1109

INDICACIONES

- Soporte infrapatelar /suprapatelar.
- Tendinosis.
- Tendinitis.
- Rodilla de saltador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene Velcro® Plush.
- Ajuste en Velcro®.



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

TOBILLERA ABIERTA

ONE SIZE

BC1407

INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Ideal para tobillos débiles.
- Dislocaciones.
- Luxaciones.
- Procesos de rehabilitación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Sujeción en Velcro®.
- Dos bandas tensoras cruzadas para brindar mayor estabilidad.
- Ajustable y liviano.



CODERA

ONE SIZE

BC1507

INDICACIONES

- Soporte de codo.
- Estabilidad articular.
- Compresión en brazo y antebrazo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Dos bandas regulables para un mayor control articular.
- Ajuste multidireccional.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y de fácil aplicación.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



MUÑEQUERA

ONE SIZE

BC1607

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Ajuste multidireccional.
- Efectiva compresión.
- Adecuado para lesiones leves, distensiones o post-yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Estabilizador autoajustable de muñeca.
- Aporta calor a los músculos y ligamentos.
- Confortable y de fácil aplicación.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



NUESTRAS LÍNEAS

PEDIÁTRICA

Kids

MUÑEQUERA PEDIÁTRICA


BC2915

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Prevención de lesiones de muñeca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Estabilizador autoajustable de muñeca.



AMBIDIESTRA

TALLE / SIZE

UNIVERSAL



INMOVILIZADOR DE MUÑECA PEDIÁTRICO

BC2918



AMBIDIESTRO

INDICACIONES

- Soporte de muñeca.
- Inmovilización y protección de las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica.
- Tratamiento post-quirúrgico o lesiones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Incluye una pletina palmar de aluminio maleable que inmoviliza la articulación de la muñeca en posición funcional y otra situada en la parte dorsal, que cofiere a la férula la suficiente rigidez.
- Sujeción en Velcro®.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

INMOVILIZADOR DE DEDO INDIVIDUAL PEDIÁTRICO

BC1602



AMBIDIESTRO

INDICACIONES

- Inmovilizador de dedo.
- Inmovilización de las articulaciones inter-falange distales y proximales.
- Procesos dolorosos por traumatismos.
- Dedo Gatillo. Artritis, tendinitis.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene. Sujeción en Velcro.
- Barra de aluminio maleable.
- Confortable y liviano.
- Para dedo meñique, anular, medio e índice.



MEDIR:
Largo del dedo

TALLE / SIZE

DEDO / FINGER

CH / S _____ +/- 3 cm. - 5 cm.

DIGI-TOP INMOVILIZADOR DE DEDO PEDIÁTRICO

BC2916



AMBIDIESTRO

INDICACIONES

- Soporte extraíble para la inmovilización 1 a 2 dedos.
- Esguinces y dislocaciones.
- Fracturas no desplazadas de los dedos a nivel P2 / P3.
- Inmovilización pre o post-operatoria.
- Esguinces, subluxaciones, luxaciones, fracturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Velour de Nylon.
- Fácil aplicación con 4 correas ajustables.
- Modelo bilateral.
- Diseño anatómico y liviano.
- Fleje de aluminio maleable.
- Cuatro correas proporcionan compresión a medida.
- Tapa antichoque en la última falange.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

COLLARÍN DE SHANZ PEDIÁTRICO

BC2905



INDICACIONES

- Traumatismos leves de partes óseas y blandas.
- Post-quirúrgico, torticolis, cervicalgias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en goma espuma, revestido con tejido de algodón.
- Sujeción en Velcro®.
- Confortable y fácil aplicación.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

CABESTRILLO INMOVILIZADOR DE HOMBRO TIPO VELPEAU PEDIÁTRICO

BC2901



INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de hombro, brazo y antebrazo.
- Contusiones y dislocaciones de hombro.
- Fracturas subcapitales estables de húmero.
- Lesiones de los manguitos rotadores.
- Neurología: parálisis y hemiplegia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Cabestrillo para sostener el brazo.
- Faja de sujeción en Velcro®.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA PEDIÁTRICO

BC2930



INDICACIONES

- Soporte inmovilizador de clavícula.
- Evita vicios posturales.
- Inmovilización postural.
- Luxaciones acromio claviculares.
- Post-fracturas de clavículas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en material anti-escara.
- Apoyo axilar y posterior.
- Fácil y rápida colocación.
- Fijación segura y confortable.
- Transpirable.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

CABESTRILLO PEDIÁTRICO

BC2900



INDICACIONES

- Soporte de miembro superior.
- Tratamientos de inmovilización post-quirúrgica o post-traumática.
- Traumatismos de hombro y brazo que requieran para su tratamiento una reducción de la movilidad.
- Subluxaciones del hombro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en poliéster.
- Sujeción en Velcro®.
- Adaptable a ambos brazos.
- Banda de ajuste en la cintura, que una vez cerrada inmoviliza la articulación del hombro.
- Transpirable.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

BOLSA DE HIELO Y AGUA CALIENTE CHICA

BC2008B



INDICACIONES

- Desgarros y contracturas.
- Con hielo, es adecuada para paliar la fiebre y dolores de cabeza, disminuir inflamaciones y hematomas.
- Con agua caliente, mejora la circulación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en poliuretano termoplástico-TPU.
- Suave al tacto.
- Impermeable.
- Resistente a altas temperaturas.



INMOVILIZADOR DE RODILLA PEDIÁTRICO

BC2920



INDICACIONES

- Soporte de rodilla para la estabilización articular.
- Inmovilización pre y post-quirúrgica.
- Dislocaciones de Patela.
- Inmovilización post-lesiones ligamentosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en bondeado velour.
- Sujeción en Velcro®.
- Barras laterales y posteriores de aluminio, otorgan inmovilización en flexo-extensión y movimientos laterales.
- Transpirable.

TALLE / SIZE

EDAD / AGE

CH / S _____ 3 - 5 años
G / L _____ 6 - 10 años

RODILLERA PEDIÁTRICA

BC2925



INDICACIONES

- Soporte de rodilla
- Ligeras contusiones. Lesiones femoropatelares.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- Leves inestabilidades de la articulación de la rodilla durante el proceso rehabilitador.
- Cualquier patología de rodilla que sea necesario centrar o descargar la rótula.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX, material tri-capa transpirable.
- Sujeción en Velcro®.
- Posee ballenas de espiral laterales que proporcionan una ligera estabilización de la articulación de la rodilla en sentido medio-lateral.
- La parte anterior está diseñada con rótula abierta.

TALLE / SIZE

EDAD / AGE

CH / S _____ 3 - 5 años
G / L _____ 6 - 10 años

TOBILLERA PEDIÁTRICA

BC2910



INDICACIONES

- Soporte de tobillo.
- Esguinces de primer grado.
- Ligera inestabilidad de articulación tibiotarsiana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PANAL TRI-TEX material tri-capa transpirable, absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior.
- Sujeción en Velcro®.
- Dos bandas tensoras cruzadas para brindar mayor estabilidad.
- Ajustable y liviano.
- Transpirable.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

PLANTILLAS PEDIÁTRICAS

BC2028



INDICACIONES

- Ayuda a mantener una posición más natural.
- Mejora el desarrollo del sistema músculo-esquelético.
- Promueve el desarrollo del arco natural.
- Reduce la fatiga del dolor de pies cansados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en Eva Super Confort.
- 3/4 de longitud para mejor adaptación al calzado.



TALLE / SIZE

CALZADO / SHOE SIZE

CH / S _____ N° 23 - 25
M / M _____ N° 26 - 28
G / L _____ N° 29 - 31
XG / XL _____ N° 32 - 34



REMERA TÉRMICA

MANGA LARGA PRO

BC2017

INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

- Negro
- Gris
- Blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

PECHO / CHEST

CH / S	+/- 80 cm. - 90 cm.
M / M	+/- 90 cm. - 100 cm.
G / L	+/- 100 cm. - 110 cm.
XG / XL	+/- 110 cm. - 120 cm.
XXG / XXL	+/- 120 cm. - 130 cm.



REMERA TÉRMICA MANGA LARGA

HOMBRE

BC2033

NUEVO



● Negro
○ Blanco



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.

	TALLE / SIZE	PECHO / CHEST
	CH / S	+/- 80 cm. - 90 cm.
	M / M	+/- 90 cm. - 100 cm.
	G / L	+/- 100 cm. - 110 cm.
	XG / XL	+/- 110 cm. - 120 cm.
	XXG / XXL	+/- 120 cm. - 130 cm.

MEDIR:
Circunferencia del pecho

REMERA TÉRMICA SIN MANGA

HOMBRE

BC2019



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.

	TALLE / SIZE	PECHO / CHEST
	CH / S	+/- 80 cm. - 90 cm.
	M / M	+/- 90 cm. - 100 cm.
	G / L	+/- 100 cm. - 110 cm.
	XG / XL	+/- 110 cm. - 120 cm.
	XXG / XXL	+/- 120 cm. - 130 cm.

MEDIR:
Circunferencia del pecho

REMERA TÉRMICA MANGA CORTA

HOMBRE

BC2018



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.

	TALLE / SIZE	PECHO / CHEST
	CH / S	+/- 80 cm. - 90 cm.
	M / M	+/- 90 cm. - 100 cm.
	G / L	+/- 100 cm. - 110 cm.
	XG / XL	+/- 110 cm. - 120 cm.
	XXG / XXL	+/- 120 cm. - 130 cm.

MEDIR:
Circunferencia del pecho

CHALECO TÉRMICO REDUCTOR

HOMBRE

BC1854



INDICACIONES

- Incrementa el proceso de sudación, haciendo perder el exceso de grasas en tórax, espalda y abdomen.
- Ideal para la práctica deportiva o actividades de vida diaria.
- Protege del frío.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Diseño anatómico.
- Cierre inoxidable.



MEDIR:
Circunferencia
amba de la Cadera

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 60 cm. - 76 cm.
M / M _____ +/- 77 cm. - 94 cm.
G / L _____ +/- 97 cm. - 107 cm.
XG / XL _____ +/- 108 cm. - 120 cm.

CINTURA / WAIST

CALZA TÉRMICA LARGA

HOMBRE

BC1860



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Suave y confortable.
- Adecuada temperatura corporal.



MEDIR:
Circunferencia
amba de la Cadera

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 58 cm. - 72 cm.
M / M _____ +/- 72 cm. - 86 cm.
G / L _____ +/- 86 cm. - 100 cm.
XG / XL _____ +/- 100 cm. - 114 cm.

CINTURA / WAIST

CALZA DEPORTIVA DE NEOPRENE

HOMBRE

BC1850



INDICACIONES

- Prevenir lesiones y problemas inguinales.
- Favorece la recuperación de contracturas y desgarros.
- Optimiza el trabajo de los músculos abductores.
- Ideal para la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en neoprene metalite y spandex.
- Mayor estiramiento y calor terapéutico.
- Diseño anatómico.
- Facilita la homeóstasis térmica.



MEDIR:
Circunferencia
amba de la Cadera

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 58 cm. - 72 cm.
M / M _____ +/- 72 cm. - 86 cm.
G / L _____ +/- 86 cm. - 100 cm.
XG / XL _____ +/- 100 cm. - 114 cm.

CINTURA / WAIST

CALZA DEPORTIVA DE SPANDEX

HOMBRE

BC1849



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.



MEDIR:
Circunferencia
amba de la Cadera

TALLE / SIZE

CH / S _____ +/- 58 cm. - 72 cm.
M / M _____ +/- 72 cm. - 86 cm.
G / L _____ +/- 86 cm. - 100 cm.
XG / XL _____ +/- 100 cm. - 114 cm.

CINTURA / WAIST

REMERA TÉRMICA MANGA LARGA

MUJER

BC2035



NUEVO

- Negro
- Blanco




INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.




MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 75 cm. - 84 cm.
M / M	+/- 84 cm. - 93 cm.
G / L	+/- 93 cm. - 100 cm.
XG / XL	+/- 100 cm. - 109 cm.
XXG / XXL	+/- 109 cm. - 118 cm.

PECHO / CHEST



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 75 cm. - 85 cm.
M / M	+/- 86 cm. - 96 cm.
G / L	+/- 97 cm. - 107 cm.
XG / XL	+/- 108 cm. - 118 cm.

PECHO / CHEST

REMERA TÉRMICA MANGA LARGA PRO

MUJER

BC2020




INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.



MEDIR:
Circunferencia
del pecho

TALLE / SIZE

CH / S	+/- 75 cm. - 85 cm.
M / M	+/- 86 cm. - 96 cm.
G / L	+/- 97 cm. - 107 cm.
XG / XL	+/- 108 cm. - 118 cm.

PECHO / CHEST

REMERA TÉRMICA MANGA CORTA

MUJER

BC2025



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.

CHALECO TÉRMICO REDUCTOR

MUJER

BC1855



INDICACIONES

- Incrementa el proceso de sudación, haciendo perder el exceso de grasas en tórax, espalda y abdomen.
- Ideal para la práctica deportiva o actividades de vida diaria.
- Protege del frío.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Diseño anatómico.
- Cierre inoxidable.

TALLE / SIZE		CINTURA / WAIST
CH / S	_____	+/- 58 cm. - 70 cm.
M / M	_____	+/- 71 cm. - 85 cm.
G / L	_____	+/- 86 cm. - 95 cm.
XG / XL	_____	+/- 96 cm. - 104 cm.



MEDIR:
Circunferencia
amba de la Cadera

CALZA REDUCTORA DE NEOPRENE

MUJER

BC1851



INDICACIONES

- Soporte de cadera y muslos.
- Reductor localizado de peso y de la talla.
- Ideal para la práctica deportiva y procesos de rehabilitación física

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene.
- Compresión multidireccional.
- Calor terapéutico.
- Optimiza el trabajo de los músculos abductores.

TALLE / SIZE		CINTURA / WAIST
CH / S	_____	+/- 58 cm. - 70 cm.
M / M	_____	+/- 70 cm. - 82 cm.
G / L	_____	+/- 82 cm. - 94 cm.
XG / XL	_____	+/- 94 cm. - 104 cm.
XXG / XXL	_____	+/- 104 cm. - 112 cm.
XXXG / XXXL	_____	+/- 112 cm. - 120 cm.



MEDIR:
Circunferencia
amba de la Cadera

CALZA TÉRMICA BIKER PRO

MUJER

BC1872

NUEVO



● Negro



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Suave y comfortable.
- Adecuada temperatura corporal.
- Con bolsillo invisible.

	TALLE / SIZE	CINTURA / WAIST
	XCH / XS	+/- 45 cm. - 58 cm.
	CH / S	+/- 58 cm. - 73 cm.
	M / M	+/- 74 cm. - 90 cm.
	G / L	+/- 91 cm. - 108 cm.
	XG / XL	+/- 109 cm. - 120 cm.
MEDIR: Circunferencia arriba de la Cadera		

CALZA TÉRMICA LARGA PRO

MUJER

BC1870



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Suave y comfortable.
- Adecuada temperatura corporal.
- Con bolsillo invisible.

	TALLE / SIZE	CINTURA / WAIST
	XCH / XS	+/- 45 cm. - 58 cm.
	CH / S	+/- 58 cm. - 73 cm.
	M / M	+/- 74 cm. - 90 cm.
	G / L	+/- 91 cm. - 108 cm.
	XG / XL	+/- 109 cm. - 120 cm.
MEDIR: Circunferencia arriba de la Cadera		

CALZA TÉRMICA PESCADORA PRO

MUJER

BC1871



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Suave y comfortable.
- Adecuada temperatura corporal.
- Con bolsillo invisible.

	TALLE / SIZE	CINTURA / WAIST
	XCH / XS	+/- 45 cm. - 58 cm.
	CH / S	+/- 58 cm. - 73 cm.
	M / M	+/- 74 cm. - 90 cm.
	G / L	+/- 91 cm. - 108 cm.
	XG / XL	+/- 109 cm. - 120 cm.
MEDIR: Circunferencia arriba de la Cadera		

REMERA TÉRMICA MANGA LARGA

NIÑO

BC2014



INDICACIONES

- Ideal para la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en Spandex.
- Suave y confortable.
- Adecuada temperatura corporal.
- Transpirable.

- Negro
○ Blanco

TALLE / SIZE


EDAD / AGE

CH / S	6 - 8 años
M / M	8 - 11 años
G / L	11 - 13 años
XG / XL	13 - 15 años

CALZA TÉRMICA LAGA

NIÑO

BC1858



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Suave y confortable.
- Adecuada temperatura corporal.

TALLE / SIZE

EDAD / AGE

CH / S	6 - 8 años
M / M	8 - 11 años
G / L	11 - 13 años
XG / XL	13 - 15 años

CALZA DEPORTIVA

NIÑO

BC1848



INDICACIONES

- Ideal para la práctica deportiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en lycra.
- Suave y confortable.
- Adecuada temperatura corporal.
- Transpirable.

- Negro
○ Blanco

TALLE / SIZE

EDAD / AGE

CH / S	9 - 11 años
G / L	11 - 13 años

CALZA TÉRMICA LARGA

NIÑA

BC1863



INDICACIONES

- Todo tipo de actividad deportiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en spandex.
- Diseño anatómico.
- Tejido inteligente con ventilación estratégica que favorece a mantener una temperatura corporal óptima.

TALLE / SIZE

EDAD / AGE

CH / S	6 - 8 años
M / M	8 - 11 años
G / L	11 - 13 años
XG / XL	13 - 15 años

NUESTRAS LÍNEAS

FRÍO-CALOR



BODY CARE GEL

- BC2005** Chico
- BC2007** Grande
- BC2030** Extra Grande

INDICACIONES

- Relajación.
- Tratamientos de traumatismos y diversas dolencias corporales.
- Tratamientos post-quirúrgicos.
- En estado frío, para disminuir inflamaciones y hematomas, evitar la formación de edemas, paliar la fiebre y dolores de cabeza. Relaja tensiones y dolencias generadas por traumatismos, esguinces, tendinitis y esfuerzos articulares.
- En estado caliente, aplicado sobre la piel protegido por un paño, ideal para desgarros, tensión muscular, artrosis, tortícolis y lumbago.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Polietileno-Adhesivo-Nylon.
- Frío/calor.
- Reutilizable.
- Flexible.
- Anatómico.



FAJA PORTA GEL & BOLSA DE HIELO

[FRÍO-CALOR]

BC2012



NO INCLUYE GEL NI BOLSA DE HIELO

INDICACIONES

- Sujetador universal de gel.
- Ideal para terapia de frío-calor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene y elástico.
- Anatómico.
- Térmico.



BOLSA DE HIELO

BC2008

Chica

BC2008B

Grande



INDICACIONES

- Desgarros y contracturas.
- Con hielo, es adecuada para paliar la fiebre y dolores de cabeza, disminuir inflamaciones y hematomas.
- Con agua caliente, mejora la circulación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en P.V.C.
- Suave al tacto.
- Impermeable.
- Resistente a altas temperaturas.



ANTIFAZ DE GEL

BC2009




INDICACIONES

- Tratamientos cosméticos y relajación facial.
- Evita la formación de edemas.
- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Mantener en heladera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en PVC cristal.
- Ajuste en Velcro®.



ALMOHADILLA PARA FIEBRE

BC2013



INDICACIONES

- Dolores de cabeza, estados febriles e insolaciones.
- Evita la formación de edemas.
- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Mantener en heladera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en P.V.C. cristal
- Ajuste en Velcro®.





TOBILLERA FRÍO-CALOR THERMIGEL PRO

BC2404

INDICACIONES

- Traumatismos.
- Inflamaciones.
- Esguinces.
- Retorno venoso.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

TRATAMIENTO CON FRÍO ❄️

- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Evita la formación de edemas.
- Relaja tensiones y dolencias generadas por traumatismos y esfuerzos articulares.
- Lesiones recientes.

TRATAMIENTO CON CALOR ⚙️

- Ideal para tensión muscular.
- Mejora la circulación sanguínea.
- Artrosis. Alivia dolores articulares.
- Tratamiento de esguinces, tendinitis y desgarros crónicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Lycra elástica, suave y liviana con interior de Hidrogel.
- Cobertura 360° para máximo resultado.
- Reutilizable.
- Flexible.
- Anatómico.
- Su diseño se adapta al contorno del pie.
- Mayor durabilidad de la temperatura.
- Compresión envolvente para alivio rápido y eficaz.

TALLE / SIZE

UNIVERSAL

RODILLERA FRÍO-CALOR

THERMIGEL PRO

BC2401



INDICACIONES

- Traumatismos. Edemas.
- Retorno venoso.
- Tendinitis.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

TRATAMIENTO CON FRÍO ❄️

- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Evita la formación de edemas.
- Relaja tensiones y dolencias generadas por traumatismos y esfuerzos articulares.
- Lesiones recientes.

TRATAMIENTO CON CALOR 🔥

- Ideal para tensión muscular.
- Mejora la circulación sanguínea.
- Alivia dolores articulares. Artrosis.
- Tratamiento de esguinces, tendinitis y desgarros crónicos.
- Espasmo muscular.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Lycra elástica, suave y liviana con interior de Hidrogel.
- Cobertura 360° para máximo resultado.
- Reutilizable. Flexible. Anatómico.
- Su diseño se adapta al contorno de la rodilla.
- Mayor durabilidad de la temperatura.
- Compresión envolvente para alivio rápido y eficaz.

CODERA FRÍO-CALOR

THERMIGEL PRO

BC2405



INDICACIONES

- Traumatismos. Edemas.
- Tendinitis. Inflamaciones.
- Dolor muscular.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

TRATAMIENTO CON FRÍO ❄️

- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Evita la formación de edemas.
- Relaja tensiones y dolencias generadas por traumatismos y esfuerzos articulares.
- Lesiones recientes.

TRATAMIENTO CON CALOR 🔥

- Ideal para tensión muscular.
- Mejora la circulación sanguínea.
- Alivia dolores articulares.
- Tratamiento de esguinces, tendinitis y desgarros crónicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Lycra elástica, suave y liviana con interior de Hidrogel.
- Cobertura 360° para máximo resultado.
- Reutilizable. Flexible. Anatómico.
- Su diseño se adapta al contorno del codo.
- Mayor durabilidad de la temperatura.
- Compresión envolvente para alivio rápido y eficaz.

MUÑEQUERA PALMAR FRÍO-CALOR

THERMIGEL PRO

BC2406



INDICACIONES

- Traumatismos. Edemas.
- Artritis y Artrosis.
- Inflamaciones.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

TRATAMIENTO CON FRÍO ❄️

- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Evita la formación de edemas.
- Relaja tensiones y dolencias generadas por traumatismos y esfuerzos articulares.
- Lesiones recientes.

TRATAMIENTO CON CALOR 🔥

- Ideal para tensión muscular.
- Mejora la circulación sanguínea.
- Alivia dolores articulares.
- Tratamiento de artritis, artrosis y tendinitis crónica.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Lycra elástica, suave y liviana con interior de Hidrogel.
- Cobertura 360° para máximo resultado.
- Reutilizable. Flexible. Anatómico.
- Su diseño se adapta al contorno de la mano.
- Mayor durabilidad de la temperatura.
- Compresión envolvente para alivio rápido y eficaz.

DEDO FRÍO-CALOR

THERMIGEL PRO

BC2407



INDICACIONES

- Traumatismos. Edemas.
- Artritis y Artrosis.
- Inflamaciones.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

TRATAMIENTO CON FRÍO ❄️

- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Evita la formación de edemas.
- Relaja tensiones y dolencias generadas por traumatismos y esfuerzos articulares.
- Lesiones recientes.

TRATAMIENTO CON CALOR 🔥

- Ideal para tensión muscular.
- Mejora la circulación sanguínea.
- Alivia dolores articulares.
- Tratamiento de artritis, artrosis y tendinitis crónica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Lycra elástica, suave y liviana con interior de Hidrogel.
- Cobertura 360° para máximo resultado.
- Reutilizable. Flexible. Anatómico.
- Su diseño se adapta al contorno del dedo.
- Mayor durabilidad de la temperatura.
- Compresión envolvente para alivio rápido y eficaz.

CASCO FRÍO-CALOR

THERMIGEL PRO

BC2400



ThermicGel PRO



TALLE / SIZE

UNIVERSAL

INDICACIONES

- Migrañas.
- Relajación.
- Edemas.
- Ojos inflamados.
- Tratamientos estéticos.

TRATAMIENTO CON FRÍO ❄️

- Disminuye inflamaciones y hematomas.
- Evita la formación de edemas.
- Palia la fiebre.
- Relaja tensiones y dolencias generadas por traumatismos.
- Descongela párpados y ojeras.
- Colabora en tratamientos estéticos.

TRATAMIENTO CON CALOR ☀️

- Ideal para tensión muscular.
- Mejora la circulación sanguínea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en Lycra elástica, suave y liviana con interior de Hidrogel.
- Cobertura 360° para máximo resultado.
- Reutilizable. Flexible. Anatómico.
- Su diseño se adapta al contorno de la cabeza.
- Mayor durabilidad de la temperatura.
- Compresión envolvente para alivio rápido y eficaz.



PROTECTOR BUCAL

BC2006 Simple

BC2006A Doble

INDICACIONES

- Absorbe impactos y trauma bucal.
- Brinda protección contra distintos tipos de lesiones maxilofaciales: maxilares, piezas dentarias, cortes labiales, entre otros.
- Ideal para la actividad deportiva de contacto.
- Uso nocturno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en polímero, EVA.
- Adaptable, cómodo y resistente.
- Permite respirar con normalidad.
- Anti-impacto.



VENDA ELÁSTICA

BC2000 5 cm.

BC2001 7 cm.

BC2002 10 cm.



INDICACIONES

- Várices.
- Prevención de inflamaciones.
- Procesos de rehabilitación post-quirúrgica.
- Estabilización articular.
- Lesiones musculares leves.
- Ideal para uso diario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionadas con fibras elásticas.
- Confortables y de fácil aplicación.



VENDA ELÁSTICA DEPORTIVA

BC2000B 5 cm.

BC2001B 7 cm.

BC2002B 10 cm.

PACK X 2 UN.

BC2000E 5 cm.

BC2001E 7 cm.

BC2002E 10 cm.

PACK X 6 UN.



INDICACIONES

- Uso preventivo deportivo y en actividades cotidianas.
- Soporte y estabilización de las articulaciones.
- Lesiones musculares leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada a partir de tejido de algodón y fibras poliamídicas.
- Confortable y de fácil colocación.
- Venda de elasticidad media.
- Estire longitudinal.





VINCHA DE NATACIÓN

BC2011

INDICACIONES

- Todo tipo de actividad recreativa y deportiva acuática.
- Evita el ingreso de agua al canal auditivo.
- Previene infecciones y lesiones en los oídos, como otitis.
- Ideal para sujetar tapones para natación.
- Tratamientos post-quirúrgicos.



MEDIR:
Circunferencia
de la cabeza

TALLE / SIZE

CABEZA / HEAD

CH / S _____ +/- 48 cm. - 52 cm.
M / M _____ +/- 53 cm. - 57 cm.
G / L _____ +/- 58 cm. - 61 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en neoprene.
- Sujeción en Velcro®.
- Liviana y fácil aplicación.



GUANTES PARA DEPORTES Y LEVANTAMIENTO DE PESAS

BC2024

INDICACIONES

- Soporte de mano.
- Indicado para todo tipo de actividades deportivas.



MEDIR:
Circunferencia
de Muñeca

TALLE / SIZE

MUÑECA / WRIST

CH / S _____ +/- 12 cm. - 15 cm.
M / M _____ +/- 15 cm. - 17 cm.
G / L _____ +/- 17 cm. - 19 cm.
XG / XL _____ +/- 19 cm. - 21 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene con parche de goma antideslizante.
- Sujeción en Velcro®.
- Dedo pulgar libre.
- Diseño abierto y anatómico.



MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES

ORTESIS DE TONO & POSICIONAMIENTO DE 5 CM. Y 7 CM.

BC2700 Corto

BC2701 Largo

INDICACIONES

- Control de rotación/desrotación en la acción de miembros superiores e inferiores.
- Control de pronación/supinación de miembros superiores.
- Rotador/desrotador tibial o femoral (corto).
- Rotador/desrotador de miembros inferiores (largo).
- Control de marcha en intraversión/ extraversión.
- Patologías leves o post-quirúrgicas de cadera (Labrum).


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en neoprene Velcro® plush.
- Sujetador distal y proximal de Velcro®.

NUEVO



EXHIBIDOR DE PRODUCTOS



EXHIBIDORES DE PRODUCTOS

- MÁS RESISTENTE.
- MAYOR DURABILIDAD.

CHICO:



ancho	alto	profundidad
40 cm.	175 cm.	40 cm.

13 GANCHOS INTERCAMBIABLES

GRANDE:



ancho	alto	profundidad
70 cm.	175 cm.	40 cm.

22 GANCHOS INTERCAMBIABLES

MATERIAL: CHAPA

MUÑECOS EXHIBIDORES

ancho
18 cm.

alto
62 cm.

profundidad
23 cm.



FOLLETERÍA



LAPICERAS



BODY CARE®

WWW.BODYCARE.COM.AR

SEGUINOS:



BODY CARE® es una marca registrada de Neoteksa S.A. CUIT 30-70889094-0
Rosales 3712 Villa Lynch (B1672APB) - San Martín - Provincia de Buenos Aires.

MEJOR EN MOVIMIENTO