



Ktape[®]

Toujours un pas en avant



Exclusif à OrthoCanada



Toujours un pas en avant

Recommandé par l'Académie canadienne de K-Taping, le K-Tape est un produit innovateur, reconnu dans le monde entier pour sa qualité et son efficacité optimale. Mis au point par Kumbrink, l'authentique K-Tape combine les meilleures matières premières naturelles aux techniques de fabrication les plus sophistiquées. Son impact sur la génération de résultats cliniques positifs a été profond, introduisant un large éventail de nouvelles possibilités d'interventions thérapeutiques chez de nombreux professionnels de la santé.

Coton et teintures

K-Tape utilise du coton de haute qualité provenant d'un seul fournisseur, ce qui garantit une densité de fil uniforme et une fabrication sans nœuds. Pour maintenir une élasticité constante tout au long de son utilisation, le ruban incorpore du fil d'élasthanne de qualité supérieure tandis que les colorants utilisés sont fournis par Dystar, possédant la certification OEKO-TEX Standard 100.

La pellicule protectrice

Le K-Tape appliqué à la pellicule protectrice est pré-étiré à 10 %, cette proportion donnant systématiquement l'élasticité idéale au bandage des muscles.

L'adhésif *Physiobond*

K-Tape contient l'adhésif professionnel *Physiobond*, exclusivement utilisé pour K-Tape. L'adhésif subit un processus de fabrication méticuleux, créant de longues chaînes de polymères permettant à l'adhésif de bien s'ancreur à la surface de la peau. S'ensuit une procédure complexe température-temps qui élimine tous les monomères résiduels irritants pour la peau, ce qui donne lieu à un ruban adhésif de premier ordre qui établit une nouvelle norme industrielle.

K-Taping

Le *K-Taping* est une technique de thérapie non pharmaceutique qui est efficace pour un très large éventail de conditions cliniques. Le tissu de haute qualité de K-Tape est résistant à l'eau et respirant, et conçu pour offrir une utilisation et un confort plus longs. K-Tape est pré-étiré et est idéal pour le *taping* musculaire. La formation professionnelle est essentielle pour une application efficace de la thérapie K-Tape. Pour plus d'informations, visitez www.k-taping.ca.





K-Tape - Boîte de 4 rouleaux

OC-4343	A	Bleu	2" x 16,4'
OC-4342	B	Rouge	2" x 16,4'
OC-4301	C	Beige	2" x 16,4'
OC-4341	D	Noir	2" x 16,4'

K-Tape - Boîte de 4 couleurs

OC-4344	E	Boîte de 4 rouleaux	2" x 16,4'
---------	---	---------------------	------------

K-Tape - Rouleau en gros

OC-4373	F	Bleu	2" x 72'
OC-4372	G	Rouge	2" x 72'
OC-4365	H	Beige	2" x 72'
OC-4371	I	Noir	2" x 72'

K-Tape Coton Pure

OC-4364	J	Rouleau en gros	2" x 72'
OC-4331	K	Boîte de 4 rouleaux	2" x 16,4'

K-Tape My Skin - Boîte de 4 rouleaux

OC-4301	L	Beige	2" x 16,4'
OC-4302	M	Brun pâle	2" x 16,4'
OC-4303	N	Brun moyen	2" x 16,4'
OC-4304	O	Brun foncé	2" x 16,4'
OC-4305	P	Brun très foncé	2" x 16,4'

K-Tape My Skin - Boîte de 5 couleurs

OC-4300	Q	Boîte de 5 couleurs	2" x 16,4'
---------	---	---------------------	------------

K-Tape My Skin - Rouleau en gros

OC-4365	R	Beige	2" x 72'
OC-4366	S	Brun pâle	2" x 72'
OC-4367	T	Brun moyen	2" x 72'
OC-4368	U	Brun foncé	2" x 72'
OC-4369	V	Brun très foncé	2" x 72'



Les couleurs K-Tape Team

Affichez votre esprit d'équipe en portant fièrement les couleurs de votre équipe. Personnalisez votre sélection K-Tape parmi un choix de 9 couleurs différentes.



Ensemble de démarrage K-Tape

Économisez avec les kits de démarrage K-Tape. Ils comprennent une boîte de (A) 4 rouleaux de K-Tape de couleurs mélangées, une paire de (D et E) ciseaux K-Tape de 21 cm ou (F) des ciseaux à bandage de 16 cm, un (C) tube de 85 ml de gel Pre K et un (G) paquet de Crosstape de tailles variées.

- OC-4358 Ensemble no 1 avec ciseaux K-tape de 8" (21 cm) droitier
- OC-4357 Ensemble no 1 avec ciseaux K-Tape de 8" (21 cm) gaucher
- OC-4359 Ensemble no 2 avec ciseaux à bandage K-Tape de 6" (16 cm) droitier



Kumbrink K-Taping, 2^e édition

Ce guide entièrement illustré du K-Taping par Birgit Kumbrink, BSc PT est une norme de l'industrie et un best-seller. Comprend 450 photos, détaillant les techniques de K-Taping pour plus de 50 conditions. Il décrit l'efficacité du K-Taping en matière de guérison, de soulagement de la douleur et de biomécanique. Un indispensable pour les cours de K-Taping et les thérapeutes.

OO-4355 B

Gel Pre K

Utilisé pour la préparation de la peau avant l'application du K-Tape. Sa formule à base d'alcool nettoie et désinfecte la peau, tandis que les propriétés anti-transpirantes de l'aloë vera et du thé vert améliorent l'adhérence et la durée de port.

OC-4374 C 85 ml

Ciseaux K-Tape

Les ciseaux K ont des lames recouvertes de téflon pour empêcher la pénétration de l'adhésif acrylique dans les bords tranchants et pour conserver un tranchant durable.

- OC-4353 D Ciseaux K-Tape de 8" (21 cm) droitier
- OC-4352 Ciseaux K-Tape de 8" (21 cm) gaucher
- OC-4354 F Ciseaux à bandage K-Tape de 6" (16 cm) droitier
- OC-4352 E Ciseaux K-Tape de 5" (13 cm) avec clip

CROSSTAPE®




Thérapie pour les points gâchettes et les points douloureux

Kumbrink Crosstape s'utilise sur les points douloureux, les points d'acupuncture, les muscles tendus et les articulations douloureuses. Il peut être utilisé efficacement pour stimuler des points d'acupuncture, permettant ainsi un traitement de type acupuncture sans l'utilisation d'aiguilles.


Plusieurs formats. Plusieurs utilisations.

Le Crosstape est disponible en petit, moyen, grand et très grand formats. Le format moyen est le plus couramment utilisé. Le format petit est idéal pour les applications sur le visage. Les formats grand et très grand peuvent être utilisés efficacement sur de plus grandes surfaces.

		Format	Nombres d'applications
OC-4351-S	A	Petit	400
OC-4351-M	B	Moyen	180
OC-4351-L	C	Grand	120
OC-4351-XL	D	Très grand	40
OC-4351-MIX			20 petits, 27 moyens, 6 grands et 2 très grands



Formats réels illustrés



Applications courantes

Céphalée aux tempes



Douleur à l'épaule



Céphalée de tension cervicale



Problèmes d'estomac



Épicondylite latérale



