



G & B Medical
Especialistas en precisión y fijación

Maxilofacial

SISTEMA 1.5



MODULO 1.5 MM
TITANIO



gybmedical.com.mx

QUIENES SOMOS

Misión

Suministrar soluciones médicas especializadas de alta calidad en placas e implantes para cirugía maxilofacial, neurocirugía y cirugía de mano, contribuyendo significativamente a la recuperación funcional de los pacientes, mediante el trabajo conjunto con profesionales de la salud, el uso de tecnología de vanguardia y el estricto cumplimiento de estándares internacionales de calidad y seguridad.

Visión

Consolidarnos como una empresa líder en el ámbito nacional e internacional en el suministro de dispositivos médicos para especialidades quirúrgicas de alta complejidad, siendo reconocidos por la excelencia de nuestros productos, la ética de las relaciones con cirujanos y profesionales de la salud para desarrollar soluciones que respondan a sus necesidades reales en el entorno quirúrgico.

Valores

• Innovación

Impulsamos permanentemente el desarrollo tecnológico para ofrecer soluciones quirúrgicas eficientes, precisas y adaptadas a los avances de la medicina moderna.

• Calidad

Nos regimos por estrictos procesos de control y mejora continua para garantizar productos seguros, confiables y con alto desempeño clínico.

• Ética Profesional

Actuamos con integridad, responsabilidad y transparencia en todas nuestras relaciones, priorizando siempre la salud y la dignidad humana.

• Compromiso con la salud

Entendemos que nuestros productos impactan directamente en la vida de los pacientes, por lo que trabajamos con la máxima responsabilidad y sentido humano.

• Colaboración Médica

Establecemos alianzas estratégicas con cirujanos y profesionales de la salud para desarrollar soluciones que respondan a sus necesidades reales en el entorno quirúrgico.

• Excelencia Operativa

Buscamos la mejora constante en nuestros procesos, promoviendo una cultura organizacional enfocada en la eficiencia, el cumplimiento y la satisfacción de nuestros clientes.

SISTEMA 1.5

MODULO 1.5 mm

TITANIO

INDICACIONES:

Indicado para la fijación de traumatismos faciales que afectan el tercio medio y superior de la cara. Abarca la fijación interna estable de fracturas desde las más simples hasta las más complejas.

- Fracturas maxilares (Le Fort I, II y III);
- Fracturas orbitarias y reconstrucciones;
- Fracturas cigomáticas;
- Fracturas naso-etmoido-orbitarias (NOE);
- Fracturas que afectan la pared anterior del seno frontal

Implantes



PA.01.03.2531 08 mm
PA.01.03.2538 10 mm
PA.01.03.2539 12 mm



PA.01.03.0577 06 mm
PA.01.03.0579 10 mm
PA.01.03.2520 14 mm 2 orificios



PA.01.03.0581 06 mm
PA.01.03.0583 10 mm



PA.01.03.0001 04 Orificios
PA.01.03.0003 06 Orificios
PA.01.03.0007 10 Orificios
PA.01.03.0013 16 Orificios



PA.01.03.0001 4 orificios
PA.01.03.0003 6 orificios
PA.01.03.0005 8 orificios
PA.01.03.0007 10 orificios
PA.01.03.0013 16 orificios



PA.01.03.0558 08 Orificios
PA.01.03.0559 10 Orificios



PA.01.03.0352 08 mm Derecha
PA.01.03.0353 08 mm Izquierda
PA.01.03.0362 10 mm Derecha
PA.01.03.0363 10 mm Izquierda



PA.01.03.0360 08mm Derecha
PA.01.03.0361 08mm Izquierda
PA.01.03.0362 10mm Derecha
PA.01.03.0363 10mm Izquierda
PA.01.03.0364 12mm Derecha
PA.01.03.0365 12mm Izquierda



PA.01.03.0326 06 mm Derecha
PA.01.03.0327 06 mm Izquierda
PA.01.03.0328 08 mm Derecha
PA.01.03.0329 08 mm Izquierda
PA.01.03.0330 10 mm Derecha
PA.01.03.0331 10 mm Izquierda
PA.01.03.0332 12 mm Derecha
PA.01.03.0333 12 mm Izquierda



PA.01.03.0352 08 08 mm Derecha
PA.01.03.0353 08 08 mm Izquierda



PA.01.03.0360 08 mm
PA.01.03.0361 08 mm



PA.01.03.0320 Derecha
PA.01.03.0321 Izquierda



SISTEMA 1.5

MODULO 1.5 mm

TITANIO

Implantes



PA.01.03.0597 08 mm



PA.01.03.0645 08 mm
PA.01.03.0646 10 mm



PA.01.03.0601 08 mm
PA.01.03.0602 08 mm



PA.01.03.0591



PA.01.03.0585 06mm S
PA.01.03.0588 06mm Z



PA.01.03.0586 08 mm S
PA.01.03.0587 10 mm S
PA.01.03.0589 08 mm Z
PA.01.03.0590 10 mm Z



PA.01.03.0567 2x2 Orificios



PA.01.03.0637



PA.01.03.0326 06 mm Derecha
PA.01.03.0327 06 mm Izquierda
PA.01.03.0328 08 mm Derecha
PA.01.03.0329 08 mm Izquierda
PA.01.03.0330 10 mm Derecha
PA.01.03.0331 10 mm Izquierda
PA.01.03.0332 12 mm Derecha
PA.01.03.0333 12 mm Izquierda




PA.01.03.2927 10 mm #0,7 Derecha
PA.01.03.2928 10 mm #0,7 Izquierda
PA.01.03.2929 14 mm #0,7 Derecha
PA.01.03.2930 14 mm #0,7 Izquierda
PA.01.03.2931 18 mm #0,7 Derecha
PA.01.03.2932 18 mm #0,7 Izquierda



PA.01.03.2921 10 mm #0,5 Derecha
PA.01.03.2922 10 mm #0,5 Izquierda



PA.01.03.0638 05 mm
PA.01.03.0640 09 mm



SISTEMA 1.5

MODULO 1.5 mm

TITANIO


Implantes



PA.01.03.2522 Izquierda
PA.01.03.2523 Derecha



PA.01.03.2547



PA.01.03.2548



PA.01.03.2549



PA.01.03.0650



PA.01.03.2611 #0,3mm
PA.01.03.2612 #0,5mm



PA.01.03.0398	0 x 0,6 mm	Izquierda
PA.01.03.0399	0 x 0,6 mm	Derecha
PA.01.03.0400	2,0 x 0,6 mm	Izquierda
PA.01.03.0401	2,0 x 0,6 mm	Derecha
PA.01.03.0404	4,0 x 0,6 mm	Izquierda
PA.01.03.0405	4,0 x 0,6 mm	Derecha
PA.01.03.0408	6,0 x 0,6 mm	Izquierda
PA.01.03.0409	6,0 x 0,6 mm	Derecha
PA.01.03.0412	8,0 x 0,6 mm	Izquierda
PA.01.03.0413	8,0 x 0,6 mm	Derecha
PA.01.03.0416	10,0 x 0,6 mm	Izquierda
PA.01.03.0417	10,0 x 0,6 mm	Derecha
PA.01.03.0420	12,0 x 0,6 mm	Izquierda
PA.01.03.0421	12,0 x 0,6 mm	Derecha

1.5 Tornillos




PA.01.03.0245 04 mm
PA.01.03.0246 05 mm
PA.01.03.0247 06 mm
PA.01.03.0249 08 mm



PA.01.03.0040 04 mm
PA.01.03.0042 06 mm
PA.01.03.0044 08 mm
PA.01.03.0046 10 mm
PA.01.03.0048 12 mm
PA.01.03.0050 14 mm
PA.01.03.0052 16 mm




PA.01.03.0058 05 mm
PA.01.03.0059 06 mm
PA.01.03.0061 08 mm
PA.01.03.0063 10 mm
PA.01.03.0065 12 mm




Mallas

**SUELO ORBITAL DE
MICROMALLA - PORTAL PEQUEÑO**




PA.01.03.2609

**SUELO ORBITAL DE
MICROMALLA - GRAN PORTAL**




PA.01.03.2610

MICRO MALLA TR




PA.01.03.0651 50,6 x 74,6 x #0,3mm

MICROMALLA ESTRELLA




PA.01.03.2959 51,1 x 52,7 #0,2mm
PA.01.03.2960 74,5 x 3,2 #0,2mm
PA.01.03.2961 90,1 x 133,7 #0,2mm

L MICRO MALLA



PA.01.03.2976 40x40 #0,3mm
PA.01.03.2977 90x90 #0,3mm

MICROMALLA




PA.01.03.2556 30 x 30 #0,1mm
PA.01.03.2559 30 x 30 #0,2mm
PA.01.03.2560 80 x 80 #0,2mm

MICRO MALLA



PA.01.03.2559 60,3 x 119,1 #0,5



Instrumentos desarrollados con materias primas de alta calidad, producidos en equipos de última generación, diseñados para satisfacer las necesidades de los cirujanos, perfecto acoplamiento entre la punta y el destornillador.

Brocas

BROCA Ø1.1 - 50MM



PA.02.03.0161

Stop 5mm engate J-Latch

BROCA Ø1.1 - 50MM



PA.02.03.0165

Stop 20mm engate J-Latch

BROCA Ø1.1 - 100MM



PA.02.03.0191

Stop 5mm engate J-Latch

BROCA Ø1.1 - 100MM



PA.02.03.0195

Stop 20mm engate J-Latch

ATORNILLADOR CROSS DRIVE 1.5



PA.02.03.0093

ATORNILLADOR CROSS DRIVE 1.5MM



PA.02.03.0099

CONTRA ÁNGULO



Instrumentos desarrollados con materias primas de alta calidad, producidos en equipos de última generación, diseñados para satisfacer las necesidades de los cirujanos, perfecto acoplamiento entre la punta y el destornillador.

Instrumentos

MACHO 2.4



PA.02.03.0089

TORNILLO PARA MODELADO DE PLACAS 1,5MM CROSS DRIVE



PA.02.03.2876

POSICIONADOR DE PLACA



PA.02.03.1580

PUNCIÓN TRANSBUCCAL SLIM



PA.02.03.3965

MANGO GUIA TRANSBUCCAL SLIM



PA.02.03.3966

TUBO DE PERFORACIÓN 1.5 - 2.0 SLIM



PA.02.03.3967

TUBO PARA ATORNILLADOR 1.5 - 2.0 SLIM



PA.02.03.3968

PINZAS PARA PLACA N° 2



PA.02.03.0834

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD BMF



PA.02.03.0090



Instrumentos desarrollados con materias primas de alta calidad, producidos en equipos de última generación, diseñados para satisfacer las necesidades de los cirujanos, perfecto acoplamiento entre la punta y el destornillador.

Instrumentos

GUÍA DE BROCA DOBLE



PA.02.03.0086

MANGO DE CONEXIÓN RÁPIDA
MODELO 1 MEDIO



PA.02.03.2747

RETRACTOR TRANSBUCA
DE MEJILLAS



PA.02.03.1579

ALICATE DE CORTE 1.5 - 2.0



PA.02.03.0080

ALICATE DE MODELAR 1.5



PA.02.03.0081

ALICATE DE MODELAR 2.0



PA.02.03.0082

ALICATE DOBLADORES 1.5 - 2.0



PA.02.03.0083

ALICATE DE MODELAR MOD. 01



PA.02.27.0005

ALICATE DE MODELAR MOD. 03



PA.02.27.0011




Gama Completa de Material



Maxilofacial

- MODULO 1.5 MM
- MODULO 2.0 MM
- MODULO 2.4 MM
- MIOS MAX 2 y 4
- BIOBSORB



Radio Distal

- SISTEMA QUANTUM



Neurocirugia

- MODULO 0.6 MM
- MODULO 0.3 MM
- MODULO 1.5 MM
- OPTIMUS 0.4 MM



Peek

- IMPLANTES PERSONALIZADOS UTILIZANDO LA AVANZADA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D.



Cirugía de Mano

- SISTEMA 1.3 MM
- SISTEMA 2.0 MM
- SISTEMA 2.3 MM



Ortodoncia

- SISTEMA LOCKFIX
- DISTRACTOR TRAS PALADAR



G & B Medical

Especialistas en precisión y fijación



33 1327 1707



ventas@gybmedical.com.mx
contacto@gybmedical.com.mx



MANUEL ANAYA 3714COL ATEMAJAC DEL VALLE C.P. 45190 ZAPOPAN JALISCO

gybmedical.com.mx