



G & B Medical
Especialistas en precisión y fijación

Maxilofacial

SISTEMA 2.0



MODULO 2.0 MM
TITANIO



gybmedical.com.mx

QUIENES SOMOS

Misión

Suministrar soluciones médicas especializadas de alta calidad en placas e implantes para cirugía maxilofacial, neurocirugía y cirugía de mano, contribuyendo significativamente a la recuperación funcional de los pacientes, mediante el trabajo conjunto con profesionales de la salud, el uso de tecnología de vanguardia y el estricto cumplimiento de estándares internacionales de calidad y seguridad.

Visión

Consolidarnos como una empresa líder en el ámbito nacional e internacional en el suministro de dispositivos médicos para especialidades quirúrgicas de alta complejidad, siendo reconocidos por la excelencia de nuestros productos, la ética de las relaciones con cirujanos y profesionales de la salud para desarrollar soluciones que respondan a sus necesidades reales en el entorno quirúrgico.

Valores

• Innovación

Impulsamos permanentemente el desarrollo tecnológico para ofrecer soluciones quirúrgicas eficientes, precisas y adaptadas a los avances de la medicina moderna.

• Calidad

Nos regimos por estrictos procesos de control y mejora continua para garantizar productos seguros, confiables y con alto desempeño clínico.

• Ética Profesional

Actuamos con integridad, responsabilidad y transparencia en todas nuestras relaciones, priorizando siempre la salud y la dignidad humana.

• Compromiso con la salud

Entendemos que nuestros productos impactan directamente en la vida de los pacientes, por lo que trabajamos con la máxima responsabilidad y sentido humano.

• Colaboración Médica

Establecemos alianzas estratégicas con cirujanos y profesionales de la salud para desarrollar soluciones que respondan a sus necesidades reales en el entorno quirúrgico.

• Excelencia Operativa

Buscamos la mejora constante en nuestros procesos, promoviendo una cultura organizacional enfocada en la eficiencia, el cumplimiento y la satisfacción de nuestros clientes.

SISTEMA 2.0

MODULO 2.0 MM

TITANIO

COMPACTO

INDICACIONES:

Compuesto por una amplia variedad de placas y tornillos del sistema 2.0mm e indicado para la osteosíntesis de fracturas de mandíbula y maxilar.

- Fracturas mandibulares no conminutas;
- Fracturas condilares;
- Fracturas maxilares (Le Fort I, II y III);
- Fracturas del cigoma.

Implantes



PA.01.03.0014 04 Orificios
PA.01.03.0016 06 Orificios
PA.01.03.0018 08 Orificios
PA.01.03.0022 12 Orificios
PA.01.03.0026 16 Orificios
PA.01.03.1010 20 Orificios



PA.01.03.1019 09 mm
PA.01.03.1022 13,5 mm
PA.01.03.1025 18 mm



PA.01.03.1030 06 mm
PA.01.03.1033 13,5 mm
PA.01.03.1036 18 mm



PA.01.03.0733



PA.01.03.0735



PA.01.03.0759 09 mm



PA.01.03.0813 09 mm



PA.01.03.1046



PA.01.03.1048



PA.01.03.1154



PA.01.03.1171 08 mm
PA.01.03.1172 12 mm



PA.01.03.0957 06 orificios
PA.01.03.0958 08 orificios
PA.01.03.0959 10 orificios

SISTEMA 2.0

MODULO 2.0 mm

TITANIO

COMPACTO

Implantes



PA.01.03.1013 10,5 mm
PA.01.03.1014 13,5 mm
PA.01.03.1015 16,5 mm



PA.01.03.0684 10,5 mm
PA.01.03.0685 13,5 mm
PA.01.03.0686 16,5 mm



PA.01.03.0678 10,5 mm
PA.01.03.0679 13,5 mm
PA.01.03.0680 16,5 mm



PA.01.03.0920 09 mm



PA.01.03.1268 10,5 mm
PA.01.03.1270 13,5 mm
PA.01.03.1272 16,5 mm



PA.01.03.1276 9 mm



PA.01.03.2940 09 mm
PA.01.03.2942 13 mm
PA.01.03.2944 16 mm



PA.01.03.3019 02 mm
PA.01.03.3021 04 mm
PA.01.03.3023 06 mm
PA.01.03.3025 08 mm
PA.01.03.3027 10 mm



PA.01.03.2997



PA.01.03.2957



PA.01.03.3010



PA.01.03.3011



PA.01.03.3019 preformado 02 mm
PA.01.03.3021 preformado 04 mm
PA.01.03.3023 preformado 06 mm
PA.01.03.3025 preformado 08 mm
PA.01.03.3027 preformado 10 mm



SISTEMA 2.0

MODULO 2.0 MM

TITANIO

ORTOGNÁTICO

INDICACIONES:

Ofrece diversas soluciones para el tratamiento de todo tipo de deformidades esqueléticas dentales y faciales. Está indicado para la osteosíntesis en cirugía ortognática, incluyendo el maxilar, la mandíbula y el mentón. Ofrece una variedad de placas con diferentes diseños, incluyendo los sistemas de 2,0 mm, que facilitan la fijación de osteotomías maxilomandibulares.

- Osteotomía Le Fort I, II y III
- Osteotomía sagital bilateral de la rama mandibular;
- Mentoplastia.

Implantes

MINI PLACA RECTA PUENTE 4 ORIFICIOS



PA.01.03.2590
PA.01.03.2591
PA.01.03.2593
PA.01.03.2595
PA.01.03.2596
PA.01.03.2597

Avance 02 mm
Avance 04 mm
Avance 06 mm
Avance 08 mm
Avance 10 mm



PA.01.03.1171
PA.01.03.1172

09 mm
12 mm



PA.01.03.1011

09 mm



PA.01.03.2947
PA.01.03.2949
PA.01.03.2950
PA.01.03.2952

09 mm
13 mm
15 mm
19 mm



PA.01.03.0813

09 mm



PA.01.03.0920

09 mm



PA.01.03.2827
PA.01.03.2828
PA.01.03.2833
PA.01.03.2834

9 mm derecha
9 mm izquierda
13,5 mm derecha
13,5 mm izquierda



SISTEMA 2.0

MODULO 2.0 MM

TITANIO

PRO-SEGMENTACIÓN

INDICACIONES:

Ofrece diversas soluciones para el tratamiento de todo tipo de deformidades esqueléticas dentales y faciales. Está indicado para la osteosíntesis en cirugía ortognática, incluyendo el maxilar, la mandíbula y el mentón. Ofrece una variedad de placas con diferentes diseños, incluyendo los sistemas de 1,5 y 2,0 mm, que facilitan la fijación de osteotomías maxilomandibulares.

- Osteotomía Le Fort I, II y III
- Osteotomía sagital bilateral de la rama mandibular;
- Mentoplastia.

Implantes



PA.01.03.2586	12 mm
PA.01.03.2587	16,5 mm
PA.01.03.2588	21,5 mm
PA.01.03.2589	26,5 mm



PA.01.03.2590	avance	00 mm
PA.01.03.2591	avance	02 mm
PA.01.03.2593	avance	04 mm
PA.01.03.2595	avance	06 mm
PA.01.03.2596	avance	08 mm
PA.01.03.2597	avance	10 mm



PA.01.03.2585



PA.01.03.2602	9.0 mm
PA.01.03.2603	13.5 mm
PA.01.03.2604	17.5 mm
PA.01.03.2605	21.5 mm



PA.01.03.2606	12 mm
PA.01.03.2607	15 mm
PA.01.03.2608	20 mm



PA.01.03.2598	9.0 mm
PA.01.03.2599	13.5 mm
PA.01.03.2600	17.5 mm
PA.01.03.2601	21.5 mm

Tornillos



PA.01.03.0256	04 mm
PA.01.03.0257	05 mm
PA.01.03.0258	06 mm
PA.01.03.0260	08 mm



PA.01.03.0078	08 mm
PA.01.03.0080	10 mm
PA.01.03.0082	12 mm
PA.01.03.0084	14 mm
PA.01.03.0086	16 mm



PA.01.03.0092	05 mm
PA.01.03.0093	06 mm
PA.01.03.0095	08 mm
PA.01.03.0097	10 mm
PA.01.03.0099	12 mm



PA.01.03.0292	06 mm
PA.01.03.0293	08 mm
PA.01.03.0295	10 mm
PA.01.03.0298	12 mm

SISTEMA 2.0

MODULO 2.0 MM

TITANIO

DE BLOQUEO

INDICACIONES:

Compuesto por una amplia variedad de placas y tornillos de bloqueo del sistema 2.0 mm, está indicado para la fijación de traumatismos mandibulares y el tratamiento de deformidades dentoalveolares faciales, especialmente en casos de grandes avances maxilomandibulares y rotaciones antihorarias de la mandíbula.

- Fracturas mandibulares;
- Fracturas condilares;
- Osteotomía de Le Fort I;
- Osteotomía sagital bilateral de la rama mandibular;
- Mentoplastia.

Implantes



PLACA LOCKFIX RECTA
CON PUENTE

2
ORIFICIOS

PA.01.03.1837 Corta
PA.01.03.1838 Media
PA.01.03.1839 Larga



PLACA LOCKFIX RECTA
CON PUENTE

4
ORIFICIOS

PA.01.03.1841 Media
PA.01.03.1842 Larga



PLACA LOCKFIX RECTA CON PUENTE

6
ORIFICIOS

PA.01.03.1843 Media
PA.01.03.1844 Larga



PLACA LOCKFIX RECTA

4 a 16
ORIFICIOS

PA.01.03.1790 04 Orificios
PA.01.03.1792 06 Orificios
PA.01.03.1794 08 Orificios
PA.01.03.1798 16 Orificios



PLACA LOCKFIX T
CON PUENTE

4
ORIFICIOS

PA.01.03.1850 2x2



PLACA LOCKFIX T
CON PUENTE

5
ORIFICIOS

PA.01.03.1851 3x2



PLACA LOCKFIX T
PUENTE OBLICUA

5
ORIFICIOS

PA.01.03.1857 Izquierda
PA.01.03.1858 Derecha



PLACA LOCKFIX 2,0 S EN Z

4
ORIFICIOS

PA.01.03.1868 Z mediana
PA.01.03.1869 Z larga
PA.01.03.1870 S mediana
PA.01.03.1871 S larga



PLACA LOCKFIX 2,0 L
CON PUENTE

4
ORIFICIOS

PA.01.03.2037 Izquierda corta
PA.01.03.2038 Izquierda media
PA.01.03.2039 Izquierda larga
PA.01.03.2041 Derecha corta
PA.01.03.2042 Derecha media
PA.01.03.2043 Derecha larga



PLACA LOCKFIX L
CON PUENTE 3X2

5
ORIFICIOS


PA.01.03.2010 Izquierda media
PA.01.03.2011 Izquierda larga
PA.01.03.2018 Derecha media
PA.01.03.2019 Derecha larga



PLACA LOCKFIX L
OBLICUA CON PUENTE

6
ORIFICIOS

PA.01.03.2025 Derecha 05mm
PA.01.03.2026 Izquierda 05mm
PA.01.03.2027 Derecha 10mm
PA.01.03.2028 Izquierda 10mm



SISTEMA 2.0

MODULO 2.0 MM

TITANIO

DE BLOQUEO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

La tecnología de bloqueo proporciona una mayor estabilidad entre la placa y el tornillo al tiempo que preserva el tejido óseo subyacente;

Amplia variedad de geometrías que satisfacen las más diversas necesidades clínicas;

Tornillos autorroscantes y autoperforantes fabricados en Titanio ASTM F-136 [Ti 6AL 4V ELI] con probada eficiencia en penetración y resistencia mecánica, brindando seguridad y rapidez en el procedimiento quirúrgico;

Placas de diseño innovador, de bajo perfil, fáciles de moldear y de actualización fabricadas con titanio ASTM F-67 [Ti puro grado 2];

Brocas de 50 mm Ø 1,5 mm con tope de 5 mm y 20 mm;

Taladros de 100 mm Ø 1,1 mm y Ø 1,5 mm con tope de 5 mm, 8 mm y 20 mm;

Punta Cross drive 2.0 para contra-ángulo;

Implantes



PLACA DE BLOQUEO CF

7
ORIFICIOS

PA.01.03.2313 Izquierda
PA.01.03.2314 Derecha



PLACA DE BLOQUEO SAGITAL

6
ORIFICIOS

PA.01.03.2406 Corta
PA.01.03.2407 Media
PA.01.03.2408 Larga



PLACA DE BLOQUEO DOBLE REJILLA 4x2

8
ORIFICIOS

PA.01.03.2477 06 mm
PA.01.03.2479 10 mm
PA.01.03.2481 14 mm



PLACA DE BLOQUEO CONDILAR ALTA

4
ORIFICIOS

PA.01.03.2417



PLACA DE BLOQUEO PARA MENTÓN

4
ORIFICIOS

PA.01.03.2169 2 mm
PA.01.03.2171 4 mm
PA.01.03.2173 6 mm
PA.01.03.2175 8 mm



PLACA DE BLOQUEO ÁNGULO DE MANDÍBULA

8
ORIFICIOS

PA.01.03.2208 Corta
PA.01.03.2209 Media
PA.01.03.2210 Larga



PLACA DE BLOQUEO LEFORT DOBLE

12
ORIFICIOS

PA.01.03.2077 2 mm Izquierda
PA.01.03.2078 2 mm Derecha
PA.01.03.2079 3 mm Izquierda
PA.01.03.2080 3 mm Derecha
PA.01.03.2081 4 mm Izquierda
PA.01.03.2082 4 mm Derecha
PA.01.03.2085 6 mm Izquierda
PA.01.03.2086 6 mm Derecha
PA.01.03.2087 7 mm Izquierda
PA.01.03.2088 7 mm Derecha

Tornillos de bloqueo



TORNILLO DE BLOQUEO 2.0 ACCIONAMIENTO CRUZADO

PA.01.03.1743 05 mm
PA.01.03.1744 06 mm
PA.01.03.1746 08 mm
PA.01.03.1748 10 mm
PA.01.03.1750 12 mm
PA.01.03.1752 14 mm
PA.01.03.1754 16 mm
PA.01.03.1756 18 mm
PA.01.03.1757 20 mm



TORNILLO DE BLOQUEO ACCIONAMIENTO CRUZADO AUTOPERFORANTE

PA.01.03.0292 06 mm
PA.01.03.0293 08 mm
PA.01.03.0295 10 mm
PA.01.03.0298 12 mm




TORNILLO DE BLOQUEO 2.3 ACCIONAMIENTO CRUZADO

PA.01.03.1762 05 mm
PA.01.03.1763 06 mm
PA.01.03.1765 08 mm
PA.01.03.1767 10 mm
PA.01.03.1769 12 mm



TORNILLO DE BLOQUEO 2.0 ACCIONAMIENTO CRUZADO AUTOPERFORANTE

PA.01.03.2269 05 mm
PA.01.03.2270 06 mm
PA.01.03.2272 08 mm



Instrumentos desarrollados con materias primas de alta calidad, producidos en equipos de última generación, diseñados para satisfacer las necesidades de los cirujanos, perfecto acoplamiento entre la punta y el destornillador.

Brocas

ATORNILLADOR CROSS DRIVE 1.5



PA.02.03.0093

ATORNILLADOR CROSS DRIVE 1.5MM



PA.02.03.0099

CONTRA ÁNGULO

BROCA Ø1.5 - 50MM



PA.02.03.0401

STOP 5MM ENGATE J-LATCH

BROCA Ø1.5 - 50MM



PA.02.03.0405

STOP 20MM ENGATE J-LATCH

BROCA Ø1.5 - 100MM



PA.02.03.0431

STOP 5MM ENGATE J-LATCH

BROCA Ø1.5 - 100MM



PA.02.03.0435

STOP 20MM ENGATE J-LATCH



Instrumentos desarrollados con materias primas de alta calidad, producidos en equipos de última generación, diseñados para satisfacer las necesidades de los cirujanos, perfecto acoplamiento entre la punta y el destornillador.

Instrumentos

MACHO 2.4



PA.02.03.0089

TORNILLO PARA MODELADO DE PLACAS 1,5MM CROSS DRIVE



PA.02.03.2876

POSICIONADOR DE PLACA



PA.02.03.1580

PUNCIÓN TRANSBUCCAL SLIM



PA.02.03.3965

MANGO GUIA TRANSBUCCAL SLIM



PA.02.03.3966

TUBO DE PERFORACIÓN 1.5 - 2.0 SLIM



PA.02.03.3967

TUBO PARA ATORNILLADOR 1.5 - 2.0 SLIM



PA.02.03.3968

PINZAS PARA PLACA N° 2



PA.02.03.0834

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD BMF



PA.02.03.0090



Instrumentos desarrollados con materias primas de alta calidad, producidos en equipos de última generación, diseñados para satisfacer las necesidades de los cirujanos, perfecto acoplamiento entre la punta y el destornillador.

Instrumentos

GUÍA DE BROCA DOBLE




PA.02.03.0086

MANGO DE CONEXIÓN RÁPIDA
MODELO 1 MEDIO



PA.02.03.2747

RETRACTOR TRANSBUCA
DE MEJILLAS



PA.02.03.1579

ALICATE DE CORTE 1.5 - 2.0



PA.02.03.0080

ALICATE DE MODELAR 1.5



PA.02.03.0081

ALICATE DE MODELAR 2.0



PA.02.03.0082

ALICATE DOBLADORES 1.5 - 2.0



PA.02.03.0083

ALICATE DE MODELAR MOD. 01



PA.02.27.0005

ALICATE DE MODELAR MOD. 03



PA.02.27.0011




Gama Completa de Material



Maxilofacial

- MODULO 1.5 MM
- MODULO 2.0 MM
- MODULO 2.4 MM
- MIOS MAX 2 y 4
- BIOBSORB



Radio Distal

- SISTEMA QUANTUM



Neurocirugia

- MODULO 0.6 MM
- MODULO 0.3 MM
- MODULO 1.5 MM
- OPTIMUS 0.4 MM



Peek

- IMPLANTES PERSONALIZADOS UTILIZANDO LA AVANZADA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D.



Cirugía de Mano

- SISTEMA 1.3 MM
- SISTEMA 2.0 MM
- SISTEMA 2.3 MM



Ortodoncia

- SISTEMA LOCKFIX
- DISTRACTOR TRAS PALADAR



G & B Medical

Especialistas en precisión y fijación



33 1327 1707



ventas@gybmedical.com.mx
contacto@gybmedical.com.mx



MANUEL ANAYA 3714COL ATEMAJAC DEL VALLE C.P. 45190 ZAPOPAN JALISCO

gybmedical.com.mx