



FLEXOR
Ortho-med

Catálogo Plantillas EVA
EVA Insoles Catalogue



La espuma de **EVA** es un material muy utilizado en ortopedia, especialmente para la fabricación de bases plantares por sus capacidades de contención y confort.

EVA foam is a material widely used in orthopaedics, especially for manufacturing foot orthotics due to its contantion and comfort.



BETH 000



Base de plantilla en EVA combinada de dos durezas con insertos de Poron para talalgia y Hallux-rigidus.

Combined EVA footbed in two hardnesses with Poron inserts for talalgia and hallux-rigidus.

 35/36 > 45/46

 0,15-0,22 g/cm³

 35-55° Shore A



BPC 000



Base de plantilla para pie cavo en EVA combinada de dos durezas.

Base insole for cavus foot in EVA combined with two hardnesses.

 35/36 > 45/46

 0,15-0,22 g/cm³

 35-55° Shore A



BPDD.200



Base de plantilla en EVA combinada de dos durezas con insertos de Poron para talalgia y metatarsalgia.

EVA insole base combined in two hardnesses with Poron inserts for talalgia and metatarsalgia.

 35/36 > 45/46

 0,15-0,22 g/cm³

 40-55° Shore A



BPN 000



Base de plantilla para pie neutro en EVA combinada de dos durezas.

Base of insole for neutral foot in combined EVA of two hardnesses.

 35/36 > 45/46

 0,15-0,22 g/cm³

 35-55° Shore A



BPNPV 000



Base de plantilla de niño para pie plano-valgo en EVA combinada de dos durezas.

Children's insole base for flat-valgus foot in EVA combined with two hardnesses.

 25/26 > 33/34

 0,15-0,22 g/cm³

 35-55° Shore A



BPP 000



Base de plantilla para pie plano en EVA combinada de dos durezas.

Insole base for flat feet in EVA combined with two hardnesses.

 35/36 > 45/46

 0,15-0,22 g/cm³

 35-55° Shore A



SPPV.200



Semiplantilla para pie plano-valgo con cuña interna de talón, arco longitudinal interno convexo y arco externo de compensación.

Semi-sole for flat-valgus foot with internal heel wedge, convex internal longitudinal arch and compensating external arch.

 35/36 > 45/46

 0,15-0,22 g/cm³

 40-55° Shore A



PLANTILLAS DE EVA TERMOMOLDEADAS THERMOFORMED EVA INSOLES



8940



Plantilla Eva-Flex para metatarsalgia/
pie cavo con centralización de
calcáneo, estructuración de arco
interno y descarga metatarsal.

*Eva-Flex insole for metatarsalgia/
pes cavus with calcaneal centralization,
internal arch structuring
and metatarsal unloading.*

35 > 46

N.A.

25-45° Shore A

8941



Plantilla Eva-Flex neutra con
centralización de calcáneo,
estructuración de arco interno y externo.

*Neutral Eva-Flex insole with calcaneal
centralization, internal and external
arch structuring.*

35 > 46

N.A.

25-45° Shore A

8942



Plantilla Eva-Flex para metatarsalgia/
pie pronado con centralización de
calcáneo, estructuración de arco
interno y descarga metatarsal.

*Eva-Flex insole for metatarsalgia/
pronated foot with calcaneal
centralization, internal arch structuring
and metatarsal unloading.*

35 > 46

N.A.

25-45° Shore A

8943



Plantilla Eva-Flex para talalgia con
centralización de calcáneo,
estructuración de arco interno
y amortiguación de talón.

*Eva-Flex insole for heel pain with
calcaneal centralization, internal arch
structuring and heel cushioning.*

35 > 46

N.A.

25-45° Shore A

8953CC



Base neutra para ortesis plantar en
EVA termo-moldeable de dureza 30°
Shore A.

*Neutral base for plantar orthosis in
thermo-moldable EVA of 30° Shore A
hardness.*

35 > 46

N.A.

25-45° Shore A

8954BG



Base neutra para ortesis plantar en
EVA termo-moldeable de dureza
45° Shore A.

*Neutral base for plantar orthosis in
thermo-moldable EVA of 45° Shore A
hardness.*

35 > 46

0,20 g/cm³

35-45° Shore A

8960CB



Base para ortesis plantar
termo-moldeable de EVA
combinada de dos durezas:
30 y 45° Shore A.

*Base for thermo-moldable
plantar orthosis in combined
EVA of two hardnesses:
30 and 45° Shore A.*

35 > 46

0,17 / 0,20 g/cm³

30-45° Shore A

8970X



Base mecanizable para ortesis
plantar termo-moldeable de EVA
combinada de dos durezas:
30 y 45° Shore A.

*Machinable base for thermo-
moldable plantar orthosis in
combined EVA of two hardnesses:
30 and 45° Shore A.*

35 > 46

0,17 / 0,20 g/cm³

30-45° Shore A



International

C/ Watt, 3 E-08210

Barberà del Vallès · Barcelona · Spain

Tel: +34 937 181 612

E-mail: info@flexor.es

www.flexor.es

Spain & Portugal

C/ Watt, 5 E-08210

Barberà del Vallès · Barcelona · Spain

Tel: 937 295 520

E-mail: coflexor@flexor.es

www.flexor.es

