



Materiali dentali per gli studi dentistici





Troviamo soluzioni



Gentili partner, clienti ed amici di DMG

sfogliando questo catalogo noterete delle novità. Con questo ci riferiamo non soltanto al lancio di prodotti innovativi come il cemento vetroionomerico DeltaFil o Ecosite Elements »The Modern Art of Composite«, ma anche alla nuova impaginazione del catalogo. Con il suo nuovo layout e struttura più compatta vogliamo rendere più semplice la ricerca delle soluzioni DMG più adatte alle vostre specifiche esigenze di lavoro.

Per la prima volta, abbiamo deciso di non stampare la versione cartacea del catalogo e scelto di presentare il nostro portafoglio prodotti in formato digitale. Una scelta sostenibile ed al passo coi tempi.

Ridefinizione della stampa 3D

Soluzioni integrate per i flussi di lavoro digitale negli studi e nei laboratori dentistici. Questo tema riveste per noi un'importanza tale da dedicargli una intera brochure digitale. In questo PDF e nel sito recentemente riprogettato www.dentamile.de potrete trovare l'intero portfolio DMG DentaMile insieme a tutti i componenti necessari alla stampa 3D, dal pluripremiato software, alle potenti stampanti, alle unità di post-elaborazione, al materiale più adatto.

Casi di studio, video e seminari


Siete interessati a casi di studio tratti dalla pratica, video di utenti o eventi formativi sui temi più attuali? Venite a trovarci online. Visitate il sito www.dmg-dental.com. e naturalmente i nostri canali social: Facebook, Instagram e YouTube.



Vi aspettiamo con piacere.
Cordiali saluti

Dr. Wolfgang Mühlbauer
Presidente DMG

Susanne Stegen
Executive Vice President DMG



PREVENZIONE E PRIMO INTERVENTO

Profilassi

Flairesse Pasta	6
Flairesse Gel/Foam	6
Flairesse Varnish	7
DMG MiniDam	7

Infiltrazione

Icon Proximal	8
Icon Vestibular	8

TRATTAMENTI PER RESTAURI DIRETTI

Composito

Ecosite Elements	10
Ecosite Bulk Fill	11
Constic	11
EcuSphere Flow	12
EcuSphere Carat	12
EcuSphere Shape	13

Cemento vetroionomerico

DeltaFil	13
----------	----

Sottofondi

Ionosit Baseline	14
------------------	----

Adesivi

LuxaBond Universal	14
LuxaBond Total Etch	15
Ecosite Bond	15
Contax	16

Materiale per ricostruzione di monconi

LuxaCore Z Dual	16
LuxaCore Z Post System	17

Perni canalari

LuxaPost	17
----------	----

Accessori

DMG Etching Gel	18
Safetip Dispenser Pro	18
Safetip Dispenser	18

IMPRONTE

Materiali per impronta

Honigum Pro Light	20
Honigum Pro Mono	20
Honigum Pro Heavy	21
Honigum Pro Putty	21
Honigum Pro Scan	22
Honigum Light	22
Honigum Mono	23
Honigum Heavy	23
Honigum Putty	24
Silagum Light	24
Silagum Medium	25
Silagum Mono	25
Silagum Putty	26
Silagum Putty Soft	26
StatusBlue	27
LuxaForm	27

Mezzo di retrazione

DMG Retraction Paste	28
----------------------	----

Materiale da impronta dentale


LuxaBite	28
O-Bite Scan	29
O-Bite	29

Materiali per ribasamento

Silagum Comfort	30
LuxaPick-up	30

Unità di miscelazione

MixStar eMotion	31
DMG Tray Adhesive	31



PROTESI PROVVISORIE

Provvisori		Riparazione temporanea		Cementazione provvisoria	
Luxatemp Star	33	LuxaFlow Star	35	TempoCem ID	36
Luxatemp Fluorescence	33			TempoCem NE	37
Luxatemp Plus	34	Sigillatura delle superfici		TempoCem	37
Luxatemp Solar	34	Luxatemp Glaze & Bond	35		

PROTESI PERMANENTI

Soluzioni provvisorie dalle elevate prestazioni per una stabilità a lungo termine		Cementi compositi	
LuxaCrown	39	PermaCem Universal	40
		PermaCem 2.0	40
		PermaCem Dual	41
		PermaCem	41
		Vitique	42
		Vitique Silane	42

FLUSSO DI LAVORO DIGITALE

Software		Resine	
DentaMile connect	44	LuxaPrint Ortho Plus	47
		LuxaPrint Ortho	47
		LuxaPrint Ortho Flex	48
Hardware		LuxaPrint Model	48
DMG 3Demax	45	LuxaPrint Gingiva	49
DMG 3Delite	45	LuxaPrint Tray	49
DMG 3Decure	46	LuxaPrint Cast	50
DMG 3Dewash	46		

TABELLE E PANORAMICHE

Prevenzione e infiltrazione		Restauri protesici:		Dati tecnici, Honigum Pro	59
Quali materiali utilizzare		temporanei e semi-permanenti		Dati tecnici, Honigum	60
e in quali situazioni	52	Quali materiali utilizzare		Automix Dispenser	61
		e in quali situazioni	55	Automix Tips	61
Restauri diretti: materiali per restauro		Cementi: provvisori e permanenti		MixStar Tips	62
Quali materiali utilizzare		Quali materiali utilizzare			
e in quali situazioni	53	e in quali situazioni	56	Cannule	
Restauri diretti: adesivi		Impronte		Per siringhe e Smartmix	63
Quali materiali utilizzare		Quali materiali utilizzare			
e in quali situazioni	54	e in quali situazioni	58	Simboli DMG	
				per il tipo di confezione	64
				Index	64

Prevenzione e primo intervento

Profilassi

Infiltrazione





Flairesse Pasta



Pasta per pulizia e lucidatura per la pulizia professionale dei denti e la lucidatura delle superfici dentali nei trattamenti di profilassi.

Indicazioni: rimozione della placca superficiale morbida e dura, rimozione di macchie esterne

Vantaggi del prodotto

- Pulizia ottimale ed effetto lucidante
- Non spruzza
- Tre diversi gradi di abrasione
- Contiene fluoro e xilitolo (12.300 ppm)
- Due freschi gusti: menta e melone



Confezione

200 Single-use units da 1,8 g, 1 anello da profilassi

Menta fine	REF 220414
Menta media	REF 220415
Menta grossa	REF 220416

1 Tubo da 75 ml

Menta fine	REF 220417
Menta media	REF 220418
Menta grossa	REF 220419
Melone fine	REF 220423
Melone media	REF 220424
Melone grossa	REF 220425

Flairesse Gel/Foam



Gel e schiuma per profilassi per trattamenti finali nell'ambito di una pulizia professionale dei denti e per l'integrazione di piani di profilassi individuali.

Indicazioni per il gel: favorisce la remineralizzazione dello smalto, dopo la pulizia professionale dei denti, e la remineralizzazione della carie incipiente. Per trattamenti finali nell'ambito di una pulizia professionale dei denti e per l'integrazione di piani di profilassi individuali. Indicazioni per la schiuma: favorisce la remineralizzazione dello smalto dopo la pulizia professionale dei denti

Vantaggi del prodotto

- Aumenta la resistenza dello smalto contro gli attacchi di acidi
- Contiene fluoro e xilitolo (12.300 ppm)
- Non gocciola
- Azione rapida: solo 1 minuto
- Adatto per l'uso sul portaimpronte
- Tre freschi gusti: menta, melone e fragola



Confezione

1 Flacone da 480 ml Gel

Menta	REF 220411
Melone	REF 220412
Fragola	REF 220413

1 Dispenser da 125 g Foam

Menta	REF 220408
Melone	REF 220409
Fragola	REF 220410



Flairesse Varnish



Lacca per profilassi resistente all'umidità e alla saliva

Indicazioni: trattamento di denti ipersensibili, sigillatura di colletti di denti estremamente sensibili e di superfici esposte della dentina della radice; uso come rivestimento protettivo per prevenire carie, per la remineralizzazione di carie incipiente

Vantaggi del prodotto

- Desensibilizza in modo efficace
- Contiene fluoro e xilitolo (22.600 ppm)
- Invisibile sui denti
- Facile da utilizzare
- Due freschi gusti: menta e melone



Confezione

35 Single-use units da 0,4 g, 35 pennelli
Menta
Melone

REF 220404
REF 220405

DMG MiniDam



Protezione gengivale in silicone

Indicazione: protezione in silicone per favorire un ambiente relativamente asciutto nell'area approssimale tra due denti e per proteggere la gengiva dai materiali dentali

Vantaggi del prodotto

- Affidabile protezione locale dell'area interprossimale
- Rapida e semplice
- Confortevole per i pazienti
- Tenuta sicura senza uncini
- Priva di lattice
- Di supporto nel trattamento delle infiltrazioni

Confezione

20 Pezzi

REF 220381



Icon Proximal



Infiltrante della carie per un trattamento micro-invasivo delle lesioni cariose nelle regioni approssimali

Indicazione: trattamento micro-invasivo della carie incipiente non cavitata delle superfici approssimali (massima progressione radiologica della lesione nel terzo esterno della dentina)

Vantaggi del prodotto

- Trattamento conservativo della carie approssimale incipiente, senza l'uso del trapano
- Trattamento di lesioni approssimali in aree difficili da raggiungere
- Nessuna inutile perdita di sostanza dentale sana
- Prolunga la durata di vita del dente



Pacchetto starter

- 2 Kit di trattamento comprendenti ciascuno:
- 1 Siringa da 0,30 ml di Icon Etch
 - 1 Siringa da 0,45 ml di Icon Dry
 - 1 Siringa da 0,45 ml di Icon Infiltrant
 - 6 Approximal Tips
 - 1 Luer-Lock Tip
 - 4 Cunei interdentali

REF 220341

Confezione economica

- 7 Kit di trattamento comprendenti ciascuno:
- 1 Siringa da 0,30 ml di Icon Etch
 - 1 Siringa da 0,45 ml di Icon Dry
 - 1 Siringa da 0,45 ml di Icon Infiltrant
 - 6 Approximal Tips
 - 1 Luer-Lock Tip
 - 4 Cunei interdentali

REF 220237

Icon Vestibular



Infiltrante per il trattamento estetico delle lesioni cariose nelle superfici lisce

Indicazioni: trattamento mini-invasivo su lesioni cariose dello smalto non cavitate, trattamento estetico di fluorosi da lievi a moderate con superficie intatta, trattamento estetico di macchie idiopatiche o di origine traumatica

Vantaggi del prodotto

- Trattamento estetico delle white spots
- Ripristino del colore originario del dente
- Conservazione della struttura sana del dente
- Approccio delicato e indolore
- Processo di applicazione in una sola seduta



Pacchetto starter

- 2 Kit di trattamento comprendenti ciascuno:
- 1 Siringa da 0,45 ml di Icon Etch
 - 1 Siringa da 0,45 ml di Icon Dry
 - 1 Siringa da 0,45 ml di Icon Infiltrant
 - 6 Vestibular Tips
 - 1 Luer-Lock Tip

REF 220343

Confezione economica

- 7 Kit di trattamento comprendenti ciascuno:
- 1 Siringa da 0,45 ml di Icon Etch
 - 1 Siringa da 0,45 ml di Icon Dry
 - 1 Siringa da 0,45 ml di Icon Infiltrant
 - 6 Vestibular Tips
 - 1 Luer-Lock Tip

REF 220238

Confezioni Refill

- 3 Siringhe da 0,45 ml di Icon Etch
- 15 Vestibular Tips

REF 220384



Deutschland
Land der Ideen
Ausgewählter Ort 2009



Trattamenti per restauri diretti

Compositi

Cemento vetroionomerico


Sottofondi

Adesivi

Materiale per ricostruzione di monconi

Perni canalari

Accessori





Ecosite Elements



Sistema composito nano-ibrido con caratteristiche di impiego uniche ed innovativo sistema cromatico per applicazioni universali nelle regioni anteriori e posteriori.

Indicazioni: perdita di sostanza dentale dovuta a carie, fratture, abrasione dentale o disturbi dello sviluppo; diastema, decolorazioni dei denti o lieve asimmetria dei denti anteriori; patologie dentali o parodontite, ad es. trauma e periodontite, che richiedono lo splittaggio dei denti interessati; prevenzione primaria e secondaria della carie



Vantaggi del prodotto:

- Sistema cromatico innovativo e modulare
- Eccezionale semplicità d'uso grazie alla tecnologia NC1
- Consistenza ottimale per un modellamento semplice e veloce
- Rapido adattamento alle pareti della cavità grazie all'effetto Push-and-Flow
- Lucidatura rapida ad elevata brillantezza per un effetto estremamente lucente

Pacchetto starter

80 Safetips da 0,25 g, Ecosite Elements Pure colori (16 di ciascuno): B1, A2, A3, A3.5, A4	REF 220804
5 Siringhe da 4 g Ecosite Elements Pure colori: B1, A2, A3, A3.5, A4	REF 220800
64 Safetips da 0,25 g, Ecosite Elements Layer colori (16 di ciascuno): Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	REF 220806
4 Siringhe da 4 g, Ecosite Elements Layer colori: Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	REF 220802
4 Siringhe da 2 g Ecosite Elements Highlight colori: Incisal, Opaque A2, White, Brown	REF 220803

Confezione economica – Bundle S

128 Safetips da 0,25 g Ecosite Elements Pure colori: A2, A3, A3.5 (32 di ciascun colore), B1, A4 (16 di ciascuno)	
64 Safetips da 0,25 g Ecosite Elements Layer colori (16 di ciascuno): Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	
1 Shade Guide Layer	
1 Ecosite Elements inserto per cassetto	REF 111263
6 Siringhe da 4 g Ecosite Elements Pure colori (2 di ciascuno): A2, A3, A3.5	
4 Siringhe da 4 g Ecosite Elements Pure colori (2 di ciascuno): B1, A4	
4 Siringhe da 4 g Ecosite Elements Layer colori: Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	
1 Shade Guide Layer	
1 Ecosite Elements inserto per cassetto	REF 111262

Confezione economica – Bundle XL

64 Safetips da 0,25 g Ecosite Elements Layer colori (16 di ciascuno): Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	
80 Safetips da 0,25 g, Ecosite Elements Pure colori (16 di ciascuno): B1, A2, A3, A3.5, A4	
1 Shade Guide Layer	REF 111261

5 Siringhe da 4 g Ecosite Elements Pure
colori: B1, A2, A3, A3.5, A4

4 Siringhe da 4 g Ecosite Elements Layer
colori: Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark

1 Shade Guide Layer REF 111260

Confezioni Refill

16 Safetips da 0,25 g	
Ecosite Elements Pure, colore B1	REF 220820
Ecosite Elements Pure, colore A2	REF 220821
Ecosite Elements Pure, colore A3	REF 220822
Ecosite Elements Pure, colore A3.5	REF 220823
Ecosite Elements Pure, colore A4	REF 220824
Ecosite Elements Layer, colore Enamel Bleach	REF 220825
Ecosite Elements Layer, colore Enamel Light	REF 220826
Ecosite Elements Layer, colore Enamel Medium	REF 220827
Ecosite Elements Layer, colore Enamel Dark	REF 220828
1 Siringa da 4 g	
Ecosite Elements Pure, colore B1	REF 220807
Ecosite Elements Pure, colore A2	REF 220808
Ecosite Elements Pure, colore A3	REF 220809
Ecosite Elements Pure, colore A3.5	REF 220810
Ecosite Elements Pure, colore A4	REF 220811
Ecosite Elements Layer, colore Enamel Bleach	REF 220812
Ecosite Elements Layer, colore Enamel Light	REF 220813
Ecosite Elements Layer, colore Enamel Medium	REF 220814
Ecosite Elements Layer, colore Enamel Dark	REF 220815
Ecosite Elements Highlight, colore Incisal	REF 220816
Ecosite Elements Highlight, colore Opaque A2	REF 220817
Ecosite Elements Highlight, colore White	REF 220818
Ecosite Elements Highlight, colore Brown	REF 220819

Accessori

1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829
50 Luer-Lock Tips Silver	REF 220830
1 Ecosite Elements Shade Guide Pure	REF 220832
1 Ecosite Elements Shade Guide Layer	REF 220833
1 Ecosite Elements inserto per cassetto	REF 220834



Ecosite Bulk Fill



Composito nanoibrido zeppabile

Indicazioni: otturazioni nella regione posteriore (classi I e II compresa la sostituzione di singole cuspidi), otturazioni di classe V (carie cervicali, erosione radicolare, difetti di forma conica), ricostruzioni di monconi, otturazioni nella dentatura decidua, otturazioni di fessure estese di molari e premolari

Vantaggi del prodotto

- Può essere applicato in una mano sola senza strato superiore aggiuntivo
- Polimerizzazione di 5 mm affidabile e completa
- Bassi valori di sollecitazione da restringimento
- Facile modellamento
- Formazione di punti di contatto precisi
- Eccezionali proprietà meccaniche grazie alla speciale tecnologia di riempimento
- Eccellente lucidabilità



Confezione

16 Safetips da 0,25 g	
Colore Light	REF 220755
Colore Universal	REF 220756
Colore Contrast	REF 220757

1 Siringa da 4 g	
Colore Light	REF 220752
Colore Universal	REF 220753
Colore Contrast	REF 220754

Accessori

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

Constic



Composito fluido 3 in 1: mordenzatura, adesione e otturazione in un'unica operazione.

Indicazioni: piccoli restauri di classe I e III, restauri di classe V, sigillatura di fessure, sigillatura estesa di fessure, sottofondo di restauri di classe I-II, blocco e riempimento di sottosquadri in cavità, piccole cavità occlusali nella dentatura decidua

Vantaggi del prodotto

- Automordenzante e autoadesivo
- Procedura di trattamento più rapida, più semplice e più efficace
- Radiopacità e fluorescenza simile alla dentina
- Previene la sensibilità post operatoria
- Riduce al minimo le potenziali fonti di errore



Confezione

2 Siringhe da 2 g, 1 porta spazzolino	
20 Clip-on brushes, 20 Luer-Lock Tips Silver	
Colore A1	REF 220700
Colore A2	REF 220701
Colore A3	REF 220702
Colore A3,5	REF 220703
Colore B1	REF 220704
Colore Opaque White	REF 220705

Accessori

20 Clip-on Brushes	
20 Luer-Lock Tips Silver	REF 220712



EcuSphere Flow



Composito universale fluido fotopolimerizzabile

Indicazioni: piccoli restauri (cavità di classe I, III, IV, V), cavità in denti decidui; otturazioni minimamente invasive; sottofondi; sigillatura di fessure estese; blocco e riempimento di sottoquadri; riparazione di restauri in composito

Vantaggi del prodotto

- Bassa viscosità: fluida durante l'applicazione e stabile successivamente
- Applicazione diretta
- Eccellenti caratteristiche di lucidatura
- Fluorescenza naturale

Caratteristiche

Può essere applicato sia nella tecnica a colore singolo che in quella a colori multipli; si combina perfettamente con tutti i prodotti della linea EcuSphere



Confezione

2 Siringhe da 1,5 g, 10 Luer-Lock Tips	
Colore A1	REF 220315
Colore A2	REF 220314
Colore A3	REF 220313
Colore A3,5	REF 220312

Accessori

60 Luer-Lock Tips Black	REF 211477
1 Blocco di miscelazione, 62 x 62 mm	REF 212988

EcuSphere Carat



Composito fotopolimerizzabile zeppabile per i settori posteriori

Indicazioni: restauri di tutte le classi di cavità, in particolare delle classi I e II, realizzazione di inlay e onlay diretti

Vantaggi del prodotto

- Viscosità elevata: adatto per zeppatura
- Facile lavorazione
- Non si attacca agli strumenti
- Buon adattamento alle pareti della cavità
- Eccellente stabilità
- Fluorescenza naturale

Caratteristiche

Consigliato per applicazioni nei settori posteriori



Confezione

20 Safetips da 0,3 g	
Colore A1	REF 220323
Colore A2	REF 220271
Colore A3	REF 220322
Colore A3,5	REF 220270
1 Siringa da 3 g	
Colore A1	REF 220287
Colore A2	REF 220267
Colore A3	REF 220285
Colore A3,5	REF 220266

Accessori

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829



EcuSphere Shape



Composito universale fotopolimerizzabile

Indicazioni: restauri di tutte le classi di cavità nelle regioni anteriori e posteriori

Vantaggi del prodotto

- Viscosità media: buone proprietà di modellamento
- Ampia varietà di colori
- Eccellente modellabilità
- Tecnica di stratificazione a colori singoli o multipli
- Fluorescenza naturale
- Eccellenti caratteristiche di lucidatura



Confezione

20 Safetips da 0,3 g

Colore A1	REF 220327
Colore A2	REF 220309
Colore A3	REF 220307
Colore A3,5	REF 220298
Colore A4	REF 220346
Colore B1	REF 220328

1 Siringa da 3 g

Colore A1	REF 220334
Colore A2	REF 220308
Colore A3	REF 220299
Colore A3,5	REF 220297
Colore A4	REF 220347
Colore B1	REF 220335

Accessori

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

DeltaFil



Cemento vetroionomerico

Indicazioni: restauri di classe I, II, III e V di denti decidui, restauri di classe I e II non soggetti a carico oclusale; restauri di classe V con tecnica sandwich; restauri temporanei di classe I, II, III e V con tecnica sandwich, sigillatura di fessure estese, base e liner, ricostruzione di monconi

Vantaggi del prodotto

- Maggiore resistenza alla flessione e resistenza alla frattura grazie alla tecnologia a micelle brevettata
- Estetica ottimizzata
- Lucentezza naturale della superficie senza vernice protettiva
- Indicazione estesa: classe temporanea III
- Facile da usare, nessuna asciugatura necessaria
- Rilascio di fluoro
- Auto-adesivo
- Eccellente biocompatibilità
- Protezione da carie, rischio ridotto di sensibilità post-operatoria



Confezione

50 Applicaps polvere da 370 mg, liquido da 75 mg (0,07 ml)

Colore A1	REF 520000
Colore A2	REF 520001
Colore A3	REF 520002
Colore A3,5	REF 520003
Colore A4	REF 520004

Accessori

1 Applicap Dispenser	REF 509344
1 Flacone da 7,7 ml (8 g) DeltaFil Conditioner	REF 520020



Ionosit Baseline



Materiale fotopolimerizzabile per sottofondi per una maggiore longevità dei restauri

Indicazioni: materiale per sottofondo di cavità per restauri in composito, amalgama e ceramica e per chiudere sottosquadri

Vantaggi del prodotto

- Restauri senza fessura marginale
- Compensazione della contrazione da polimerizzazione
- Rilascio continuo di fluoro
- Contiene ioni zinco battericidi
- Applicazione diretta senza miscelazione manuale
- Protegge la polpa
- Sigilla i tubuli dentinali
- Previene la sensibilità post operatoria
- Radiopaco

Caratteristiche

Disponibile anche in Saferinge per una manipolazione ancora più semplice e veloce



Confezione

- 3 Saferinge da 0,33 g
- 2 Siringhe da 1,5 g

REF 220091
REF 213002

Confezione economica

- 20 Saferinge da 0,33 g
- 6 Siringhe da 1,5 g

REF 209538
REF 213001

Accessori

- 60 Luer-Lock Tips Black

REF 211477

LuxaBond Universal



Sistema adesivo universale bicomponente a polimerizzazione duale per restauri diretti e indiretti, con eccellenti caratteristiche di adesione indipendentemente dal protocollo di mordenzatura. Può inoltre essere usato come primer nei restauri indiretti

Indicazioni:

Come adesivo: per restauri diretti con uso di compositi e compomeri fotopolimerizzanti, materiali fotopolimerizzanti per sigillatura di fessure, materiali per monconi protesici (fotopolimerizzanti, autopolimerizzanti, a polimerizzazione duale), cementazione di restauri indiretti e dei perni radicolari con cementi adesivi a base di compositi (fotopolimerizzanti, autopolimerizzanti, a polimerizzazione duale), cementazione di faccette con compositi adesivi mediante tecnica di mordenzatura dello smalto.

Come primer: per restauri indiretti in metallo (metalli preziosi e non preziosi), ossido di zirconio/alluminio, ceramica a base di silicati e compositi.

Vantaggi del prodotto

- Veramente completo sotto ogni aspetto
- Forte adesione
- Riduce al minimo le fonti di errore
- Uso clinico supportato da studi scientifici, con adesione eccezionale per tutti i materiali CAD/CAM standard e in combinazione con LuxaCore Z nell'area del canale radicolare e nella ricostruzione di monconi

Il partner ideale per un' adesione ottimale: PermaCem Universal (pagina 40), LuxaCore Z Dual (pagina 16)



Confezione

- 1 Flacone da 5 ml Bond A
- 1 Flacone da 4,5 ml Bond B
- 25 Single-use Brushes White
- 25 Endo Brushes
- 1 Vassoio per miscelazione

REF 213379

Accessori

- 25 Single-use Brushes White
- 25 Endo Brushes Black

REF 109320
REF 212386



LuxaBond Total Etch



Sistema adesivo a polimerizzazione duale realizzato per tutte le tecniche dirette e indirette

Indicazioni: adesivo a polimerizzazione duale su smalto e dentina, da combinare con la tecnica Total Etch, per tutte le tecniche dirette e indirette quali le complesse cementazione adesive di perni canalari e ricostruzioni di monconi, inlays, onlays, corone e ponti

Vantaggi del prodotto

- Autopolimerizzante: indurisce anche senza luce
- Nessuna polimerizzazione prematura di »pozzanghere« di adesivo
- Pre-bond per una polimerizzazione rapida dell'adesivo sulla dentina: maggiori valori di adesione, tempo di lavorazione più lungo con l'adesivo
- Non contiene acetone

Caratteristiche

Ideale in combinazione con LuxaCore Z Dual (pagina 16), PermaCem (pagina 41), PermaCem Dual (pagina 41)



Pacchetto starter

- 1 Flacone da 5 ml Pre-bond
 - 1 Flacone da 5 ml Bond A
 - 1 Flacone da 5 ml Bond B
 - 1 Siringa da 2 ml di DMG Etching Gel
 - 25 Endo Brushes Red
 - 25 Endo Brushes Black
 - 3 Luer-Lock Tips White
 - 1 Vassoio per miscelazione
- REF 212384

Confezioni Refill

- 1 Flacone da 5 ml Pre-bond
- REF 212389

Accessori

- 25 Endo Brushes Red
 - 25 Endo Brushes Black
 - 50 Luer-Lock Tips White
- REF 212385
REF 212386
REF 109942

Ecosite Bond



Adesivo di fotopolimerizzazione »self-etch«

Indicazione: adesivo per restauri diretti di tutte le classi di cavità con compositi fotopolimerizzabili, compomeri eOrmocer

Vantaggi del prodotto

- Libera di scelta nella tecnica di mordenzatura: auto-mordenzatura, mordenzatura totale o mordenzatura selettiva
- Proprietà di adesione ottimale in qualsiasi situazione
- Ideale in combinazione con Ecosite Elements e Ecosite Bulk Fill



Confezione

- 1 Flacone da 5 ml Ecosite Bond
 - 25 Single-use Brushes White
- REF 220758

Accessori:

- 25 Single-use Brushes White
- REF 109320





Contax



Sistema adesivo automordenzante e autocondizionante

Indicazione: sistema adesivo fotopolimerizzante per materiali da restauro fotopolimerizzabili da usare su dentina e smalto

Vantaggi del prodotto

- Non richiede ulteriore mordenzatura
- Mordenzatura e adesione in due soli passaggi
- Adesione affidabile a lungo termine grazie all'applicazione separata del Primer
- Affidabile profondità della demineralizzazione
- Primer a base acquosa adatto per ogni tipo di tecnica
- Desensibilizzante



Pacchetto starter

- 1 Flacone da 5 ml Contax Primer
- 1 Flacone da 5 ml Contax Bond
- 25 Single-use Brushes White
- 25 Single-use Brushes Red
- 1 Vassoio per miscelazione

REF 220263

Contax con attivatore per Contax Bond

Indicazione: può essere utilizzato con tutti i materiali da restauro autopolimerizzabili e a polimerizzazione duale

Caratteristiche

La combinazione di Contax con l'Attivatore deve essere sempre fotopolimerizzata



Pacchetto starter + attivator

- 1 Flacone da 5 ml Primer
- 1 Flacone da 5 ml Bond
- 1 Flacone da 5 ml Activator
- 25 Single-use Brushes White
- 25 Single-use Brushes Red
- 1 Vassoio per miscelazione

REF 220282

Confezioni Refill

- 1 Flacone da 5 ml Contax Primer
- 1 Flacone da 5 ml Contax Bond
- 1 Flacone da 5 ml Contax Activator

REF 220281

REF 220284

REF 220283

Accessori

- 25 Single-use Brushes White

REF 109320

LuxaCore Z Dual



Materiale a polimerizzazione duale per cementazione di perni canalari e ricostruzione di monconi

Indicazioni: ricostruzione di monconi, cementazione di perni

Vantaggi del prodotto

- Tagliabilità simile a quella della dentina: preparazione senza segni
- Resistenza alla compressione particolarmente elevata: buona stabilità sotto la corona
- Eccellente fluidità: adattamento ottimale
- Polimerizzazione affidabile: non richiede una tecnica a strati
- Tempo di presa determinabile dall'utilizzatore
- Durezza finale immediatamente elevata
- Applicazione diretta con Intraoral Tips e Endo Tips: specifico per i canali radicolari
- Polimerizzazione duale: lavoro flessibile
- Disponibile in 3 colori:
 - Blue: contrasta con la struttura del dente
 - A3: la soluzione estetica per restauri integralmente in ceramica
 - Opaque Light: combina entrambe le proprietà



Confezione

- 2 Smartmix Syringes da 9 g
- 10 Smartmix Tips Short, 10 Smartmix Tips Endo
- Colore Opaque Light REF 213336
- Colore A3 REF 213334
- Colore Blue REF 213335
- 1 Cartuccia @ 48 g, 30 Automix-Tips Yellow 1:1
- 20 Intraoral Tips Yellow, 10 Endo Tips Yellow
- Colore Opaque Light REF 213332
- Colore A3 REF 213330
- Colore Blue REF 213331

Accessori

- 1 Automix Dispenser Type 25 1:1 REF 110253
- 50 Automix Tips Yellow 1:1 REF 909200
- 20 Automix Tips Endo L REF 110963
- 50 Intraoral Tips Yellow REF 909201
- 50 Endo Tips Yellow REF 212280
- 50 Smartmix Tips Combi REF 212042
- 50 Smartmix Tips Endo REF 212041
- 20 Smartmix Tips Endo L REF 213083



LuxaCore Z Post System



Kit completo per il trattamento post-endodontico

Indicazioni per LuxaCore Z Dual: ricostruzione di monconi/ cementazione di perni canalari

Indicazioni per LuxaPost: perno canalare per la realizzazione di un'affidabile ritenzione nelle ricostruzioni di monconi in caso di insufficiente sostanza dentale coronale.

Indicazioni per LuxaBond Total Etch: adesivo a polimerizzazione duale (Total Etch) per smalto e dentina

Vantaggi del prodotto

- Tre prodotti di punta per i trattamenti post-endodontici in un unico kit
- Inoltre: CD con video delle applicazioni cliniche
- Sistema di chiaro utilizzo ben disposto nella confezione



Kit completo

LuxaPost

- 5 Perti da 1,25 mm
- 1 Fresa 1,25 mm

LuxaBond Total Etch

- 1 Flacone da 5 ml Pre-bond
- 1 Flacone da 5 ml Bond A
- 1 Flacone da 5 ml Bond B

DMG Etching Gel

- 1 Siringa da 2 ml di DMG Etching Gel
- 25 Endo Brushes Red
- 25 Endo Brushes Black
- 3 Luer-Lock Tips
- 1 Vassoio per miscelazione

LuxaCore Z Dual

- 1 Smartmix Syringe da 9 g, colore A3
- 10 Smartmix Tips
- 10 Endo Tips

REF 110862

LuxaPost



Perno in composito presilanizzato rinforzato con fibra in vetro con modulo di flessibilità simile a quello della dentina

Indicazione: realizzazione di un'affidabile ritenzione della ricostruzione del moncone in caso di insufficiente sostanza dentale coronale

Vantaggi del prodotto

- Partner perfetto di LuxaCore Z: monoblocco
- Modulo di flessibilità simile a quello della dentina: riduce il rischio di frattura della radice
- Radiopaco
- Presilanizzato
- Delicato con i tessuti del dente grazie alla sua forma conica
- Efficace punta perforante per ogni misura: non occorre prealesatura
- Altamente estetico



Pacchetto starter

- 5 Perti 1,25 mm Black
- 5 Perti 1,375 mm Purple
- 5 Perti 1,5 mm Green
- 1 Fresa 1,25 mm
- 1 Fresa 1,375 mm
- 1 Fresa 1,5 mm
- 30 Marcatori di profondità
- 1 Carta di misurazione

REF 110780

Confezioni Refill

- 5 Perti 1,25 mm Black
- 5 Perti 1,375 mm Purple
- 5 Perti 1,5 mm Green
- 5 Perti 1,75 mm Red
- 1 Fresa ø 1,25 mm
- 1 Fresa ø 1,375 mm
- 1 Fresa ø 1,5 mm
- 1 Fresa ø 1,75 mm

REF 110781
REF 110782
REF 110783
REF 110961
REF 110734
REF 110735
REF 110736
REF 110962



DMG Etching Gel



Gel di acido fosforico universale

Indicazione: mordanatura di smalto e dentina

Vantaggi del prodotto

- Gel di acido fosforico al 37%
- Colore blu per una facile identificazione
- Proprietà adesive ideali
- Viscosità ottimale
- Dosaggio perfetto e applicazione precisa



Confezione

2 Siringhe da 2 ml
6 Luer-Lock Tips White REF 212873

Accessori

50 Luer-Lock Tips White REF 109942

Safetip Dispenser Pro



Dispenser di elevata qualità per applicazione diretta ed ergonomica di tutti i puntali per composito disponibili in commercio

Vantaggi del prodotto

- Erogazione facile grazie alle impugnature parallele
- Trattamento preciso con movimento rettilineo
- Gestione ergonomica, anche per mani di piccole dimensioni
- Materiali e lavorazione di alta qualità
- Inserimento sicuro dei Safetip tramite gancio di chiusura in metallo
- Applicazione igienica
- Disinfettabile in autoclave

Caratteristiche

I seguenti prodotti possono essere usati con il Safetip Dispenser:

- Ecosite Elements
- Ecosite Bulk Fill
- EcuSphere Carat
- EcuSphere Shape
- DMG Retraction Paste



Confezione

1 Safetip Dispenser Pro REF 220829

Safetip Dispenser



Dispenser per applicazione diretta di tutti i puntali per composito disponibili in commercio

Vantaggi del prodotto

- Facile inserimento dei Safetips
- Applicazione diretta
- Applicazione igienica
- Disinfettabile in autoclave
- Impugnatura ergonomica

Caratteristiche

I seguenti prodotti possono essere usati con il Safetip Dispenser:

- Ecosite Elements
- Ecosite Bulk Fill
- EcuSphere Carat
- EcuSphere Shape
- DMG Retraction Paste



Confezione

1 Safetip Dispenser REF 213122



Impronte

Materiali per impronta

Mezzo di retrazione

Materiale da impronta dentale

Materiali per ribasamento

Unità di miscelazione





Honigum Pro Light



Materiale per impronta di correzione a base di silicone per addizione di alta precisione

Indicazioni: impronte di corone e ponti, impronte di inlay e onlay

Vantaggi del prodotto

- Proprietà di fluidità ottimali e straordinaria stabilità
- Buona idrofilia
- Riproduzione perfetta anche dei minimi dettagli
- Resistenza allo strappo estremamente elevata
- Contrasto cromatico di facile lettura



Confezione

- 2 Cartucce da 50 ml
- 10 Automix Tips Yellow 1:1
- 10 Intraoral Tips Yellow
- Honigum Pro Light
- Honigum Pro Light Fast

REF 929831
REF 929832

Confezione economica

- 8 Cartucce da 50 ml
- 40 Automix Tips Yellow 1:1
- 40 Intraoral Tips Yellow
- Honigum Pro Light
- Honigum Pro Light Fast

REF 929835
REF 929836

Accessori

- 1 Automix Dispenser Type 50 1:1
- 50 Automix Tips Yellow 1:1
- 50 Intraoral Tips Yellow

REF 909507
REF 909200
REF 909201

Honigum Pro Mono



Materiale per impronta monofase a base di silicone per addizione

Indicazioni: impronte di ponti e corone, impronte di inlay, onlay e funzionali. Adatto anche come indicatore di aree di frizione e per tutti i tipi di impronta pick-up (per esempio per impianti)

Vantaggi del prodotto

- Precisione con un unico passaggio
- Rimozione dalla bocca facile e sicura
- Elevata idrofilia e proprietà di fluidità superiori
- Precisa riproduzione del margine di preparazione
- Resistenza allo strappo estremamente elevata



Confezione

- 1 Cartuccia da 380 ml
- 10 MixStar Tips Blue
- Honigum Pro Mono
- Honigum Pro Mono Fast

REF 929568
REF 929978

- 2 Cartucce da 50 ml
- 4 Automix Tips Green 1:1
- 4 Intraoral Tips Yellow
- Honigum Pro Mono
- Honigum Pro Mono Fast

REF 929830
REF 929976

Confezione economica

- 5 Cartucce da 380 ml
- 50 MixStar Tips Blue
- Honigum Pro Mono
- Honigum Pro Mono Fast

REF 929569
REF 929979

- 8 Cartucce da 50 ml
- 16 Automix Tips Green 1:1
- 16 Intraoral Tips Yellow
- Honigum Pro Mono
- Honigum Pro Mono Fast

REF 929834
REF 929977

Accessori

- 1 MixStar eMotion 230 V Int.
- 50 MixStar Tips Blue
- 1 Automix Dispenser Type 50 1:1
- 50 Automix Tips Green 1:1
- 50 Intraoral Tips Transparent
- 1 Flacone da 10 ml DMG Tray Adhesive

REF 900480
REF 903334
REF 909507
REF 909490
REF 909400
REF 909394



Honigum Pro Heavy



Materiale per impronta preliminare a base di silicone per addizione

Indicazioni: impronte di corone e ponti, impronte di inlay e onlay, tutti i tipi di impronta pick-up (per esempio per impianti)

Vantaggi del prodotto

- Elevata durezza finale
- Comoda resistenza all'inserimento
- Rimozione dalla bocca facile e sicura
- Materiale omogeneo e uniforme privo di bolle



Confezione

- | | |
|---|------------|
| 1 Cartuccia da 380 ml, 10 MixStar Tips Blue | |
| Honigum Pro Heavy | REF 929537 |
| Honigum Pro Heavy Fast | REF 929638 |
| 2 Cartucce da 50 ml, 4 Automix Tips Green 1:1 | |
| Honigum Pro Heavy | REF 929766 |
| Honigum Pro Heavy Fast | REF 929838 |

Confezione economica

- | | |
|--|------------|
| 5 Cartucce da 380 ml, 50 MixStar Tips Blue | |
| Honigum Pro Heavy | REF 929538 |
| Honigum Pro Heavy Fast | REF 929637 |
| 8 Cartucce da 50 ml, 16 Automix Tips Green 1:1 | |
| Honigum Pro Heavy | REF 929837 |
| Honigum Pro Heavy Fast | REF 929839 |

Accessori

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1 MixStar eMotion 230 V Int. | REF 900480 |
| 50 MixStar Tips Blue | REF 903334 |
| 1 Automix Dispenser Type 50 1:1 | REF 909507 |
| 50 Automix Tips Green 1:1 | REF 909490 |
| 1 Flacone da 10 ml DMG Tray Adhesive | REF 909394 |

Honigum Pro Putty



Precision, materiale per impronta a base di silicone per addizione con consistenza putty

Indicazioni: impronte di corone e ponti, impronte di inlay e onlay

Vantaggi del prodotto

- Elevato potere di recupero dopo la deformazione
- Eccellente stabilità dimensionale
- Consistenza putty o modellabile a mano nella cartuccia MixStar DMG
- Ottima resistenza alla trazione



Confezione

- | | |
|---|------------|
| 1 Cartuccia da 380 ml, 10 MixStar Tips Blue | REF 929374 |
| 2 Fiale da 450 ml | |
| Honigum Pro Putty Soft | REF 929364 |
| Honigum Pro Putty Soft Fast | REF 929365 |
| Honigum Pro Putty Rigid Fast | REF 929366 |

Confezione economica

- | | |
|------------------------------|------------|
| 5 Cartucce da 380 ml | |
| 50 MixStar Tips Blue | REF 929375 |
| 8 Fiale da 450 ml | |
| Honigum Pro Putty Soft | REF 929369 |
| Honigum Pro Putty Soft Fast | REF 929370 |
| Honigum Pro Putty Rigid Fast | REF 929371 |

Accessori

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1 MixStar eMotion 230 V Int. | REF 900480 |
| 50 MixStar Tips Blue | REF 903334 |
| 1 Flacone da 10 ml DMG Tray Adhesive | REF 909394 |



Honigum Pro Scan



Materiale per impronta scansionabile a base di silicone per addizione

Indicazioni: tutti i tipi di impronte di corone e ponti, impronte di inlay e onlay, tutti i tipi di impronte totali (es. per impianti), fissaggio di transfer da impronta e di cappette di trasferimento

Vantaggi del prodotto

- Scansionabile: tutti i vantaggi di Honigum Pro anche per i flussi di lavoro digitale
- Convenienza, semplicità, precisione, senza necessità di investire in costose tecnologie
- Riproduzione affidabile anche di aree difficili da riprendere utilizzando un sistema intraorale
- Le impronte scansionate in laboratorio sono salvate in formato digitale - con la possibilità di riprodurre i dati in qualsiasi momento
- Semplice trasferimento dei dati, in tutto il mondo
- Facile da lavorare manualmente e non richiede alcun pretrattamento con polvere o spray
- Le fonti di errore durante l'utilizzo della preparazione del modello tradizionale sono eliminate
- Non sono necessari elaborati modelli a monconi sfilabili
- Nessuna irritazione causata da minimi movimenti della testa o della lingua come nella scansione intraorale
- Maggiore comfort per il paziente: non è necessario rimanere immobili a lungo



Confezione

Honigum Pro Scan Heavy	
1 Cartuccia da 380 ml	
10 MixStar Tips Blue	REF 929981
2 Cartucce da 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	REF 929983

Honigum Pro Scan Light	
2 Cartucce da 50 ml	
10 Automix Tips Yellow 1:1	
10 Intraoral Tips Yellow	REF 929984

Accessori

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
1 Flacone da 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

Honigum Light



Materiale per impronta di correzione a base di silicone per addizione

Indicazioni: impronte di corone e ponti, impronte di inlay e onlay

Vantaggi del prodotto

- Eccellente fluidità
- Straordinaria stabilità
- Idrofilia equilibrata
- Riproduzione perfetta anche dei minimi dettagli



Confezione

2 Cartucce da 50 ml	
12 Automix Tips Yellow 1:1, 12 Intraoral Tips	
Honigum Light	REF 909831
Honigum Light Fast	REF 909832

Confezione economica

8 Cartucce da 50 ml	
50 Automix Tips Yellow 1:1	
50 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Light	REF 909835
Honigum Light Fast	REF 909836

Accessori

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201



Honigum Mono



Materiale per impronta monofase a base di silicone per addizione

Indicazioni: impronte di ponti e corone, impronte di inlay, onlay e funzionali. Adatto anche come indicatore di aree di frizione e per tutti i tipi di impronta pick-up

Vantaggi del prodotto

- Precisione con un unico passaggio
- Precisa riproduzione della linea di preparazione
- Accurata riproduzione nei minimi dettagli
- Durezza finale più bassa
- Buona idrofilia



Confezione

1 Cartuccia da 380 ml	
10 MixStar Tips White	REF 909568
2 Cartucce da 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	
4 Intraoral Tips Transparent	REF 909830

Confezione economica

5 Cartucce da 380 ml	
50 MixStar Tips White	REF 909569
8 Cartucce da 50 ml	
20 Automix Tips Green 1:1	
20 Intraoral Tips Transparent	REF 909834

Accessori

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
50 Intraoral Tips Transparent	REF 909400
1 Flacone da 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

Honigum Heavy



Materiale per impronta preliminare a base di silicone per addizione

Indicazioni: impronte di corone e ponti, impronte di inlay e onlay, tutti i tipi di impronta pick-up (per esempio per impianti)

Vantaggi del prodotto

- Estrema durezza
- Comoda resistenza all'inserimento
- Eccellenti caratteristiche di fissaggio
- Rimozione dalla bocca facile e sicura
- Materiale omogeneo e uniforme privo di bolle



Confezione

1 Cartuccia da 380 ml, 10 MixStar Tips White	
Honigum Heavy	REF 909537
Honigum Heavy Fast	REF 909638
2 Cartucce da 50 ml, 4 Automix Tips Green 1:1	
Honigum Heavy	REF 909766
Honigum Heavy Fast	REF 909838

Confezione economica

5 Cartucce da 380 ml, 50 MixStar Tips White	
Honigum Heavy	REF 909538
Honigum Heavy Fast	REF 909637
8 Cartucce da 50 ml, 16 Automix Tips Green 1:1	
Honigum Heavy	REF 909837
Honigum Heavy Fast	REF 909839

Accessori

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
1 Flacone da 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394



Honigum Putty



Precision, materiale per impronta a base di silicone per addizione con consistenza putty

Indicazioni: impronte di corone e ponti, impronte di inlay e onlay

Vantaggi del prodotto

- Vera consistenza putty nella cartuccia DMG MixStar o modellabile manualmente
- Presa eccellente già al momento della miscelazione
- Ottima resistenza alla trazione
- Tecnologia unica Snap-Set (tempo di lavorazione lungo e breve tempo di presa intraorale)
- Elevato potere di recupero dopo la deformazione
- Eccellente stabilità dimensionale



Confezione

1 Cartuccia da 380 ml	
10 MixStar Tips Blue	REF 919374
2 Fiale da 450 ml	
Honigum Putty Soft	REF 919364
Honigum Putty Soft Fast	REF 919365
Honigum Putty Rigid Fast	REF 919366

Confezione economica

5 Cartucce da 380 ml	
50 MixStar Tips Blue	REF 919375
8 Fiale da 450 ml	
Honigum Putty Soft	REF 919369
Honigum Putty Soft Fast	REF 919370
Honigum Putty Rigid Fast	REF 919371

Accessori

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Flacone da 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

Silagum Light



Materiale collaudato per impronte di correzione a base di silicone per addizione

Indicazioni: impronte di corone e ponti, impronte di inlay e onlay

Vantaggi del prodotto

- Buona idrofilia
- Viscosità eccellente per favorire la scorrevolezza
- Due velocità: polimerizzazione normale e rapida



Confezione

2 Cartucce da 50 ml, 12 Automix Tips Yellow 1:1	
12 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Light	REF 909713
Silagum Light Fast	REF 909714

Confezione economica

8 Cartucce da 50 ml, 50 Automix Tips Yellow 1:1	
50 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Light	REF 909715
Silagum Light Fast	REF 909720

Accessori

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201



Silagum Medium



Materiale per impronta di media viscosità a base di silicone per addizione

Indicazioni: impronte di corone e ponti, impronte di inlay e onlay, impronte funzionali e di ribasatura, indicatore di aree di frizione

Vantaggi del prodotto

- Buone proprietà di fluidità
- Buona stabilità
- polimerizzazione normale e rapida



Confezione

2 Cartucce da 50 ml
12 Automix Tips Yellow 1:1
12 Intraoral Tips Yellow
Silagum Medium
Silagum Medium Fast

REF 909716
REF 909717

Accessori

1 Automix Dispenser Type 50 10:1
50 Automix Tips Yellow 1:1
50 Intraoral Tips Yellow

REF 909507
REF 909200
REF 909201

Silagum Mono



Materiale per impronta monofase a base di silicone per addizione

Indicazioni: impronte di corone e ponti, impronte di inlay e onlay e funzionali

Vantaggi del prodotto

- Riproduzione dei minimi dettagli superficiali grazie alle eccezionali caratteristiche di scorrevolezza
- Facile e accurata applicazione con Intraoral Tips
- Stabilità sul portaimpronte e sulla preparazione



Confezione

2 Cartucce da 50 ml
4 Automix Tips Yellow 1:1
4 Intraoral Tips Yellow

REF 909718

Confezione economica

8 Cartucce da 50 ml
16 Automix Tips Yellow 1:1
16 Intraoral Tips Yellow

REF 909719

Accessori

1 Automix Dispenser Type 50 10:1
50 Automix Tips Yellow 1:1
50 Intraoral Tips Yellow

REF 909507
REF 909200
REF 909201



Silagum Putty



Materiale per impronta preliminare a base di silicone per addizione

Indicazioni: impronte di corone e ponti, impronte di inlay e onlay

Vantaggi del prodotto

- Facile dosaggio
- Eccellente recupero dopo deformazione
- Facile rimozione dalla bocca
- Eccezionale impastabilità
- Eccellente stabilità dimensionale
- Ideale per la realizzazione di impronte a due fasi con Silagum-Light/Fast



Confezione

1 Barattolo di pasta base da 262 ml	
1 Barattolo di catalizzatore da 262 ml	
Silagum Putty	REF 909018
Silagum Putty Fast	REF 909037
Silagum Putty Soft	REF 909019

Confezione economica

4 Barattoli di pasta base da 262 ml	
4 Barattoli di catalizzatore da 262 ml	
Silagum Putty	REF 909405
Silagum Putty Fast	REF 909038
Silagum Putty Soft	REF 909036

8 Barattoli di pasta base da 262 ml	
8 Barattoli di catalizzatore da 262 ml	
Silagum Putty	REF 909420
Silagum Putty Soft	REF 909485

Accessori

1 Flacone da 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394
--------------------------------------	------------

Silagum Putty Soft



Materiale per impronta preliminare a base di silicone per addizione

Indicazioni: impronte di corone e ponti, impronte di inlay e onlay

Vantaggi del prodotto

- Eccellente stabilità dimensionale
- Materiale omogeneo e uniforme privo di bolle
- Manipolazione semplice e pulita
- Può essere erogato direttamente nel portaimpronta



Confezione

1 Cartuccia da 380 ml	
10 MixStar Tips White	REF 909534

Confezione economica

5 Cartucce da 380 ml	
50 MixStar Tips White	REF 909535

Accessori

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Flacone da 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394



StatusBlue



Materiale per impronta di situazione a base di silicone per addizione

Indicazioni: impronte di situazione, impronte per la produzione di stent provvisori o termoformati e impronte ad arcata antagonista

Vantaggi del prodotto

- Elevatissima stabilità dimensionale
- Durata di conservazione molto lunga
- Consente colate ripetute
- Miscelazione automatica senza perdite di tempo
- Eccellente recupero dopo deformazione



Colabile dopo
10 minuti

Confezione

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1 Cartuccia da 380 ml | |
| 10 MixStar Tips White | REF 909693 |

- | | |
|-------------------------|------------|
| 2 Cartucce da 50 ml | |
| 4 Automix Tips Pink 1:1 | REF 909790 |

Confezione economica

- | | |
|-----------------------|------------|
| 5 Cartucce da 380 ml | |
| 50 MixStar Tips White | REF 909694 |

- | | |
|--------------------------|------------|
| 8 Cartucce da 50 ml | |
| 16 Automix Tips Pink 1:1 | REF 909791 |

Accessori

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1 MixStar eMotion 230 V Int. | REF 900480 |
| 50 MixStar Tips White | REF 909567 |
| 1 Automix Dispenser Type 50 10:1 | REF 110411 |
| 25 Automix Tips Pink 1:1 | REF 909797 |



LuxaForm



Polimero termoplastico per la presa di impronte

Indicazione: presa di impronte per riparazioni provvisorie

Vantaggi del prodotto

- Non è necessario il portaimpronta
- Non occorre miscelare
- Stabile in condizioni di stoccaggio
- Fango dentinale assente sui provvisori a base di bisacrilati
- Inodore



Confezione
72 Dischi

REF 110415



DMG Retraction Paste



Pasta di retrazione astringente

Indicazioni: retrazione temporanea del margine gengivale e creazione di un solco asciutto

Vantaggi del prodotto

- È possibile flettere la capsula secondo necessità per un'applicazione ancora più semplice
- Consistenza ottimale per risultati ottimali
- Buona visibilità nel solco
- Veloce, semplice ed efficace



Confezione

25 Saferinge da 0,37 g

REF 919381

Accessori

1 Safetip Dispenser
1 Safetip Dispenser Pro

REF 213122
REF 220829

LuxaBite



Materiale per la registrazione del morso a base di bisacrilati

Indicazioni: fissaggio dei transfer da impronta per impronte di impianti, registrazioni del morso

Vantaggi del prodotto

- Il materiale per la registrazione del morso più duro (durezza Barcol: 25 dopo 1 ora)
- In fase di montaggio non si verificano né compressioni né flessioni
- Inodore e insapore
- Eccellente stabilità
- Facile da tagliare



Confezione

1 Cartuccia da 50 ml
15 Automix Tips Yellow 10:1

REF 110560

Confezione economica

5 Cartucce da 50 ml
75 Automix Tips Yellow 10:1

REF 110558

Accessori

1 Automix Dispenser Type 50 1:1
25 Automix Tips Yellow 10:1

REF 110411
REF 110609



O-Bite Scan



Materiale per la registrazione del morso a base di silicone per addizione, scansionabile

Indicazioni: materiale per la registrazione del morso, materiale da applicare sulla forchetta occlusale con utilizzo di arco facciale, materiale per chiavi, ad es. per la registrazione intraorale dell'arco gotico.

Vantaggi del prodotto

- Possibilità di scansione
- Durezza finale estremamente elevata e resistenza alla rottura superiore
- Minima resistenza al morso
- Fresco aroma di arancio
- Può essere utilizzato con facilità e precisione per il flusso di lavoro digitale senza la necessità di investire in costose tecnologie
- Facile da lavorare manualmente e non richiede alcun pretrattamento con polvere o spray



Confezione

2 Cartucce da 50 ml
12 Automix Tips Pink 1:1 REF 919017

Confezione economica

8 Cartucce da 50 ml
50 Automix Tips Pink 1:1 REF 919018

Accessori

1 Automix Dispenser Type 50 1:1 REF 909507
50 Automix Tips Pink 1:1 REF 909202
50 Conturation Tips REF 909203

O-Bite



Materiale per la registrazione del morso a base di silicone per addizione

Indicazioni: materiale per la registrazione del morso, materiale da applicare sulla forchetta occlusale con utilizzo di arco facciale, materiale chiave, ad es. per la registrazione intraorale dell'arco gotico.

Vantaggi del prodotto

- Uno dei più duri materiali di registrazione del morso a base di silicone per addizione
- Resistenza superiore alla rottura
- Fresco aroma di arancio
- Minima resistenza al morso
- Polimerizzazione rapida



Confezione

2 Cartucce da 50 ml
12 Automix Tips Pink 1:1 REF 909765

Confezione economica

8 Cartucce da 50 ml
50 Automix Tips Pink 1:1 REF 909767

Accessori

1 Automix Dispenser Type 50 1:1 REF 909507
50 Automix Tips Pink 1:1 REF 909202
50 Conturation Tips REF 909203



Silagum Comfort



Materiale per ribasamento a base di silicone per addizione, permanentemente morbido

Indicazioni: ribasature per protesi totali, parziali e sostenute da impianti

Vantaggi del prodotto

- Ottimo legame alla protesi
- Sempre morbido
- Resistenza superiore allo strappo
- Inodore e insapore
- Semplicità di utilizzo
- Elevata resa estetica grazie alla sua stabilità cromatica



Pacchetto starter

- 1 Cartuccia da 25 ml
- 1 Automix Dispenser
- 5 Automix Tips Yellow 1:1
- 1 Flacone da 5 ml Primer
- 2 Flaconi da 10 ml Varnish
- 25 Pennellini
- 5 Gommini
- 1 Mandrino

REF 909087

Confezioni Refill

- 1 Cartuccia da 25 ml
- 5 Automix Tips Yellow 1:1
- 2 Flaconi da 10 ml Varnish
- 1 Flacone da 5 ml Primer

REF 909088

REF 909089

REF 909090

- 1 Cartuccia da 50 ml
- 12 Automix Tips Pink 1:1

REF 909951

Confezione economica

- 8 Cartucce da 50 ml

REF 909950

Accessori

- 1 Automix Dispenser Type 25 1:1
- 1 Automix Dispenser Type 50 1:1
- 50 Automix Tips Yellow 1:1
- 50 Automix Tips Pink 1:1
- 1 Silicone Trimming Set
- 25 Gommini
- 1 Mandrino

REF 110253

REF 909507

REF 909200

REF 909202

REF 909047

LuxaPick-up



Composito autopolimerizzante per ribasatura

Indicazioni: ribasamento duro e delle protesi direttamente in bocca, fissaggio di componenti secondari ed elementi di collegamento in protesi implantari

Vantaggi del prodotto

- Ribasamento duro delle protesi direttamente in bocca
- Fissaggio di parti secondarie e di elementi di collegamento in protesi dentarie implantari
- Altamente biocompatibile: privo di MMA, privo di perossido
- Adattabilità affidabile ed esente da tensioni
- Utilizzo direttamente in poltrona
- Ideale per la riparazione di protesi e la personalizzazione di protesi intermedie

Caratteristiche

Luxatemp-Glaze & Bond per un'eccellente adesione e una sigillatura affidabile (vedere p. 35)



Confezione

- 1 Cartuccia da 76 g
- 15 Automix Tips Blue 10:1

REF 214007

Accessori

- 45 Automix Tips Blue 10:1
- 1 Automix Dispenser Type 50 10:1

REF 110409

REF 110411



MixStar eMotion

2017
REALITY
Four Star Award
★★★★



Unità di miscelazione

Unità di miscelazione per la miscelazione di materiali da impronta

Vantaggi del prodotto

- Completamente automatico
- Possibilità di selezionare 3 diverse velocità
- 2 timer per il tempo di lavorazione e il tempo di presa in bocca
- Gestione semplice
- Adatto sia per le buste di alluminio che per le cartucce



Opzione disponibile

1 MixStar eMotion 230 V Int.

REF 900480

DMG Tray Adhesive



Adesivo per portaimpronta per tutti i materiali a base di silicone per addizione

Indicazioni: adesivo per portaimpronta che assicura l'adesione dei materiali a base di silicone per addizione ai portaimpronta in metallo e in plastica

Vantaggi del prodotto

- Favorisce l'adesione al portaimpronta dei materiali per impronta a base di silicone per addizione
- Facile da maneggiare e applicare
- Breve tempo di presa dopo l'applicazione
- Colore blu per un migliore controllo ottico



Confezione

1 Flacone da 10 ml

REF 909394

Confezione economica

10 Flaconi da 10 ml

REF 909396

Protesi provvisorie

Provvisori

Riparazione temporanea

Sigillatura delle superfici

Cementazione provvisoria





Luxatemp Star



Materiale per corone e ponti provvisori a base di bisacrilati e ad alta stabilità

Indicazioni: corone e ponti provvisori, inlay, onlay, corone parziali, faccette e provvisori di lunga durata

Vantaggi del prodotto

- Provvisori con spiccate caratteristiche estetiche e di stabilità in linea con gli standard più elevati
- Resistenza alla rottura e alla flessione sensibilmente più elevata
- Durezza iniziale migliorata
- Raggiungimento più rapido della durezza finale
- Stabilità e durata maggiori
- Estetica eccellente e stabilità dei colori a lungo termine
- Perfetta adattabilità
- Ideale per la creazione di mock-up



Confezione

1 Smartmix Syringe da 15 g, 10 Smartmix Tips Green-Blue	
Colore A2	REF 110901
Colore A3	REF 110902
Colore B1	REF 110904
Colore Bleach Light	REF 110905

1 Cartuccia da 76 g, 15 Automix Tips Blue 10:1	
Colore A1	REF 110906
Colore A2	REF 110907
Colore A3	REF 110908
Colore A3,5	REF 110909
Colore B1	REF 110910
Colore Bleach Light	REF 110911

Confezione economica

5 Cartucce da 76 g, 75 Automix Tips Blue 10:1	
Colore A1	REF 110954
Colore A2	REF 110912
Colore A3	REF 110913

Accessori

50 Smartmix Tips Green-Blue	REF 110990
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
1 Automix Plunger Type 50 10:1	REF 110412
50 Smartmix Tips Green	REF 110724

Luxatemp Fluorescence



Materiale per corone e ponti provvisori a base di bisacrilati con fluorescenza naturale

Indicazioni: corone, ponti, inlay e onlay provvisori, corone parziali e faccette

Vantaggi del prodotto

- Per provvisori con caratteristiche estetiche naturali
- Ridotta contrazione da polimerizzazione
- Elevata resistenza alla frattura e all'abrasione
- Eccellente stabilità cromatica
- Basso potenziale allergico
- Indicato per provvisori a lungo termine



Confezione

1 Smartmix Syringe da 15 g, 10 Smartmix Tips Green-Blue	
Colore A1	REF 110718
Colore A2	REF 110719
Colore A3	REF 110720
Colore A3,5	REF 110721
Colore B1	REF 110722
Colore Bleach Light	REF 110723

1 Cartuccia da 76 g, 15 Automix Tips Blue 10:1	
Colore A1	REF 110585
Colore A2	REF 110586
Colore A3	REF 110710
Colore A3,5	REF 110587
Colore B1	REF 110588
Colore Bleach Light	REF 110589

Confezione economica

5 Cartucce da 76 g, 75 Automix Tips Blue 10:1	
Colore A2	REF 110712
Colore A3	REF 110713

Accessori

50 Smartmix Tips Green-Blue	REF 110990
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
1 Automix Plunger Type 50 10:1	REF 110412



Luxatemp Plus



Materiale per corone e ponti provvisori a base di bisacrilati

Indicazioni: corone, ponti, inlay e onlay provvisori, corone parziali e faccette

Vantaggi del prodotto

- Un classico per restauri provvisori immediati di perfetta adattabilità
- Applicazione semplice e rapida sull'impronta
- Restauri provvisori ben riusciti fin dall'inizio
- Adattamento preciso e affidabile
- Ottimale resistenza all'abrasione
- Elevata resistenza trasversale
- Elevata biocompatibilità



Pacchetto starter

- 1 Cartuccia da 76 g
- 1 Automix Dispenser Type 50 10:1
- 15 Automix Tips Blue 10:1
Colore A2

REF110400

Confezione

- 1 Tubo da 106 g di pasta base, Colore A2
- 1 Tubo da 6 g di catalizzatore
- 1 Blocco di miscelazione
- 1 Spatola
- 1 Siringa per applicazione
- 1 Tubo da 6 g di catalizzatore

REF 110111

REF 110162

Confezioni Refill

- 1 Cartuccia da 76 g, 15 Automix Tips Blue 10:1
- Colore A1
- Colore A2
- Colore A3,5
- Colore B1
- Colore Bleach Light

REF 110401

REF 110402

REF 110403

REF 110404

REF 110368

Confezione economica

- 5 Cartucce da 76 g, 75 Automix Tips Blue 10:1
- Colore A1
- Colore A2
- Colore A3,5

REF 110405

REF 110406

REF 110407

Accessori

- 45 Automix Tips Blue 10:1
- 1 Automix Dispenser Type 50 10:1

REF 110409

REF 110411

Luxatemp Solar



Materiale a polimerizzazione duale per corone e ponti provvisori a base di bisacrilati

Indicazioni: corone, ponti, inlay e onlay provvisori, corone parziali e faccette

Vantaggi del prodotto

- Versione polimerizzata del prodotto già sperimentato
- Tempo di presa determinabile dall'utilizzatore
- Rimozione più facile dei restauri provvisori grazie alla lunga fase elastica
- Nessuna rottura nei sottosquadri
- Durezza finale immediata dopo la fotopolimerizzazione
- Particolarmente indicato per restauri protesici a più elementi



Confezione

- 1 Cartuccia da 76 g, 15 Automix Tips Blue 10:1
Colore A2

REF 110360

Confezione economica

- 5 Cartucce da 76 g, 75 Automix Tips Blue 10:1
Colore A2

REF 110361

Accessori

- 45 Automix Tips Blue 10:1
- 1 Automix Dispenser Type 50 10:1

REF 110409

REF 110411



LuxaFlow Star



Composito fluido fotopolimerizzabile

Indicazioni: miglioramento e ricostruzione di provvisori in bisacrilato, piccole otturazioni di cavità di classe III, IV e V; otturazioni minimamente invasive; sottofondi

Vantaggi del prodotto

- Fluorescenza naturale
- Eccellenti caratteristiche di lucidatura
- Luer-Lock Tips per applicazioni precise e dirette
- Fluido durante l'applicazione e stabile successivamente
- Radiopaco



Pacchetto starter

4 Siringhe da 1,5 g, 20 Luer-Lock Tips Black
Colori: A1, A2, A3.5, B1 REF 214000

Confezioni Refill

2 Siringhe da 1,5 g, 10 Luer-Lock Tips Black
Colore A1 REF 214001
Colore A2 REF 214002
Colore A3 REF 214003
Colore A3,5 REF 214004
Colore B1 REF 214005

Accessori

60 Luer-Lock Tips Black REF 211477

Luxatemp Glaze & Bond



Lacca fotopolimerizzabile per riparare e sigillare corone e ponti provvisori

Indicazioni: rivestimento e riparazione di corone e ponti provvisori, primer per restauri indiretti realizzati in PEEK/composito e PMMA

Vantaggi del prodotto

- Elevata brillantezza senza lucidatura
- Eccellente adesione con i materiali da restauro
- Elevata resistenza all'abrasione
- Bassa ruvidità superficiale



Confezione


1 Flacone da 5 ml
25 Pennellini REF 211927

Accessori

50 Pennellini REF 110041



TempoCem ID



Cemento adesivo provvisorio trasparente con funzione estetica

Indicazioni: cementazione temporanea di corone, ponti, inlay, onlay temporanei e semi-permanenti, faccette e protesi dentarie implantari provvisorie

Vantaggi del prodotto

- Invisibile sotto il restauro
- Identificabile per una rimozione semplice ed affidabile del materiale in eccesso in un'unica operazione
- Ottima trasparenza per massimi risultati estetici
- Ottima adesione, semplice rimozione
- Semplice da utilizzare e da applicare
- Cementazione provvisoria, affidabilità semi-permanente



Confezione

- 1 Smartmix Syringe da 5 ml
- 20 Smartmix Tips Green

REF 213200

Accessori

- 50 Smartmix Tips Green

REF 110724





TempoCem NE



Cemento adesivo provvisorio a base di ossido di zinco, privo di eugenolo

Indicazioni: Cementazione provvisoria di corone, ponti, inlay e onlay provvisori e definitivi

Vantaggi del prodotto

- Uso universale
- Non influenza i materiali per restauro a base resinosa
- Applicazione diretta nel provvisorio
- Buona adesione e al tempo stesso facile rimozione dei restauri provvisori
- Rimozione del cemento in eccesso facile e pulita
- Adattamento eccezionale grazie allo spessore sottile del film
- Riduce il dolore post-operatorio



Confezione

2 Smartmix Syringes da 5 ml	
20 Smartmix Tips Short	REF 212104
1 Cartuccia da 25 ml	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110272

Accessori

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253

TempoCem



Cemento adesivo provvisorio a base di ossido di zinco, con eugenolo

Indicazioni: cementazione temporanea di corone, ponti, inlay e onlay provvisori e definitivi, e di protesi implantari

Vantaggi del prodotto

- Effetto lenitivo grazie all'eugenolo
- Applicazione diretta nel provvisorio
- Adesività e rimozione ottimali
- Rimozione del materiale in eccesso e facile e pulita



Confezione

2 Smartmix Syringes da 5 ml	
20 Smartmix Tips Short	REF 212129
1 Cartuccia da 25 ml	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110247

Accessori

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253



Protesi permanenti

Soluzioni provvisorie dalle
elevate prestazioni per una
stabilità a lungo termine

Cementi compositi





LuxaCrown



Composito bisacrilico per provvisori dalle elevate prestazioni con stabilità a lungo termine

Indicazioni: restauri di corone e ponti, per ristabilire la forma anatomica, proteggere il dente rimanente nel lungo periodo, ripristinare la funzione masticatoria, eseguire correzioni di tipo estetico

Vantaggi del prodotto

- Affidabile stabilità a lungo termine
- Ampia gamma di applicazioni
- Restauri protesici in una sola seduta
- Eccellente resistenza alla rottura e trasversale
- Eccellente lucidabilità
- Tempo di fotopolimerizzazione ottimale
- Eccellente lavorabilità



Confezione

1 Cartuccia da 50 ml, 15 Automix Tips Blue 10:1	
Colore A1	REF 110970
Colore A2	REF 110971
Colore A3	REF 110972
Colore A3,5	REF 110973
Colore B1	REF 110974
Colore B3	REF 110975
Colore C2	REF 110976
Colore D2	REF 110977

Accessori

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
1 Automix Plunger 50 10:1	REF 110412
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409



PermaCem Universal



Cemento adesivo a polimerizzazione duale

Indicazioni: cementazione permanente di inlay, onlay, corone, ponti, faccette, perni canalari e restauri su abutment implantari

Vantaggi del prodotto

- Universale senza compromessi
- Utilizzo universale. Versatile con silicati e ceramiche a base di ossido così come con metallo e compositi
- Può essere utilizzato con tutti i materiali standard CAD/CAM
- Risultati estetici di prima classe in cinque colori con corrispondenze cromatiche con Try-In Paste
- Forte adesione su una vasta gamma di applicazioni
- Elevata resistenza all'abrasione che consente di ottenere una affidabile qualità dei margini e una lunga durata del restauro
- Rimozione del cemento in eccesso in maniera semplice e agevole e in un unico passaggio

Il partner ideale per una adesione ottimale: LuxaBond Universal (pag. 14)



Confezione

1 Smartmix Syringe da 9 g, 10 Smartmix Tips Short	
Colore A1	REF 213401
Colore A2,5	REF 213402
Colore A4	REF 213403
Colore Transparent	REF 213404
Colore Bleach Light	REF 213405

Accessori

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
------------------------	------------

PermaCem 2.0



Cemento autoadesivo a polimerizzazione duale

Indicazioni: cementazione permanente di inlay, onlay, corone, ponti e perni canalari, cementazione permanente di corone e ponti su abutment implantari

Vantaggi del prodotto

- Soluzione all-in-one
- Facile e rapido da usare senza eseguire attività di mordenzatura o bonding
- Adesione sicura con dente e restauro
- Tollera l'umidità
- Eccezionale forza adesiva su zirconio, ceramiche silicate e ossido di zirconio
- Minimo assorbimento d'acqua
- Consistenza ottimale
- Eccezionale fluidità sotto pressione
- Rimozione del materiale in eccesso semplice e senza sforzi
- Eccellente radiopacità



Confezione

1 Smartmix Syringe da 9 g	
15 Smartmix Tips Short, 5 Smartmix Tips Endo M	
Colore Transparent	REF 213368
Colore A2 Universal	REF 213366
Colore A3 Opaque	REF 213367

Confezione economica

3 Smartmix Syringes da 9 g, 45 Smartmix Tips Short	
15 Smartmix Tips Endo M	
Colore Transparent	REF 213382
Colore A2 Universal	REF 213380
Colore A3 Opaque	REF 213381

Accessori

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
20 Smartmix Tips Endo M	REF 213373



PermaCem Dual



Cemento adesivo a polimerizzazione duale

Indicazioni: cementazione definitiva di corone, ponti, inlay e onlay

Vantaggi del prodotto

- Riduce il tempo di presa grazie alla fotopolimerizzazione
- Uso universale
- Adatto anche per lavori integralmente in ceramica
- Insolubile in ambiente umido
- Spessore ridotto della pellicola per un adattamento eccezionale
- Rimozione facile del materiale in eccesso
- Rilascio continuo di fluoro



Confezione

2 Smartmix Syringes da 10 g	
20 Smartmix Tips Short	REF 212035
1 Cartuccia da 52 g	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110524

Accessori

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253

PermaCem



Cemento adesivo autopolimerizzante

Indicazioni: cementazione definitiva di corone, ponti, inlay e onlay

Vantaggi del prodotto

- Autopolimerizzazione
- Uso universale
- Adatto anche per lavori integralmente in ceramica
- Insolubile in ambiente umido
- Spessore ridotto della pellicola per un adattamento eccezionale
- Rimozione facile del materiale in eccesso
- Rilascio continuo di fluoro



Confezione

2 Smartmix Syringes da 10 g	
20 Smartmix Tips Short	REF 212034
1 Cartuccia da 52 g	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110293

Accessori

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253



Vitique



2018

REALITY
Four Star Award

Adesivo, composito fotopolimerizzabile per faccette

Indicazioni: cementazione definitiva altamente estetica di faccette in ceramica o composito

Vantaggi del prodotto

- Sistema completo di qualità superiore per la cementazione di faccette
- Riproduzione e selezione cromatica eccezionali
- Perfetta corrispondenza cromatica tra Try-In Paste e cemento
- Rimozione facilissima del materiale in eccesso
- Elevata stabilità cromatica
- Supporto funzionale per l'utente



Sistema di cementazione

- 3 Siringhe da 6 g di Esthetic Resin Cement, colori: A2.5, B1, TR
- 3 Siringhe da 3,9 g Try-in Paste, colori: A2.5, B1, Transparent
- 1 Siringa da 2 ml DMG Etching Gel, 1 flacone da 5 ml TECO
- 1 Flacone da 3 ml Vitique Silane Adhesive
- 1 Flacone da 3 ml Vitique Silane Activator

Accessori REF 213080

Kit per cementazione

- 3 Siringhe da 6 g di Esthetic Resin Cement, colori: A2.5, B1, TR
- 3 Siringhe da 3,9 g Try-in Paste, colori: A2.5, B1, Transparent
- 50 Veneer Tips

REF 213081

Kit di accessori

- 1 Siringa da 2 ml DMG Etching Gel, 1 flacone da 5 ml TECO
- 1 Flacone da 3 ml Vitique Silane Adhesive
- 1 Flacone da 3 ml Vitique Silane Activator

Accessori REF 213082

Confezioni Refill

- 1 Siringa da 6 g Esthetic Resin Cement, 10 Veneer Tips
 - Colore A1 REF 213038
 - Colore A2,5 REF 213039
 - Colore A4 REF 213040
 - Colore B1 REF 213041
 - Colore Bleach Light REF 213042
 - Colore Transparent REF 213043
 - Colore White REF 213044
 - Colore Pink REF 213045
- 1 Siringa da 3,9 g Try-in Paste, 10 Veneer Tips
 - Colore A1 REF 213048
 - Colore A2,5 REF 213049
 - Colore A4 REF 213050
 - Colore B1 REF 213051
 - Colore Bleach Light REF 213052
 - Colore Transparent REF 213053
 - Colore White REF 213054
 - Colore Pink REF 213055

Accessori

- 100 Veneer Tips REF 213057

Vitique Silane



Adesivo per ceramiche e cementi compositi

Indicazioni: condizionamento di superfici ceramiche silicate

Vantaggi del prodotto

- Adesione affidabile
- Rapporto di miscelazione 1:1
- Miscelazione sempre fresca grazie ai due componenti separati



Confezione

- 1 Flacone da 3 ml Vitique Silane Adhesive
- 1 Flacone da 3 ml Vitique Silane Activator
- 50 Pennellini
- 1 Portapennello

REF 213118

Flusso di lavoro digitale

Software

Hardware

Resine





DentaMile connect



DentaMile connect è un innovativo sistema software basato su Cloud per la realizzazione di dispositivi dentali come splint occlusali, corone e ponti mediante tecnologia CAD/CAM.

DentaMile connect semplifica il processo di stampa 3D ad un livello tale da consentirne l'integrazione nel lavoro quotidiano di studi dentistici e laboratori odontotecnici.

Vantaggi del prodotto

- Tecnologia basata su Cloud: utilizzo possibile da qualsiasi sede
- Non è richiesta l'installazione di software
- Uso immediato: non è richiesta una formazione specifica
- Apprendimento veloce
- Comunicazione tempestiva
- Rete di collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di produzione
- Veloce assegnazione degli incarichi

Panoramica delle opzioni possibili con DentaMile connect

Funzionalità incluse	Creator	Creator Plus	Designer	Producer
Creazione di dati paziente e upload di file STL	✓	✓	✓	✓
Workflow di progettazione (incluso articolatore virtuale)	✗	✗	✓	✓
Stampa 3D automatizzata	✗	✗	✗	✓
Condivisione e assegnazione dei casi	✓	✓	✓	✓
Connessione con altri utenti DentaMile connect	Una sola ed unica connessione possibile con un titolare di licenza Designer o Producer	Connessioni illimitate con titolari di licenza Designer e Producer	Max. 15 connessioni con titolari di licenza Creator; connessioni illimitate con titolari di licenza Creator Plus e Producer	Connessioni illimitate con titolari di licenza Creator, Creator Plus e Designer
Archivio Cloud	5 GB	5 GB	5 GB	5 GB
Aggiornamenti gratuiti	✓	✓	✓	✓
Assistenza e supporto	✓	✓	✓	✓

Opzioni disponibili

DMG DentaMile connect – Creator
DMG DentaMile connect – Creator Plus
DMG DentaMile connect – Designer
DMG DentaMile connect – Producer

REF 170904
REF 170905
REF 170906
REF 170907



DMG 3Demax



Stampante 3D di elevata precisione e velocità, adatta per un'ampia gamma di applicazioni di stampa 3D in odontoiatria.

Dati tecnici

Dimensioni (L/P/A)

335 x 349 x 541 mm; area di costruzione 130 x 75 x 90 mm; altezza max. dell'oggetto di lavoro 90 mm; Native pixel +/- 34 µm; connessioni WLAN, TCP/IP, USB; peso c. 27 kg

Vantaggi del prodotto

- Adatta per una vasta gamma di applicazioni di stampa 3D in odontoiatria
- Ampia area di costruzione per la realizzazione simultanea di più pezzi
- Velocità di processo eccezionalmente elevata
- Precisione senza compromessi
- Utilizzo semplice e con risparmio di materiale e guida per l'operatore
- Applicazione convalidata e supportata dal software per la creazione di risultati riproducibili su dispositivi odontoiatrici
- Sicurezza garantita grazie all'identificazione automatica del materiale (RFID)
- Connettività intelligente per un'interazione ottimale con DMG 3Dewash e DMG 3Decure
- Compatibile con tutti i programmi standard dentali CAD (file STL)
- Eccellente rapporto qualità-prezzo
- Servizio di assistenza affidabile

Opzioni disponibili

- | | |
|---|------------|
| 1 Stampante DMG 3Demax | REF 170315 |
| 1 Stampante DMG 3Demax con Force Feedback | REF 170355 |

DMG 3Delite



Stampante 3D compatta per un agevole ingresso nei flussi di lavoro digitale.

Dati tecnici

Dimensioni (L/P/A) 335 x 349 x 541 mm; area di costruzione 90 x 60 mm e 30 x 60 mm; altezza max. dell'oggetto di lavoro 70 mm; Native pixel +/- 34 µm; connessioni WLAN, TCP/IP, USB; peso c. 27 kg

Vantaggi del prodotto

- È compatta e consente di risparmiare spazio
- Funzionamento semplice
- Velocità di processo eccezionalmente elevata
- Precisione senza compromessi
- Utilizzo senza spreco di componenti e materiali di consumo
- Due differenti aree di costruzione per un processo di stampa più efficace
- Applicazione convalidata e supportata dal software per la creazione di risultati riproducibili su dispositivi odontoiatrici
- Sicurezza garantita grazie all'identificazione automatica del materiale (RFID)
- Opzione Force Feedback per incrementare la velocità di stampa
- Networking intelligente del flusso di lavoro in combinazione con DMG 3Dewash e DMG 3Decure
- Compatibile con tutti i programmi standard dentali CAD (file STL)
- Eccellente rapporto qualità-prezzo
- Servizio di assistenza affidabile

Opzioni disponibili

- | | |
|--|------------|
| 1 Stampante DMG 3Delite | REF 170314 |
| 1 Stampante DMG 3Delite con Force Feedback | REF 170354 |

Accessori

- | | |
|---|------------|
| 24 Piattaforme di stampa DMG 3Delite, dimensione S | REF 170362 |
| 24 Piattaforme di stampa DMG 3Delite, dimensione L | REF 170363 |
| 24 Cassette per materiali DMG 3Delite, dimensione S | REF 170364 |
| 24 Cassette per materiali DMG 3Delite, dimensione L | REF 170365 |



DMG 3Decure



Unità di fotopolimerizzazione per la polimerizzazione finale come parte di un processo monitorato e controllato.

Dati tecnici

Dimensioni (L/P/A) 230 x 380 x 270 mm;
volume 130 x 75 x 60 mm; tempo di lavorazione a seconda
del materiale; connessioni WLAN/LAN, USB; peso c. 12 kg

Vantaggi del prodotto

- Programmi completamente automatici per la polimerizzazione dei materiali
- Touch-screen da 6 pollici integrato
- Connettività di rete
- Calibrazione semplice con sensore ACCS per verificare la funzionalità del dispositivo
- Illuminazione UV a 360° per una polimerizzazione uniforme
- È possibile posizionarla su DMG 3Dewash per un minore ingombro

Opzioni disponibili

1 Unità di post-elaborazione DMG 3Decure REF 170317

DMG 3Dewash



Unità di pulizia per la pulizia sistematica e standardizzata di oggetti stampati in conformità con le specifiche del produttore per garantire un'elevata sicurezza del processo.

Dati tecnici

Dimensioni (L/P/A) 335 x 460 x 310 mm (incl. swap box);
volume 130 x 75 x 60 mm; tempo di lavorazione da 4
a 8 minuti, a seconda del materiale; materiale di pulizia
alcol isopropilico, alcol metilico, a seconda del materiale;
connessioni WLAN/LAN; peso ca. 8 kg

Vantaggi del prodotto

- Pulizia rapida e completamente automatica
- Nessun contatto con resine appiccicose e detergenti
- Flusso di lavoro certificato
- Controllo con display touch-screen
- Programmi computerizzati per garantire l'uso efficace dei detergenti

Opzioni disponibili

1 Unità di pulizia DMG 3Dewash REF 170316

Accessori

3 Contenitori per la pulizia DMG 3Dewash REF 170340
6 Flaconi da 800 ml LuxaPrint Clean IPA REF 170291
6 Flaconi vuoti da 800 ml LuxaPrint Clean IPA REF 170343



LuxaPrint Ortho Plus



Resina per stampa fotopolimerizzante 3D

Indicazioni: realizzazione di splint e apparecchi ortodontici. Classificato come dispositivo medico di Classe IIa.

Colore: Transparent

Vantaggi del prodotto

- Trasparente chiaro
- Ottimo adattamento
- Non fragile



Confezione

385 nm

1 Flacone da 1000 g, colore Transparent	REF 170211
1 Flacone da 500 g, colore Transparent	REF 170210
1 Flacone da 200 g, colore Transparent	REF 170259

405 nm

1 Flacone da 1000 g, colore Transparent	REF 170213
1 Flacone da 500 g, colore Transparent	REF 170212
1 Flacone da 200 g, colore Transparent	REF 170260

LuxaPrint Ortho



Resina per stampa fotopolimerizzante 3D

Indicazioni: realizzazione di modelli chirurgici individuali di massima precisione e di apparecchi ortodontici. Classificato come dispositivo medico di Classe I.

Colore: Transparent

Vantaggi del prodotto

- Particolarmente adatto alla perforazione di manicotti
- Mascherina di foratura in posizione precisa
- Trasparente e chiaro per un controllo perfetto
- Disinfettabile in autoclave



Confezione

385 nm

1 Flacone da 1000 g, colore Transparent	REF 170207
1 Flacone da 500 g, colore Transparent	REF 170206
1 Flacone da 200 g, colore Transparent	REF 170256

405 nm

1 Flacone da 1000 g, colore Transparent	REF 170209
1 Flacone da 500 g, colore Transparent	REF 170208
1 Flacone da 200 g, colore Transparent	REF 170257



LuxaPrint Ortho Flex



Resina per stampa fotopolimerizzante 3D

Indicazioni: realizzazione di splint dentali flessibili mediante flussi di lavoro digitale. Classificato come dispositivo medico di Classe I.

Colore: Transparent

Vantaggi del prodotto

- Versatile
- Elasticità ottimale
- Infrangibile e con elevata resistenza agli strappi
- Trasparenza quasi naturale
- Facile da pulire



Confezione

385 nm

- 1 Flacone da 1000 g, colore Transparent
- 1 Flacone da 500 g, colore Transparent
- 1 Flacone da 200 g, colore Transparent

REF 170252
REF 170250
REF 170273

LuxaPrint Model



Resina per stampa fotopolimerizzante 3D

Indicazione: produzione di modelli dentali mediante stampa 3D. Il modello stampato è adatto per la produzione di splint termoformati

Colori: Beige, Grey

Vantaggi del prodotto

- Sottilissima struttura superficiale per una perfetta identificazione dei dettagli
- Stabilità dimensionale
- Precisione



Confezione

385 nm / 405 nm

- 1 Flacone da 1000 g, colore Beige
- 1 Flacone da 500 g, colore Beige
- 1 Flacone da 200 g, colore Beige

REF 170201
REF 170200
REF 170264

385 nm / 405 nm

- 1 Flacone da 1000 g, colore Grey
- 1 Flacone da 500 g, colore Grey
- 1 Flacone da 200 g, colore Grey

REF 170293
REF 170292
REF 170294



LuxaPrint Gingiva



Resina per stampa fotopolimerizzante 3D

Indicazione: realizzazione di maschere gengivali per aiutare a simulare lo stato parodontale per modelli di laboratori dentistici o modelli master

Colore: Pink

Vantaggi del prodotto

- Elasticità ottimale
- Elevata resistenza agli strappi
- Stabilità dimensionale affidabile
- Contrazione minima
- Aspetto naturale



Confezione

385 nm

1 Flacone da 1000 g, colore Pink	REF 170241
1 Flacone da 500 g, colore Pink	REF 170240
1 Flacone da 200 g, colore Pink	REF 170278

405 nm

1 Flacone da 1000 g, colore Pink	REF 170286
1 Flacone da 500 g, colore Pink	REF 170287
1 Flacone da 200 g, colore Pink	REF 170288

LuxaPrint Tray



Resina per stampa fotopolimerizzante 3D

Indicazione: produzione di portaimpronte personalizzati. Classificato come dispositivo medico di Classe I.

Colore: Turchese

Vantaggi del prodotto

- Rapidità di stampa
- Estrema stabilità
- Ottimo adattamento



Confezione

358 nm / 405 nm

1 Flacone da 1000 g, colore Turchese	REF 170205
1 Flacone da 500 g, colore Turchese	REF 170204
1 Flacone da 200 g, colore Turchese	REF 170266



LuxaPrint Cast



Resina per stampa fotopolimerizzante 3D

Indicazione: produzione di modelli in resina colata combustibili senza residui (ad es. strutture per protesi, corone e ponti)

Colore: Dark Red

Vantaggi del prodotto

- Sottile struttura della superficie
- Stabilità dimensionale
- Facile da colare (senza incrinature)



Confezione

385 nm / 405 nm

1 Flacone da 1000 g, colore Dark Red	REF 170203
1 Flacone da 500 g, colore Dark Red	REF 170202
1 Flacone da 200 g, colore Dark Red	REF 170262

Tabelle e panoramiche

Quali materiali utilizzare e in quali situazioni

Dati tecnici

Dispenser e cannule

Index





Prevenzione e infiltrazione

Quali materiali utilizzare e in quali situazioni

		Flairesse Pasta	Flairesse Gel	Flairesse Foam	Flairesse Varnish	Icon Proximal	Icon Vestibular
Pulizia		■					
			■	■			
					■		
					■		
Carie-- superficie intatta	E1	■	■	■	■	■	■
	E2	□	□	□	■	■	■
	D1					■	■
Estetica	Fluorosi						■
	White spot di origine cariogena						■
	Macchie di origine idiopatica						■
	Macchie di origine traumatica						■

■ ■ Uso altamente raccomandato

□ □ Uso raccomandato in presenza di condizioni particolari



Restauri diretti: materiali per restauro

Quali materiali utilizzare e in quali situazioni

	Constic	Ecosite Bulk Fill	Ecosite Elements	EcuSphere Shape	EcuSphere Carat	EcuSphere Flow	Ionosit Baseline	LuxaCore Z Dual
Classe I	■	■	■	■	■	■		
Classe II		■	■	■	■			
Classe III	■		■	■	■	■		
Classe IV			■	■	■	■		
Classe V	■	■	■	■	■	■		
Inlay/onlay diretti			■		■			
Faccette dirette			■					
Denti decidui	■	■	■			■		
Sigillatura di fessure	■	■	■			■		
Sottofondo di cavità	■		■			■	■	
Carie della radice	■		■			■		
Preparazione a tunnel	■		■			■		
Minimamente invasivi	■		■			■		
Restauri di provvisori	■		■			■		
Ricostruzione di monconi		■	■			■		■
Tipo di materiale	Composito	Composito nano-ibrido	Composito nano-ibrido	Composito ibrido	Composito ibrido	Composito	Comonomero	Composito
Numero di colori	6	3		12	4	4	1	3
Colore	A1, A2, A3, A3.5, B1, Opaque White	Light, Universal, Contrast	B1, A2, A3, A3.5, A4, EB, EL, EM, ED, OA2 e INC, W, B	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1	A1, A2, A3, A3.5	A1, A2, A3, A3.5	B2	Opaque Light, A3, Blue
Tempo di polimerizzazione	20 s	20 s	20 s	20 s	20 s	20 s	20 s	40 s
Fotopolimerizzazione	■	■	■	■	■	■	■	■
Autopolimerizzazione								■
Radiopaco	■	■	■	■	■	■	■	■
Confezione	Luer-Lock Siringa da 2 g	Siringa da 4 g, Safetip da 0,25 g	Siringa da 4 g Safetip da 0,25 g	Siringa da 3 g, Safetip da 0,3 g	Siringa da 3 g, Safetip da 0,3 g	Luer-Lock Siringa da 1,5 g	Saferinge da 0,33 g, Luer-Lock Syringe da 1,5 g	Smartmix Syringe da 9 g Automix Cartridge da 48 g



Restauri diretti: adesivi

Quali materiali utilizzare e in quali situazioni

		LuxaBond Total Etch	LuxaBond Universal	Ecosite Bond	Contax	Contax + Activator
Tecnica	Total-etch	■	■	■		
	Self-etch		■	■	■	■
Per la cementazione adesiva di	Materiali per restauro fotopolimerizzabili	■	■	■	■	
	Materiali per restauro autopolimerizzanti e a polimerizzazione duale	■	■			■
Modalità di polimerizzazione dell'adesivo	Fotopolimerizzazione			■	■	■
	Polimerizzazione duale	■	■			
Da usare in combinazione con i prodotti DMG	Ecosite Elements	■	■	■	■	
	Ecosite Bulk Fill	■	■	■	■	
	EcuSphere	■	■	■	■	
	Ionosit Baseline	■	■	■	■	
	Vitique	■	■	■	■	
	PermaCem	■	■			■
	PermaCem Dual	■	■			■
	PermaCem Universal	■	■			
	LuxaCore Z Dual	■	■			■
Restauri diretti	Ricostruzione di monconi	■	■	■		■
	Otturazioni dirette in composito	■	■	■	■	■
	Cementazione adesiva di faccette		■			
	Canale radicolare	■	■			
	Cementazione di restauri indiretti	■	■		■	■



Restauri protesici: temporanei e semi-permanenti

Quali materiali utilizzare e in quali situazioni

	Luxatemp Star	Luxatemp Fluorescence	Luxatemp Plus	Luxatemp Solar	LuxaFlow Star	Luxatemp Glaze & Bond	LuxaCrown
Corone e ponti provvisori	■	■	■	■			
Inlay e onlay provvisori	■	■	■	■			
Corone parziali provvisorie	■	■	■	■			
Faccette provvisorie	■	■	■	■			
Provvisori a lungo termine	■	■	■	■			■
Per corone e ponti semi-permanenti							■
Restauri provvisori a lungo termine ad alta complessità							■
Miglioramento e restauro dei provvisori in bisacrilato					■		
Piccole otturazioni (cavità di classe III, IV, V)					■		
Otturazioni minimamente invasive					■		
Sottofondi					■		
Sigillatura delle superfici						■	
Riparazione di corone e ponti provvisori					■	■	
Tipo di materiale	Bis-acrilato	Bis-acrilato	Bis-acrilato	Bis-acrilato	Composito	Materiale monocomponente a base di metacrilati multifunzionali	Composito semi-permanente



Cementi: provvisori e permanenti

Quali materiali utilizzare e in quali situazioni

		PermaCem 2.0	PermaCem Universal	PermaCem	PermaCem Dual	Vitique	LuxaCore Z Dual	TempoCem NE	TempoCem	TempoCem ID
Permanente		■	■	■	■	■	■			
	Provvisori a lungo termine									■
	Provvisori							■	■	■
Indicazioni	Corone/ponti	■	■	■				■	■	■
	Inlay/onlay	■	■	■				■	■	■
	Faccette		■			■				■
	Perni canalari	■	■				■			
	Abutment implantari	■	■					■		■
Cementazione	Adesivo		■	■		■	■			
	Auto-adesivo	■								
	Ritentivo							■	■	■
Tipo di materiale	Composito	■	■			■	■			■
	Compomero			■						
	Ossido di zinco							■	■	
Modalità di polimerizzazione	Fotopolimerizzazione	■	■		■	■	■			■
	Autopolimerizzazione	■	■	■	■		■	■	■	■
Numero di colori		3	5	1	1	8	3	1	1	1
		A2 Universal, A3 Opaque, Transparent	A1, A2.5, A4, Transparent, Bleach Light			A1, A2.5, A4, B1, BL, TR, White, Pink	Opaque Light, A3, Blue			



Cementi: provvisori e permanenti

Quali materiali utilizzare e in quali situazioni

		PermaCem 2.0	PermaCem Universal	PermaCem	Vitique	TempoCem NE	TempoCem	TempoCem ID	
Metallo/a base di metallo	Inlay	■	□	□		■	■	■	
	Onlay	■	□	□		□	□	■	
	Corone/ponti	■	□	□		■	■	■	
	Perni canalari	■							
	Su abutment implantari	■					□	■	
Ceramiche silicate (es. disilicato di litio, feldspato)	Inlay	□	□	□		■	■	■	
	Onlay	□	□	□		□	□	■	
	Corone/ponti	■	□	□		■	■	■	
	Faccette		□	□	■			■	
Ossiceramica (ossido di zirconio/ ossido di alluminio)	Corone/ponti	■	□	□		■	■	■	
	Perni canalari	■							
	Su abutment implantari	■					□	■	
Restauro in composito	Inlay	□	□	□		■	■	■	
	Onlay	□	□	□		□	□	■	
	Corone	■				■	■	■	
	Perni canalari	■							
	Faccette		□	□	■			■	
		■ ■ ■	Uso altamente raccomandato						
		□ □ □	Uso raccomandato in presenza di condizioni particolari						



Impronte

Quali materiali utilizzare e in quali situazioni

	Honigum Pro Light	Honigum Pro Mono	Honigum Pro Heavy	Honigum Pro Putty	Honigum Light	Honigum Mono	Honigum Heavy	Honigum Putty	Silagum Light	Silagum Medium	Silagum Mono	Silagum Putty	LuxaForm	StatusBlue
Impronta di corone e ponti	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Impronta di inlay e onlay	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Impronta per impianti			■				■							
Impronta di fissaggio			■				■							
Impronta funzionale		■				■				■	■			
Indicazione di aree di frizione		■				■				■				
Impronte di situazione														■
Impronte di ribasatura										■				
Impronte per la realizzazione di provvisori													■	■
Impronte per la realizzazione di mascherine termoformate														■
Modelli di arcate antagoniste														■
Realizzazione di modelli														■



Dati tecnici, Honigum Pro

		Honigum Pro Light	Honigum Pro Mono	Honigum Pro Heavy	Honigum Pro Putty										
Viscosità		Bassa viscosità	Viscosità media	Viscosità elevata	Viscosità elevata										
Comportamento di presa	Polimerizzazione normale	■	■	■	■										
	Polimerizzazione rapida	■	■	■											
Tecnica	Monofase		■												
	Doppia miscelazione	■	■	■	■										
	Correzione	■		■	■										
Materiale per siringa		■													
Resistenza all'inserimento	Basso	■													
	Medium		■	■	■										
Dati tecnici		Honigum Pro													
		Light		Mono				Heavy				Putty			
		Fast		Fast		Fast		Fast		Fast		Soft	Soft Fast	Rigid Fast	
ml		50	50	380	380	50	50	380	380	50	50	380	450×2	450×2	450×2
Tempo di miscelazione [min]													00:30	00:30	00:30
Tempo di lavorazione intraorale [min]	≤	≤		≤	≤	≤	≤								
	01:00	00:30		01:00	00:30	01:00	00:30								
Tempo di lavorazione [min]	≤	≤		≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤	≤
	02:45	01:30		02:45	01:30	02:45	01:30	02:45	01:30	02:45	01:30	01:45	03:15	01:45	01:45
Tempo di presa intraorale [min]	≥	≥		≥	≥	≥	≥	≥	≥	≥	≥	≥	≥	≥	≥
	03:15	02:00		03:15	02:00	03:15	02:00	03:15	02:00	03:15	02:00	03:15	03:15	01:45	01:45
Variazione dimensionale dopo 24 ore [%]	≤ 0,35	≤ 0,35		≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Deformazione residua [%]	≤ 0,25	≤ 0,25		≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,6	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Durezza Shore A	≈ 48	≈ 48		≈ 56	≈ 56	≈ 56	≈ 56	≈ 68	≈ 68	≈ 68	≈ 68	≈ 66	≈ 62	≈ 62	≈ 70
Deformazione sotto pressione [%]	≈ 4,0	≈ 4,0		≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 1,8	≈ 1,8	≈ 2,0	≈ 2,0	≈ 2,0	≈ 2,2	≈ 2,2	≈ 1,7
Colore															



Dati tecnici, Honigum

		Honigum Light		Honigum Mono		Honigum Heavy				Honigum Putty			
		 		 		   				   			
		Fast				Fast		Fast		Soft		Soft Fast	Rigid Fast
ml		50	50	380	50	380	380	50	50	380	450×2	450×2	450×2
	Tempo di miscelazione [min]										00:30	00:30	00:30
Tempo di lavorazione [min]		02:15	01:30	02:00	02:15	02:15	01:15	02:00	01:15	01:45	03:15	01:45	01:45
Tempo di presa intraorale [min]		03:30	02:00	03:15	02:30	03:15	02:00	03:15	02:00	03:15	03:15	01:45	01:45
Variazione dimensionale dopo 24 ore [%]		≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Deformazione residua [%]		≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,7	≤ 0,7	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,6	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Durezza Shore A		≈47	≈47	≈47	≈47	≈67	≈67	≈67	≈67	≈66	≈62	≈62	≈70
Deformazione sotto pressione [%]		≈4,5	≈3,9	3,0-5,5	3,0-5,5	≈1,4	≈1,4	≈1,4	≈1,4	≈2,0	≈2,2	≈2,2	≈1,7
Colore													



Automix Dispenser

Automix Tips

Dispenser per cartucce da 25 ml, rapporto di miscelazione 1:1

 Type 25 1:1 REF 110253	Adatto per LuxaCore Z Dual Silagum Comfort	Automix Tips Yellow 1:1 50 × REF 909200 	Intraoral Tips Yellow* 50 × REF 909201 
	Adatto per LuxaCore Z Dual	Automix Tips Endo L 20 × REF 110963 	Endo Tips Yellow 50 × REF 212280 
	Adatto per TempoCem TempoCem NE PermaCem PermaCem Dual	Automix Tips Blue 1:1 50 × REF 110266 100 × REF 110267 	

Dispenser per cartucce da 50 ml, rapporto di miscelazione 1:1

 Type 50 1:1 REF 909507	Adatto per Honigum Pro Light/Light Fast/Light Scan Honigum Light/Light Fast Silagum Light/Light Fast Silagum Mono Silagum Medium/Medium Fast	Automix Tips Yellow 1:1 50 × REF 909200 	Intraoral Tips Yellow* 50 × REF 909201 
	Adatto per Honigum Pro Mono Fast Honigum Pro Heavy/Heavy Fast Honigum Pro Scan Heavy Honigum Mono Honigum Heavy/Heavy Fast	Automix Tips Green 1:1 50 × REF 909490 	Intraoral Tips Transparent 50 × REF 909400 
	Adatto per O-Bite/O-Bite Scan Silagum Comfort	Automix-Tips Pink 1:1 50 × REF 909202 	Conturation Tips 50 × REF 909203 

Dispenser per cartucce da 50 ml, rapporto di miscelazione 10:1 / 4:1

 Type 50 10:1 REF 110411	Adatto per Luxatemp Plus Luxatemp Solar Luxatemp Star Luxatemp Fluorescence LuxaCrown LuxaPick-up	Automix Tips Blue 10:1 45 × REF 110409 	
	Adatto per LuxaBite	Automix Tips Yellow 10:1 25 × REF 110609 	
	Adatto per StatusBlue	Automix Tips Pink 4:1 25 × REF 909797 	

*Non adatto per Silagum Comfort



MixStar Tips

MixStar eMotion		
	Unità di miscelazione 230 V Int. REF 900480	
	Adatto per Honigum Pro Mono Honigum Pro Heavy Honigum Pro Heavy Fast Honigum Pro Putty Honigum Putty Honigum Pro Scan Heavy	MixStar Tips Blue 50 x REF 903334 
	Adatto per Honigum Mono Honigum Heavy Honigum Heavy Fast Silagum Putty Soft StatusBlue	MixStarTips White 50 x REF 909567 



Cannule

Per siringhe e Smartmix

Smartmix Tips Green-Blue

REF 110990 (50 unità)



Adatto per
Luxatemp Star
Luxatemp Fluorescence

Smartmix Tips Short

REF 212040 (50 unità)



Adatto per
TempoCem NE
TempoCem
PermaCem Universal
PermaCem 2.0
PermaCem Dual
PermaCem

Smartmix Tips Combi

REF 212042 (50 unità ciascuno)



Adatto per
LuxaCore Z Dual

Smartmix Tips Combi

REF 212041 (50 unità ciascuno)



Adatto per
LuxaCore Z Dual

Smartmix Tips Green

REF 110724 (50 unità)



Adatto per
TempoCem ID

Smartmix Tips Endo M

REF 213373 (20 unità)



Adatto per
PermaCem 2.0

Smartmix Tips Endo L

REF 213083 (20 unità)



Adatto per
LuxaCore Z Dual

Veneer Tips

REF 213057 (100 unità)



Adatto per
Vitique

Luer-Lock Tips White

REF 109942 (50 unità)



Adatto per
DMG Etching Gel

Luer-Lock Tips Black

REF 211477 (60 unità)



Adatto per
LuxaFlow Star
Ionosit Baseline
EcuSphere Flow

Luer-Lock Tips Silver

REF 220712 (20 unità)



Adatto per
Concise



Simboli DMG per il tipo di confezione



MixStar



Automix



Smartmix



Siringa parallela



Siringa I



Siringa II



Saferinge



Safetip



Retraction Paste



Safetip Dispenser



Single-use unit I



Single-use unit II



Applicap



Perno canalare



Dischi



Tub I



Tub II



Tubo



Flacone

Index

Automix Dispenser 61
Cannule 63
Constic 11
Contax 16
DeltaFil 13
DentaMile connect 44
DMG 3Decure 46
DMG 3Delite 45
DMG 3Demax 45
DMG 3Dewash 46
DMG Etching Gel 18
DMG MiniDam 7
DMG Retraction Paste 28
DMG Tray Adhesive 31
Ecosite Bond 15
Ecosite Bulk Fill 11
Ecosite Elements 10
EcuSphere Carat 12
EcuSphere Flow 12
EcuSphere Shape 13
Flairesse Gel/Foam 6
Flairesse Pasta 6
Flairesse Varnish 7
Honigum Heavy 23
Honigum Light 22
Honigum Mono 23
Honigum Pro Heavy 21

Honigum Pro Light 20
Honigum Pro Mono 20
Honigum Pro Putty 21
Honigum Pro Scan 22
Honigum Putty 24
Icon Approssimale 8
Icon Vestibular 8
Ionosit Baseline 14
LuxaBite 28
LuxaBond Total Etch 15
LuxaBond Universal 14
LuxaCore Z Dual 16
LuxaCore Z Post System 17
LuxaCrown 39
LuxaFlow Star 35
LuxaForm 27
LuxaPick-up 30
LuxaPost 17
LuxaPrint Cast 50
LuxaPrint Gingiva 49
LuxaPrint Model 48
LuxaPrint Ortho 47
LuxaPrint Ortho Flex 48
LuxaPrint Ortho Plus 47
LuxaPrint Tray 49
Luxatemp Fluorescence 33
Luxatemp Glaze & Bond 35

Luxatemp Plus 34
Luxatemp Solar 34
Luxatemp Star 33
MixStar eMotion 31
MixStar Tips 62
O-Bite 29
O-Bite Scan 29
PermaCem 41
PermaCem 2.0 40
PermaCem Dual 41
PermaCem Universal 40
Safetip Dispenser 18
Safetip Dispenser Pro 18
Silagum Comfort 30
Silagum Light 24
Silagum Medium 25
Silagum Mono 25
Silagum Putty 26
Silagum Putty Soft 26
StatusBlue 27
TempoCem 37
TempoCem ID 36
TempoCem NE 37
Vitique 42
Vitique Silane 42

