



THUASNE

THUASNE SCANDINAVIA AB

**ORTOPEDTEKNISKT
SORTIMENT**

2024



XLR8 Walker
sid 30

ORTOPEDTEKNISKA PRODUKTER

Thuasne är en av världens ledande tillverkare av ortopedtekniska produkter. Genom att aktivt förvärva nya innovativa företag och kombinera dessa med företagets långa erfarenhet och kunskap inom tillverkningsteknik kan vi erbjuda produkter av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

I Sverige representeras Thuasne-koncernen av dotterbolaget Thuasne Scandinavia AB. Kontoret är placerad i Nacka, strax utanför Stockholm, och har ca 40 pågående avtal avseende ortopedtekniska hjälpmedel, medicinsk kompression och externa bröstproteser med regioner i Sverige.

Vi arbetar med distributörer i Danmark, Finland och Norge och driver Thuasne Rehabbutiken, en centralt belägen butik i Stockholm med tre anställda där vi bland annat provar ut bröstproteser på uppdrag av Region Stockholm sedan 2008.

THUASNE

är en 176 år ung koncern

Thuasne grundades 1847 i Saint-Etienne, Frankrike, och är än idag ett familjeägt bolag. Sedan 1990 har man fokuserat på att etablera sig på den internationella marknaden – med stor framgång.

Genom att kombinera vår långa produktionstekniska erfarenhet med den senaste teknologin kan vi tillverka avancerade, funktionella och moderna ortopedtekniska produkter till konkurrenskraftiga priser.

THUASNE idag...



2 700
anställda



Omsättning ca
250 M€
2021



Mer än
50% av försäljningen
sker internationellt



Kommersiell närvaro i
85 länder



14
produktionscentrum,
alla i Europa och USA



22,000
B2B kunder



30 till 40
nya produktansökringar
varje år



En ortos från Thuasne säljs
varannan sekund
någonstans i världen



15 miljoner km
tråd



5 700 km
textila tyger produceras varje år

INNEHÅLL

Beställ via vår webbshop	6
Knä	8
Ankel	24
Fot	32
Nacke	40
Rygg	44
Mage	50
Hand & Finger	54
Armbåge	60
Axel	62
Knit-Rite	66
Refit	67

Alla medicintekniska produkter som nämns i detta dokument är CE-märkta i enlighet med förordning 2017/745 om medicintekniska produkter. Vissa produkter är även UKCA-märkta enligt förordning S.I 2002/618 om medicintekniska produkter.

De medicintekniska produkterna i detta dokument klassificeras som CE klass I. Vänligen kontakta Thuasne om du behöver ytterligare information om produktklassificering.

Läs noggrant igenom bruksanvisning, indikationer och kontraindikationer för respektive produkt. De främsta indikationerna finns på produktsidorna. Den fullständiga listan över alla medicinska indikationer finns specificerade i bruksanvisningarna.

De flesta av produkterna har instruktionsvideos på YouTube.

 Thuasne France
120, rue Marius Auphan
92300 Levallois-Perret
Frankrike

Thuasne Deutschland GmbH
Im Steinkamp 12
30938 Burgwedel
Tyskland

Thuasne USA
4615 Shepard Street
Bakersfield, CA 93313
USA

Vi är experter på textilier för medicinskt bruk

Vi har arbetat med textila produkter sedan **1847** och har den kunskap och erfarenhet som krävs för att erbjuda effektiva, komfortabla och pålitliga textila ortoser.

Våra textila ortoser har en pålitlig kompressiv förmåga som ger proprioceptiv effekt, minskar svullnad och ökar blodcirkulationen.


Ortoser från Thuasne uppskattas särskilt av patienten eftersom de är anatomiskt utformade och tillverkade i stickade material utan onödiga tillsatser och som andas effektivt.



Integrerade silikonrådar
håller ortosen på plats



Ventilerad stickning
ökar andningsförmågan




Tät stickning
ökar kompressionen och ger hög slitstyrka



Integrerade dragflikar
förenklar påtagningen



Särskilda stickningstekniker
för ökad rörelsefrihet



Integrerade komfortzoner
i exempelvis knäveck och armbåge ökar komforten.

BESTÄLL ENKELT

direkt i vår webbshop


Du hittar vårt sortiment av ortopedtekniska hjälpmedel i vår webbshop. Alla beställningar skickas i regel redan samma dag.

- 1** Skapa ett konto: <https://partner.thuasne.com>
- 2** Lägg artiklar i din varukorg.
- 3** Genomför beställningen.

I vår webbshop ser du lagerstatus för alla artiklar och du får tillgång till order- och fakturahistorik. Nya funktioner läggs till kontinuerligt.

TÄNK PÅ... Om du gör din beställning innan 09:00 hinner den oftast skickas från vårt lager redan samma dag.





Since 1847 Allt inom ortoser och stöd



SVENSKA / SEK / INKL. MOMS LOGGA IN

ORTOPEDI
BRÖSTPROTESER & BH
LYMFOLOGI
KOMPRESSION
KONTAKT
KÖPVILLKOR
VÅR BUTIK

0 SÖK 0 VARUKORG

Välkommen till Thuasne Rehabbutikens webbshop!

Oavsett om du behöver ett förebyggande stöd, lindra värk eller befinner dig i slutet av en rehabiliteringsfas så kan vi erbjuda dig en perfekt lämpad produkt av mycket hög kvalitet.

Thuasne är en av världens största tillverkare av ortopediska hjälpmedel. I denna webbshop fokuserar vi på stödjande produkter för idrottsrehabilitering till idrottsutövare på alla nivåer, samt stödjande och stabiliserande ortoser som inte kräver ordination av sjukvårdspersonal. Med över 170 års erfarenhet och gedigen medicinteknisk expertis kommer du att uppskatta den höga kvalitet som kännetecknar våra produkter.

oka tid för
prouvning av
östproteser

ckla här

Förskrivare
som beställer
till patient

Klicka här

Läs mer om vår
butik i centrala
Stockholm

Klicka här

Produkter för idrottsrehabilitering

KNÄ

Vilken ortos
för vilken indikation?

LIGAMENTINSTABILITET

Vilken indikation?

Lätt
till måttlig
ledbandsskada

Måttlig till svår
ledbandsskada

Svår ledbandsskada

Vilken aktivitetsnivå?

● ● ● ○

● ● ○ ○

● ● ● ○

Semi-rigid ortos

Rigid ortos

● ● ● ○

● ● ● ○

● ● ● ○

● ● ● ●

Ligastrap® Genu

Remsystem



sida
11

Genu Dynastab®

Skenor
+ patellapelott



sida
14

Genu Ligaflex®

Lång och kort
version



sida
14

GenuStart® ROM

Med ROM-kontroll



sida
16

Genu Ligaflex® ROM



sida
16

Rebel®

Med ROM-kontroll



sida
17

Rebel® Standard



sida
17

Rebel® Pro

Finns med
framkastare



sida
17

Låg ● ○ ○ ○
Moderat ● ● ○ ○
Hög ● ● ● ○
Intensiv ● ● ● ●

TRAUMATOLOGI / LIGAMENTINSTABILITET

Post-op/akut
rehabilitering

Post-op/
immobilisering

Post-traumatisk

● ○ ○ ○

ROM-R

Immobilisering +
ROM kontroll



sida
23

Genuimmo®

Strikt
immobilisering,
sårbehandling



sida
21

Ligaflex® Immo

Strikt
immobilisering



sida
21

KNÄ

Vilken ortos
för **vilken** indikation?

Mild ● ○ ○
Moderat ● ● ○
Hög ● ● ●



*PFPS (Patello-Femoral Pain Syndrome)



GenuSoft

Elastiskt knästöd med proprioceptiv funktion

232003

INDIKATION

- Smärta i knä och/eller svullnad.
- Proprioceptivt stöd för rehabilitering.



Höjd
20 - 22 cm



EGENSKAPER

Kompression & proprioceptiv effekt: tack vare den kompressiva stickningen (15-20 mmHg).

Komfort: anatomisk elastisk stickning med komfortzoner över patella och i poplitealområdet.

1	32 - 34 cm
2	35 - 37 cm
3	38 - 41 cm
4	42 - 45 cm
5	46 - 49 cm



GenuAction

Elastiskt knästöd med proprioceptiv funktion

232503

INDIKATION

- Smärta i knä och/eller svullnad.
- Proprioceptivt stöd för rehabilitering.



Höjd
23 - 25.5 cm



EGENSKAPER

Kompression & proprioceptiv effekt: tack vare den kompressiva stickningen (20-36 mmHg).

Komfort: anatomisk elastisk stickning med komfortzoner över patella och i poplitealområdet.

Tillgänglig i SizeO
för barn

0	28 - 31 cm
1	32 - 34 cm
2	35 - 37 cm
3	38 - 41 cm
4	42 - 45 cm
5	46 - 49 cm
6	50 - 53 cm



GenuExtrem

Förstärkt elastiskt knästöd med proprioceptiv funktion

232102

INDIKATION

- Smärta i knä och/eller svullnad.
- Förstärkt stöd med flexibla laterala skenor.
- Proprioceptivt stöd för rehabilitering.



Höjd
23.5 - 25.5 cm



EGENSKAPER

1 Kompression & proprioceptiv effekt: tack vare den kompressiva stickningen (20-36 mmHg).

2 Stöd: flexible laterala skenor.

3 Komfort: anatomisk elastisk stickning med komfortzoner över patella och i poplitealområdet.

4 Enkel påtagning: patenterade dragflikar.

1	32 - 34 cm
2	35 - 37 cm
3	38 - 41 cm
4	42 - 45 cm
5	46 - 49 cm
6	50 - 53 cm



Ligastrap® Genu

Knästöd med stabiliserande remsystem

217003

INDIKATIONER

- Ledinstabilitet/laxitet.
- Återupptagande av idrottsaktivitet.



Höjd
30 - 33 cm



EGENSKAPER

Stabilisering av ligament: dubbla remmar samt flexibla skenor på sidorna.

Kompression och proprioceptiv effekt: med hjälp av kompressivt stickat material (kompression: 20-36 mmHg).

Komfort: anatomiskt formad elastisk stickning med integrerade komfortzoner över patella och i popliteala området.

Fäste: integrerad antiglid-yta motverkar att stödet glider.

Enkel påtagning: numrerade remmar och patenterade dragflikar underlättar påtagningen.

1	32 - 34 cm
2	35 - 37 cm
3	38 - 41 cm
4	42 - 45 cm
5	46 - 49 cm
6	50 - 53 cm



GenuPro Comfort

Elastiskt patellastödjande knästöd

234604

INDIKATION

- Smärta i knäet
- Mild patellar instabilitet
- Patellarsenetendinit ("jumpers knee")
- Svullnad i knäet
- Begynnande eller mild smärta relaterad till artros i knäet



Höjd
31 - 35 cm



0	35 - 37 cm	29.5 - 32 cm
1	37 - 41 cm	32 - 34.5 cm
2	41 - 45 cm	34.5 - 37 cm
3	45 - 50 cm	37 - 39.5 cm
4	50 - 55 cm	39.5 - 42 cm
5	55 - 61 cm	42 - 44.5 cm
6	61 - 67 cm	44.5 - 47 cm

EGENSKAPER

1 Patellastödjande: AirFlex pelott som formar sig efter patella tack vare struktur stor flexibilitet.

Kompressiv och proprioceptiv effekt: tack vare kompressiv stickning och elastiska trådar motsvarande medicinsk kompressionsklass 2 (23-32 mmHg).

2 Stöd: flexibla laterala skenor med antihalk.

3 Mjuk och komfortabel: Mjuka trådar av viskos* samt integrerade komfortzoner med hög andningsförmåga i popliteaområdet.

4 Enkel att använda: anatomiskt formad stickning med integrerade komfort-zoner och patenterade dragflikar för enkel påtagning.

Produktvideo finns på YouTube

*Soft & Care: Tecni'sens EH2798 study for Thuasne-February 2019. Enkel påtagning and removal, Komfort, softness and purchase intention for the Thuasne Soft&Care class 3 product

SYNCRON
MED
ORTHOPÄDISCHE ERZEUGNISSE



Extra pelott kan beställas separat

Syncro S490 Medilux

Patellaortos

S490

INDIKATION

- Patella luxation
- Retropatellära smärttillstånd

EGENSKAPER

- Neopren
- Lateral pelott
- Elastiskt dragband för ökat pelottryck
- Värmande



1	28 - 32 cm
2	32 - 36 cm
3	36 - 40 cm
4	40 - 45 cm
5	45 - 50 cm
6	50 - 55 cm



V ≠ H



Genu-GO Silistab®

Elastiskt patellastödjande knästöd

234301 (öppen) / 234201 (sluten)

INDIKATION

- Anterior knäsmärta eller vid patella.
- Lätt patellär instabilitet.
- Patellar tendinit.
- Knäsmärta med inslag av ödem (svullnad).
- Knäartros (mild till måttlig).

EGENSKAPER


Patellastöd: pelott hjälper till att stödja patella.

Kompression och proprioceptiv effekt: med hjälp av kompressivt stickat material (kompression: 23-32 mmHg).

Stöd: flexibla laterala stöd och antiglid-material för förbättrat grepp.

Användarvänlighet och stabilitet: anatomiskt formad och elastisk stickning med integrerade komfortzoner, antiglidyta och dragflikar.

Bilateral modell.



	0	1	2	3	4	5	6
	35 - 37 cm	37 - 41 cm	41 - 45 cm	45 - 50 cm	50 - 55 cm	55 - 61 cm	61 - 67 cm
	29.5 - 32 cm	32 - 34.5 cm	34.5 - 37 cm	37 - 39.5 cm	39.5 - 42 cm	42 - 44.5 cm	44.5 - 47 cm



Patella Reliever

Semirigid patellaortos med realignmentfunktion

234801

INDIKATION

- Femoropatellär osteoartrit (mild till måttlig).
- Anterior knä- eller patellarelaterad smärta.
- Patellainstabilitet.
- Patellaluxation och subluxation.
- Avvikande patellaförskjutning (patella alta).
- Femoropatellära smärtsyndrom och/eller patellainstabilitet.
- Postoperativ användning (efter rekonstruktion av mediala patellofemorala ligament, lateral avlastning).

EGENSKAPER

Realignment av patella: halvmåneformad pelott med justerbar rem som applicerar tryck på patella.

Ligamentsstabilisering: två laterala aluminiumskenor.

Kompression & proprioceptiv effekt: tack vare den kompressiva stickningen.

Komfort: anatomiskt formad stickning med integrerade komfortzoner.

Fästförmåga: integrerade silikontrådar vid ortosens övre del hjälper till att hålla ortosen på plats.

Enkel påtagning: patenterade dragflikar.

Tillgänglig i höger och vänster modell.



	1	2	3	4	5	6
	32 - 34 cm	35 - 37 cm	38 - 41 cm	42 - 45 cm	46 - 49 cm	50 - 53 cm



Integrerad silikonpelott



▶ Produktvideo finns på YouTube



Patellar bandage

230401

INDIKATION

- Inflammation och tendinopati i patellarleden eller ligamentet.
- Lätt patellär instabilitet.
- Smärta anteriort på knäet eller vid patellan.

EGENSKAPER

Patellastöd: riktat tryck över patellarsenan.

Proprioceptiv effekt: silikoninlägg med struktur ger en masserande effekt.



Universal size
26 - 50 cm



Genu Dynastab®

Semirigid ligamentortos

237006

INDIKATION

- Konservativ behandling av ligamentsskador i knäet (lindrig till måttlig stukning).

EGENSKAPER

Ligamentstabilisering: två rigida aluminiumskenor biaxial led samt tre stabiliserande remmar.

Patellastöd: anatomiskt utformad pelott.

Kompression & proprioceptiv effekt: tack vare den kompressiva stickningen.

Komfort: anatomiskt formad stickning med integrerade komfortzoner över patella och poplitealområdet.

Fästförmåga: integrerade silikontrådar vid ortosens övre del hjälper till att hålla ortosen på plats.

Enkel påtagning: patenterade dragflikar.



1	32 - 34 cm
2	35 - 37 cm
3	38 - 41 cm
4	42 - 45 cm
5	46 - 49 cm
6	50 - 53 cm



Höjd
33 cm



Genu Ligaflex®

Ligamentortos med TM5-led

237505 (Öppen) / 237506 (Sluten)

INDIKATION

- Konservativ behandling av ligamentsskador i knäet (måttlig stukning).

EGENSKAPER

1 Ligamentstabilisering: två rigida aluminiumskenor med vår unika TM5-led som imiterar knäets naturliga rörelse vid gång* samt fyra stabiliserande remmar.

Patellastöd: anatomiskt utformad pelott (slutna modellen).

Kompression & proprioceptiv effekt: tack vare den slutna modellens kompressiva stickning, den anatomiskt utformade designen och de stabiliserande remmarna.

2 Komfort: anatomiskt formad stickning med integrerade komfortzoner över patella och poplitealområdet.



3 Fästförmåga: integrerade silikontrådar vid ortosens övre del hjälper till att hålla ortosen på plats.

4 Enkel påtagning: patenterade dragflikar och snabbfästen och markeringar på remmarna (öppen modell).

Tillgänglig i: öppen (wrap)/sluten (pull on) modell i lång och kort version

Produktvideo finns på YouTube

*Internal CE marking data



Kort
30 cm
Lång
40 cm

SLUTEN VERSION

1	32 - 34 cm
2	35 - 37 cm
3	38 - 41 cm
4	42 - 45 cm
5	46 - 49 cm
6	50 - 53 cm

ÖPPEN VERSION

1	32 - 34 cm	37.5 - 43.5 cm
2	35 - 37 cm	40.5 - 46.5 cm
3	38 - 41 cm	44 - 50 cm
3+	38 - 41 cm	48 - 54 cm
4	42 - 45 cm	48 - 54 cm
4+	42 - 45 cm	52 - 58 cm
5	46 - 49 cm	52 - 58 cm
5+	46 - 49 cm	56 - 62 cm
6	50 - 53 cm	56 - 62 cm
6+	50 - 53 cm	60 - 66 cm



Syncro S595

Knäortos för ligamentskador

ZMS595

INDIKATIONER

- ACL-skador.
- Kollateralligamentskador.
- Gonartros.

EGENSKAPER

- Mycket god medial och lateral stabilisering.
- Förhindrar hyperextension.
- Polycentrisk led.



1	34 – 39 cm	30 – 33 cm	27 – 30 cm
2	39 – 45 cm	34 – 37 cm	31 – 35 cm
3	44 – 49 cm	38 – 41 cm	35 – 39,5 cm
4	48 – 55 cm	42 – 45 cm	39,5 – 44 cm
5	54 – 61 cm	45 – 50 cm	44 – 50 cm
6	56 – 64 cm	49 – 53 cm	48 – 52 cm

Komfort: Syncrolast med silikon på insidan som motverkar att ortosen glider.

Passform: öppen front med kardborreknäppning och 6 fasta kardborreband.

Tillbehör: bakre kors mot hyperextension (S57300).

Tillgänglig i höger och vänster modell.



Syncro S675

Knäortos för ligamentskador och hyperextension

ZMS675

INDIKATIONER

- ACL- och PCL-skador
- Kollateralligamentskador.
- Hyperextension.
- Lateral och medial instabilitet.

EGENSKAPER

- Polycentrisk ledsystem med extensionsstopp i 0°.
- Bakre kors mot hyperextension.
- Ger mycket god sidostabilitet.



1	35 – 38 cm	29,5 – 32 cm	27,5 – 30 cm
2	38 – 41 cm	32 – 35 cm	30 – 33 cm
3	41 – 45 cm	35 – 38 cm	33 – 36 cm
4	45 – 50 cm	38 – 42 cm	36 – 40 cm
5	50 – 55 cm	42 – 46,5 cm	40 – 44 cm
6	55 – 61 cm	46 – 51 cm	44 – 48 cm

Komfort: Svart värmande neopren. Silikon på insidan motverkar att ortosen glider.

Passform: 4 främre samt 4 bakre fasta kardborreband.

Tillgänglig i höger och vänster modell.

Inställningsmöjlighet led:

Extension: 10°, 20° och 30°.

Flexion: 45°, 60° och 90°.



Syncro S695

Modulär knäortos för ligamentskador

ZMS695

INDIKATIONER

- Kraftigare ledbandsskador (ACL, PCL).
- Pre/post operativt.
- Svårare gonartrosen.

EGENSKAPER

- Modulsystem: välj mellan 4 olika leder.
- Polycentrisk ledsystem som följer knäledens polkurva med flexion och extensionskontroll.
- Syncrolast med öppen front och silikon på insidan som motverkar att ortosen glider.
- Ger mycket god sidostabilitet.



1	34 – 39 cm	28 – 31 cm	27 – 30,5 cm
2	39 – 44 cm	31 – 35 cm	30,5 – 34,5 cm
3	44 – 49,5 cm	35 – 40 cm	34,5 – 39 cm
4	48,5 – 54,5 cm	39,5 – 44,5 cm	39 – 43,5 cm
5	53 – 61,5 cm	43,5 – 49,5 cm	42,5 – 48,5 cm
6	58,5 – 68 cm	48 – 55 cm	47 – 54 cm

Modulsystem: 4 olika leder: Quick-lock led med kabel eller bygel, varus/valgus-led, hyperextensionsskena.

Polycentrisk led: följer knäets polkurva och kan begränsas i extension/flexion.

Komfort: 4 främre samt 4 bakre fasta kardborreband som justerar sig själva efter benets anatomi, samt ger maximal kontaktyta.

Tillbehör: bakre kors mot hyperextension (S57300).

Tillgänglig i höger och vänster modell.

Inställningsmöjlighet led:

Extension: 10°, 20° och 30°.

Flexion: 45°, 60° och 90°.





Lång öppen version
(wrap)

Kort sluten version
(pull on)

▶ Produktvideo finns på YouTube

*Internal CE marking data

GenuStart® ROM

Ligamentortos med TM5-led och ROM-kontroll
238801 (öppen) / 238802 (sluten)

INDIKATION

- Postoperativ rehabilitering.
- Konservativ behandling av ligamentsskador och/eller bristningar.

EGENSKAPER

Ligamentstabilisering: två rigida aluminiumskenor med vår unika TM5-led som imiterar knäets naturliga rörelse vid gång* samt stabiliserande remmar (7 st på den långa versionen och 4st på den korta versionen).

ROM-kontroll: begränsning av extension mellan 0° till 20° och flexion mellan 0° till 90°. Inget verktyg krävs för att använda funktionen.

Komfort: Anatomisk 3D-stickning på framsidan och tunn elastisk stickning på baksidan för bästa möjliga andningsförmåga*.

Patellastöd: skumpelott.

Enkel påtagning: tack vare öppen wrap-modell samt fingeröglor på den slutna pull on-modellen.

Tillgänglig i: öppen (wrap)/sluten (pull on) modell i lång och kort version

Flexion/Extensionsbegränsning				
Flexion	0°	45°	60°	90°
Extension	10°	20°	-	-

XS	33 – 39 cm	30 – 33 cm	25 – 30 cm
S	39 – 47 cm	33 – 36 cm	30 – 36 cm
M	47 – 53 cm	36 – 38 cm	36 – 41 cm
L	53 – 60 cm	38 – 43 cm	41 – 46 cm
XL	60 – 67 cm	43 – 48 cm	46 – 51 cm
XXL	67 – 75 cm	48 – 53 cm	51 – 56 cm
XXXL	75 – 81 cm	53 – 58 cm	56 – 61 cm

Kort
30 cm
Lång
40 cm



Öppen modell (wrap)

▶ Produktvideo finns på YouTube

*Internal CE marking data

Genu Ligaflex® ROM

Ligamentortos med TM5-led och ROM-kontroll

238605

INDIKATION

- Postoperativ rehabilitering.
- Konservativ behandling av ligamentsskador och/eller bristningar (korsband och/eller laterala ligament).

EGENSKAPER

Ligamentstabilisering: två rigida aluminiumskenor med vår unika TM5-led som imiterar knäets naturliga rörelse vid gång* samt fyra stabiliserande remmar.

ROM-kontroll: begränsning av extension mellan 0° till 40° och flexion mellan 0° till 90°. Inget verktyg krävs för att använda funktionen.

Kompression & proprioceptiv effekt: tack vare kompressiv och elastisk stickning.

Komfort: anatomiskt formad stickning med integrerade komfortzoner över patella och poplitealområdet.

Fästförmåga: integrerade silikontrådar vid ortosens övre del hjälper till att hålla ortosen på plats.

Enkel påtagning: öppen modell (wrap), märkta remmar med snabbfästen.

Flexion/Extensionsbegränsning							
Flexion	0°	30°	45°	60°	75°	90°	-
Extension	0°	5°	10°	15°	20°	30°	40°

Höjd
40 cm

1	32 – 34 cm
2	35 – 37 cm
3	38 – 41 cm
4	42 – 45 cm
5	46 – 49 cm
6	50 – 53 cm

Rebel® sortiment

INDIKATIONER

- Konservativ behandling av måttliga till svåra ligamentskador (ACL, PCL).
- Post-operativ immobilisering och/eller rehabilitering.
- Post-traumatisk immobilisering.
- Ledinstabilitet/laxitet.

EGENSKAPER

① Anatomiskt korrekt led: TM5+ leden imiterar knäets naturliga rörelsemönster vilket motverkar vertikal glidning och bidrar till att ortosen sitter på korrekt plats vid knäet under hela gångrörelsen.

ROM-funktion: begränsning i extension (från 0° till 30°) och flexion (från 0° till 110°).

② ③ Motverkar glidning: Hög vadmrem låter ortosen vila på vaden, anatomisk ramkontur griper tag i benet vilket förhindrar rotation och den smarta designen av remmarna maximerar kontaktytan och hindrar skav.

Komfort: polstring och kondylkuddar i mjukt skummaterial.

Tillgänglig i höger och vänster modell.



Produkts
höjd: 33 cm

Rebel®

Rigid knäortos

U03401

EGENSKAPER

Ram av aluminium med medium styvhet.



Produkts
höjd: 33 cm
och 36 cm

Rebel® Standard

Rigid knäortos

Rigid knäortos med C/S-kit

U03002

U03108

EGENSKAPER

Ram av aluminium med medium styvhet.

C/S (Compression/Suspension) kit som håller knäortosen på korrekt plats (**tillval**)

XS	31 - 39 cm	7.5 - 9 cm	28 - 32 cm
SM	39 - 47 cm	9 - 10 cm	31 - 35 cm
MD	47 - 53 cm	10 - 11.5 cm	34 - 38 cm
LG	53 - 60 cm	11.5 - 12.5 cm	37 - 40 cm
XL	60 - 64 cm	12.5 - 14 cm	38 - 43 cm
XXL	64 - 71 cm	14 - 15.5 cm	43 - 48 cm
XXXL*	71 - 79 cm	15.5 - 16.5 cm	48 - 53 cm

* Endast Rebel® Pro

Flexion/Extensionsbegränsning

Flexion (tillval)	0°	30°	45°	60°	75°	90°	110°
Extension	0°	5°	10°	15°	20°	30°	-



Flexion/Extensionsbegränsning

Flexion	30°	60°	90°
Extension fixering	0°	5°	

Rebel® Lock

Rigid knäortos med låsningsfunktion

U03401

EGENSKAPER

Låsmekanism för patienter med svår laxitet eller muskelsvagheter.



Finns även i en version med framkastare som skjuter fram benet.

Produkts
höjd: 36 cm

Rebel® Pro

Rigid knäortos med maximal styvhet

U03102

EGENSKAPER

Ram av aluminium med maximal styvhet.

C/S (Compression/Suspension) kit som håller knäortosen på korrekt plats.



Produktvideo finns på YouTube

(1) Superiority of a knee relief orthosis in the treatment of knee OA. M. Benning & R. Schneider-Nieskens, 08/2017 orthopädie technik

Action Reliever

Semirigid avlastande OA-ortos

234901

INDIKATION

- Symptomatisk ensidig femorotibial artros (mild till måttlig).
- Avlastande knäortos för posttraumatiska, postoperativ eller degenerativa tillstånd.
- Knäsmärta med eller utan ödem.

EGENSKAPER

Dynamisk avlastning: anpassningsbart 3-punktssystem som effektivt avlastar den artrosdrabbade sidan av knäet.

Kliniskt bevisad funktion⁽¹⁾.

Patellastöd: anatomiskt utformad pelott.

Kompression & proprioceptiv effekt: tack vare den kompressiva stickningen.

Stabilisering: en rigid aluminiumska och en flexibel ska.

Komfort: anatomiskt formad stickning med integrerade komfortzoner över patella och poplitealområdet.

Fästförmåga: integrerade silikontrådar vid ortosens övre del hjälper till att hålla ortosen på plats.

Remmar: Icke elastiska remmar med alligatorfästen som kan klippas och anpassas.

Enkel påtagning: patenterade dragflikar och magnetspännen.


Tillgänglig i 8 storlekar i två versioner:

- vänster ben medial avlastning / höger ben lateral avlastning
- höger ben medial avlastning / vänster ben lateral avlastning

	14 cm	12 cm	
1	38 - 41 cm	32 - 34 cm	28 - 31 cm
2	42 - 45 cm	35 - 37 cm	32 - 35 cm
3	45 - 48 cm	38 - 41 cm	35 - 38 cm
4	48 - 51 cm	42 - 45 cm	39 - 42 cm
5	50 - 53 cm	46 - 49 cm	41 - 44 cm
6	53 - 56 cm	50 - 53 cm	44 - 47 cm
7	56 - 61 cm	53 - 56 cm	48 - 51 cm
8	61 - 66 cm	56 - 59 cm	51 - 54 cm

Höjd
37 cm

V ≠ H




Dynamisk 3-punktsavlastning

öppnar upp den artrosdrabbade sidan av knäet.




Magnetfästen med fingeröglor

för enkel och snabb fastsättning.



Korslagt remsystem

säkerställer att ActionReliever är korrekt placerad på benet under hela gångcykeln.




Icke elastiska remmar

med smart placering för bästa funktion.



Integrerade silikontrådar

ser till att ActionReliever sitter på plats.



Kompressiv stickning

med integrerade komfortzoner för bästa komfort.



UniReliever™

Avlastande semirigid OA-ortos

U03309

INDIKATIONER

- Symptomatisk ensidig femorotibial artros (måttlig till svår).
- Avlastande knäortos för posttraumatiska, postoperativa eller degenerativa tillstånd.
- Ledinstabilitet/laxitet.
- Alternativ till osteotomi eller vid efter kirurgi vid felställda ben.

EGENSKAPER

Avlastning av knäet:

- 1 Justerbart 3-punkts stöd
- 2 Inelastiska remmar
- 3 Justerbart stöd med BOA-funktionalitet.

Lateral stöd: 1 rigid skena.

- 4 TM5+ led som imiterar knäets naturliga rörelse*.

Rörelsebegränsning: justering av extension (0° - 30°) och flexion (0° - 110°).


Komfort: semi-rigid design som anpassar sig perfekt till patientens anatomi.

Polstring: med integrerat silikonmönster med antiglid-design.

Enkel påtagning: BOA-justering och färgkodade remmar.

Tillgänglig i 2 modeller:

- vänster ben medial avlastning / höger ben lateral avlastning
- vänster ben lateral avlastning / höger ben medial avlastning



[Produktvideo finns på YouTube](#)

* Internal CE marking data / A2S biomechanical study
« Biomechanical study of the stride during use of different braces » 2020 on similar Rebel® device.
Legal manufacturer: Thuasne Deutschland GmbH



Universalstorlek
33 - 76 cm

Begränsning av flexion/extension

Flexion (tillval)	0°	30°	45°	60°	75°	90°	110°
Extension	0°	5°	10°	15°	20°	30°	-



Rebel Reliever®

Rigid justerbar knäortos för effektiv avlastning vid artros

U03309

INDIKATIONER

- Symptomatisk ensidig femoro-tibial artros (måttlig till svår).
- Avlastning av knäet vid posttraumatiska, postoperativa eller degenerativa tillstånd.
- Ledinstabilitet/laxitet.
- Alternativ till osteotomi eller kirurgi för felställning i leden.
- Konservativ behandling av knäligamentskador och/eller rupturer (korsband och/eller laterala ligament).

PATIENTPROFIL

- Aktiv patient med måttlig till svår artros i knäet.
- Inslag av ligamentrelaterad indikation.

EGENSKAPER

1 Avlastning av knäet⁽¹⁾: justerbart 3-punktsstöd (Loadshifter-teknologi) upp till 9° i varus eller valgus med **kliniskt bevisad effekt⁽²⁾**.

Många storlekar: förutom normala XS-XXL-storlekar kan vi även kombinera vad- och lårdelar av olika storlek, exempelvis en M-vaddel med en L-lårdel.

2 Stabilisering av skadade ligament: rigid ram med TM5+ led som imiterar knäets naturliga rörelse⁽³⁾.

ROM-kontroll: enkel begränsning av extension (0° till 40°) och flexion (0° till 90°) utan verktyg.

3 Suspension: synergistisk suspensionsrem, anatomiskt formad ramkontur som förhindrar rotation, C/S-paket förbättrar passformen och förhindrar glidning.


Komfort: polstring och kondylkuddar i skum.

4 Enkel påtagning: med snabbspännen. Loadshifter-justeringen kräver inga verktyg.

Tillgänglig i höger och vänster utförande.

(1) Internal CE marking data
(2) "Effect of unloading brace treatment on pain and function in patients with symptomatic knee osteoarthritis: The ROTOR randomized clinical trial". Thounie P. et al, Scientific Report (2018) 8:10519. "Improvements in Function and Strength with Decompressive Bracing of the Osteoarthritic Knee". E. Lamberg et al. Journal of Prosthetics and Orthotics. 28(4):173-179, Oct 2016.
(3) Internal CE marking data / A2S biomechanical study "Biomechanical study of the stride during use of different braces" 2020 on similar Rebel® device.

Produktvideo finns på YouTube



UTBYTESDELAR

- Polstring XS - XXL (höger eller vänster): UU072
- Kondylpads (universal): UU020001001
- Kit med remmar XS/SM, MD/LG till XL/2XL, bilateral): UU033



V ≠ H

Flexion/Extension limitations

	0°	30°	45°	60°	75°	90°	-
Flexion							
Extension	0°	5°	10°	15°	20°	30°	40°

STANDARD SIZES

	 15 cm	 Bredd rakt över knä	 15 cm
XS	31 - 39 cm	7.5 - 9 cm	28 - 32 cm
S	39 - 47 cm	9 - 10 cm	31 - 35 cm
M	47 - 53 cm	10 - 11.5 cm	34 - 38 cm
L	53 - 60 cm	11.5 - 12.5 cm	37 - 40 cm
XL	60 - 64 cm	12.5 - 14 cm	38 - 43 cm
XXL	64 - 71 cm	14 - 15.5 cm	43 - 48 cm

FITED SIZES

	 15 cm	 Bredd rakt över knä	 15 cm
S/XS	39 - 47 cm	9 - 10 cm	28 - 32 cm
S/M	39 - 47 cm	10 - 11.5 cm	34 - 38 cm
M/S	47 - 53 cm	10 - 11.5 cm	31 - 35 cm
M/L	47 - 53 cm	11.5 - 12.5 cm	37 - 40 cm
L/M	53 - 60 cm	11.5 - 12.5 cm	34 - 38 cm
L/XL	53 - 60 cm	12.5 - 14 cm	38 - 43 cm
XL/L	60 - 64 cm	12.5 - 14 cm	37 - 40 cm
XL/XXL	60 - 64 cm	14 - 15.5 cm	43 - 48 cm
XXL/XL	64 - 71 cm	14 - 15.5 cm	38 - 43 cm



Ligaflex® Immo

Immobilisering av knä med 3 paneler

240004

INDIKATIONER

- Post-operativ immobilisering.
- Post-traumatisk immobilisering.

EGENSKAPER

Immobilisering: 4 skränkbara rigida skenor (röntgentransparenta).

Fäste: antiglid system och 7 remmar med kardborrestängning.

Enkel påtagning: justerbar design med 3 paneler passar de flesta patienternas vad- och låromfång.



1	50 - 60 cm
2	60 - 70 cm
3	70 - 80 cm
4	> 80 cm



Ligaflex® Immo 0° eller 20°

Immobilisering med 0° eller 20° skenor

0° 241004 / 20° 242004

INDIKATIONER

- Post-operativ immobilisering.
- Post-traumatisk immobilisering.

EGENSKAPER

Immobilisering: 3 skränkbara rigida skenor (röntgentransparenta).

Fäste: antiglid system och 4 remmar med kardborrestängning.


0° tillgänglig i 40 cm, 50 cm och 60 cm

20° tillgänglig i 50 cm och 60 cm



< 150 cm	150 - 175 cm	> 175 cm
Produkt 40 cm	Produkt 50 cm	Produkt 60 cm

S 35 - 45 cm	S 35 - 45 cm	-
-	M 45 - 52 cm	M 45 - 52 cm
-	L 53 - 62 cm	L 53 - 62 cm
-	XL 63 - 75 cm	XL 63 - 75 cm



Genuimmo 0° eller 20°

Ventilerad immobilisering av knäet

0° 241501 / 20° 242501

INDIKATIONER

- Post-operativ immobilisering.
- Post-traumatisk immobilisering.
- Knärelaterad smärta.

EGENSKAPER

1 Immobilisering: 3 skränkbara rigida skenor (röntgentransparenta).

2 Fäste: 4 ompositionerbara remmar som anpassar sig till patientens anatomi eller behov.


3 Enkel påtagning: perforeringsmarkörer på kardborre-remmar.

4 Enkel användning: stora öppningar som underlättar åtkomst till sår- eller operationsområdet.



< 175 cm	> 175 cm
Produkt- höjd 50 cm	Produkt- höjd 60 cm

S 5 - 45 cm	-
M 45 - 52 cm	M 45 - 52 cm
L 53 - 62 cm	L 53 - 62 cm
XL 63 - 75 cm	XL 63 - 75 cm





Syncro S3000 & S3001

Post op knäortos

ZMS3000 & ZMS3001

S3000: med malleoldel

S3001: utan malleoldel

INDIKATIONER

- För postoperativt och/eller rehabiliterande syfte
- Immobilisering efter ligamentskador, skador relaterade till patella, menisk, brosk, tibiaplatå, kondylära frakturer m.m.
- Posttraumatisk immobilisering
- Konservativ behandling efter ligamentrelaterade skador
- Knäinstabilitet

EGENSKAPER

- Polycentriskt ledsystem som följer knäleden.
- Flexion och extensionskontroll.
- Mycket god stabiliseringsfunktion med breda polstringsplattor.
- Luftig och stabil med låg vikt och god passform

Komfort: breda polstringsplattor i Syncrosoft-material ger ökad hygien och komfort.
Polycentriskt ledsystem: följer knäets led och kan ställas in i flexion och extension helt utan verktyg.

Förskräinkt: Höger och vänster utförande

Universalstorlek: i två längder (standard och kort)

 Standardlängd
55 cm

 Kort längd
47 cm


V ≠ H

Begränsning av flexion / extension

Flexion	30°	50°	70°	90°	110°
Extension	0°	10°	20°	30°	
Total immobilisering	0°	15°	30°		

Tillbehör

ZMS31120 Polstring

ROM-R

Post op knäortos med
ROM-funktion
U04602



INDIKATIONER

- För postoperativt och/eller rehabiliterande syfte
- Immobilisering efter ligamentskador, skador relaterade till patella, menisk, brosk, tibiaplatå, kondylära frakturer m.m.
- Posttraumatisk immobilisering
- Konservativ behandling efter ligamentrelaterade skador
- Knäinstabilitet

EGENSKAPER

Stabil och pålitlig knäortos med ROM-funktionalitet för post-operativt bruk där varje detalj är genomtänkt och noga utvald för att ge bästa möjliga kvalitet. ROM-R v2 är en vidareutveckling av vår tidigare ROM-R och lämpar sig utmärkt för användning vid svåra ligamentskador och post-operativ behandling med krav på pålitlig och stabil immobilisering.

- Skränkbara teleskopskenor med justerbar längd (19 - 26 cm)
- 4 st snap-lock fästen för enkel på- och avtagning
- Mjukt fodrade insidor
- Kardborrebanden är av alligator-typ vilket innebär att remmarnas längd kan justeras
- Inställningarna kräver inga verktyg

ROM-funktionalitet: medger immobilisering av knäleden (0°-90°) i steg om 15° samt begränsning av flexion (0°-120°) och extension (0°-105°) i steg om 15° grader

Begränsning av flexion / extension

Flexion	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°
Extension	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	-
Total immobilisering	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	-	-



Produktens längd
48 - 66 cm

Tillbehör


UU04600 Polstring

UNIVERSALSTORLEK



ANKEL

Vilken ortos
för vilken indikation?



Låg ● ○ ○
 Moderat ● ● ○
 Hög ● ● ●

TRAUMATOLOGI / LIGAMENTINSTABILITET (STUKNING, FRAKTUR)





MalleoSoft

Proprioceptiv elastiskt fotledsstöd

360002

INDIKATION

- Fotledssmärta och/eller svullnad

EGENSKAPER

Proprioceptiv effekt: kompressivt stickat material (15-20mmHg).

Komfort: anatomiskt stickning med specifika komfortzoner över malleolerna.

Bilateral modell.



1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm



MalleoAction

Proprioceptiv elastiskt fotledsstöd

236103

INDIKATION

- Hantering av fotledssmärta och/eller svullnad.
- Mild stukning.
- Proprioceptivt stöd vid rehabilitering.
- Återupptagande av idrottsaktiviteter.

EGENSKAPER

Proprioceptiv effekt: kompressivt stickat material (20-36mmHg).

Komfort: anatomiskt stickning med specifika komfortzoner över malleolerna.

Enkel påtagning: patenterade dragflikar.

Bilateral modell.



0	16 - 19 cm
1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm

Tillgänglig i Size0
för barn



Silistab® Malleo

Proprioceptivt elastiskt fotledsstöd med stöd för malleolerna

236501

INDIKATION

- Hantering av fotledssmärta och/eller svullnad.
- Mild stukning.
- Proprioceptivt stöd vid rehabilitering.
- Ledinstabilitet.
- Återupptagande av idrottsaktiviteter.

EGENSKAPER

Proprioceptiv effekt: kompressivt stickat material (20-36mmHg).

Komfort: anatomisk stickning.

Stöd: Integrerade silikonpelletter skyddar malleolerna och fotvalvet.

Bilateral modell.



1	19 - 20 cm
2	21 - 22 cm
3	23 - 24 cm
4	25 - 27 cm
5	28 - 30 cm
6	31 - 33 cm



*Innehåller latex

MalleoPro Activ

Förstärkt proprioceptivt fotledsstöd

236802

INDIKATION

- Hantering av fotledssmärta och/eller svullnad.
- Mild stukning.
- Proprioceptivt stöd vid rehabilitering.
- Ledinstabilitet/slapphet.
- Återupptagande av idrottsaktiviteter.

EGENSKAPER

Proprioceptiv effekt: kompressivt stickat material (20-36mmHg).

Stöd: integrerade laterala förstärkningar begränsar fotledens rotation (begränsat supination).

Komfort: anatomisk stickning med specifika komfortzoner och integrerade silikonpelletter vid malleolerna.

Finns i höger och vänster modell.

Finns i svart och silver.



1	28 - 29 cm
2	30 - 31 cm
3	32 - 33 cm
4	34 - 35 cm
5	36 - 38 cm



L ≠ R



Produktvideo finns på YouTube

Ligastrap® Malleo

Proprioceptivt fotledsstöd med stabiliserande remmar

218004

INDIKATION

- Lätt stukning.
- Postoperativ smärta och/eller svullnad efter trauma.
- Ledinstabilitet/laxiditet.
- Proprioceptivt stöd vid rehabilitering.
- Återupptagande av idrottsaktiviteter.

EGENSKAPER

Förstärkt stöd: dubbla laterala remmar samt medföljande förstärkningsrem för ytterligare stöd.

Proprioceptiv effekt: kompressivt stickat material (20-36mmHg).

Enkel påtagning: patenterade dragflikar.

Bilateral modell.



1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm



Silistab® Achillo

Proprioceptivt fotledsstöd för hälsenan

235503

INDIKATION

- Förebyggande och behandling av hälseneskador.
- Vid post operativ smärta och svullnad.

EGENSKAPER

1 Hälseneskydd: pelott vid akillessenan ger skydd och stötdämpning.

2 Avlastning av hälsenan: stapelbara hälkilar i tre olika höjder medföljer (5, 8 och 13 mm).

3 Proprioceptiv effekt: kompressivt stickat material (20-36mmHg).

4 Komfort: anatomisk stickning med specifika komfortzoner över malleolerna.

5 Enkel påtagning: patenterade dragflikar.

Bilateral modell.



1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm

*Innehåller latex



*BOA® is a registered trademark of BOA technology inc.

Malleo Dynastab® SOA®

Stabiliserande fotledsstöd med BOA® System

235102

INDIKATION

- Måttlig till svår fotledsstukning.
- Fotledsimmobilisering.
- Förebyggande av kronisk instabilitet vid återupptagande av idrottsaktiviteter.
- Återupptagande av idrottsaktiviteter.

EGENSKAPER

1 Stabilisering: laterala aluminiumskenor kombinerat med elastiska remmar ger förbättrat ledstöd.

2 Enkel applicering: BOA® Fit System* är ett snörningssystem som ger snabb, jämn och individuellt justerbar åtdragning.

Komfort: design med låg profil som kan bäras i de flesta typer av slutna skor.

Bilateral modell.



Tillgänglig i Size0
för barn



0	16 - 19 cm
1	19 - 22 cm
2	22 - 26 cm
3	26 - 30 cm



Malleo Dynastab®

Stabiliserande fotledsstöd med snörning

235003

INDIKATION

- Måttlig till svår fotledsstukning.
- Fotledsimmobilisering.
- Förebyggande av kronisk instabilitet vid återupptagande av idrottsaktiviteter.
- Återupptagande av idrottsaktiviteter.

EGENSKAPER

Stabilisering: laterala aluminiumskenor kombinerat med elastiska remmar ger förbättrat ledstöd.

Enkel justering: snörning.

Komfort: design med låg profil som kan bäras i de flesta typer av skor.

Bilateral modell.



1	19 - 22 cm
2	22 - 26 cm
3	26 - 30 cm



Ligacast®

Stabiliserande fotledsstöd

233201

INDIKATION

- Måttlig till svår fotledsstukning.
- Kronisk instabilitet i fotleden.

EGENSKAPER


Stabilisering: rigida skal ger effektivt stöd.

Komfort: avtagbar polstring ger ett extra skyddande lager på malleolerna.

Enkel påtagning: tack vare kardborreremmarna.

Precis passform: hälem med justerbar bredd.

Bilateral modell.



0 < 140 cm
1 > 140 cm

Tillgänglig i Size 0
för barn

Ligacast® Air +

Stabiliserande fotledsstöd med uppblåsbara kuddar

233402



INDIKATION

- Måttlig till svår fotledsstukning.
- Fotledssmärta/ödem.

EGENSKAPER


Stabilisering: rigida skal ger effektivt stöd.

Komfort: uppblåsbara kuddar anpassar sig efter anatomin och ger extra kompression till ankeln. Kuddarna pumpas upp med medföljande extern pump.

Enkel påtagning: tack vare kardborreremmarna.

Precis passform: hälem med justerbar bredd.

Bilateral modell.



0 < 140 cm
1 > 140 cm

Tillgänglig i Size 0
för barn

Ligacast® Ice

Stabiliserande fotledsstöd med kylande egenskaper

233301



INDIKATION

- Måttlig till svår fotledsstukning.
- Fotledssmärta/ödem.
- Kylbehandling efter fotledsbandsskador.

EGENSKAPER

Stabilisering: rigida skal ger effektivt stöd.


Komfort: avtagbar polstring ger ett extra skyddande lager på malleolerna.

1 Kylbehandling: urtagbart kylpack för kryoterapibehandling.

Enkel påtagning: tack vare kardborreremmarna.

Precis passform: hälem med justerbar bredd.

Bilateral modell.



0 < 140 cm
1 > 140 cm

Tillgänglig i Size 0
för barn



 Produktvideo finns på YouTube

XLR8

med integrerade luftceller

U09003 (kort) / U08903 (normal)

INDIKATIONER

- Post-kirurgisk/post-traumatisk immobilisering av fot/ankel.
- Svår fot/ankelskada.
- Konservativ behandling av fot/ankelfraktur.
- Svår tendinopati i fot/ankel.
- Konservativ behandling av hälseneruptur.

EGENSKAPER

Immobilisering: skal av rigid plast.

Integrerade luftceller: kan fyllas och tömmas på luft för att stabilisera ankel- och fotleden.

Stabilitet: stor halkfri rullsula.

Komfort: tvättbar och avtagbar polstring (säljs även separat).

Tåskydd: den främre plastbygeln kan justeras i tre olika längder.

Tillgänglig i normal och kort version.

Bilateral modell.



Skostorlek

XS	< 35
S	35 - 38
M	39 - 43
L	44 - 47
XL	> 47

Tillbehör

UU99301	Hälskilar
UU08920	Polstring
UU09020	Polstring kort



Särskilt utformad
för barn.

LigaStep Pedi Walker

med rigida skenor – för barn

U09201

INDIKATIONER

- Post-kirurgisk/Post-traumatisk immobilisering av fot/ankel.
- Svår fot/ankelskada.
- Stabil fraktur i nedre delen av benet.
- Konservativ behandling av fot/ankelfraktur.

EGENSKAPER

Immobilisering: rigida laterala plastskenor ger kraftigt stöd.

Stabilitet: bred halkfri rullsula.

Enkel påtagning och hantering: med ompositionerbara kardborreremmar och avtagbar och tvättbar polstring.

Bilateral modell.



Skostorlek

S	21 - 25
M	25 - 31
L	31 - 34



LigaStep FIX Walker

med rigida skenor

U08103 (kort) / U08003 (normal)

INDIKATIONER

- Post-op/Post-traumatisk immobilisering av fot/ankel.
- Svår fot/ankelskada.
- Stabil fraktur i nedre delen av benet (normal version).
- Konservativ behandling av fot/ankelfraktur.
- Svår tendinopati i fot/ankel.
- Konservativ behandling av hälseneruptur.

EGENSKAPER

Immobilisering: 90° rigida laterala aluminiumskenor ger kraftigt stöd.

Komfort: antihalksula med kurvatur främjar naturligt gångmönster.

Stabilitet: stor halkfri rullsula.

Skydd: polstringen täcker och skyddar tårna. Kit med skumkuddar för att skydda malleolerna medföljer.

Enkel påtagning och hantering: med ompositionerbara kardborreremmar och avtagbar och tvättbar polstring.

Tillgänglig i normal och kort version.

Bilateral modell.



Skostorlek

XS	< 35
S	35 - 38
M	39 - 43
L	44 - 47
XL	> 47



LigaStep ROM Walker

med inställbar flexion/extension

U08303 (kort) / U08203 (normal)

INDIKATIONER

- Post-op/Post-traumatisk immobilisering av fot/ankel.
- Svår fot/ankelskada.
- Stabil fraktur i nedre delen av benet (normal version).
- Konservativ behandling av fot/ankelfraktur.
- Svår tendinopati i fot/ankel.
- Konservativ behandling av hälseneruptur.

EGENSKAPER

Immobilisation: laterala aluminiumskenor ROM-begränsning i steg om 7,5° (45° plantarflexion och 45° dorsiflexion).

Låsbara skenor: vid 0°, 7,5°, 15°, 22,5° och 30° plantar- och dorsiflexion.

Stabilitet: stor halkfri rullsula.

Skydd: polstringen täcker och skyddar tårna. Kit med skumkuddar för att skydda malleolerna medföljer.

Enkel påtagning och hantering: med ompositionerbara kardborreremmar och avtagbar och tvättbar polstring.

Tillgänglig i normal och kort version.

Bilateral modell.



Skostorlek

XS	< 35
S	35 - 38
M	39 - 43
L	44 - 47
XL	> 47



LigaStep AIR Walker

med rigida skenor och luftceller

U08503 (kort) / U08403 (normal)

INDIKATIONER

- Post-op/Post-traumatisk immobilisering av fot/ankel.
- Svår fot/ankelskada.
- Stabil fraktur i nedre delen av benet (normal version).
- Konservativ behandling av fot/ankelfraktur.
- Svår tendinopati i fot/ankel.
- Konservativ behandling av hälseneruptur.

EGENSKAPER

Immobilisering: 90° rigida laterala aluminiumskenor ger kraftigt stöd.

Justerbar kompression: uppblåsbar innerpolstring med integrerad pump ger kompression, hjälper till att kontrollera ödem och kan anpassas under behandlingens gång.

Stabilitet: stor halkfri rullsula.

Skydd: polstringen täcker och skyddar tårna. Kit med skumkuddar för att skydda malleolerna medföljer.

Enkel påtagning och hantering: med ompositionerbara kardborreremmar och avtagbar och tvättbar polstring.

Tillgänglig i normal och kort version.

Bilateral modell.



Skostorlek

XS	< 35
S	35 - 38
M	39 - 43
L	44 - 47
XL	> 47

SpryStep®


Dynamiska anteriora och posteriora Ankel-Fot Ortoser (AFO)

SpryStep® är ett komplett sortiment för patienter med svaghet i nedre extremitet.

Vårt sortiment av SpryStep® komposit- AFO's förändrar hur patienter rör sig. Tack vare vårt patenterade kompositmaterial kan vi kombinera styvhet och flexibilitet i en elegant design med hög slitstyrka som testats för 2 miljoner gångcykler.

Anterior & Posterior :

Två olika lösningar för olika biomekaniska problem i nedre extremitet.




STANCE PHASE

Posterior	Anterior
Syftet är att bidra med ett yttre stöd för att kontrollera ankelleden	Syftet är att bidra med reaktionskraft för att assistera kontrollen av knäet
Primär muskelsvaghet: pre tibiamuskulaturen	Primär muskelsvaghet: vadmuskulaturen
Störst påverkan i tidig stödfas	Störst påverkan i sen stödfas



NEURO | Vilken lösning för vilken indikation?





SpryStep® Flex

Flexibel och dynamisk posterior ankel-fot-ortos (AFO)

U01712

INDIKATION

- Muskelsvaghet i nedre extremiteterna av neurologiskt, traumatiskt eller muskulärt ursprung. (Se SpryStep® översikt, sida 32-33.)

EGENSKAPER

1 Dynamisk: posteriort lateralt 180° spiralförstärkt stag som bidrar till hög flexibilitet och tillåter en ideal energiåtergivning. Mycket lämplig för patienter med stora krav på rörlighet och fysisk aktivitet.

2 Stabilitet och flexibilitet: materialegenskaperna bidrar till en perfekt balans mellan flexibilitet och rigiditet som förbättrar och tillåter ett naturligt gångmönster.

Lättviktsmaterial med styrka: kompositstrukturen är lättviktig och mycket slitålig. Materialet har genomgått oberoende test för 2 miljoner gångcykler.

3 Anpassning: De blå delarna på sulan kan klippas och anpassas till patienten. Övriga delar av sulan kan slipas till för perfekt anatomisk passform.

Tillgänglig i höger och vänster modell.

	Skostorlek	Höjd
XS	33 - 37	30 cm
S	36 - 39	32 cm
M	38 - 42	34 cm
L	41 - 44	36 cm
XL	44 - 47	38 cm



V ≠ H

SpryStep®

Dynamisk posterior ankel-fot-ortos (AFO)

U01703

INDIKATION

- Muskelsvaghet i nedre extremiteterna av neurologiskt, traumatiskt eller muskulärt ursprung. (Se SpryStep® översikt, sida 32-33.)

EGENSKAPER


1 Dynamisk: posteriort lateralt positionerat stag optimerar compliance och energiåtergivning vid fysisk aktivitet

Stabilitet och flexibilitet: materialegenskaperna bidrar till en perfekt balans mellan flexibilitet och rigiditet som förbättrar och tillåter ett naturligt gångmönster.

2 Lättviktsmaterial med styrka: kompositstrukturen är lättviktig och mycket slitålig. Materialet har genomgått oberoende test för 2 miljoner gångcykler.

3 Anpassning: De blå delarna på sulan kan klippas och anpassas till patienten. Övriga delar av sulan kan slipas till för perfekt anatomisk passform.

Tillgänglig i höger och vänster modell.



	Skostorlek	Höjd
XS	33 - 37	30 cm
S	36 - 39	32 cm
M	38 - 42	34 cm
L	41 - 44	36 cm
XL	44 - 47	38 cm



V ≠ H

SpryStep® Plus

Dynamisk anterior ankel-fot ortos (AFO)

U01722

INDIKATION

- Muskelsvaghet i nedre extremiteterna av neurologiskt, traumatiskt eller muskulärt ursprung. (Se SpryStep® översikt, sida 32-33.)

EGENSKAPER

1 Knästöd: den anteriora kolfiberstrukturen stöttar knäleden till extension och hjälper plantarflektorerna genom en framdrivande effekt samt stabiliserar knäleden under stödfasen.

Stabilitet: kompositmaterialet bidrar med en perfekt balans mellan flexibilitet och rigiditet som förbättrar gångrörelsen och och tillåter lutning av tibia i stödfas.

2 Lättviktsmaterial med styrka: kompositstrukturen är lättviktig och mycket slittålig. Materialet har genomgått oberoende test för 2 miljoner gångcykler.

Energiåtergivning: posterior och lateral positionering av staget optimerar compliance och tillåter en ideal energiåtergivning vid aktivitet.

3 Anpassning: De blå delarna på sulan kan klippas och anpassas till patienten. Övriga delar av sulan kan slipas till för perfekt anatomisk passform.

Tillgänglig i höger och vänster modell.



Skostorlek		Fotlängd		Fotbredd		Höjd
		Min.	Max.	Min.	Max.	
XS	33 - 37	21.5 cm	24.5 cm	29 cm	37 cm	33 cm
S	36 - 39	23 cm	26 cm	32.5 cm	40 cm	36 cm
M	38 - 42	24.5 cm	27.5 cm	35.5 cm	43 cm	39.5 cm
L	41 - 44	26 cm	29 cm	38.5 cm	46.5 cm	42.5 cm
XL	44 - 47	29 cm	30.5 cm	42 cm	49.5 cm	45.5 cm

V ≠ H

SpryStep® Max

Stabil och dynamisk anterior ankel-fot ortos (AFO)

U01734

INDIKATION

- Muskelsvaghet i nedre extremiteterna av neurologiskt, traumatiskt eller muskulärt ursprung. (Se SpryStep® översikt, sida 32-33.)

EGENSKAPER

1 Knästöd: den anteriora kolfiberstrukturen stöttar knäleden till extension och hjälper plantarflektorerna genom en framdrivande effekt samt stabiliserar knäleden under stödfasen.

Stabilitet: kompositmaterialet bidrar med en perfekt balans mellan flexibilitet och rigiditet som förbättrar gångrörelsen och och tillåter lutning av tibia i stödfas.

2 Lättviktsmaterial med styrka: kompositstrukturen är lättviktig och mycket slittålig. Materialet har genomgått oberoende test för 2 miljoner gångcykler.

Praktisk: den laterala positionen av staget möjliggör enkel påtagning i skon.

3 Anpassning: De blå delarna på sulan kan klippas och anpassas till patienten. Övriga delar av sulan kan slipas till för perfekt anatomisk passform.

Tillgänglig i höger och vänster modell.



Skostorlek		Fotlängd		Fotbredd		Höjd
		Min.	Max.	Min.	Max.	
XS	31 - 34	19.5 cm	21.5 cm	33.5 cm	37 cm	33.5 cm
S	34 - 37	21 cm	23 cm	37 cm	40 cm	37 cm
M	37 - 40	23 cm	25.5 cm	39.5 cm	43 cm	39.5 cm
L	40 - 43	25.5 cm	27.5 cm	42 cm	46.5 cm	42 cm
XL	43 - 46	27.5 cm	29 cm	42 cm	49.5 cm	45.5 cm

V ≠ H



Särskilt utformad för barn.

Produktvideo finns på YouTube

SpryStep® Pediatric

Posterior dynamisk ankel-fot-ortos (AFO) för barn

U01752

INDIKATION

- Biomekaniska försvårade problem av neurologisk, traumatisk eller muskulärt ursprung.
- Droppfot.
- Mild hyperextension i knäleden.
- Mild tri-planar instabilitet i ankel och fot.
- Hypotonia.
- Hypertonia.

EGENSKAPER

Dynamik: den posteriora och laterala positioneringen av staget optimerar compliance och energiåtergivning vid fysiskt aktivitet.

Anpassad för barn: och utformad för klara tuffa lekar, samt underlättar för barnet att snabbt sätta och resa sig från golvet.

Kompositmaterial: med perfekt balans mellan flexibilitet och rigiditet.

Lättviktsmaterial med styrka: kompositstrukturen är lättviktig och mycket slitålig. Materialet har genomgått oberoende test för 2 miljoner gångcykler.

Anpassning: Blå områden kan klippas till för att anpassa passformen. Därefter kan sulan slipas till för perfekt individuell passform.

Tillgänglig i höger och vänster modell.

Reservdelar

- Kit med polstring och remmar (XS/S/M & L/XL) bilateral, art nr UU01734



V ≠ H

	Skostorlek	Fotlängd	Min höjd	Max höjd
XS	17 - 22	9,5 - 14,5 cm	16 cm	18 cm
S	22 - 26	11 - 16 cm	18 cm	20 cm
M	26 - 28	12,5 - 17,5 cm	20 cm	22 cm
L	28 - 31	14 - 19 cm	22 cm	24 cm
XL	31 - 33	15,5 - 20,5 cm	24 cm	26 cm



Tips!

Osäker på rätt storlek?

Mät höjden på patientens ben, från golv till 2 cm under fibula. Tänk på att fotbladet alltid går att slipa till.

SpryStep® Pediatric

riktar sig till barn med medfödda indikationer som påverkar gångförmågan. SpryStep® Pediatric är tillverkad enligt samma hårda krav som vårt övriga SpryStep-sortiment och tål att lekas med dagligen. SpryStep® Pediatric är lämplig för patienter från ca 18 månader upp till skostorlek 33. Barn med större skostorlek kan istället använda våra SpryStep-produkter för vuxna, se sida 6-7.





Pero-med AFO III/II

Posterior formbar ankel-fot-ortos (AFO) i thermoplast

T479652

INDIKATION

- Mild till måttlig svaghet i dorsalflexion.
- Mild peronealparalys utan spasmer (grad III och II pares).

EGENSKAPER

Lyfter foten: effektiv rätvinklig funktion för att säkra gångrörelsen.

Anatomisk anpassning: formbar thermoplast.

Komfort: lågviktsdesign.

Tillgänglig i höger och vänster modell.

	Skostorlek	Höjd
XS	33 - 37	30 cm
S	36 - 39	32 cm
M	38 - 42	34 cm
L	41 - 44	36 cm
XL	44 - 47	38 cm



Pero-med

Posterior formbar ankel-fot ortos (AFO)

T479722

INDIKATIONER

- Mild till måttlig svaghet i dorsalflexion.
- Mild peroneal pares utan spasmer (pares grad III och IV).

EGENSKAPER

Lyfter foten: effektiv support till foten under gångcykeln.

Anatomisk anpassning: formbar thermoplast med förformade områden runt malleolerna.

Komfort: låg vikt och låg design som passar i alla typer av skor.

Tillgänglig i höger och vänster modell.

	Skostorlek
1	31 - 32
2	33 - 34
3	35 - 37
4	38 - 40
5	41 - 43
6	44 - 46
7	47 - 49





Pedipro

Silikoninlägg: Inlägg & hälkopp

651001 (sula) / 650001 (hälkopp)

INDIKATIONER

- Smärta i häl och fot (metatarsalgi, plantar fascit).
- Reumatoid artrit med smärta, stelhet och svullnad som följd.
- Lindring vid tendinit

EGENSKAPER

Komfort: Mjuk och stötdämpande silikon med stötdämpande effekt.

Airflow: integrerade ventilationskanaler säkerställer luftflöde. Självhäftande undersida håller inläggen på plats i skon.



Skostorlek

	SULA	HÄLKOPP
1	37 - 39	36 - 39
2	40 - 41	40 - 46
3	42 - 43	
4	44 - 46	



Podosil

Fullängdsinlägg av silikon med textilyta

T478801

INDIKATIONER

- Överbelastningssyndrom vid plattfot.
- Artros.
- Hälsporre.
- Avlastning vid fotleds-, knä- eller höftledsbyte.

EGENSKAPER

Silikonsockor med allergivänlig textilyta för högsta bekvämlighet.

Integrerad konkav zon som ger extra avlastning, exempelvis vid hälsporre.


Hög komfort med den integrerade textilytan av bomull. Säljes i par.



Skostorlek

Fotlängd

	EUR	cm
1	35 - 36	22.3 - 23
2	37 - 38	23.7 - 24.3
3	39 - 40	25 - 25.7
4	41 - 42	26.3 - 27
5	43 - 44	27.7 - 28.3
6	45 - 46	29 - 29.7
7	47 - 48	30.3 - 31



Sohli

Fotstöd för barn

T479841

Skoinlägg anpassat för barn som rätar upp hälbenet från medialsidan.

INDIKATIONER

- Medial kalkaneal korrigering

EGENSKAPER

Ökad komfort med textilfoder mot foten.

Tunna sidor utan tryckpunkter.

Säljes i par.



Skostorlek

Fotlängd

1	19 - 20	10.7 - 11.3
2	21 - 22	12 - 12.7
3	23 - 24	13.3 - 14
4	24 - 26	14.7 - 15.3
5	27 - 28	16 - 16.7
6	29 - 30	17.3 - 18
7	31 - 32	18.7 - 19.3
8	33 - 34	20 - 20.7
9	35 - 36	21.3 - 22
10	37 - 38	22.7 - 23.3



Pedipro Plus

Anatomiskt korrekta silikoninlägg

661001 (sula) 660001 (hälkopp)

INDIKATIONER

- Smärta i häl och fot (metatarsalgi, plantar fascit)
- Reumatoid artrit.
- Lindring vid tendinit

EGENSKAPER

Komfort: Mjuk och stötdämpande silikon med stötdämpande effekt.

Levereras med anatomiskt utformade inlägg som integreras vid området för hälsporre.

Självhäftande undersida håller inläggen på plats i skon. Säljes i par.



Skostorlek

	INLÄGG	HÄLKOPP
1	37 - 39	36 - 39
2	40 - 41	40 - 46
3	42 - 43	
4	44 - 46	



Pedipro Softer

Elastisk hälkopp av silikon med inlägg

660501

INDIKATIONER

- Smärta i häl och fot (metatarsalgi, plantar fascit).
- Reumatoid artrit.
- Lindring vid tendinit.



Skostorlek

	1	2
Skostorlek	36 - 39	40 - 46

EGENSKAPER

Komfort: Kombinationen av elastisk silikon med de medföljande inläggen genererar en stötdämpande och avlastande effekt. Två typer av anatomiskt formade inlägg (grönt och blått) medföljer:
 - Grönt inlägg är mer flexibelt och används vid hälsporre.
 - Blått inlägg är lite styvare och används för andra indikationer.
 Passar perfekt i de allra flesta skor.

Airflow: integrerade ventilationskanaler säkerställer luftflöde.



Elastocalx N

Elastisk hälkopp av silikon

T479801

INDIKATIONER

- Artros i ankel, knä eller höftled.
- Överansträngning.
- Degenerativa ryggradstillstånd.
- Skillnad i benlängd.
- Smärta i hälsenan.
- Muskel- och senrelaterad problematik.



Skostorlek



Fotlängd

	0	1	2	3	4
Skostorlek	XS	S	M	L	XL
	32 - 34	35 - 37	38 - 40	44 - 43	44 - 46
Fotlängd	20.3 - 21.7 cm	22.3 - 23.7 cm	24.3 - 25.7 cm	26.3 - 26.7 cm	27.3 - 30.7 cm

EGENSKAPER

Symmetrisk form med minimala kanter som inte skaver.

Passar perfekt i de allra flesta skor.

Material: elastisk silikon.

Bilateral modell.



Elastocalx S/P

Elastisk hälkopp av silikon

T479811

INDIKATIONER

- Korrigering funktion vid supination och pronation.
- Korrigering vid valgus eller varus.



Skostorlek



Fotlängd

	0	1	2	3	4
Skostorlek	XS	S	M	L	XL
	32 - 34	35 - 37	38 - 40	44 - 43	44 - 46
Fotlängd	20.3 - 21.7 cm	22.3 - 23.7 cm	24.3 - 25.7 cm	26.3 - 27.7 cm	28.3 - 29.7 cm

EGENSKAPER

Passar perfekt i de allra flesta skor.

Material: elastisk silikon.

Bilateral modell.



Elastocalx Plus

Elastisk hälkopp av silikon

T479821

INDIKATIONER

- Hälsporre.
- Tryckavlastning och stötdämpning.



Skostorlek



Fotlängd

	0	1	2	3	4
Skostorlek	XS	S	M	L	XL
	32 - 34	35 - 37	38 - 40	44 - 43	44 - 46
Fotlängd	20.3 - 21.7 cm	22.3 - 23.7 cm	24.3 - 25.7 cm	26.3 - 27.7 cm	28.3 - 29.7 cm

EGENSKAPER

Extra mjuk zon för hälsporre.

Material: elastisk silikon.

Bilateral modell.



Elastocalx Flex

Elastisk hälkopp av silikon

T479911

INDIKATIONER

- Hälsporre.
- Tryckavlastning och stötdämpning.



Skostorlek



Fotlängd

	0	1	2	3	4
Skostorlek	XS	S	M	L	XL
	32 - 34	35 - 37	38 - 40	44 - 43	44 - 46
Fotlängd	20.3 - 21.7 cm	22.3 - 23.7 cm	24.3 - 25.7 cm	26.3 - 27.7 cm	28.3 - 29.7 cm

EGENSKAPER

Bikakemönstrad struktur för effektivare stötdämpning.


Passar perfekt i de allra flesta skor.

Material: elastisk silikon.

Bilateral modell.

NACKE

Vilken ortos
för vilken indikation?



**CERVICAL RADIKULOPATI -
STABILISERING**

FRAKTUR I BEHOV AV IMMOBILISERING

Förstärkt stöd

Immobiliserande 4-punktsstöd

Ortel C3

Rigid plast



sida
42

Ortel C4 Rigid

Rigid ram med skum



sida
43

Ortel C4 Vario

Ortel T-Neck

Ortel T-Neck +

Rigid plastram + skumpolstring



sida
43



sida
43



sida
43



Ortel C1 Classic

Mjuk nackkrage

239302

INDIKATIONER

- Torticollis (ofta kongenital muskulär torticollis).
- Post-operativt bruk.
- Nackspärr.

EGENSKAPER

Stöd: stödjande mjuk skumkrage.

Komfort: avtagbart och tvättbart textildodral.

Enkel påtagning: kardborrerem.

4 storlekar i 3 längder.



	A		B	
0	24 - 29 cm			
1	28 - 33 cm	6 cm	9 cm	11 cm
2	34 - 39 cm			
3	40 - 46 cm			



Ortel C1 Anatomic

Mjuk anatomiskt formad nackkrage

239402

INDIKATIONER

- Torticollis (ofta kongenital muskulär torticollis).
- Post-operativt bruk.
- Nackspärr.

EGENSKAPER

Stöd: anatomiskt formad stödjande skumkrage.

Komfort: avtagbart och tvättbart textildodral.

Enkel påtagning: kardborrerem.

Färger: tillgänglig i marinblå och beige.

4 storlekar i 3 längder.



	A		B	
0	24 - 29 cm			
1	28 - 33 cm	6 cm	9 cm	11 cm
2	34 - 39 cm			
3	40 - 46 cm			



Ortel C2 Plus

Semi-rigid mjuk nackkrage

239404

INDIKATIONER

- Cervikobrakialgia (nackvärk med utstrålning mot axel-arm).
- Cervikal artrit.
- Nackspärr.

EGENSKAPER

Stabilisering: luftigt och lätt semirid nackkrage.

Stöd: anatomiskt formad stödjande skumkrage.

Komfort: avtagbart och tvättbart textildodral.

Enkel påtagning: kardborrerem.

Färger: tillgänglig i marinblå och beige.

4 storlekar i 3 längder.



	A		B	
0	24 - 29 cm			
1	28 - 33 cm	6 cm	9 cm	11 cm
2	34 - 39 cm			
3	40 - 46 cm			



Ortel C3

Semi-rigid nackkrage

239102

INDIKATIONER

- Lätt till måttlig nackspärr.

EGENSKAPER

Stabilisering: anatomiskt utformad för högsta komfort.

Enkel applicering: precis justering i höjdlöd (9 - 13 cm).

Enkel påtagning.



1	28 - 33 cm
2	34 - 39 cm
3	40 - 46 cm



Ortel C4 Rigid

Rigid halskrage

239603

INDIKATIONER

- Allvarlig cervical sträckning.
- Whiplash.
- Postoperativ immobilisering.



EGENSKAPER

Immobilisering: rigid förstärkt nackkrage med hakstöd.

Komfort: hypoallergen polstring.

Röntgenkompatibel.

Anteriör öppning: möjliggör access till trachea.

Anatomisk design: anterior del med hak- och sternumstöd med en anterior del med dorsalt stöd.

Enkel påtagning: enkel fastsättning och justering med kardborreremmar.



Ortel C4 Vario

Immobiliserande rigid nackkrage

T492802

INDIKATIONER

- Traumatiska tillstånd: sträckningar
- Post-op immobilisering.
- Degenerativa tillstånd: cervical artros.



EGENSKAPER

Förstärkt stöd: rigid halskrage som kombinerar ett anteriort hak- och sternumstöd med en anterior del med dorsalt stöd.

Komfort: avtagbar och tvättbar polstring.

Anteriör öppning: möjliggör access till trachea.

Precis passform: justerbar höjd 9 - 16 cm.



Ortel T-Neck / Ortel T-Neck plus

Rigid immobiliserande nackkrage

T49100

Förstärkt rigid immobiliserande nackkrage

T49105

INDIKATIONER - Ortel T-Neck

- Måttligt till svårt cervikalt syndrom.
- Cervikal radikulär smärta.
- Allvarlig whiplashskada.
- Stabila, icke-dislokerade ryggkotsfrakturer (utan neurologiska symptom).

INDIKATIONER - Ortel T-Neck plus

- Pre-op, post-op, post-traumatiskt bruk.
- Inflammatoriska tillstånd.
- Degenerativa tillstånd.
- Allvarliga instabiliteter i nackraden.
- Stabila, icke-dislokerade ryggkotsfrakturer (utan neurologiska symptom).

EGENSKAPER

Immobilisering: rigid ramstruktur bestående av två förstärkta delar som ger stöd åt hakan, sternal, occipital och dorsal supports.

Komfort: lättviktsmaterial med mjuk polstring.

Precis passform: Justerbart hakstöd i 5 steg (samt justerbar sternal extension för T-Neck plus).


Anteriör öppning: möjliggör access till trachea.

Enkel påtagning: justeras enkelt med bara en hand.


Universalstorlek.



RYGG | Vilken ortos för vilken indikation?



Låg ● ○ ○ ○ ○
 Moderat ● ● ○ ○ ○
 Hög ● ● ● ○ ○
 Intensiv ● ● ● ● ●





(1) Internal CE marking data
(2) In combination with return to activity and/or therapeutic information
(3) In-house study report - OC1806, 2019
(4) Performance study report - OC2201, 2022

LombaSkin

Ryggörcel med låg profil⁽¹⁾

087104 (21 cm) / 087004 (26 cm)

INDIKATIONER

- Icke specifik ländryggssmärtor (akut, subakut och kronisk).
- Förebyggande vid återkommande ryggvärk⁽²⁾.
- Spinal stenosis

PATIENTPROFIL

Stillasittande patienter

EGENSKAPER

1 Låg profil: sömlöst Combitex-material⁽³⁾ som transporterar bort fukt från huden till materialets utsida. Låg och diskret profil⁽⁴⁾.

2 Anpassar sig till anatomin: 4 formbara skenor dorsalt.


Komfort: anatomiskt formad design med hänsyn till revben, höft och mage.

3 Enkel påtagning: med integrerade handöglor och visuell indikator för korrekt positionering.

Enkel hantering: tvättas i maskin på 30°C (skonsamt).



1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm



LombaStart

Ryggörcel med justerbar kompression⁽¹⁾ 087403 (21 cm) / 087303 (26 cm)

INDIKATIONER

- Icke specifik ländryggssmärtor (akut, subakut och kronisk).
- Förebyggande vid återkommande ryggvärk⁽²⁾.
- Spinal stenosis

EGENSKAPER

Justerbar kompression: med extra rem.

Komfort: anatomiskt formad design med hänsyn till revben, höft och mage.

Anpassar sig till anatomin: 4 formbara skenor dorsalt.

Enkel påtagning: med integrerade handöglor och visuell indikator för korrekt positionering⁽³⁾.

Enkel hantering: tvättas i maskin på 30°C (skonsamt).



1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm



(1) Internal CE marking data
(2) In combination with return to activity and/or therapeutic information
(3) Performance study report - OC2201, 2022

LombaFirst

Ryggörcel

087603 (21 cm) / 087503 (26 cm)

INDIKATIONER

- Icke specifik ländryggssmärtor (akut, subakut och kronisk).
- Förebyggande vid återkommande ryggvärk⁽²⁾.
- Spinal stenosis

EGENSKAPER

Komfort: anatomiskt formad design med hänsyn till revben, höft och mage.


Anpassar sig till anatomin: 4 formbara skenor dorsalt.

Enkel påtagning: med integrerade handöglor och visuell indikator för korrekt positionering⁽²⁾.

Enkel hantering: tvättas i maskin på 30°C (skonsamt).



1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm



(1) In combination with return to activity and/or therapeutic information
(2) Performance study report - OC2201, 2022

Lombacross Activity

Förstärkt⁽¹⁾ ryggörcel

083602 (21 cm) / 083505 (26 cm)



INDIKATIONER

- Icke specifik ländryggssmärta (akut, subakut och kronisk).
- Förebyggande vid återkommande ryggvärk⁽²⁾.
- Spinal stenosis

PATIENTPROFIL

Patienter som arbetar med intensiva och fysiskt ansträngande aktiviteter, tunga lyft m.m.

EGENSKAPER

Slitstark kvalitet: hållbara materialval av hög kvalitet⁽³⁾.

1 Förstärkt kompression: tack vare den extra remmen.

2 Komfort: anatomiskt formad design med hänsyn till revben, höft och mage.


3 Material som andas: Combitec-material⁽⁴⁾ transporterar bort fukt från huden till materialets utsida.

4 Enkel påtagning: med handöglor.

Enkel hantering: tvättas i maskin på 30°C (skonsamt).



1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm



(1) Internal CE marking data.
(2) In combination with return to activity and/or therapeutic information
(3) Performance study report - OC2201, 2022
(4) In-house study report - OC1806, 2019

Lombax Original

Ryggörcel

082403



INDIKATIONER

- Icke specifik ländryggssmärta (akut, subakut och kronisk).
- Spinal stenosis.

Patientprofil

Lämplig för lättare aktiviteter, trädgårdsarbete, hemmasnickeri osv.

EGENSKAPER

Hög kompression: slitstarkt, elastiskt och kompressivt Lombax-material⁽¹⁾.

Komfort: 3D mesh-material på baksidan som andas effektivt⁽¹⁾.

Enkel påtagning: tvådelad rem med kardborrefäste.

Enkel hantering: tvättas i maskin på 40°C (skonsamt).



1	60 - 85 cm
2	86 - 112 cm
3	112 - 140 cm



(1) In-house evaluation report

Lombatech®

Ryggörcel med riktad kompression⁽¹⁾

085203 (21 cm) / 085104 (26 cm)



INDIKATIONER

- Icke specifik ländryggssmärta (akut, subakut och kronisk).
- Förebyggande vid återkommande ryggvärk⁽²⁾.
- Spinal stenosis

PATIENTPROFIL

Passar kroppstyp med breda höfter, övervikt.

EGENSKAPER

1 Anpassar sig till anatomin: 4 oberoende formbara skenor som anpassar sig till olika kroppsformer⁽¹⁾.

2 Riktad smärtlindring: avtagbar rem kan positioneras för riktad kompression vid önskat område.

Komfort: anatomiskt formad design med hänsyn till revben, höft och mage.

3 Material som andas⁽³⁾: som transporterar bort fukt från huden till materialets utsida.

4 Enkel påtagning: med integrerade handöglor och visuell indikator för korrekt positionering⁽⁴⁾.

Enkel hantering: tvättas i maskin på 30°C (skonsamt).



1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm
6	140 - 160 cm



(1) Internal CE marking data
(2) In combination with return to activity and/or therapeutic information
(3) In-house study report - OC1806, 2019
(4) Performance study report - OC2201, 2022





LombaStab

Ryggörcdel med smart remsystem⁽¹⁾

085302 (26 cm) / 085402 (21 cm)

INDIKATIONER

- Icke-specifik ländryggssmärtor (akut, subakut, kronisk).
- Spinal stenosis.

EGENSKAPER

1 Smart remsystem⁽¹⁾: när ryggörcdeln tagits anpassas trycket med det integrerade remsystemet. Remsystemet kan exempelvis dras åt vid stående och släppas efter vid sittande för att ökad komfort.

2 Anpassar sig till kroppens anatomi: 4 formbara skenor och ryggplattor.

3 Enkel påtagning: symmetriska handöglor gör det enkelt att ta på och även positionera ryggstödet på rätt plats.

4 Komfort: särskilt utvecklat polstringsmaterial med Coolmax⁽²⁾ som andas.

Enkel hantering: tvättas i maskin 30°C.

			21 cm
1	60 - 80 cm		
2	75 - 95 cm		
3	90 - 110 cm		
4	105 - 125 cm		
5	120 - 140 cm		

(1) Study conducted in-house on a panel of 13 people, July 2019.
(2) <https://coolmax.com/en/>



LombaStab Vario

Ryggörcdel med pelott och remsystem⁽¹⁾ 085501 (35 cm) / 085601 (40 cm)

INDIKATIONER

- Spinal stenosis.
- Spondylos/spondyloartritis.
- Stabil kotfraktur (osteoporotisk).
- Osteochondros/Scheuermann's sjukdom.
- Spondylolistes

EGENSKAPER

Smart remsystem⁽¹⁾: när ryggörcdeln tagits på anpassas trycket med det integrerade remsystemet. Remsystemet kan exempelvis dras åt vid stående och släppas efter vid sittande för att ökad komfort.

Anpassar sig till kroppens anatomi: 4 formbara skenor och ryggplattor.

Enkel påtagning: symmetriska handöglor gör det enkelt att ta på och även positionera ryggstödet på rätt plats.

Komfort: särskilt utvecklat polstringsmaterial med Coolmax⁽²⁾ som andas.

Enkel hantering: tvättas i maskin 30°C.

			35 cm
1	60 - 80 cm		
2	75 - 95 cm		
3	90 - 110 cm		
4	105 - 125 cm		
5	120 - 140 cm		

(1) Study conducted in-house on a panel of 13 people, July 2019.
(2) <https://coolmax.com/en/>



(1) Study conducted in-house on a panel of 13 people, July 2019.
(2) <https://coolmax.com/en/>

LombaStab High

Hög ryggörmel med smart remsystem⁽¹⁾ 085501 (35 cm)/085601 (40 cm)

INDIKATIONER

- Spinal stenosis.
- Spondylos/spondyloarthritis.
- Stabil kotfraktur (osteoporotisk).
- Osteochondros/Scheuermann's sjukdom.
- Spondylolistes

EGENSKAPER


Smart remsystem⁽¹⁾: när ryggörmeln tagits anpassas trycket med det integrerade remsystemet. Remsystemet kan exempelvis dras åt vid stående och släppas efter vid sittande för att ökad komfort.

Anpassar sig till kroppens anatomi: 4 formbara skenor och ryggplattor.

Enkel påtagning: symmetriska handöglor gör det enkelt att ta på och även positionera ryggstödet på rätt plats.

Komfort: särskilt utvecklat polstringsmaterial med Coolmax⁽²⁾ som andas.

Enkel hantering: tvättas i maskin 30°C.



(1) Study conducted in-house on a panel of 13 people, July 2019.
(2) <https://coolmax.com/en/>

LombaStab Immo

Ryggörmel med formbar plastkorsett⁽¹⁾

085901

INDIKATIONER

- Icke-specifik ländryggssmärta (akut, subakut, kronisk).
- Lumbal-spinal stenosis.
- Spondylolys.
- MODIC typ 1 discopati.

EGENSKAPER

Smart remsystem⁽¹⁾: när ryggörmeln tagits anpassas trycket med det integrerade remsystemet. Remsystemet kan exempelvis dras åt vid stående och släppas efter vid sittande för att ökad komfort.


Anpassar sig till kroppens anatomi: 4 formbara skenor och ryggplattor.

Enkel påtagning: symmetriska handöglor gör det enkelt att ta på och även positionera ryggstödet på rätt plats.

Komfort: särskilt utvecklat polstringsmaterial med Coolmax⁽²⁾ som andas.

Modulär design: immobiliserande korsett i formbar termoplast medföljer.

Enkel hantering: tvättas i maskin 30°C.



(1) Study conducted in-house on a panel of 13 people, July 2019.
(2) <https://coolmax.com/en/>

LombaStab Dorso

TLSO 3-punktsstöd med smart remsystem⁽¹⁾

084701

INDIKATIONER

- Stabil ryggfraktur (traumatisk och osteoporotisk).
- Scheuermann's sjukdom.
- Kyfosis, lordosis.

EGENSKAPER

Smart remsystem⁽¹⁾: när ryggörmeln tagits på anpassas trycket med det integrerade remsystemet. Remsystemet kan exempelvis dras åt vid stående och släppas efter vid sittande för att ökad komfort.


Anpassas till anatomin: den integrerade längsgående skenan är justerbar i höjdd och formbar (från 36 till 61 cm).

Hyperextension: tack vare den bakre skenan, sternal support och axelremmar.

Enkel påtagning: symmetriska handöglor gör det enkelt att ta på och även positionera ryggstödet på rätt plats.

Komfort: elastisk stickning av Coolmax⁽²⁾ som andas effektivt, samt fodrade och S-formade axelremmar som förhindrar skav i armhålan.

Enkel hantering: tvättas i maskin 30°C.





Legal manufacturer: Townsend Design/Thuasne USA.
EC representative: MedEnvoy Global BV.

Sleeq® Max™

Post-op/post-traumatisk TLSO

U5040

INDIKATIONER

- Post-operativ rehabilitering med med sagittal/coronal och transversal restriktion.
- Stabil vertebral fraktur (traumatisk och osteoporotisk).

EGENSKAPER

Kraftfull immobilisering: tredimensionell kontroll tack vare en heltäckande design, förstärkta paneler och rigida komponenter.

Justerbar: Frampanelen kan trimmas eller värmeformas för anatomisk passform. Justerbar bröstkorgsskena ingår.

Anpassningsbar: modular design som kan anpassas till ländryggortos (LSO).

Komfort: ventilerade materialkomponenter och anatomiskt formad ryggskena.

Lätt att använda: dragband med handöglor och praktiska remmar med snabbspän-
nen gör ortosen enkel att ta på och av.

Universalstorlek.

DorsoRigid 35

Immobiliserande 3-punktsstöd

089002

INDIKATIONER

- Post-operativ immobilisering efter ryggkirurgi.
- Traumatiska frakturer (T10-L1/L2).
- Osteoporotiska eller metastatiska kotkompressioner på thorakal och dorsal nivå.
- Artros på dorsal och lumbal nivå.
- Alternativ till plastkorsett.



Pubic symphysis to
sternum height

	S	60 - 75 cm	34 - 42 cm
	M short	75 - 90 cm	34 - 41 cm
	M	75 - 90 cm	36 - 46 cm
	L short	90 - 105 cm	36 - 46 cm
	L	90 - 105 cm	40 - 52 cm
	XL short	105 - 115 cm	39 - 49 cm
	XL	105 - 115 cm	42 - 54 cm

EGENSKAPER

Stabilisering och immobilisering: 3-punktsstöd som avlastar ryggraden och bidrar till korrekt hållning.

Justerbar: teleskopskenor, justerbar sternumplatta och låsbar skena för pelvis.

Komfort: med polstrade skenor och justerbar design.

Vattentålig: rostfri och kan användas i dusch samt under träning i vatten.

Osteomed Acute

Ryggortos för osteoporos

T548803

INDIKATIONER

- Osteoporos.
- Scheuermann's sjukdom.
- Kyfos, lordos.

EGENSKAPER

Justerbar: anpassas lätt till varje patients storlek och anatomi. Remmarna kan anpassas i längd.

Korrigerande av hållning: justerbar ryggskena som kan anpassas efter patientens kurvatur.

Enkel påtagning: ergonomiska handöglor och enkelt remsystem.

Universalstorlek.



Legal manufacturer: Orthoservice AG, Via Milano 7 CH,
6830 Chiasso (TI), Switzerland.
EC REP: RO+TEN, Srl, Via Marco De Marchi,
7-20100 Milano, Italy.



Ortel P

SI-ledsbälte

274001

Trokanterbälte som ger stöd för bäcken vid foglossning och smärta i sakroiliakaleden (SI).

INDIKATIONER

- Graviditetsgördel för smärta i bäckenet
- Smärta i sakroiliakaleden (SI-leden)
- Smärta vid foglossning

EGENSKAPER

Justerbart stöd: kompressiv stickning och extra rem.

Komfort: frottéfordrad insida.

Enkel hantering: tvättas i maskin på 40°C.



1	83 - 89 cm
2	90 - 96 cm
3	97 - 105 cm
4	106 - 114 cm
5	115 - 125 cm
6	126 - 136 cm



Lombamum®

Graviditetsgördel

080501

INDIKATIONER

- Lindrar smärta i ländryggen, bäcken och sakroiliakaleden hos gravida kvinnor.

EGENSKAPER


1 Justerbar passform genom hela graviditeten:
Med hjälp av de två banden.

2 Riktat stöd: med extra flyttbar rem.

Komfort: mjuka och sköna bambufibrer.⁽¹⁾

Enkel påtagning: integrerade handöglor gör det enkelt att ta på ortosen.

Enkel hantering: tvättas i maskin på 30°C.




1 82 - 125 cm



JANUS 2014
DE LA SANTE

(1) <https://www.natureetbambou.com>





Cemen

Gördel thorax/buk

280002

INDIKATIONER

- Revbensfraktur.
- Trauma eller skada vid thorax.


EGENSKAPER

Styvt stöd: kraftigare elastisk stickning med hög kompression.

Enkel påtagning: tumöglor.

Enkel hantering: tvättas i maskin på 40°C.

1	18 cm x 1.25 m
2	18 cm x 2.50 m
3	25 cm x 1.25 m
4	25 cm x 2.50 m



Cemen

Gördel thorax/buk

290001

INDIKATIONER

- Revbensfraktur.
- Trauma eller skada vid thorax.

EGENSKAPER

Styvt stöd: kraftigare elastisk stickning med hög kompression.

Enkel påtagning: remmar med kardborreband.

Tillgänglig i utförande för dam och herr.



1	60 - 75 cm
2	76 - 90 cm
3	91 - 105 cm
4	106 - 120 cm



Stomex

Gördel vid stomi

270002

INDIKATIONER

- Stomi.

EGENSKAPER

Enkel användning: Det vävda material vid buken kan klippas i utan att det repas upp, exempelvis vid behov av dränage och kolostomipåse.

Styvt stöd: elastisk stickning med hög kompression.

Anpassar sig till anatomin: borttagbara, flexibla skenor abdominalt och dorsalt.

Enkel påtagning: remmar med kardborreband och tumöglor.

Enkel hantering: tvättas i maskin på 60°C.



1	60 - 75 cm
2	76 - 90 cm
3	91 - 105 cm
4	106 - 120 cm




Dynabelt

Bukstöd

701007 (16 cm) / 701008 (26 cm) / 701009 (33 cm)

INDIKATIONER

- Nedsatt eller svag bukmuskulatur.
- Post-operativt bruk.



EGENSKAPER

Komfort: tillverkad av patenterad Combite[®] som effektivt transporterar bort fukt från huden till ortosens utsida. Materialet har hög andningförmåga.

Anpassar sig till anatomin: borttagbara, flexibla skenor abdominalt och dorsalt.

Enkel påtagning: kardborrestängning med tumöglor.

Enkel hantering: kan steriliseras i autoclav och maskintvättas i 60°C.



1	60 - 80 cm
2	81 - 90 cm
3	91 - 100 cm

(1) OC1806 In-house study report, 2019



Ny version i november 2024

Ortel truss

Bråckbandage

272002

INDIKATIONER

- Unilateralt eller bilateralt ljumskbråck.
- Pre-operativ användning.

EGENSKAPER

Pålitligt stöd: elastiskt material med positionerbara pelotter ger ett riktat tryck med smärtlindrande funktion.

Enkel påtagning: remmar med kardborreband⁽¹⁾

Anpassningsbar: kan användas på vänster och/eller höger sida.

Justerbar: borttagbara och positionerbara pelotter.

Enkel hantering: tvättas i maskin på 40°C.



1	75 - 85 cm
2	86 - 97 cm
3	98 - 110 cm
4	111 - 125 cm

(1) In-house study report OC2109, 2021



HipLocEvo

Höftledsortos

T540503

INDIKATIONER

- Instabilitet i höftleden.
- Stabilisering av höftleden efter höftledsoperation med nedsatt muskelfunktion och tendens till luxation.
- Stabilisering efter luxation eller höftledsoperation.

EGENSKAPER

Förebygger dislokation: utan att begränsa vardagliga aktiviteter.

Justerbar av höften: med integrerade skenor vid höft och knä.

Rörelsebegränsning: möjlighet att begränsa rörlighet i flexion och extension.

Universalstorlek tillgänglig i höger och vänster utförande.



Pavlik Bandage

Luxationsbandage

SW234000

INDIKATIONER

- Höftdysplasi
- Funktionell behandling av höftluxation

	Omfång bröstorg	Max fotlängd
S	30-40 cm	6 cm
S+	30-40 cm	7,5 cm
M	40-50 cm	7,5 cm

EGENSKAPER

Inställbar: mellan 90° och 120°.

Anpassningsbar: med justerbara axelremmar och bröstrem, samt mediala och laterala benremmar med fotdelar. Remmarna kan givetvis anpassas efter behandlingsförloppet.



Mignon

Ställbar höftluxationsbyxa

SW205250

INDIKATIONER

- För spädbarn med lätt höftledsförskjutning (höftdysplasi).
- För spädbarn som genomgår behandling för luxation och subluxation av höftleden efter repositionering.

EGENSKAPER

Enkelt att ställa in: positionerar höften i en terapeutisk abduktionsställning.

Lätt att ta på: och ger barnet tillräckligt med utrymme för att sparka med benen.

Lätt hantering: tvättbar och enkel att rengöra.

	Abduktionsbredd/cm
1	14 - 16 cm
2	15 - 18 cm
3	17 - 21 cm
4	20 - 25 cm
5	24 - 30 cm
6	29 - 37 cm

HANDLED, TUMME, FINGRAR

Vilken **kroppsdel?**

TUMME

HANDLED

Vilken **indikation?**

Artros i
tumleden

Stukning

Post-op / post-trauma

utan ödem

med ödem

Behov av
immobilisering

Ligaflex® Rhizo




sida
58

Rhizo-pro



sida
59

Ligaflex® pro



sida
57

**Ligaflex® Classic
open**




sida
57

Ligaflex® Immo



sida
57

Vilken ortos för vilken indikation?





Ligaflex® Action

3D-stickad stabiliserande handledsortos

art nr 243602

INDIKATIONER

- Handledsstukning.
- Sensträckning i handleden.
- Post-operativ, posttraumatisk kvarvarande smärta med/utan ödem.
- Artros i handleden.

EGENSKAPER

Stabilisering: Integrerad rigid formbad anatomisk palmar skena.

Proprioceptiv effekt: mjukt ortos med kompressiv 3D-stickning.

Komfort: anatomiskt formad stickning med inlägg vid ulnahunvudet.

Anpassningsbar design: palmar skenan kan formas eller tas bort vid behov. Den extra remmen kan justeras för önskad kompressionsnivå.

Tillgänglig i vänster och höger modell.



1	14 - 15 cm
2	15 - 16 cm
3	16 - 17 cm
4	17 - 18 cm
5	18 - 19 cm
6	19 - 20 cm



V/H



Dynastab® Dual

Immobiliserade handledsstöd - kort design

art nr 704002

INDIKATIONER

- Handledsstukning.
- Handledstendinoser.
- Artros i handleden.

EGENSKAPER

Immobilisering: rigid, anatomisk och formbar palmar skena samt en skena dorsalt som effektivt begränsar handledens rörlighet.

Komfort: luftigt material som andas effektivt.

Enkel användning: borttagbar rem som justeras för önskad kompressionsnivå.

Bilateral modell.



1	13 - 16 cm
2	16.5 - 19.5 cm
3	20 - 23 cm



Bilateral



Ligaflex® Classic

Immobiliserade handledsstöd

art nr 243502

INDIKATIONER

- Post-operativ eller post-traumatisk immobilisering av handleden.
- Handledsstukning, icke kirurgiska frakturer.
- Handledstendinoser.
- Konservativ behandling av karpaltunnelsyndrom.
- Lateral epicondylit.
- Reumatoid artrit.

EGENSKAPER

Immobilisering: rigid, anatomisk palmar skena begränsar handledens rörlighet. Skenar är formbar.

Komfort: luftigt material som andas effektivt.

Enkel användning: två justerbara remmar säkerställer jämn kompression.

Tillgänglig i vänster och höger modell.



0	10 - 13 cm
1	13 - 15 cm
2	15.5 - 17.5 cm
3	18 - 20 cm
4	20.5 - 23 cm



V/H

Tillgänglig i Size 0 för barn



Ligaflex® Classic open

Immobiliserade handledsstöd - öppen design

art nr 243702

INDIKATIONER

- Post-operativ eller post-traumatisk immobilisering av handleden.
- Handledsstukning, icke kirurgiska frakturer.
- Handledstendinoser.
- Konservativ behandling av karpaltunnelsyndrom.
- Lateral epicondylit.
- Reumatoid artrit.



1	13 - 17 cm
2	17 - 23 cm

EGENSKAPER

Immobilisering: rigid, anatomisk palmar skena begränsar handledens rörlighet. Skenar är formbar.

Komfort: luftigt stickad ortos som andas effektivt.

Enkel applicering: helt öppen design med tre justerbara remmar förenklar på- och avtagning.

Bilateral modell.



Bilateral



Ligaflex® Immo

Anpassningsbart immobiliserande handledsstöd

art nr 708002

INDIKATIONER

- Post-operativ eller post-traumatisk immobilisering av handleden.
- Icke kirurgiska frakturer eller båtbensfrakturer.
- Handledsstukning.
- Handledstendinoser.
- Konservativ behandling av karpaltunnelsyndrom.
- Lateral epicondylit.
- Reumatoid artrit.
- Neuro-muskulär nedsättning.



1	13 - 15 cm
2	15.5 - 17.5 cm
3	18 - 20 cm
4	20.5 - 23 cm

EGENSKAPER

Immobilisering: rigid anatomisk och formbar skenor palmart och dorsalt begränsar handledens rörlighet.

Anpassningsbar: möjligt att immobilisera handleden i tre olika positioner (extension, flexion samt flexion med ulnarinklination).

Komfort: luftigt material som andas effektivt.

Enkel applicering: numererade remmar (och märkning på skenor).

Tillgänglig i vänster och höger modell.



V/H

Ligaflex® Immo levereras med 2 st rigida skenor för immobilisation av handleden i extension.


Kit med skenor

art nr 708090

Tillbehörskit med extra skenor: två typer av skenor:

- Skenor för immobilisering av handleden i flexion.
- Skenor för immobilisering av handleden i flexion med ulnarinklination.

Passar endast Ligaflex Immo.



Ligaflex® pro

Handledsortos med skena och snabbsnörningssystem

243302

INDIKATIONER

- Post-operativ eller post-traumatisk immobilisering av handleden.
- Handledsstukning, icke kirurgiska frakturer.
- Handledstendinoser.
- Konservativ behandling av karpaltunnelsyndrom.
- Lateral epicondylit.
- Reumatoid artrit.



1	13 - 17 cm
2	17 - 23 cm

EGENSKAPER

1 Immobilisation: rigid anatomisk och formbar skena palmart begränsar handledens rörlighet.


2 Komfort: luftig fodring som andas.


3 Enkel att applicera: Öppen design med patenterat Quick Lacing System som gör att ortosen anpassar sig perfekt efter handleden.

Bilateral modell.



Bilateral





▶ Produktvideo finns på YouTube

Ligaflex® pro +

Handled- och tumortos med skena och snabbsnörningssystem

art nr 243402


INDIKATIONER

- Postoperativ eller posttraumatisk immobilisering av handled/tumme.
- Stukningar i handled och/eller tumme.
- Icke-kirurgisk scaphoidum-fraktur.
- Tendinopater i handled och/eller tumme, inklusive De Quervains tenosynovit.
- Tumme/handledsartros.
- Reumatoid artrit.

EGENSKAPER

- 1 Immobilisering:** styv, anatomisk och anpassningsbar skena vid palmar och tumme begränsar rörelserna i handled och tumme.
- 2 Komfort:** luftigt material som andas effektivt.
- 3 Enkel applicering:** Öppen design med patenterat Quick Lacing System som gör att ortosen anpassar sig perfekt efter handleden.

Tillgänglig i vänster och höger modell.



1	13 - 15 cm
2	15.5 - 17.5 cm
3	18 - 20 cm
4	20.5 - 23 cm



V/H



Ligaflex® Manu

Handled- och tumortos med skena

art nr 243002

INDIKATIONER

- Postoperativ eller posttraumatisk immobilisering av handled/tumme..
- Stukningar i handled och/eller tumme.
- Icke-kirurgisk scaphoideum-fraktur.
- Tendinopater i handled och/eller tumme, inklusive De Quervains tenosynovit.
- Tumme/handledsartros.
- Reumatoid artrit.

EGENSKAPER

Immobilisering: rigid, anatomisk och anpassningsbar skena vid palmar och tumme begränsar rörelserna i handled och tumme.

Komfort: luftig fodring för bekväm användning.

Enkel justering: dubbelt rem-system säkerställer jämn kompression.

Finns i höger och vänster modell.



0	10 - 13 cm
1	13 - 15 cm
2	15.5 - 17.5 cm
3	18 - 20 cm
4	20.5 - 23 cm



V/H

Tillgänglig i Size0 för barn



▶ Produktvideo finns på YouTube

Ligaflex® Rhizo

Stabiliserande tumortos

art nr 709002

INDIKATIONER

- Artros i tumleden.
- Immobilisering vid smärta eller trauma.

Lämplig för patient med artros i tumleden med behov av stödjande ortos under dagen.

EGENSKAPER

- 1 Stabilisering:** med patenterad metallwire/skena bibehålls tummens neutrala position.
 - 2 Komfort:** luftig fodring för bekväm användning
 - 3 Tryckavlastning:** öppning längs tummen reducerar risken för smärtande tryck.
 - 4 Rörelsefrihet:** genomtänkt design tillåter viss rörelsefrihet.
- Enkel applicering:** 2 remmar förenklar på- och avtagning.
- Tillgänglig i vänster och höger modell.



1	13 - 17 cm
2	17 - 23 cm



V/H



Legal tillverkare: Thuasne Deutschland GmbH

Rhizo-pro

Immobilisering av tumleden

art nr T480273

INDIKATIONER

- Stukning, skada (trauma).
- Ligamentinstabilitet.
- Post-operativ immobilisering.
- Artros/artrit.

EGENSKAPER

Immobilisering: rigid plastskena begränsar tummens rörlighet.

Komfort: luftigt material som andas effektivt.

Bilateral modell.



1	12 - 18.5 cm
2	16.5 - 22 cm



Bilateral



Produktvideo finns på YouTube

Ligaflex Boxer®

Immobilisering av handled, hand och finger

art nr 243102

INDIKATIONER

- Post-operativt immobilisering av 4:e och 5:e metakarpalleden.
- Icke kirurgisk fraktur av 4:e och 5:e metakarpalleden.
- Återstående symptom efter fraktur eller stukning (av 4:e eller 5:e).
- Vid fortsatt behov av immobilisering efter gipsning.

Lämplig för

patient med boxarfraktur (fraktur i den distala delen av lillfingrets metakarpalben).

EGENSKAPER

Immobilisering av handleden upp till 4:e och 5:e metakarpalleden: rigida, anatomiska och formbara skenor palmart och dorsalt begränsar rörelse.

Komfort: luftig fodring för bekväm användning.

Skydd: motverkar friktion genom att fingrarna hålls separerade.

Enkel applicering: öppen genomtänkt design underlättar på- och avtagning.

Tillgänglig i vänster och höger modell.



1	13 - 15 cm
2	15.5 - 17.5 cm
3	18 - 20 cm
4	20.5 - 23 cm



L ≠ R

Dorsal
immobilisering



Palmar
immobilisering

Produktvideo finns på YouTube

Ligaflex Finger®

Immobilisering av handled och finger

art nr 243202

INDIKATIONER

- Fingerskador (sträckning, luxation, ledsador m.m.).
- Post-operativt/post-traumatisk immobilisering.

Lämplig för

patient som kräver strikt immobilisering av pek- och långfingret.

EGENSKAPER

Immobilisering: rigid formbar skena förhindrar rörlighet av pek- och långfinger (2:a, 3:e och 4:e).

Mångsidig positionering: skenan kan appliceras palmart eller dorsalt.

Enkel applicering: 2 fasta och 2 borttagbara remmar.

Komfort: skyddande funktion av skadade fingrar.

Bilateral modell.



1	< 13 cm
2	13 - 16 cm
3	16 - 19 cm
4	19 - 22 cm



Bilateral

ARMBÅGE


Vilken ortos
för vilken indikation?

ARMBÅGSORTOS

Vilken indikation?

Lateral epicondylit (Tennisarmbåge)
Medial epicondylit (Golfarmbåge)

Silistab® Epi



sida
61

Epi-med




sida
61

Condylex



sida
61



▶ Produktvideo finns på YouTube

Silistab® Epi

Mjuk armbågsortos vid epicondylit

230503

INDIKATION

- Behandling av lateral eller medial epicondylit (tennis/golfarmbåge).
- Förebyggande av återkommande tendinopati i armbågen.
- Stöd under aktivitet efter rehabilitering.



EGENSKAPER

Proprioceptiv effekt: kompressiv stickning och riktat tryck med silikonpelletter.

Justerbar kompression: extra avtagbar rem.

Komfort: anatomiskt stickad design med integrerade komfortzoner.

Enkel påtagning: patenterade dragflikar.

Bilateral modell.

1	19 - 22 cm
2	22 - 25 cm
3	25 - 28 cm
4	28 - 31 cm
5	31 - 34 cm
6	34 - 37 cm



Epi-med

Rigid armbågsortos vid epicondylit

T480013

INDIKATION

- Epicondylit.
- Sträckning.
- För användning post-traumatiskt, post-operativt och vid kronisk inflammation.
- Ödem (svullnad) vid artros eller ledsjukdom.



EGENSKAPER

Riktat tryck: justerbart tryck med justerbar rem.

Komfort: rigid ortos med mjuk fodring.

Enkel applicering: elastisk justerbar rem.

Bilateral modell.

XS	22 - 23 cm
S	24 - 25 cm
M	26 - 27 cm
L	28 - 30 cm
XL	31 - 34 cm



Condylex

Armbågsortos vid epicondylit

700702

INDIKATION

- Behandling av lateral eller medial epicondylit (tennis/golfarmbåge).
- Förebyggande av återkommande tendinopati i armbågen.
- Stöd under aktivitet efter rehabilitering.



EGENSKAPER

Komfort: armband med mjuk skumyta.

Enkel påtagning: justerbar rem.


Bilateral modell.

1	22 - 26 cm
2	27 - 32 cm



AXEL

Vilken immobiliserande ortos för **vilken indikation?**





(1) Polyester - polyuretan - polyamid - bomull

ImmoClassic

Justerbar axelslinga

244701

INDIKATIONER

- Axel- och/eller armbågsador eller inflammatoriska indikationer.
- Konservativ behandling för icke-kirurgiska proximala humerusfrakturer.
- Luxation i axeln.
- Icke-kirurgiska frakturer på nyckelbenet och/eller skulderbladet.
- Postoperativ immobilisering (till exempel efter rotatorkuffsoperation).
- Axelsubluxation eller axelledsluxationsprevention (ledinstabilitet).
- Stöd för pares i överarm.



1 < 35 cm
2 > 35 cm

EGENSKAPER

Effektiv immobilisering: tillåter fixering av axel och/eller armbåge i neutralt läge.

Anpassningsbar: klippbara och justerbara remmar möjliggör individuell anpassning.

Support: vagga som stödjer och skyddar underarmen.

Tryckavlastande: polstrad nackkudde avlastar och minskar trycket mot nacken.

Enkel att använda: justerbart remssystem med kardborrefästen.

Komfort: mjukt och lätt material⁽¹⁾.

Bilateral model.



(1) Polyester - polyuretan - polyamid - bomull

ImmoClassic+

Justerbar axelslinga med ergonomisk abduktionskudde

244801

INDIKATIONER

- Axel- och/eller armbågsador eller inflammatoriska indikationer.
- Konservativ behandling för icke-kirurgiska proximala humerusfrakturer.
- Luxation i axeln.
- Icke-kirurgiska frakturer på nyckelbenet och/eller skulderbladet.
- Postoperativ immobilisering (till exempel efter rotatorkuffsoperation).
- Axelsubluxation eller axelledsluxationsprevention (ledinstabilitet).
- Stöd för pares i överarm.



1 < 35 cm
2 > 35 cm

PATIENTPROFIL

- Patient i behov av immobilisering i abduktion.

EGENSKAPER

Abduktion: ergonomisk 20° abduktionskudde.

Anpassningsbar: klippbara och justerbara remmar möjliggör individuell anpassning.

Support: vagga som stödjer och skyddar underarmen.

Tryckavlastande: polstrad nackkudde avlastar och minskar trycket mot nacken.

Enkel att använda: justerbart remssystem med kardborrefästen.

Komfort: mjukt och lätt material⁽¹⁾.

Bilateral modell.

ImmoVest

Förstärkt immobilisering av axel

244103

INDIKATIONER

- Axel- och/eller armbågsador.
- Postoperativ immobilisering efter rotatorkuffsoperation.
- Prevention eller behandling av axelsubluxation eller axelledsluxation, ledinstabilitet.
- Icke-kirurgiska frakturer på nyckelbenet och/eller skulderbladet
- Konservativ behandling för icke-kirurgiska proximala humerusfrakturer.



1	< 85 cm
2	86 - 95 cm
3	96 - 105 cm
4	> 105 cm

PATIENTPROFIL

- Patient i behov av förstärkt stöd.

EGENSKAPER

Immobiliseringsväst för axel: ger effektiv immobilisering av axel och/eller armbåge i inåttrotation.

Justerbar: avtagbar rem för förstärkt immobilisering vid behov.

Förstärkt skydd: anatomisk, omslutande design som täcker axel och armbåge.

Enkel att använda: design med bestående av en enda del med kardborrefästen för enkel applicering.

Komfort: vadderad skumstruktur och mjukt och lätt material⁽¹⁾.

Bilateral modell: vänds ut och in och passar därför både höger och vänster axel.



(1) Polyester - polyuretan - polyamid - bomull

[Presentation video available online](#)

Shoulder immobilisation sling

Immobiliserande axelslinga

138503

INDIKATIONER

- Axel- och/eller armbågsador eller inflammatoriska indikationer.
- Konservativ behandling för icke-kirurgiska proximala humerusfrakturer.
- När axeln gått ut led.
- Icke-kirurgiska frakturer på nyckelbenet och/eller skulderbladet.
- Postoperativ immobilisering (till exempel efter rotatorkuffsoperation).
- Axelsubluxation eller axelledsluxationsprevention (ledinstabilitet).
- Stöd för pares i överarm.



1	60 - 90 cm	< 150 cm
2	91 - 120 cm	150 - 170 cm
3	121 - 150 cm	> 150 cm

EGENSKAPER

Effektiv immobilisering: tillåter fixering av axel och/eller armbåge i neutralt läge.

Säker fastlåsning: ytterligare rem ger förstärkt immobilisering.

Enkel att använda: remmar med kardborrefäste.

Komfort: tillverkad av mjukt och lätt material⁽¹⁾.

Bilateral modell.



(1) Polyester - polyuretan - polyamid - bomull

Ligaflex® clavicular straps

Immobilisering av nyckelben

245003

INDIKATIONER

- Icke-kirurgiska nyckelbensfrakturer.

EGENSKAPER


Stabilisering: 2 remmar med genomtänkt fäste bidrar till effektiv stabilitet.

Adaptiv design: justerbara och klippbara remmar möjliggör individanpassning.

Enkel att använda: Justering av remmarna stabiliserar nyckelbenen.



	T0	T1
1	20 - 24 cm	34 - 40 cm
2	25 - 29 cm	41 - 50 cm
3	30 - 34 cm	> 50 cm



Ortos- och stumpstrumpor

I sömlös design av högsta kvalitet

Knit-Rite grundades redan 1923 och är en ledande tillverkare av innovativa medicintekniska textilier. Företagets är sedan ett par år tillbaka en del av Thuasne koncernen och vi är mycket glada över att kunna presentera deras sortiment på den Nordiska marknaden.

Knit-Rite's breda produktsortiment vänder sig till den medicintekniska marknaden och konsumentmarknaden. Man är sedan 60 år tillbaka en ledande tillverkare av kompressionsstrumpor med graderat tryck på den amerikanska marknaden men erbjuder även stumpstrumpor och ortosstrumpor i sömlös design av högsta kvalitet.



AFO- och KAFO strumpa

Varje AFO- och KAFO-strumpa tillverkas på samma sätt, vi börjar vid tån och spinner tråden uppåt. Det ger en sömlös och skrynkelfri strumpa som sitter som ett andra skinn, som är exceptionellt mjuk och transporterar bort svett.

- Coolmax-material.
- Sömlös design.
- Flera längder gör att du kan vika ner kanten vid behov.
- Fibrer som transporterar bort fukt håller fötter och ben behagligt svala.
- Heel-less design (utan häl) för perfekt pass-form.

Art nr	Storlek	Färg	Bredd x Längd	Enhet
K1BX1AFAR	Vuxen normal	Svart	9x51 cm	Par
K1BX1AFAS	Vuxen small	Svart	7,5x46 cm	Par
K1BX1AFCR	Barn normal	Svart	6,5x36 cm	Par
K1BX1AFCS	Barn small	Svart	5,5x28 cm	Par
K1SP1AFAR	Vuxen normal	Vit	9x51 cm	Par
K1SP1AFAS	Vuxen small	Vit	7,5x46 cm	Par
K1SP1AFCR	Barn normal	Vit	6,5x36 cm	Par
K1SP1AFCS	Barn small	Vit	5,5x28 cm	Par
KAFO-strumpor				
K1SP1NAXL	Vuxen smal	Vit	6,5x61 cm	St
K1SP1RGXL	Vuxen normal	Vit	9x71 cm	St
K1BX1NAXL	Vuxen smal	Svart	6,5x61 cm	St




Stumpstrumpa 3PLY utan hål

Stumpstrumpan sitter bekvämt uppe utan att rulla ner och eliminerar veckbildning. Den sömlösa, rundade tån i tre dimensioner ger optimal komfort.

- Transporterar bort fukt.
- Hjälper till att motverka dålig lukt.
- Sträcker sig och återgår till sin form för att passa kroppsdelen.
- Fint stickat material ger komfort och hållbarhet.
- Lätt att hitta rätt storlek.
- Lätt att sköta och krymper inte.

Art nr	Storlek	Färg	Längd	Enhet
K1SP3CH12	Barn medium	Vit	30 cm	St
K1SP3CHSH	Barn kort	Vit	20 cm	St
K1SP3NALG	Smal lång	Vit	55-70 cm	St
K1SP3NAMD	Smal medium	Vit	40-50 cm	St
K1SP3NASH	Smal kort	Vit	20-35 cm	St
K1SP3RGLG	Normal lång	Vit	55-70 cm	St
K1SP3RGMD	Normal medium	Vit	40-50 cm	St
K1SP3RGSH	Normal kort	Vit	25-35 cm	St
K1SP3RGXS	Normal x-kort	Vit	20-30 cm	St
K1SP3WDMD	Medium kort	Vit	40-50 cm	St
K1SP3WDSH	Kort vid	Vit	25-35 cm	St
K1SP3XWMD	Medium x-vid	Vit	40-50 cm	St
K1SP3XWSH	Kort X-vid	Vit	25-35 cm	St

K1SB3NALG	Smal Large	Svart	55-70 cm	St
K1SB3NAMD	Smal Medium	Svart	40-50 cm	St
K1SB3NASH	Smal Small	Svart	20-35 cm	St
K1SB3RGLG	Normal Large	Svart	55-70 cm	St
K1SB3RGMD	Normal Medium	Svart	40-50 cm	St
K1SB3RGSH	Normal kort	Svart	25-35 cm	St
K1SB3RGXS	Normal x-kort	Svart	20-30 cm	St
K1SB3WDMD	Medium vid	Svart	40-50 cm	St
K1SB3WDSH	Small vid	Svart	25-35 cm	St
K1SB3XWMD	Medium x-vid	Svart	40-50 cm	St
K1SB3XWSH	Small x-vid	Svart	25-35 cm	St



Prosthetic sheath hole in toe

Används direkt över linern för att minimera slitage och friktion genom att absorbera skjuvspänning och friktion i hylsan.

- Storlek lämpas för amputerade under knä.
- Avsedd för användning med pinnlås.
- Ökar livslängden på proteslinern genom att minska slitaget.
- 100% stretch nylon.

Art nr	Storlek	Färg	Längd	Enhet
K2HPBRHSH	Normal kort	Beige	25-35 cm	Par

Övrigt sortiment

Vi utökar vårt sortiment av Knit-Rite kontinuerligt så kontakta oss gärna för aktuell information.

Refit

Träningsband av naturlatex

EGENSKAPER

Elastiska träningsband: effektiva för rehabilitering, flexibilitet och generell träning.

Skonsam träning: Att träna med Refit är ett skonsamt sätt att rehabilitera en skada.

Olika motstånd: De olika banden och slangarna är tillgängliga i olika hårda motstånd för att tona, forma och stärka enligt varje enskild patients förutsättningar.

Brett sortiment: med slangar och band.



Rubberband

- Träning och bodytoning för alla muskelgrupper.
- Rubberbanden är små, lätta och tar ingen plats.
- Flexibiliteten i latexmaterialet ger möjlighet till flera olika styrkor för olika övningar och ger en lika effektiv träning som vikter, men till en betydligt lägre kostnad!
- Välj mellan 3- eller 10-pack.

Motstånd	Färg	Art nr
10-pack		
x-lätt	Gul	T1302005
lätt	Röd	T1302010
medium	Grön	T1302015
hårt	Blå	T1302020
x-hårt	Svart	T1302025
3-pack		
x-lätt	Gul	T1301008
lätt	Röd	T1301010
medium	Grön	T1301015
hårt	Blå	T1301020



Slang 20 m

- Träningsslangen erbjuder skonsam och effektiv motståndsträning på rulle.
- Slangen är färgkodad efter styrka och klipps enkelt till önskad längd.
- Perfekt för terapiverksamhet eller gruppträning.
- Slangen är hållbar och kan med valfria tillbehör användas till alla typer av övningar.

Motstånd	Färg	Art nr
xx-lätt	Gul	T1610110
x-lätt	Blå	T1610120
lätt	Grön	T1610130
medium	Röd	T1610140
hårt	Svart	T1610150
x-hårt	Grå	T1610160



Refitband 25 m

- Banden är kvalitetskontrollerade med scanner för att upptäcka eventuella skador.
- 25 meter är den maximal tillverkningslängd för att garantera oskadade latexband.
- Råvaran till alla Refit-produkter, naturgummilatex, är av högsta kvalitet, därför håller banden längre samt och är i princip talkfria.

Motstånd	Färg	Art nr
xx-lätt	Beige	T1520010
x-lätt	Gul	T1520020
lätt	Röd	T1520030
medium	Grön	T1520040
hårt	Blå	T1520050
x-hårt	Svart	T1520060
xx-hårt	Grå	T1520070



Band 5,5

- Banden är kvalitetskontrollerade med scanner för att upptäcka eventuella skador.
- Råvaran till alla Refit-produkter, naturgummilatex, är av högsta kvalitet, därför håller banden längre samt och är i princip talkfria.

Motstånd	Färg	Art nr
x-lätt	Gul	T1500020
lätt	Röd	T1500030
medium	Grön	T1500040
hårt	Blå	T1500050
x-hårt	Svart	T1500060



Band 1,5

- Inplastade förpackningar med 1,5 meter band.
- Detta är den mest vanliga längden för rehabiliteringsövningar.

Motstånd	Färg	Art nr
xx-lätt	Beige	T1510010
x-lätt	Gul	T1510020
lätt	Röd	T1510030
medium	Grön	T1510040
hårt	Blå	T1510050
x-hårt	Svart	T1510060

Övrigt sortiment och tillbehör?

Kontakta oss gärna för övrigt sortiment och tillgängliga tillbehör.

WINGS FOR YOUR HEALTH

THUASNE SCANDINAVIA AB

Box 95
131 07 Nacka
Tel 08 - 618 74 50
Email : info@thuasne.se
www.thuasne.se

THUASNE REHABBUTIKEN AB

Ringvägen 88
118 60 Stockholm
Tel 08 - 644 60 17
Email : butiken@thuasne.se
rehabbutiken.thuasne.se



THUASNE
120 rue Marius Auphan
92300 Levallois-Perret Cedex - France

All the medical devices mentioned on this document are CE marked according to the European council directive 93/42/EEC and its relatives or the Regulation 2017/745 on medical devices, unless specifically identified as "NOT CE MARKED". Products mentioned in this document are CE class I devices. Please contact Thuasne should you need any additional information on devices classification. Please read carefully the instructions for use, indications and contraindications of the product. We reserve the right to modify our products as shown and described in this catalogue, without previous notice. Non-contractual photographs.

Last revision date: (2022-03). Photo credits: Thierry Maltz, Studio Caterin, ©Studio Caterin, ©Shutterstock/Krakenimages/pixelheadphoto digitalskillet/m imagephotography/Roman Samborski/ Kate Kom

www.thuasne.se

