



THUASNE®

VENOFLEX
MEN
MICRO
ELEGANCE



Experter på medicinska textilier

Sedan 1847

Visste du att vi tillverkade bandage redan på 1800-talet? Elastiska och kompressiva textilier för medicinskt bruk är därför en av våra specialiteter.

Vi är extra stolta över kvaliteten på våra produkter. Med 175 års erfarenhet har vi en unik kunskap och kompetens inom området. Våra Biflex-bandage tillverkas än idag i samma fabrik i St Etienne, Frankrike, även om materialet, tekniken och givetvis stickningsmaskinerna har uppdaterats. Idag tillverkar vi förutom bandage och lindor även kompressiva textilier för andra medicinska användningsområden:

Venoflex	Rundstickad medicinsk kompression enligt ASQUAL och RAL
Lymfatrex	Flatstickad medicinsk kompression enligt ASQUAL och RAL
Cicatrex	Kompressionsplagg för behandling av ärrskada
Mobiderm	Mobiliserande och ödemdrivande struktur
Ortopedi	Stickade ortoser med kompression


Varför välja Venoflex från Thuasne?

Vi är sedan 30 år en ledande tillverkare och leverantör av rund- och flatstickad kompression i Frankrike. Eftersom vårt sortiment enbart har varit tillgängligt i den franska medicinska standarden (ASQUAL) så har vårt breda sortiment hittills inte varit tillgängligt i övriga europeiska länder.

Fram tills nu! Tillsammans med våra kollegor i Tyskland har vi arbetat hårt med att konvertera två av våra mest populära kompressionsstrumpor till den tyska RAL-standard som den svenska standarden (SS 872400:2012) bygger på. Resultatet hittar du i denna katalog: **Venoflex Micro** och **Venoflex Elegance**.

Visste du att... Vi tillverkar våra kompressionsstrumpor med förfärgad tråd vilket innebär ett bättre färgdjup och finare lyster. Färgerna är jämna och tvätas inte ur. Det innebär också att vår tillverkningsprocess är mer miljövänlig. Vi har således full kontroll över hela tillverkningsprocessen och kan garantera att materialen inte innehåller några otillåtna ämnen eller substanser.





Flebologi

Våra rundstickade medicinska kompressionsstrumpor **Venoflex Men**, **Venoflex Micro** och **Venoflex Elegance** är utformade för att möta patienternas individuella krav och behov. De är tillgängliga i både standardstorlekar och måtttillverkat, i flera moderiktiga färger och utföranden.

Sortimentet imponerar med sitt färgdjup och lyster eftersom vi endast använt genomfärgad tråd i hela produktionen. Tack vare det speciella valet av material och mjukhet är det extra enkelt att ta på och av kompressionsstrumporna. De är även hudvänliga, lättskötta och bekväma.

VENOFLEX Men

Ribbstickad design



Tillgängliga färger



Marinblå



Svart

Trötta och tunga ben kan vara tidiga tecken på nedsatt venös funktion. **Venoflex Men** är en lika diskret som effektiv lösning, så väl i förebyggande som behandlande syfte.

Med avancerad stickningsteknik har vi skapat en ribbstickad design som är svår att skilja från vanliga herrstrumpor. Den sömlösa och mjuka avslutskanten utan silikonkant gör Venoflex Men särskilt sköna att använda.

Den höga andelen bomull gör materialet mjukt och behagligt samtidigt som strumporna upplevs som enkla att både ta av och på. Bomull har dessutom en naturligt värmereglerande funktion som ytterligare ökar komforten.

Venoflex Men är endast tillgängliga i Kompressionsklass 2 (23-32 mmHg) och i standardstorlek.

Utmärkande egenskaper

- Diskret ribbstickad design med sömlös avslutskant utan silikon.
- Mjukt material som andas med en hög andel bomull.
- Elegant utsida men slitstark kvalitet.

Kompressionsklasser

**Standard
KKL 2**

VENOFLEX Micro

Tunn & transparent



Tillgängliga färger




Sand



Caramel



Mode



Svart

VENOFLEX Micro är en fintrådig medicinsk kompressionsstrumpa som anpassar sig perfekt längs benet tack vare sin exceptionellt smidiga struktur.

Genomfärgade fibrer ger materialet en ytterst elegant lyster och ett färgdjup som inte tvättas ur. **VENOFLEX Micro** är svår att skilja från vanliga nylonstrumpor, trots att det rör sig om en medicinsk kompressionsstrumpa. De diskreta och subtila färgerna är lätta att kombinera med varje outfit, såväl på fritiden som på arbetet.

Givetvis kan du välja mellan häftband med noppor eller spets. Valet är helt och hållet ditt men du kan lita på att fästförmågan är lika god oavsett.

Gemensamma egenskaper som är värda att lyfta fram är Y-sömmen vid hälen som ökar komforten och den platta sömmen vid tåbasen som inte skaver. **VENOFLEX Micro** är utan tvekan en äkta premiumprodukt för lätta till måttliga venösa indikationer.

Utmärkande egenskaper

- Mjukt och behagligt allergivänligt material med silkeslen känsla.
- Eleganta och feminina.
- Färfärgad tråd ger intensivt färgdjup som inte tvättas ur.

Kompressionsklasser

Standard

KKL 1

KKL 2

Måttillverkat

KKL 1

KKL 2

VENOFLEX Elegance

Mångsidig opaque kvalitet



VENOFLEX Elegance är det moderna och mångsidiga valet för både henne och honom. Det icke transparenta materialet har tillräcklig stadga för de flesta venösa indikationer och är därför ett tryggt val för dig som önskar en kvalitativ lösning.

VENOFLEX Elegance är tillverkad med dubbelflätad kompressionstråd och är därför mycket slitstark. Materialet är hudvänligt, smidigt och följsamt och formar sig perfekt efter benens konturer.

Denna mångsidiga icke transparenta kvalitet passar både kvinnor och män. **VENOFLEX Elegance** har utmärkt stadga i materialet och passar därför även vid venösa indikationer som kräver högre kompressionsklass.

Gemensamma egenskaper som är värda att lyfta fram är Y-sömnen vid hälen som ökar komforten och den platta sömnen vid tåbasen som inte skaver. **VENOFLEX Elegance** är utan tvekan en äkta premium-produkt för lätta till svårare venösa indikationer.

Tillgängliga färger



Sand



Caramel




Mode



Diamant



Marinblå



Svart

Kompressionsklasser

Standard
KKL 2

Måttillverkat
KKL 1
KKL 2
KKL 3

Utmärkande egenskaper

- Enkel på- och avtagning.
- Icke transparent material med dubbelflätad tråd ger högre stadga för svårare venösa indikationer.
- För både henne och honom.

VENOFLEX

Häftband

VENOFLEX Elegance och VENOFLEX Micro häftband finns i en spets- och en nubbvversion. De platta sömmarna och de hudvänliga, rundade nopporna garanterar en bekväm passform. Samtidigt stödjer de strumpans perfekta passform.



Häftband med spets



Diskret häftband med noppor



Smalt häftband för knästrumpor

TILLVAL



Genomtänkt design av sömmen vid Y för högsta komfort.



Avslut med öppen eller sluten tå

UTFÖRANDEN



STANDARDSTORLEKAR

VENOFLEX MEN KKL2
VENOFLEX MICRO KKL1 & KKL2
VENOFLEX ELEGANCE KKL2



Knästrumpa (AD)

öppen eller sluten tå
med eller utan häftband

(KKL 1)	Micro	30021A2
(KKL 2)	Micro	30021B2
(KKL 2)	Men	40021B2
(KKL 2)	Elegance	20021B2



Lårstrumpa (AG, AG+)

öppen eller sluten tå
med häftband

(KKL 1)	Micro	30023D2
(KKL 2)	Micro	30023E2
(KKL 2)	Elegance	20023E2



Strumpbyxa (AT)

öppen eller sluten tå

(KKL 1)	Micro	30025A2
(KKL 2)	Micro	30025B2
(KKL 2)	Elegance	20025B2



Grav. strumpbyxa (AT/U)

öppen eller sluten tå

(KKL 1)	Micro	20027A2
(KKL 2)	Micro	20027B2
(KKL 2)	Elegance	30027B2



MÅTTILLVERKNING

VENOFLEX MICRO KKL1 & KKL2
VENOFLEX ELEGANCE KKL1, KKL2 & KKL3



Knästrumpa (AD)

(KKL 1)	Micro	3002T19
(KKL 2)	Micro	3002T29
(KKL 1)	Elegance	2002T19
(KKL 2)	Elegance	2002T29
(KKL 3)	Elegance	2002T39



Halvlårstrumpa (AF)

(KKL 1)	Micro	3002U19
(KKL 2)	Micro	3002U29
(KKL 1)	Elegance	2002U19
(KKL 2)	Elegance	2002U29
(KKL 3)	Elegance	2002U39



Lårstrumpa (AG)

(KKL 1)	Micro	3002V19
(KKL 2)	Micro	3002V29
(KKL 1)	Elegance	2002V19
(KKL 2)	Elegance	2002V29
(KKL 3)	Elegance	2002V39



Strumpbyxa*

(KKL 1)	Micro	3002X19
(KKL 2)	Micro	3002X29
(KKL 1)	Elegance	2002X19
(KKL 2)	Elegance	2002X29
(KKL 3)	Elegance	2002X39



Strumpbyxa med ett ben (AT/E)

(KKL 1)	Micro	3002Y19
(KKL 2)	Micro	3002Y29
(KKL 1)	Elegance	2002Y19
(KKL 2)	Elegance	2002Y29
(KKL 3)	Elegance	2002Y39

* Även tillgänglig i utförande Herr och
Graviditet vilket väljs på blanketten

MÅTTABELL

Längdmått tas vid exakt samma mätpunkt som respektive omfångsmått. Välj alltid den standardstorlek som rymmer samtliga mått. Om patientens mått inte passar in på någon standardstorlek bör kompressionsstrumorna måttillverkas.

Venoflex Micro & Elegance						
Storlek	I	II	III	IV	V	VI
cT	59 – 70	66 – 80	76 – 85	82 – 90	88 – 95	92 – 105
cH	85 – 105	90 – 110	95 – 115	100 – 120	105 – 125	110 – 130
cG häftband xvid	49 – 57	53 – 62	57 – 67	61 – 72	65 – 77	69 – 81
cG häftband	43 – 48	45 – 52	49 – 56	53 – 60	56 – 64	60 – 68
cG	43 – 57	45 – 62	49 – 67	53 – 72	56 – 77	60 – 81
cF	39 – 52	41 – 56	44 – 60	47 – 65	50 – 69	53 – 73
cE	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 51
cD	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48
cC	28 – 34	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49
cB1	23 – 27	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39
cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30
cY	26 – 31	28 – 33	29 – 36	31 – 37	32 – 38	33 – 40
cA	17 – 22	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34

Längd	ℓ AD	ℓ AG	ℓ AT
kort	34 – 39	60 – 69	–
normal	–	70 – 80	65 – 75
lång	39 – 45	81 – 90	75 – 85


Standardstorlekar

Venoflex Men	AD 1 – 6	2 längder
Venoflex Micro	AD 1 – 6	2 längder
	AG 1 – 6	3 längder
	AT 1 – 6	2 längder
Venoflex Elegance	AD 1 – 6	2 längder
	AG 1 – 6	3 längder
	AT 1 – 6	2 längder

Venoflex Men – måttabell

	0	I	II	III	IV	V
cD	26-34	29-34	31-37	33-41	36-45	42-48
cC	27-35	30-35	32-38	34-42	37-46	43-49
cB ¹	22-25	23-28	25-32	29-35	31-38	34-40
cB	17-19	19-21	21-24	24-26	26-29	29-31
cY	24-30	27-32	28-35	31-37	32-39	34-41
cA	16-21	18-23	20-26	23-29	25-33	28-35

Kort	< 44,5 cm
Lång	≥ 44,5 cm



RÅD & SERVICE

Medicinska kompressionsstrumpor ska användas varje dag och bör därför ha en optimal passform. Korrekt måttagning och val av rätt storlek är av yttersta vikt.

Hos oss får du råd och service kring allt som har med måttagning och storleksbedömning att göra. Vi arrangerar gärna utbildning om måttagning om intresse finns, antingen hos dig eller online.

Rådgivning

Vår kunniga och erfarna personal finns tillgänglig under kontorstid och ger dig råd via telefon och e-post gällande måttagning, storleksval, materialval eller andra frågor och önskemål. I vissa fall har vi även möjlighet att besöka dig för att ge tips och råd på plats.

Snabba leveranser

Vi erbjuder 6 storlekar i upp till upp till 3 längder vilket minimerar behovet av att beställa måttillverkade utföranden. Att välja en standardstorlek är mer ekonomiskt och innebär snabb leverans. Hinner vi registrera din beställning innan 13:00 så skickas din beställning i de allra flesta fall redan samma dag.

TVÄTT- & SKÖTSELRÅD

Medicinska kompressionsstrumpor bör tvättas varje dag eftersom rester av salvor, fett, hudflagor och svett kan försämra de elastiska fibrernas funktion. Regelbunden tvätt skyddar dessutom mot infektioner och slitage.

Vi rekommenderar att du tvättar dina kompressionsstrumpor för hand eller i maskin på ett skonsamt program. Glöm inte bort att använda tvättnät för att skydda strumporna från andra plagg. Vi rekommenderar att du lufttorkar strumporna i rumstemperatur även om du kan använda torktumlare på skonsamt program.

Detaljerad information om skötselråd finns på etiketten och i bruksanvisningen.

GARANTI

Vi garanterar korrekt medicinsk kompression i 6 månader, givetvis förutsatt att skötselråden följs. Om du upplever någon form av kvalitetsproblem är du välkommen att kontakta vår kundservice så kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Materialsammansättning

Polyamid, elastan

Tvättrekommendation

Tvättas 40°C på skonsamt program eller handtvätt. Torkas på skonsamt program i torktumlare eller lufttorkas plant.

KONTAKTUPPGIFTER

Thuasne Scandinavia AB

Box 95

131 07 Nacka

Tel 08 - 618 74 50

Email: info@thuasne.se

www.thuasne.se

WINGS FOR YOUR HEALTH

THUASNE SCANDINAVIA AB

Box 95
131 07 Nacka
Tel 08 - 618 74 50
Email : info@thuasne.se
www.thuasne.se

THUASNE REHABBUTIKEN AB

Ringvägen 88
118 60 Stockholm
Tel 08 - 644 60 17
Email : butiken@thuasne.se
rehabbutiken.thuasne.se



THUASNE DEUTSCHLAND GmbH
Im Steinkamp 12
D30938 Burgwedel - Tyskland

All the medical devices mentioned on this document are CE marked according to the European council directive 93/42/EEC and its relatives or the Regulation 2017/745 on medical devices, unless specifically identified as "NOT CE MARKED". Products mentioned in this document are CE class I devices. Please contact Thuasne should you need any additional information on devices classification. Please read carefully the instructions for use, indications and contraindications of the product. We reserve the right to modify our products as shown and described in this catalogue, without previous notice. Non-contractual photographs.

Last revision date: (2022-03). Photo credits: Thierry Malty, Studio Caterin, ©Studio Caterin, ©Shutterstock/Krakenimages/pixelheadphoto digitalskillet/m imagephotography/Roman Samborsy/ Kate Kom

www.thuasne.se

