



THUASNE

**COMPRESSIE
HULPMIDDELEN**



Regio Noordoost

Kirsten Schokker

Tel: 06 28 46 13 79

E-mail: kirsten.schokker@thuasne.nl

Regio Zuid

Ester Schouten

Tel: 06 48 48 31 11

E-mail: ester.schouten@thuasne.nl

Regio Noordwest

Marlies Kos

Tel: 06 82 06 90 58

E-mail: marlies.kos@thuasne.nl

Reductie fase Nederland

Nanda de Waard

Tel: 06 13 72 90 67

E-mail: nanda.dewaard@thuasne.nl

Vragen over een bestelling of een product? Bel onze Customer Service op 033 247 44 44. Zij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 9 - 12 uur of 13 - 17 uur

COMPRESSIE BIJ CHRONISCH VENEUZE INSUFFICIËNTIE (CVI)

Onze keuzewijzer helpt je op weg...

CEAP	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kenmerken	Geen visuele of voelbare tekenen	Oppervlakkig varices	Zijtak varices	Oedeem	Huidverandering	Genezen veneus ulcus	Actief veneus ulcus
Reductiefase				1 4	1 2 3 4		1 2 3
Onderhoudsfase	5	5 7	7	7 6 4	7 6 4	4 6	

1 KIT BIFLEX

4 BIFLEX SELF ADJUST

6 LYMPHATREX

2 MOBIDERM

5 VENOFLEX Klasse 1

7 VENOFLEX Klasse 2

3 MOBIDERM AUTOFIT

COMPRESSIE BIJ LYMFOEDEEM IN ARMEN OF BENEN

Onze keuzewijzer helpt je op weg...

	Stadium 0	Stadium I	Stadium II-A	Stadium II-B	Stadium III
Kenmerken	Geen swelling	(Pitting) oedeem nog omkeerbaar	Pitting oedeem	Pitting oedeem met fibrose	Fibrose en huidverandering
Reductiefase		1 4	1 4 3	1 2 3	1 2 3
Onderhoudsfase	4 7	4 7 6	6 4 3	6 3	6 3

1 KIT BIFLEX

4 BIFLEX SELF ADJUST

6 LYMPHATREX

2 MOBIDERM

5 VENOFLEX Klasse 1

7 VENOFLEX Klasse 2

3 MOBIDERM AUTOFIT

VERGOEDING

Al onze compressiehulpmiddelen zijn opgenomen in het verbandmiddelen- of hulpmiddelencontract (z-index) en worden vergoed vanuit de basisverzekering.

AANTAL STUKS

Over het algemeen worden er twee stuks per 12 maanden vergoed, tenzij een verzekeraar anders bepaalt. Het is ook mogelijk een extra voorziening aan te vragen, wanneer een hulpmiddel intensief gedragen dient te worden.

HOE TE VERKRIJGEN?

Wanneer er geen verbandmiddelen contract is met een zorgverzekeraar, kun je onze producten bestellen bij een organisatie die de producten levert en het declaratieproces oppakt:

- Brocacef
- Bosman
- Declacare
- HHC
- Fysiotek
- Mediq
- SUP
- Wondhuis
- Medireva
- Mosadex
- Hulpmiddelenbezorgd



KITBIFLEX

2-laags korte rek zwachtelsysteem

- Drukmarkering
- Zacht op de huid
- Wasbaar

Indicatie

- Chronische Veneuze Insufficiëntie (CVI)
- Lymfoedeem
- Ulcus cruris



Maat	Enkel- omvang	Lengte zwachtel	Z-index
1	< 25 cm	3,5 mtr	16811372
2	25 - 30 cm	4,0 mtr	16811402
3	> 30 cm	4,5 mtr	16811429


MOBIDERM PADS

Behandeling van specifieke plekken

- Point pressure
- Toepasbaar bij fibrotisch weefsel of bij plaatselijk oedeem
- Ook geschikt voor onder drukkleding of TEK

Indicaties

- Acuut oedeem
- Chronisch oedeem
- Fibrotisch weefsel



MOBIDERM pads

Afmetingen	Omschrijving	Z-index
25 cm x 1 m	Kleine blokjes (5 mm x 5 mm)	15778649
25 cm x 1 m	Grote blokjes (15 mm x 15 mm)	15778657
25 cm x 25 cm	Kleine blokjes (5 mm x 5 mm)	16593693

EFFECTIEVER ZWACHTELEN

KIT BIFLEX LAAG 1 (WIT)

Fixatie & comfort




- Viscose en microvezel onderlaag
- 30% rek



MOBIDERM

Point pressure

- 10cm x 3 m
- Grote of kleine blokken



Bestel 1x een Kit Biflex maat 3

16811429

Omschrijving

Grote blokjes 15 mm x 15 mm

Kleine blokjes 5 mm x 5 mm

Z-index

15778665

17112311

MET MOBIDERM

KIT BIFLEX LAAG 2 (BEIGE)

Compressie



- 80% rek
- Markering & overlapijn voor juiste druk



BIFLEX Self Adjust


Verstelbaar compressiesysteem (wrap) voor armen en benen



Geïntegreerd
drukregelsysteem
aan de benen
(kuit en dij).



Overlappend
design
voorkomt
insnoering.








Ademend
materiaal
met open cel
structuur.



Geïntegreerde
onderkous voor
kuit, dij en arm.

Geschikt voor de behandeling van oedeem (veneus, lymfatisch of veroorzaakt door letsel), chronische veneuze insufficiëntie en symptomatische behandeling van lipoedeem.

ZO WERKT DE DRUKREGELAAR



VOET



KUIT



KNIE




DIJ




ARM




HAND




KUIT	cB	cC	cD	l BD	Z-index
1 normaal	16 - 24	24 - 35	25 - 36	< 36	17284228
1 lang	16 - 24	24 - 35	25 - 36	> 36	17284236
2 normaal	20 - 28	32 - 43	32 - 43	< 36	17284244
2 lang	20 - 28	32 - 43	32 - 43	> 36	17284252
3 normaal	24 - 32	40 - 51	39 - 50	< 36	17284260
3 lang	24 - 32	40 - 51	39 - 50	> 36	17284279
4 normaal	28 - 36	48 - 59	46 - 57	< 36	17284287
4 lang	28 - 36	48 - 59	46 - 57	> 36	17284295




VOET	cA	cB	Z-index
1	19 - 24	< 36	17284171
2	24 - 29	< 36	17284198
3	29 - 34	< 41	17284201




KNIE	cE	Z-index
1	35 - 50	17284309
2	50 - 65	17284317
3	65 - 85	17284325



DIJ	cE	cG	l EG	Z-index
1 normaal	34 - 45	46 - 57	< 36	17284333
1 lang	34 - 45	46 - 57	> 36	17284341
2 normaal	41 - 53	53 - 65	< 36	17284368
2 lang	41 - 53	53 - 65	> 36	17284376
3 normaal	49 - 60	61 - 72	< 36	17284384
3 lang	49 - 60	61 - 72	> 36	17284392
4 normaal	56 - 68	68 - 80	< 36	17284406
4 lang	56 - 68	68 - 80	> 36	17284414



ARM	cC	cD	cG	Z-index
1	15 - 19	22 - 28	25 - 32	17284422
2	16 - 20	24 - 30	29 - 36	17284430
3	17 - 21	26 - 32	33 - 40	17284449
4	17 - 21	28 - 34	37 - 44	17284457
5	18 - 22	30 - 36	41 - 48	17284465
6	19 - 23	31 - 37	45 - 52	17284473



HAND	cA	Z-index
1	14 - 19	17284481
2	19 - 24	17284503
3	24 - 29	17284511

Alle genoemde maten zijn in cm.

PROTECTIE-LINER

De beschermende laag zonder compressie. Deze wordt geadviseerd bij de Mobiderm Autofit, wanneer je deze inzet in de **reductiefase van oedeem**.

- Beige
- Universele maat
- Polyamide – elastaan
- 2 stuks per verpakking

! Wij leveren standaard 2 stuks:
Eén om te wassen en één om te dragen

Z-index

17449448



COMPRESSIELINER

Te combineren met de Biflex Self Adjust, zodat de cliënt ook goed in de schoen kan. Deze liner geeft druk op de voet en is compressieloos vanaf de enkel.

- Zwart
- Drukklasse 2 (alleen voet tot enkel)
- Polyamide - elastaan - katoen
- 2 stuks per verpakking

! Wij leveren standaard 2 stuks:
Eén om te wassen en één om te dragen



Maat	Omvang ter hoogte van tenen (cA)	Enkelomvang (cB)	Hoogte vloer tot knie (fossa poplitea)	Schoenmaat	Z-index
1N	19 - 24 cm	16 - 20 cm	< 40 cm	36 - 42	17460522
1L	19 - 24 cm	16 - 20 cm	> 40 cm	38 - 46	17460530
2N	19 - 27 cm	20 - 25 cm	< 40 cm	36 - 42	17460549
2L	19 - 27 cm	20 - 25 cm	> 40 cm	38 - 46	17460557
3N	19 - 27 cm	25 - 36 cm	< 40 cm	36 - 42	17460565
3L	19 - 27 cm	25 - 36 cm	> 40 cm	38 - 46	17460573
4N	27 - 35 cm	25 - 36 cm	< 40 cm	36 - 42	17460581
4L	27 - 35 cm	25 - 36 cm	> 40 cm	38 - 46	17460603



MOBIDERM ARM

Zelfmanagement met point pressure


! **ADVIES:** Combineer dit product met een Cicatrix of Mobiderm handschoen.

- Slank design
- Eenvoudig aan te trekken
- Aanvullend op Therapeutische Elastische Kousen (TEK)



Maat	Pols- omvang (C)	Elleboog- omvang (E)	Bovenarm- omvang (G)	Z-index	
				Normaal $\ell = 40 - 45$	Lang $\ell = 45-50$ cm
1	14 - 16 cm	22 - 25 cm	25 - 29 cm	17448271	17448298
1+		24 - 27 cm	28 - 32 cm	17448395	17448409
2	16 - 18 cm	25 - 28 cm	29 - 33 cm	17448301	17448328
2+		27 - 30 cm	31 - 35 cm	17448417	17448425
3	18 - 20 cm	28 - 31 cm	32 - 36 cm	17448336	17448344
3+		30 - 33 cm	35 - 39 cm	17448433	17448441
4	20 - 22 cm	31 - 34 cm	35 - 39 cm	17448352	17448360
4+		33 - 36 cm	38 - 42 cm	17448468	17448476
5	22 - 24 cm	34 - 37 cm	38 - 42 cm	17448379	17448387
5+		36 - 39 cm	41 - 45 cm	17448484	17448492

MOBIDERM HAND & VINGERS



Maat	Pols- omvang (C)	Handomvang (A)	Z-index		
			Zonder vingers	Met vingers Rechts	Met vingers Links
1	14 - 16 cm	15 - 17 cm	17448506	17448565	17448573
2	16 - 18 cm	17 - 19 cm	17448514	17448581	17448603
3	17 - 19 cm	19 - 21 cm	17448522	17448611	17448638
4	19 - 21 cm	21 - 23 cm	17448530	17448646	17448654
5	20 - 22 cm	23 - 25 cm	17448549	17448662	17448670
6	21 - 23 cm	25 - 27 cm	17448557	17448689	17448697




MOBIDERM AUTOFIT ONDERBEEN (AD)

! ADVIES: Goed te combineren met een Cicatrex teenkap.

Maat	Enkel- omvang (cB) <i>(op het smalste punt)</i>	Kuit- omvang (cC) <i>(op het breedste punt)</i>	Onderbeen omvang (cD) <i>(op de kop van de fibula)</i>	Z-index			
				Kort $\ell D =$ 38 - 40 cm	Normaal $\ell D =$ 40 - 42 cm	Lang $\ell D =$ 42 - 44 cm	Extra lang $\ell D =$ 44 - 46 cm
1	16 - 24 cm	24 - 35 cm	25 - 36 cm	16516907	16517091	16517148	16517180
2	20 - 28 cm	32 - 43 cm	32 - 43 cm	16516974	16517105	16517156	16517199
3	24 - 32 cm	40 - 51 cm	39 - 50 cm	16516982	16517113	16517164	16517202
4	28 - 36 cm	48 - 59 cm	46 - 57 cm	16517083	16517121	16517172	16517210

MOBIDERM AUTOFIT BEEN (AG)



Maat	Enkel- omvang (cB) <i>(op het smalste punt)</i>	Kuit- omvang (cC) <i>(op het breedste punt)</i>	Bovenbeen omvang (cG) <i>(op het breedste punt)</i>	Z-index			
				Kort $\ell G = 67 - 72$ cm	Normaal $\ell G = 72 - 77$ cm	Lang $\ell G = 77 - 82$ cm	Extra Lang $\ell G = 82 - 87$ cm
1	16 - 24 cm	24 - 35 cm	46 - 57 cm	16517229	16517261	16517326	16517369
2	20 - 28 cm	32 - 43 cm	53 - 65 cm	16517237	16517288	16517334	16517377
3	24 - 32 cm	40 - 51 cm	61 - 72 cm	16517245	16517296	16517342	16517385
4	28 - 36 cm	48 - 59 cm	68 - 80 cm	16517253	16517318	16517350	16517393



MOBIDERM AUTOFIT ARM

Zelfmanagement in de consolidatiefase

- Afwijkende morfologie (verstelbaar)
- Zelfmanagement
- Flucturerend oedeem
- Fibrotisch weefsel

! **ADVIES:** Combineer dit product met een Cicatrex handschoen.



Maat	Hand- omvang (A)	Pols- omvang (C)	Elleboog- omvang (D)	Bovenarm- omvang (G)	Z-index			
					Normaal $l = 40-45$ cm		Lang $l = 45-50$ cm	
					Rechts	Links	Rechts	Links
1	17 - 21 cm	15 - 19 cm	22 - 28 cm	25 - 32 cm	17448700	17448719	17448727	17448735
2	17 - 21 cm	16 - 20 cm	24 - 30 cm	29 - 36 cm	17448743	17448751	17448778	17448786
3	18 - 22 cm	17 - 21 cm	26 - 32 cm	33 - 40 cm	17448794	17448808	17448816	17448824
4	18 - 22 cm	17 - 21 cm	28 - 34 cm	37 - 44 cm	17448832	17448840	17448859	17448867
5	19 - 23 cm	18 - 22 cm	30 - 36 cm	41 - 48 cm	17448875	17448883	17448891	17448905
6	20 - 24 cm	19 - 23 cm	31 - 37 cm	45 - 52 cm	17448913	17448921	17448948	17448956



Hoog buikpand



Laag buikpand

CICATREX CONTOUR LEGGING

Optimale therapietrouwheid

- Medische compressie legging
- Hoogwaardig compressiemateriaal
- Ritsen voor optimale fitting op heupen
- 2 varianten (laag en hoog buikpand)
- Broekspijpen op maat in te korten met schaar

Maat	Omvang taille	Omvang heup	Omvang bovenbeen	Z-index	
				Legging laag buikpand	Legging hoog buikpand
XS	61 - 66 cm	86 - 91 cm	48 - 51 cm	17079209	17079292
S	66 - 71 cm	91 - 97 cm	51 - 54 cm	17079217	17079306
M	71 - 76 cm	97 - 102 cm	54 - 57 cm	17079225	17079314
L	76 - 81 cm	102 - 107 cm	57 - 60 cm	17079233	17079322
XL	81 - 89 cm	107 - 114 cm	60 - 65 cm	17079241	17079330
XXL	89 - 99 cm	114 - 124 cm	65 - 70 cm	17079268	17079349
XXXL	99 - 109 cm	124 - 135 cm	70 - 77 cm	17079276	17079357
XXXXL	109 - 119 cm	135 - 145 cm	77 - 86 cm	17079284	17079365




CICATREX CONTOUR VEST MET LANGE MOUWEN

Confectievest bij thoraxoedeem met optimaal draagcomfort

- Medische compressie romp en armen
- Voorgevormde cups
- Haken & ogensluiting
- Mouwen op maat in te korten met schaar

Maat	Omtrek			Z-index
	Bovenarm	Borst	Onderborst	
XS	26,5 - 27,5 cm	83 - 87 cm	69 - 73 cm	17377595
S	27,5 - 28,5 cm	87 - 91 cm	73 - 77 cm	17377609
M	28,5 - 30,5 cm	91 - 97 cm	77 - 83 cm	17377617
L	30,5 - 32,5 cm	97 - 101 cm	83 - 87 cm	17377625
XL	32,5 - 35,5 cm	101 - 107 cm	87 - 93 cm	17377633
XXL	35,5 - 38,5 cm	107 - 115 cm	93 - 101 cm	17377641
XXXL	38,5 - 43,5 cm	115 - 123 cm	101 - 109 cm	17377668






CICATREX CONTOUR HEMD MET RITS


*Confectiehemd bij thoraxoedeem
met optimaal draagcomfort*

- Medische compressie romp
- Ritssluiting voorzijde
- Verstelbare schouderbanden (haken & ogen)

Maat	Omtrek borst	Z-index
XS	76 - 86 cm	17377536
S	86 - 94 cm	17377544
M	94 - 102 cm	17377552
L	102 - 110 cm	17377560
XL	110 - 118 cm	17377579
XXL	118 - 128 cm	17377587



COMPRESSIEHANDSCHOEN



Maat	Omvang hand (A)
1	13 - 14,5 cm
2	15 - 16,5 cm
3	17 - 18,5 cm
4	19 - 20,5 cm
5	21 - 22,5 cm
6	23 - 24,5 cm
7	25 - 26,5 cm
8	27 - 28,5 cm

SKIN HANDSCHOEN KORT OPEN VINGERS

Maat	Z-index (caramel)	Z-index (zwart)
1	15639770	15639851
2	15639789	15639878
3	15639797	15639886
4	15639800	15639894
5	15639819	15639908
6	15639827	15639916
7	15639835	15639924
8	15639843	15639932

SKIN HANDSCHOEN LANG GESLOTEN VINGERS

Maat	Z-index (caramel)	Z-index (zwart)
1	15639673	15957411
2	15639681	15957438
3	15639703	15957446
4	15639711	15957454
5	15639738	15957462
6	15639746	15957470
7	15639754	15957489
8	15639762	15957497

SKIN HANDSCHOEN KORT GESLOTEN VINGERS

Maat	Z-index (caramel)	Z-index (zwart)
1	15639592	15957578
2	15639606	15957586
3	15639614	15957594
4	15639622	15957608
5	15639630	15957616
6	15639649	15957624
7	15639657	15957632
8	15639665	15957640



CICATREX TEENKAP

Optimale therapietrouwheid

- Ideaal in combinatie met ander compressiehulpmiddel
- Geeft compressie op de voetrug / tenen



ZWART



CARAMEL

! ADVIES: Bij oedeem op de voetrug combineer de teenkap met een mobiderm pad.


Maat	Omvang (A)	Z-index (caramel)	Z-index (zwart)
1	21 - 22 cm	16307526	16307534
2	23 - 24 cm	16307607	16307550
3	25 - 26 cm	16307569	16307577
4	27 - 28 cm	16307585	16307593



MOBIDERM COMPRESSIE BH

- Borst- en/of flankoedeem
- Hoog decolleté, rug en oksel
- Inclusief 2 specifieke mobiderm borstflank pads

! Bestel voor hygiëne extra pads



Onderborst maat		68 - 77 cm	78 - 87 cm	88 - 97 cm	98 - 107 cm	108 - 117 cm
MAAT		XS	S	M	L	XL
Cup maat	AA / A	80 - 89 cm	90 - 99 cm	100 - 109 cm	112 - 119 cm	120 - 129 cm
	Z-index	17129516	17129540	17129575	17129605	17129648
	B / C	84 - 93 cm	94 - 103 cm	104 - 113 cm	116 - 123 cm	124 - 133 cm
	Z-index	17129451	17129524	17129559	17129583	17129613
Extra pad	D / E	88 - 97 cm	98 - 107 cm	108 - 117 cm	120 - 127 cm	128 - 137 cm
	Z-index	17129508	17129532	17129567	17129591	17129621
Extra pad	Z-index	17405289	17405297	17405300	17405319	17405327

--- 1. Onderborstmaat: Meet de omvang romp onder de borst(en)

— 2. Cupmaat: Meet de maat van wervelkolom tot borstbeen, over breedste deel borst, en verdubbel deze maat



MOBIDERM SHORT MAN

Optimale therapietrouwheid

- Genitaal- en/of midline oedeem
- Specifieke drukzones
- Model voor mannen inclusief specifiek gevormd mobiderm genitaal pad



! Bestel voor hygiëne extra pads

	cK	cG	Z-index
1	88 - 94 cm	45 - 54 cm	17112435
2	95 - 101 cm	48 - 58 cm	17112443
3	102 - 108 cm	51 - 62 cm	17112451
4	109 - 115 cm	54 - 66 cm	17112478
5	116 - 122 cm	57 - 69 cm	17112486
6	123 - 129 cm	60 - 72 cm	17112494
Extra pad			17408202



MOBIDERM SHORT VROUW

Optimale therapietrouwheid

- Genitaal- en/of midline oedeem
- Specifieke drukzones
- Model voor vrouwen met specifiek gevormd mobiderm genitaal pad

! Bestel voor hygiëne extra pads

	cK	cG	Z-index
1	88 - 94 cm	45 - 54 cm	17112370
2	95 - 101 cm	48 - 58 cm	17112389
3	102 - 108 cm	51 - 62 cm	17112397
4	109 - 115 cm	54 - 66 cm	17112400
5	116 - 122 cm	57 - 69 cm	17112419
6	123 - 129 cm	60 - 72 cm	17112427
Extra pad			17408210



LYMPHATREX REVOLUTION

Zeer comfortabele maatwerk vlakbreikous zonder naad

- Hoog draagcomfort – zacht op de huid
- Naadloze vlakbreikous
- Eenvoudig aan te trekken
- Voor arm en benen
- Verkrijgbaar in trendy kleuren
- Drukklasse 2 en 3

Deze kousen worden op maat gemaakt. Het maatformulier vind je op thuasne.nl onder het kopje downloads.



BEIGE



WARM
BEIGE



BRUIN



ANTRACIET
GRIJS



BLAUW



ZWART

THUASNE MAATWERK OPLOSSINGEN

- Wij bieden naast het scale aan confectie hulpmiddelen ook allerlei mogelijkheden in maatwerk oplossingen.
- Ons **Lymphatrex materiaal** staat bekend als zacht op de huid met een hoge stiffness. Dit materiaal passen we veel toe in compressiekousen en compressievesten.
- Ons **Cicatrex materiaal** staat bekend om haar goede elastische eigenschappen en zorgt daardoor voor een hoog comfort.
- Raadpleeg onze compressiespecialisten voor de opties en maatname van maatwerkproducten.
- Maatformulieren voor al ons maatwerk vind je op thuasne.nl onder het kopje downloads.



Cicatrex vest

Lymphatrex vest

VENOFLEX MICRO

Comfortabel met
zijdezacht en
hypoallergeen
materiaal.



VENOFLEX ELEGANCE

Elegant en dun



RAL
GÜTEZEICHEN



MEDIZINISCHE
KOMPRESSIONS-
STRÜMPFE


40

Gemeten maat
in cm

		cA	cY	cB	cB1	cC	cD	cE	cF	cG-	cG	cG+	cH	cT	
RONDBREI - AD ART. 30021B (MICRO) ART. 20021B (ELEGANCE)	KORT LD 34-39	1	17-22	26-31	18-20	23-27	28-34	27-33	-	-	-	-	-	-	
		2	19-24	28-33	20-22	24-29	30-37	29-36	-	-	-	-	-	-	-
	LANG LD 39-45	3	21-26	29-35	22-24	26-32	33-40	32-39	-	-	-	-	-	-	-
		4	23-29	31-37	24-26	29-35	35-43	34-42	-	-	-	-	-	-	-
	5	25-32	32-38	26-28	31-37	37-46	36-45	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	27-34	33-40	28-30	33-39	39-49	38-48	-	-	-	-	-	-	-	-

RONDBREI - AG ART. 30023D (MICRO) ART. 20023E (ELEGANCE)	KORT LG 60-69	1	17-22	26-31	18-20	23-27	28-34	27-33	30-37	39-52	43-48	43-57	49-57	-	-
		2	19-24	28-33	20-22	24-29	30-37	29-36	33-40	41-56	45-52	45-62	53-62	-	-
	NORMAAL LG 70-80	3	21-26	29-35	22-24	26-32	33-40	32-39	35-43	44-60	49-56	49-67	57-67	-	-
		4	23-29	31-37	24-26	29-35	35-43	34-42	37-45	47-65	53-60	53-72	61-72	-	-
	LANG LG 81-90	5	25-32	32-38	26-28	31-37	37-46	36-45	39-48	50-69	56-64	56-77	65-77	-	-
		6	27-34	33-40	28-30	33-39	39-49	38-48	41-51	53-73	60-68	60-81	69-81	-	-

RONDBREI - AT ART. 30025B (MICRO) ART. 20025B (ELEGANCE)	NORMAAL LG 65-75	1	17-22	26-31	18-20	23-27	28-34	27-33	30-37	39-52	-	43-57	-	85-105	59-70
		2	19-24	28-33	20-22	24-29	30-37	29-36	33-40	41-56	-	45-62	-	90-110	66-80
	LANG LD 75-85	3	21-26	29-35	22-24	26-32	33-40	32-39	35-43	44-60	-	49-67	-	95-115	76-85
		4	23-29	31-37	24-26	29-35	35-43	34-42	37-45	47-65	-	53-72	-	100-120	82-90
	5	25-32	32-38	26-28	31-37	37-46	36-45	39-48	50-69	-	56-77	-	105-125	88-95	
	6	27-34	33-40	28-30	33-39	39-49	38-48	41-51	53-73	-	60-81	-	110-130	92-105	


		Gemeten maat in cm													
		cA	cY	cB	cB1	cC	cD	cE	cF	cG-	cG	cG+	cH	cT	
RONDBREI - ATU  <small>ART. 30027B (MICRO) ART. 20027B (ELEGANCE)</small>	NORMAAL <i>lg</i> 65-75 LANG <i>ld</i> 75-85	1	17-22	26-31	18-20	23-27	28-34	24-29	30-37	39-52	-	43-57	-	85-105	59-70
		2	19-24	28-33	20-22	24-29	30-37	27-33	33-40	41-56	-	45-62	-	90-110	66-80
		3	21-26	29-35	22-24	26-32	33-40	32-39	35-43	44-60	-	49-67	-	95-115	76-85
		4	23-29	31-37	24-26	29-35	35-43	34-42	37-45	47-65	-	53-72	-	100-120	82-90
		5	25-32	32-38	26-28	31-37	37-46	36-45	39-48	50-69	-	56-77	-	105-125	88-95
		6	27-34	33-40	28-30	33-39	39-49	38-48	41-51	53-73	-	60-81	-	110-130	92-105

VENOFLEX men

Stevig, stijlvol en eigentijds!

Therapeutische compressiekousen voor mannen met een wow-effect.

		Gemeten maat in cm						
		cA	cY	cB	cB1	cC	cD	
RONDBREI - AD  <small>ART. 40021B</small>	KORT <i>ld</i> <44,5 LANG <i>ld</i> >44,5	0	16-21	24-30	17-19	22-25	27-35	26-34
		1	18-23	27-32	19-21	23-28	30-35	29-34
		2	20-26	28-35	21-24	25-32	32-38	31-37
		3	23-29	31-37	24-26	29-35	34-42	33-41
		4	25-33	32-39	26-29	31-38	37-46	36-45
		5	28-35	33-41	29-31	34-40	43-49	42-48



Natuurlijk katoen



Naadloze boord



Elegant
ripstructuur



Versterkte hiel

THUASNE BENELUX B.V.

T: 033 247 44 44

E: info@thuasne.nl

W: THUASNE.NL

Advies nodig bij jouw casus? Wij helpen je graag:

Noord-oost	Kirsten Schokker	06 28 46 13 79
Zuid	Ester Schouten	06 48 48 31 11
Noord-west	Marlies Kos	06 82 06 90 58
Reductiefase NL	Nanda de Waard	06 13 72 90 67