



FLEXOR

Ortho-med

Catálogo Plantillas y Elementos
Insoles and Pads Catalogue
Catalogue Semelles et Éléments



Insoles for the future

Version 1.3
2025

Internacional
International

C/ Watt, 3
E-08210
Barberà del Vallès
Barcelona, Spain

+34 937 181 612
info@flexor.es
www.flexor.es

España & Portugal
Spain & Portugal

C/ Watt, 5
E-08210
Barberà del Vallès
Barcelona, Spain

+34 937 295 520
coflexor@flexor.es
www.flexor.es



ES Somos especialistas en la biomecánica del pie y desde 1963 aportamos salud y comodidad a las personas.

Nuestras plantillas y elementos plantares pueden usarse para diferentes métodos de fabricación de plantillas ortopédicas a medida:

- Añadiendo y modificando elementos sobre una plantilla.
- Sistema de termo-moldeo con materiales técnicos.
- Sistema de fresado y CAD/CAM.

EN *We are experts in foot biomechanics and since 1963 we work for people's health and comfort.*

Our insoles and anatomical pads are suitable for different production methods:

- *Bases and pads system, which might need to be modified for customization.*
- *Heat-moulding system with technical materials.*
- *CAD/CAM milling system.*

FR *Nous sommes des experts en la biomécanique du pied et, depuis 1963, nous travaillons pour la santé et le confort des personnes.*

Nos bases, modules, ébauches et éléments sont dessinés pour s'adapter à la plupart des méthodes pour la fabrication des semelles orthopédiques

- *Ajouter et modifier des éléments sur une semelle.*
- *Système de thermoformage avec des matériaux techniques.*
- *Système de fraisage CAD/CAM.*



Plantillas y elementos para la fabricación de órtesis plantares
Insoles and pads for the manufacture of foot orthotics
Semelles et éléments pour la fabrication de orthèses plantaires

Índice – Index – Indice

- 5** Materiales: datos técnicos
 Materials: technical data
 Matières: données techniques

- 7** Vista general
 General view
 Vue d'ensemble

- 10** Plantillas látex, poliuretano y EVA
 Latex, polyurethane and EVA insoles
 Semelles en latex, polyuréthane et EVA

- 23** Plantillas y elementos de resina termo-moldeable
 Thermo-mouldable resin insoles and components
 Semelles et éléments en résine thermoformable

- 42** Palmillas de montado y semiplantillas
 Flat bases and half-insoles
 Bases pour semelles et demi-semelles

- 55** Taloneras
 Heel pads
 Talonnets

- 63** Cuñas y sobreadcos
 Wedges and over-arch pads
 Coins et sur-voûtes

- 70** Arcos internos
 Internal arch pads
 Voûtes internes

- 78** Alzas y barras metatarsales & barras dedos
 Metatarsal pads and bars & toe bars
 Élevations et barres métatarsiennes & barres d'orteils



MATERIALES: DATOS TÉCNICOS

MATERIALS: TECHNICAL DATA

MATIÈRES: DONNÉES TECHNIQUES



LAT-AIR: Espuma de látex

Plantillas y elementos prefabricados de espuma de látex sintético en distintas durezas y densidades. La espuma de látex destaca por su confortabilidad, elasticidad y flexibilidad. Además, es capaz de transpirar y absorber el sudor corporal. Es un producto hipoalergénico.



Verde, gris, negro (con carbón activado):

↓ 25-35° Asker C 0,25-0,27 g/cm³

Rojo:

↓ 30-40° Asker C 0,28-0,29 g/cm³

Salmón:

↓ 20-25° Asker C 0,20-0,22 g/cm³

LAT-AIR: Latex foam

Moulded SBR latex foam footbeds and pads in different colors and densities. Latex foam is well known for the comfort it provides, its elasticity and its flexibility. It is also breathable and absorbs sweat, which makes it one of the most suitable products used in the manufacture of insoles. It is a hypoallergenic product.



Green, grey, black (with activated charcoal):

↓ 25-35° Asker C 0,25-0,27 g/cm³

Red:

↓ 30-40° Asker C 0,28-0,29 g/cm³

Salmon:

↓ 20-25° Asker C 0,20-0,22 g/cm³

LAT-AIR: Mousse latex

Semelles et éléments moulés en mousse latex synthétique. La mousse de latex se caractérise par son confort, son élasticité et sa souplesse. Respirable et apte à absorber la sueur corporelle, il s'agit de l'un des meilleurs produits pour la fabrication de semelles intérieures. Produit hypoallergénique.



Vert, gris, noir (avec charbon actif):

↓ 25-35° Asker C 0,25-0,27 g/cm³

Rouge:

↓ 30-40° Asker C 0,28-0,29 g/cm³

Saumon:

↓ 20-25° Asker C 0,20-0,22 g/cm³

DOP-AIR: Poliuretano flexible

Plantillas prefabricadas de espuma de poliuretano flexible de distintas durezas y densidades. La espuma de poliuretano destaca por su confortabilidad y flexibilidad. Además, es capaz de amortiguar y absorber impactos. Así mismo, se ha testado su capacidad de absorber el sudor y de ser un producto hipoalergénico y antibacteriano.



Azul, rojo, beige:

↓ 30-40° Asker C 0,25-0,27 g/cm³

Negro (con carbón activado):

↓ 40-50° Asker C 0,25-0,27 g/cm³

DOP-AIR: Flexible polyurethane

Flexible, moulded footbeds made of polyurethane foam. Polyurethane foam is well known for the comfort it provides and its flexibility. It is also able to cushion and absorb impacts. Similarly, it has shown its ability to absorb sweat and as a hypoallergenic and antibacterial product.



Blue, red, beige:

↓ 30-40° Asker C 0,25-0,27 g/cm³

Black (incorporating activated charcoal):

↓ 40-50° Asker C 0,25-0,27 g/cm³

DOP-AIR: Polyuréthane souple

Semelles moulées en polyuréthane souple. La mousse de polyuréthane est bien connue pour le confort qu'elle procure et sa souplesse. Elle est également capable d'amortir et d'absorber les impacts. C'est un produit ayant démontré sa capacité à absorber la sueur, hypoallergénique et antibactérien.



Bleu, rouge, beige:

↓ 30-40° Asker C 0,25-0,27 g/cm³

Noir (avec charbon actif):

↓ 40-50° Asker C 0,25-0,27 g/cm³

EB / EV / ER: Esponja de caucho

Plantillas y elementos prefabricados de esponja de caucho. La esponja de caucho es utilizada normalmente para la fabricación de plantillas ortopédicas de contención, aunque es el profesional el que mejor puede valorar su utilización. Es un producto hipoalergénico.



Verde, rosa:

↓ 30-35° Shore A 0,95-1,00 g/cm³

Blanca:

↓ 35-40° Shore A 0,95-1,00 g/cm³

EB / EV / ER: Sponge rubber

Moulded footbeds and pads made of sponge rubber. Sponge rubber is normally used to make orthopaedic correction insoles, although it is the professional the one to evaluate and advise on their use. It is a hypoallergenic product.



Green, pink:

↓ 30-35° Shore A 0,95-1,00 g/cm³

White:

↓ 35-40° Shore A 0,95-1,00 g/cm³

EB / EV / ER: Caoutchouc

Semelles moulées en caoutchouc. Le caoutchouc est normalement utilisé pour fabriquer des semelles orthopédiques de contention, bien que ce soit au spécialiste de se prononcer sur sa meilleure utilisation. Produit hypoallergénique.



Vert, rose:

↓ 30-35° Shore A 0,95-1,00 g/cm³

Blanc:

↓ 35-40° Shore A 0,95-1,00 g/cm³

Caucho-corcho flexible

Plantillas prefabricadas de caucho y corcho marrón. Este material es utilizado normalmente para la fabricación de plantillas ortopédicas de corrección y contención, aunque es el profesional quien mejor puede valorar su utilización. Es un producto hipoalergénico.



Marrón:

↓ 55-60° Shore A  0,70 g/cm³

Light cork-rubber

Footbeds made from rubber and cork. Rubber and cork is normally used to make orthopaedic corrective insoles, although it is the professional the one to evaluate and advise on its use. It is a hypoallergenic product.



Brown:

↓ 55-60° Shore A  0,70 g/cm³

Caoutchouc-liège léger

Semelles préfabriquées en caoutchouc et liège brun. Ce matériau est généralement utilisé pour la fabrication de semelles orthopédiques de correction et de contention, mais c'est le professionnel qui est le mieux placé pour évaluer son utilisation. Il s'agit d'un produit hypoallergénique.



Brun:

↓ 55-60° Shore A  0,70 g/cm³

Conglomerado-s: Caucho y serrín

Plantillas y elementos prefabricados de caucho y serrín beige. El caucho-serrín es utilizado normalmente para la fabricación de plantillas ortopédicas de corrección, por su gran rigidez y dureza, aunque es el profesional el que mejor puede valorar su utilización. Es un producto hipoalergénico.



Beige:

↓ 70-75° Shore A  1,25 g/cm³

Conglomerate-s: Rubber and sawdust

Footbeds and pads supplements made from rubber and sawdust conglomerate. This material is normally used in the manufacture of orthopaedic corrective insoles due to its substantial rigidity and hardness, although it is the professional the one to evaluate and advise on its use. It is a hypoallergenic product.



Beige:

↓ 70-75° Shore A  1,25 g/cm³

Agglomérés: Caoutchouc-sciure

Semelles et éléments en caoutchouc-sciure. Le caoutchouc-sciure est normalement utilisée dans la fabrication de semelles orthopédiques de correction en raison de sa grande rigidité et dureté, même s'il appartient au spécialiste de se prononcer sur sa meilleure utilisation. Produit hypoallergénique.



Beige:

↓ 70-75° Shore A  1,25 g/cm³

Caucho-corcho duro

Elementos prefabricados de caucho y corcho marrón. El caucho y corcho es utilizado para la fabricación de alzas de talón para la corrección de dismetrías. Es un producto hipoalergénico.



Marrón:

↓ 80-85° Shore A  1,15 g/cm³

Hard cork-rubber

Supplements made from rubber and cork. Rubber and cork is used for heel pads to correct dysmetrias. It is a hypoallergenic product.



Brown:

↓ 80-85° Shore A  1,15 g/cm³

Caoutchouc-liège dur

Éléments en caoutchouc-liège. Le caoutchouc-liège est utilisé dans la fabrication de talonnettes pour la correction de dysmétries. Produit hypoallergénique.



Brun:


↓ 80-85° Shore A  1,15 g/cm³




VISTA GENERAL
GENERAL VIEW
VUE D'ENSEMBLE




Plantillas
Insoles (p. 11-22)



Kits express
Express kits (p. 40-41)



Kits resina
Resin kits (p. 32-33)



Plantillas y elementos para resina
Resin insoles and components (p. 24-31; 34-37; 39)




Palmillas de montado y semiplantillas
Flat bases and half-insoles (p. 43-54)



Taloneras
Heel pads (p. 56-62)



Cuñas y sobrecuos
Wedges and over-arch pads (p. 64-69)







VISTA GENERAL
GENERAL VIEW
VUE D'ENSEMBLE




Arcos internos
Internal arch pads (p. 71-77)



Alzas metatarsales
Metatarsal pads (p. 79-87)




Barras metatarsales
Metatarsal bars (p. 79-87)



Barras dedos
Toe bars (p. 88-89)





Plantillas
Insoles
Semelles

1049.700	4001.300	7500.300	7500.690
1050.300	5002	7500.304	7500TPR
4000.300	7500 / 7500R	7500.390	7505SB
7556 / 7556R	7644	8930	8940
7556TPR	7773	8931	8941
7609		8932	8942
8943	8960CB	BPC 000	BPNPV 000
8953CC	8970X	BPDD.200	BPP 000
8954BG	BETH 000	BPN 000	SPPV.200



1049.700 Plantilla de espuma de poliuretano flexible beige con barra metatarsal.

Flexible beige polyurethane insole with metatarsal bar.

Semelle en mousse polyuréthane beige avec B.R.C.



35/36 > 45/46



0,25-0,27 g/cm³



30-40° Asker C



1050.300 Plantilla de espuma de poliuretano flexible azul con bóveda metatarsal.

Flexible blue polyurethane insole with metatarsal pad.

Semelle en mousse polyuréthane bleu avec A.R.C.



35/36 > 45/46



0,25-0,27 g/cm³



30-40° Asker C



4000.300 Plantilla poliuretano flexible con arco interno medio y cóncavo y arco externo de compensación.

Flexible polyurethane insole with medium and concave internal arch and compensated external arch.

Semelle polyuréthane flexible avec voûte interne moyenne et concave et voûte externe de compensation.



36/38 > 45/47



0,25-0,27 g/cm³



30-40° Asker C



4001.300

Plantilla poliuretano flexible. Arco interno elevado. Alza metatarsal central. Preparada para ser modificada por la parte inferior de la plantilla.

Flexible polyurethane insole. Raised internal arch. Central metatarsal pad. To be modified on the bottom side.

Semelle polyuréthane flexible avec voûte interne élevée et A.R.C. Conçue pour être modifiée sur la partie inférieure de la semelle.



35/36 > 45/46



0,25-0,27 g/cm³



30-40° Asker C


5002

Base de caucho-corcho sin cazoleta y elevación de arco con elevación metatarsal y forrado con EVA negro punzonado.

Rubber-cork base without cup and arch elevation with metatarsal elevation and lined with black punched EVA.

Base en liège-caoutchouc sans coque, avec élévation de la voûte plantaire et élévation métatarsienne, doublée d'EVA noir perforé.



35/36 > 45/46



0,15-0,22 g/cm³



30-60° Shore A


**7500
 7500R**

Plantilla ortopédica de látex para geriatría y pie diabético.

Latex orthopaedic insole for geriatrics and diabetic foot.

Semelle orthopédique en mousse latex pour gériatrie et pied diabétique.



35/36 > 47/48



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C





7500.300 Plantilla ortopédica de poliuretano flexible para geriatría y pie diabético.

Flexible polyurethane orthopaedic insole for geriatrics and diabetic foot.

Semelle orthopédique en polyuréthane flexible pour gériatrie et pied diabétique.



35/36 > 45/46



0,25-0,27 g/cm³



30-40° Asker C



7500.304 Ortesis plantar de poliuretano flexible y Poron® slow memory para diabetes y geriatría.

Orthotic insole for diabetes and geriatrics made of flexible polyurethane and Poron® slow memory.

Semelle pour diabètes et gériatrie en polyuréthane flexible et Poron® à récupération lente.



35/36 > 45/46



0,25-0,27 g/cm³



30-40° Asker C



7500.390 Ortesis plantar para diabetes y geriatría. Base de espuma de poliuretano flexible forrada con microfibra beige.

Orthotic insole for diabetes and geriatrics made of flexible polyurethane lined with beige micro-fiber.

Semelle plantaire pour diabète et gériatrie en polyuréthane flexible avec recouvrement microfibre beige.



35/36 > 45/46



0,25-0,27 g/cm³



30-40° Asker C



7500.690 Ortesis plantar para diabetes y geriatría. Base de espuma de poliuretano flexible forrada con microfibra.

Orthotic insole for diabetes and geriatrics made of flexible polyurethane lined with micro-fiber.

Semelle plantaire pour diabètes et gériatrie en polyuréthane flexible avec recouvrement microfibre.

 35/36 > 45/46

 0,25-0,27 g/cm³

 30-40° Asker C



7500TPR Ortesis Diabeflex para diabetes y geriatría. Base de látex LAT-air® con carbón activado forrada con espuma Poron® de recuperación lenta y rejilla Lycra®.

Diabeflex orthotic insole for diabetes and geriatrics made of latex foam LAT-air® with activated charcoal lined with Poron® slow memory foam and fabric of Lycra®.

Orthèse Diabeflex pour le diabète et la gériatrie. Base en latex LAT-air® avec carbone actif, doublée de mousse Poron® à récupération lente et de mailles en Lycra®.

 35/36 > 45/46

 0,25-0,27 g/cm³

 25-35° Asker C



7505SB Ortesis plantar de espuma látex LAT-air® Complet con carbón activado forrada con microfibra.

Orthotic insole made of latex foam LAT-air® Complet with activated charcoal lined with microfibre.

Semelle en mousse de latex LAT-air® Complet avec charbon actif et recouvrement microfibre.

 35/36 > 46/47

 0,25-0,27 g/cm³

 25-35° Asker C





 **7556**
 **7556R**

Plantilla ortopédica de látex para geriatría, pie diabético y deporte.

Latex orthopaedic insole for geriatrics, diabetic foot and sport.

Semelle en mousse latex pour gériatrie, pied diabétique et pur le sport.



35/36 > 47/48



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



7556TPR

Ortesis *Diabeflex* para diabetes, geriatría y deporte de alto rendimiento. Base de látex LAT-air® con carbón activado forrada con espuma Poron® de recuperación lenta y rejilla Lycra®.

Diabeflex orthotic insole for diabetes, geriatrics and high performance sports made of latex foam LAT-air® with activated charcoal lined with Poron® slow memory foam and fabric of Lycra®.

Semelle Diabeflex pour patients diabétiques de 1^{er} stade, personnes âgés et sportifs, en mousse latex LAT-air® avec charbon actif et recouvrement Poron® à récupération lente et filet Lycra®.



35/36 > 45/46



0,25-0,27 g/cm³



25-35° Asker C



7609

Plantilla de látex deporte. Suave centralizador de calcáneo y arco interno.

Latex sports insole. Soft calcaneal and inner arch stabilizer.

Semelle en latex pour le sport. Centralisateur calcanéen et voûte plantaire interne souples.



33/34 > 47/48



0,25-0,27 g/cm³



25-35° Asker C



7644 Plantilla de látex con suave centralizador de calcáneo y arco interno.

Latex insole with soft heel counter and internal arch support.

Semelle en latex avec centre de calcanéum souple et voûte plantaire interne.



3 ½ > 12 ½



0,25-0,27 g/cm³



25-35° Asker C



7773 Plantilla de látex deporte. Suave centralizador de calcáneo y arco interno.

Latex sports insole. Soft calcaneal and inner arch stabilizer.

Semelle en latex pour le sport. Centralisateur calcanéen et voûte plantaire interne souples.



33/34 > 47/48



0,25-0,27 g/cm³



25-35° Asker C





- 8930** Plantilla neutra Deniflex, de gel polimérico con forro superior de EVA.
Deniflex neutral insole, made of polymeric gel with EVA top lining.
Semelle intérieure Deniflex neutre, en gel polymère avec revêtement supérieur en EVA.



35 > 47



N.A.



40-45° Asker C



- 8931** Plantilla neutra Deniflex con barra metatarsal, de gel polimérico con forro superior de EVA.
Deniflex neutral insole with metatarsal bar, made of polymeric gel with EVA top lining.
Semelle Deniflex neutre avec barre méta, en gel polymère avec revêtement supérieur en EVA.



35 > 46



N.A.



40-45° Asker C



- 8932** Plantilla neutra Deniflex con meta almohadilla, de gel polimérico con forro superior de EVA.
Deniflex neutral insole with meta pad, made of polymeric gel with EVA top lining.
Semelle neutre Deniflex avec coussinet métatarsien, en gel polymère avec revêtement supérieur en EVA.



35 > 46



N.A.



40-45° Asker C



8940 Plantilla Eva-Flex para metatarsalgia/pie cavo con centralización de calcáneo, estructuración de arco interno y descarga metatarsal.

Eva-Flex metatarsal/cavus foot insole with calcaneal centralisation, internal arch structuring and metatarsal offloading.

Semelle Eva-Flex pour métatarsalgie/pied creux avec centrage calcanéen, structuration interne de la voûte plantaire et décharge métatarsienne.

 35 > 46

 N.A.

 25-45° Shore A



8941 Plantilla Eva-Flex neutra con centralización de calcáneo, estructuración de arco interno y externo.

Neutral Eva-Flex insole with calcaneal centralisation, internal and external arch structuring.

Semelle Eva-Flex neutre avec centrage calcanéen, structuration interne et externe de la voûte plantaire.

 35 > 46

 N.A.

 25-45° Shore A



8942 Plantilla Eva-Flex para metatarsalgia/pie pronado con centralización de calcáneo, estructuración de arco interno y descarga metatarsal.

Eva-Flex metatarsal/pronated foot insole with calcaneal centralisation, internal arch structuring and metatarsal offloading.

Semelle Eva-Flex pour métatarsalgie/pronation du pied avec centrage calcanéen, structuration interne de la voûte plantaire et décharge métatarsienne.

 35 > 46

 N.A.

 25-45° Shore A





8943 Plantilla Eva-Flex para talalgia con centralización de calcáneo, estructuración de arco interno y amortiguación de talón.

Eva-Flex insole for heel pain with calcaneal centralisation, internal arch structuring and heel cushioning.

Semelle Eva-Flex pour les douleurs du talon avec centralisation du calcaneum, structuration interne de la voûte plantaire et amortissement du talon.



35 > 46



N.A.



25-45° Shore A



8953CC Base neutra para ortesis plantar en EVA termo-moldeable de dureza 30° Shore A.

Neutral base for plantar orthotics made of thermo-mouldable EVA with a hardness of 30° Shore A.

Base neutre pour orthèse plantaire en EVA thermoformable d'une dureté de 30° Shore A.



35 > 46



0,17 g/cm³



30° Shore A



8954BG Base neutra para ortesis plantar en EVA termo-moldeable de dureza 45° Shore A.

Thermo-mouldable EVA neutral base for orthotic with a hardness of 45° Shore A.

Base neutre pour orthèse plantaire en EVA thermo-moulable d'une dureté de 45° Shore A.



35 > 46



0,20 g/cm³



45° Shore A



8960CB

Base para ortesis plantar termo-moldeable de EVA combinada de dos durezas: 30 y 45° Shore A.

Thermo-mouldable EVA neutral base for orthotic. Combination of 2 hardnesses: 30 and 45° Shore A.

Base neutre en EVA thermo-moulable pour orthèse. Combinaison de 2 duretés : 30 et 45° Shore A.



35 > 46



0,17-0,20 g/cm³



30-45° Shore A



8970X

Base mecanizable para ortesis plantar termo-moldeable de EVA combinada de dos durezas: 30 y 45° Shore A.

Machinable base for thermoformable EVA foot orthotics combining two hardnesses: 30 and 45° Shore A.

Base utilisable pour orthèse plantaire thermoformable en EVA combinant deux duretés : 30 et 45° Shore A.



35 > 46



0,17-0,20 g/cm³



30-45° Shore A



BETH 000

Base de plantilla en EVA combinada de dos durezas con insertos de Poron para talalgia y Hallux-rigidus.

EVA base for orthotics in two hardnesses with Poron inserts for talalgia and Hallux-rigidus.

Semelle en EVA, en deux duretés différentes avec inserts en Poron pour talalgie et Hallux-rigidus.



35/36 > 45/46



0,15-0,22 g/cm³



35-45° Shore A





BPC 000 Base de plantilla para pie cavo en EVA combinada de dos durezas.
EVA base for orthotics for cavus foot. Combination of two hardnesses.
Semelle pour pied creux en EVA, en deux duretés différentes.



35/36 > 45/46



0,15-0,22 g/cm³



35-45° Shore A



BPDD.200 Base de plantilla de doble descarga con insertos de Poron para alivio de presiones en talón y zona metatarsal sobre EVA combinada de dos durezas.

Double shock-absorbing insole base with Poron inserts for pressure relief in the heel and metatarsal area on EVA combined with two hardnesses.

Double semelle amortissante avec inserts Poron pour soulager la pression au niveau du talon et de la zone métatarsienne sur EVA combinée à deux duretés.



35/36 > 45/46



0,15-0,22 g/cm³



40-55° Shore A



BPN 000 Base de plantilla para pie neutro en EVA combinada de dos durezas.
EVA base for orthotics for neutral foot. Combination of two hardnesses.
Semelle pour pied neutre en EVA, en deux duretés différentes.



35/36 > 45/46



0,15-0,22 g/cm³



35-45° Shore A



BPNPV 000 Base de plantilla de niño para pie plano-valgo en EVA combinada de dos durezas.

EVA base for orthotics for children flat foot-valgus. Combination of two hardnesses.

Semelle d'enfant pour pied plat-valgus en EVA, en deux duretés différentes.

 25/26 > 33/34

 0,15-0,22 g/cm³

 35-45° Shore A



BPP 000 Base de plantilla para pie plano en EVA combinada de dos durezas.


EVA base for orthotics for flat foot. Combination of two hardnesses.

Semelle pour pied plat en EVA, en deux duretés différentes.

 35/36 > 45/46

 0,15-0,22 g/cm³

 35-45° Shore A



SPPV.200 Semiplantilla de dos durezas para pie plano-valgo con cuña interna de talón, arco longitudinal interno convexo y arco externo de compensación.

Half-insole with two hardnesses for flat-valgus feet with internal heel wedge, convex internal longitudinal arch and compensating external arch.

Demi-semelle à double dureté pour pieds plats-valgus avec cale interne au talon, voûte longitudinale interne convexe et voûte externe compensatrice.

 35/36 > 45/46

 0,15-0,22 g/cm³

 40-55° Shore A






PLANTILLAS Y ELEMENTOS DE RESINA TERMO-MOLDEABLE

HEAT MOULDABLE RESIN INSOLES AND COMPONENTS

SEMELLES ET ÉLÉMENTS EN RÉSINE THERMOFORMABLE



Plantillas de resina Resin orthotics Semelles en résine

8910	8913	8916	8920	MCN 000
8911	8914	8918	8921	RO 312 000
8912	8915	8919	8922	RE 101 000
REP 101 000	RE 104 003	RE 107 000		
RE 102 000	RE 105 000	RM1 000		
REP 102 000	RE 106 000			

Elementos de resina Resin components Éléments en résine

8993	RP1 010	RP3 000	RP6 000
RE01 MN / RE01 SW	RP2 000	RP4 000	RP7 000
RP1 000	RP2 020	RP5 000	RP8 000

Kits Resiflex Resiflex kits Kits Resiflex

RK1 050 / RK1 051	RK4 052
RK2 050 / RK2 051	RK5 053
RK3 050 / RK3 051	RK6 050 / RK6 051

Elementos de Látex y Poron® para Resiflex Latex and Poron® components for Resiflex Éléments en Latex et Poron® pour Resiflex

7714 / 7714R / 7714SM	7985 / 7985R / 7985SM
7983 / 7983R / 7983SM	RP9 000
7984 / 7984R / 7984SM	

Kits Express Express kits Kits Express

PCVR	PPV+PPR
PI	PS
PP+PC	

- 8910** Base de plantilla termomoldeable para pie plano valgo sin forro.
Thermoformable insole base for flat valgus foot without cover.
Semelle de base thermoformable pour pieds plats valgus sans doublure.

 34/36 > 40/42

 38/40 > 44/45

 N.A.

 N.A.



- 8911** Base de plantilla termomoldeable con amortiguador de talón.
Thermoformable insole base with heel shock-absorber.
Semelle de base thermoformable avec rembourrage au niveau du talon.

 34/36 > 40/42

 38/40 > 44/45

 N.A.

 N.A.



- 8912** Base de plantilla termomoldeable para calzado de mujer estrecho.
Thermoformable insole base for narrow ladies shoes.
Semelle de base thermoformable pour escarpins étroites de femme.

 34/36 > 40/42

 N.A.

 N.A.





8913 Base de plantilla termomoldeable con elementos para pie plano valgo.

Thermoformable insole base for flat valgus foot with pads.


Semelle de base thermoformable pour pied plat valgus avec éléments.

  34/36 > 40/42

 39/41 > 45/47

 kg N.A.

 N.A.



8914 Base de plantilla termomoldeable para pie cavo.

Thermoformable insole base for cave foot.

Semelle de base thermoformable pour pied creux.

  34/36 > 40/42

 38/40 > 44/45

 kg N.A.

 N.A.



8915 Base de plantilla termomoldeable pronadora para pie supinado.

Thermoformable pronator insole base for supinated foot.

Semelle de base thermoformable pronateur pour pied en supination.

  34/36 > 40/42

 39/41 > 45/47

 kg N.A.

 N.A.



- 8916** Base de plantilla termomoldeable supinadora para pie pronado.
Thermoformable supinator insole base for pronated foot.
Semelle de base thermoformable supinateur pour pied en pronation.

 34/36 > 40/42

 39/41 > 45/47

 N.A.

 N.A.



- 8918** Base de plantilla termomoldeable neutra para niño.
Thermoformable insole neutral base for children.
Semelle de base thermoformable neutre enfant.

 26/28 > 32/34

 N.A.

 N.A.




- 8919** Base de plantilla termomoldeable neutra multifuncional.
Thermoformable insole multifunctional neutral base.
Semelle de base thermoformable neutre multifonctions.

 34/36 > 40/42

 39/41 > 45/47

 N.A.

 N.A.





8920 Base de plantilla termomoldeable para pie plano valgo con forro.

Thermoformable insole for flat valgus foot with soft cover.


Semelle de base pour pieds plats valgus avec doublure.

  34/36 > 40/42

 38/40 > 44/45

 N.A.

 N.A.



8921 Base de plantilla termomoldeable neutra multifuncional.

Thermoformable insole multifunctional neutral base.

Base de semelle thermoformable neutre multifonctionnelle.

  34/36 > 40/42

 39/41 > 45/47

 N.A.

 N.A.



8922 Base de semiplantilla termomoldeable Resiflex multifuncional.

Resiflex thermoformable neutral multifunctional half-insole base.

Demi-semelle Resiflex neutre thermoformable multifonctions.

 36/38 > 45/46

 N.A.

 N.A.



MCN 000 Base plantilla Resiflex pre-moldeada Medical Care neutra.

Resiflex insole base pre-moulded neutral Medical Care.

Base semelle Resiflex pré-moulée neutre Medical Care.

 35/36 > 47/48

 N.A.

 N.A.



R0312 000 Base de plantilla termomoldeable para zapatos estrechos y de tacón.

Thermoformable resin insole base for narrow shoes and heels.

Base thermoformable pour chaussures étroites et à talons hauts.

 35/37 > 41/42

 N.A.

 N.A.



RE101 000 Resiflex Evolution base pre-moldeada.

Heat mouldable Resiflex Evolution pre-moulded base.

Semelle pré-moulée Resiflex Evolution thermoformable.

 36/38 > 45/46

 N.A.


 N.A.






REP 101 000 Resiflex Evolution base plana.
Heat mouldable Resiflex Evolution flat base.
Semelle plate Resiflex Evolution thermoformable.

 36/38 > 45/46
 N.A.
 N.A.




RE102 000 Resiflex Evolution base pre-moldeada.
Heat mouldable Resiflex Evolution pre-moulded base.
Semelle pré-moulée Resiflex Evolution thermoformable.

 36/38 > 45/46
 N.A.
 N.A.



REP 102 000 Resiflex Evolution base plana.
Heat mouldable Resiflex Evolution flat base.
Semelle plate Resiflex Evolution thermoformable.

 36/38 > 45/46
 N.A.
 N.A.



RE104 003 Resiflex Evolution base pre-moldeada para ciclismo.
Heat mouldable Resiflex Evolution pre-moulded base for cycling.
Semelle pré-moulée Resiflex Evolution thermoformable pour le cyclisme.

 39/40 > 45/46
 N.A.
 N.A.



RE105 000 Base Resiflex pre-moldeada pisada neutra para trail-running.
Pre-moulded Resiflex base with neutral tread for trail-running.
Base Resiflex pré-moulée avec bande de roulement neutre pour le trail-running.

 35/36 > 45/46
 N.A.
 N.A.



RE106 000 Base Resiflex pre-moldeada pisada pronadora para trail-running.
Pre-moulded Resiflex base with pronated tread for trail-running.
Base Resiflex pré-moulée avec bande de roulement pronatrice pour le trail-running.

 35/36 > 45/46
 N.A.
 N.A.





RE107 000 Base Resiflex pre-moldeada pisada supinadora para trail-running.

Pre-moulded Resiflex base with supinated tread for trail-running.

Base Resiflex pré-moulée avec bande de roulement supinatrice pour le trail-running.



35/36 > 45/46



N.A.



N.A.



RM1 000 Base Resiflex pre-moldeada neutra multifuncional horma media.

Resiflex pre-moulded neutral multifunctional medium last.

Forme médiane neutre multifonctionnelle pré-moulée Resiflex.



35/36 > 45/46



N.A.



N.A.



RK1 050 RK1 051 Kit plantilla Resiflex neutra multifuncional.




Multifunctional Resiflex neutral insole kit.

Kit de semelles multifonctionnelles Resiflex neutra.

 36/38 > 39/40

 41/42 > 45/46



RK2 050 RK2 051 Kit plantilla Resiflex para pie plano-valgo.




Resiflex insole kit for valgus-flat feet.

Kit de semelles Resiflex pour pieds plats-valgus.

 36/38 > 39/40

 41/42 > 45/46



RK3 050 RK3 051 Kit plantilla Resiflex para pie cavo-varo.




Resiflex insole kit for cavus-varus feet.

Kit de semelles Resiflex pour pieds cavus-varus.

 36/38 > 39/40

 41/42 > 45/46





RK4 052

Kit plantilla Resiflex pronadora para pie supinado.

Resiflex pronating orthotic kit for supinated foot.

Kit semelle Resiflex pronateur pour pied supinateur.



36/38 > 45/46



RK5 053

Kit plantilla Resiflex supinadora para pie pronado.

Resiflex supinating orthotic kit for pronated foot.

Kit semelle Resiflex supinateur pour pied pronateur.



36/38 > 45/46




RK6 050

RK6 051

Kit plantilla Resiflex fascitis plantar.

Resiflex for plantar fasciitis orthotic kit.

Kit semelle Resiflex pour la fasciite plantaire.



36/38 > 39/40



41/42 > 45/46



8993 Palmillas de resina termoconformable para adulto. Disponible en espesores de 0,6 y 1 mm.

Heat mouldable resin flat base for adult foot orthotics. Available in thicknesses of 0,6 and 1 mm.

Base pour semell adulte en résine thermoformable. Disponible en épaisseurs de 0,6 et 1 mm.

 S > XL

 N.A.

 N.A.



 **RE01 MN**
 **RE01 SW**

Centralizador de calcáneo plana de resina termoconformable Millennium (negra) o Starwars (amarilla).

Millennium (black) or Starwars (yellow) thermoformable resin flat calcaneal centralizer.

Centralisateur calcanéen plat en résine thermoformable Millennium (noir) ou Starwars (jaune).


 36/38 > 45/46

 N.A.

 N.A.



Asimétrica (izquierdo + derecho)
 Asymmetric (left + right)
 Asymétrique (gauche + droite)



RP1 000 Semiplantilla resina termoconformable.

Heat mouldable resin half-insole.

Demi-semelle en résine thermoformable.


 36/38 > 45/46

 N.A.

 N.A.



Asimétrica (izquierdo + derecho)
 Asymmetric (left + right)
 Asymétrique (gauche + droite)





RP1 010 Semiplantilla resina termoconformable Carbonium plata.

Heat mouldable silver Carbonium resin half-insole.

Demi-semelle en résine thermoformable Carbonium argenté.



36/38 > 45/46



N.A.




N.A.



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



RP2 000 Centralizador de calcáneo plano de resina termoconformable.

Flat calcaneal centralizer made of thermoformable resin.

Centralisateur calcanéen plat en résine thermoformable.



36/38 > 45/46



N.A.



N.A.



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



RP2 020 Centralizador de calcáneo plano de resina termoconformable Carbonium azul.

Flat calcaneal centralizer in blue Carbonium thermoformable resin.

Centralisateur calcanéen plat en résine thermoformable Carbonium bleu.



36/38 > 45/46



N.A.



N.A.



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



RP3 000 Arco interno de resina termomoldeable.
Inner arch made of thermoformable resin.
Arcade interne en résine thermoformable.



 36/38 > 45/46

 N.A.

 N.A.



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



RP4 000 Arco externo de resina termomoldeable.
External arch made of thermomoldable resin.
Arc externe en résine thermoformable.


 36/38 > 45/46

 N.A.

 N.A.



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



RP5 000 Arco interno y cuña de resina termomoldeable.
Internal arch and wedge in thermoformable resin.
Arcade interne et cale en résine thermoformable.


 36/38 > 45/46

 N.A.

 N.A.



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)





RP6 000 Arco y cuña externa de resina termomoldeable.
External arch and wedge in thermomoldable resin.
Arceau et cale extérieure en résine thermoformable.



36/38 > 45/46



N.A.



N.A.



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



RP7 000 Cuña pronadora plana de resina termomoldeable.
Flat pronator wedge in thermoformable resin.
Cale pronatrice plate en résine thermoformable.



36/38 > 45/46



N.A.



N.A.



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



RP8 000 Cuña supinadora plana de resina termomoldeable.
Flat supinator wedge in thermoformable resin.
Cale supinatrice plate en résine thermoformable.



36/38 > 45/46



N.A.



N.A.



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)




- 7714** Alza metatarsal central en forma de riñón.
7714R Metatarsal central pad in kidney shape.
7714SM Montée métatarsienne centrale en forme de rein.

 0 > 4

 0,20-0,22 / 0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³

 20-25° / 25-35° / 30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)
 Asymmetric (left + right)
 Asymétrique (gauche + droite)



- 7983** Sobrearco de látex.
7983R Latex over-arch pad.
7983SM Sur-voûte en mousse latex.

 -

 0,20-0,22 / 0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³

 20-25° / 25-35° / 30-40° Asker C



Bilateral
 Bilateral
 Bilatéral




- 7984** Barra metatarsal de látex.
7984SM S.B.R. latex metatarsal bar.
 B.R.C. en mousse latex.


 1 > 2

 0,20-0,22 / 0,25-0,27 g/cm³

 20-25° / 25-35° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)
 Asymmetric (left + right)
 Asymétrique (gauche + droite)





ELEMENTOS LATEX & PORON® PARA RESINA LATEX & PORON® COMPONENTS FOR RESINS ÉLÉMENTS EN LATEX & PORON® POUR RÉSINE



7985
7985SM

Alza de talón de látex con núcleo central extraíble para descarga de espolón.

SBR latex heel pad with extractable central core to relief heel spur.

Talonnette en mousse latex avec noyau central extractible pour l'épine calcanéenne.



1 > 2



0,20-0,22 / 0,25-0,27 g/cm³



20-25° / 25-35° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



RP9 000

Tridente en Poron® de 1,5 mm para fascitis plantar.

1,5 mm Poron® trident for plantar fasciitis.

Trident Poron® de 1,5 mm pour la fasciite plantaire.



36/38 > 45/46




N.A.



N.A.



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



PCVR Kit-Express para pie cavo-varo.
Express-Kit for cave-varus foot.
Kit-Express pour pied creux varus.

 20/22 > 44/46

 N.A.

 N.A.



PI Kit-Express para pie insuficiente.
Express-Kit for insufficient foot.
Kit-Express pour pied insuffisant.

 20/22 > 44/46

 N.A.

 N.A.



PP+PC Kit-Express para pie plano o pie cavo.
Express-Kit for flat foot or cave foot.
Kit-Express pour pied plat ou creux.

 20/22 > 44/46

 N.A.

 N.A.





PPV+PPR Kit-Express para pie plano valgo o pie pronado.

Express-Kit for flat foot valgus or pronated.

Kit-Express pour pied plat valgus ou pied proné.



20/22 > 44/46



N.A.



N.A.



PS Kit-Express para pie supinado.

Express-Kit for supinated foot.

Kit-Express pour pied supinateur.



20/22 > 44/46




N.A.



N.A.





Palmillas de montaje Flat bases Bases pour semelles

3005
8991L / 8991R
8993

8994
8995
8996

8997 / 8997A
8998 / 8998A
8999 / 8999A

Semiplantillas Half-insoles Demi-semelles

4002.400
4002.460
4006.400 / 4006M.400

5601
5611
56116

5621
56216
5631

5651
5661
5671

56716
5671CC
5691

6611
6621
7187CCB

7187PU
7521N
7568N

9001
9001A
9004

9005
9061
SPPV.200



PALMILLAS DE MONTADO

FLAT BASES

BASES POUR SEMELLES



3005 Soporte de plantilla de esponja verde para montaje de elementos correctores ortopédicos. Espesor de 2 mm en puntera y 3 mm en talón. Superficie inferior antideslizante.

Green sponge flat base with 2 mm thickness in the forefoot and 3 mm thickness on the heel. Non-slippery bottom.

Base pour semelle orthopédique en éponge verte avec 3 mm d'épaisseur à l'arrière et 2 mm d'épaisseur sur le devant. Anti-dérapant sur la partie inférieure.



20/22 > 44/46



0,95-1,00 g/cm³



30-40° Shore A



8991L
8991R Palmilla de resina para disimetría con base de EVA de 60° Shore A para pie derecho o pie izquierdo. Disponible en espesores de 5 mm y 10 mm.

Flat resin base with EVA base of 60° Shore A hardness to compensate heel. Right or left foot, available in 5 and 10 mm thicknesses.

Semelle pour asymétrie, en résine et avec talonnette en EVA 60° Shore A. Disponible en épaisseurs de 5mm et 10mm.



35/37 > 44/46



N.A.



N.A.



8993 Palmillas de resina termoconformable. Disponible en espesores de 0,6 y 1 mm.

Thermo-conformable resin flat base for adult foot orthotics. Available in thicknesses of 0,6 and 1 mm.

Base pour semelle adulte en résine thermoformable. Disponible en épaisseurs de 0,6 et 1 mm.



S > XL



N.A.



N.A.



- 8994** Soporte de plantilla niño de EVA para montaje de elementos correctores ortopédicos.
- EVA insole support for mounting of orthopaedic corrective elements.*
- Support de semelle EVA pour le montage d'éléments correcteurs orthopédiques.*

 20 > 34

 N.A.

 N.A.



- 8995** Soporte de plantilla niño de semi-cuero para montaje de elementos correctores ortopédicos.
- Semi-leather child insole support for mounting orthopaedic corrective elements.*
- Support de semelle enfant en semi-cuir pour le montage d'éléments correcteurs orthopédiques.*

 20 > 34

 N.A.

 N.A.

 1.5, 2 mm



- 8996** Soporte de plantilla niño de cuero para montaje de elementos correctores ortopédicos.
- Leather insole support for mounting of orthopaedic corrective elements.*
- Support de semelle en cuir pour le montage d'éléments correcteurs orthopédiques.*

 2

 N.A.

 N.A.





PALMILLAS DE MONTADO

FLAT BASES

BASES POUR SEMELLES



 **8997**
 **8997A**

Soporte de plantilla adulto de EVA para montaje de elementos correctores ortopédicos: 2 anchos diferentes.

EVA adult insole support for mounting orthopaedic braces: 2 different widths.

Semelle adulte en EVA pour le montage d'appareils orthopédiques: 2 largeurs différentes.

 34 > 46

 N.A.

 N.A.



 **8998**
 **8998A**

Soporte de plantilla adulto de semi-cuero para montaje de elementos correctores ortopédicos. 2 anchos diferentes.

Semi-leather adult insole support for mounting orthopaedic braces. 2 different widths.

Semelle semi-cuir pour adultes pour le montage d'appareils orthopédiques. 2 largeurs différentes.

 34 > 46

 N.A.

 N.A.

 1.5, 2 mm



 **8999**
 **8999A**

Soporte de plantilla adulto de cuero para montaje de elementos correctores ortopédicos. 2 anchos diferentes.

Adult leather insole support for mounting orthopaedic corrective elements. 2 different widths.

Semelle adulte en cuir pour le montage d'appareils orthopédiques. 2 largeurs différentes.

 34 > 46

 N.A.

 N.A.



- 4002.400** Semiplantilla viscoelástica con carbón activado. Arco interno elevado y cóncavo. Arco externo de compensación. Versión con y sin meta central.
- Viscoelastic half-insole with activated charcoal. Raised and concave internal arch. Compensated external arch. Available with or without meta pad.*
- Demi-semelle viscoélastique avec charbon actif. Voûte interne élevée et concave. Voûte externe de compensation. Disponible sans ou avec A.R.C.*

 35/37 > 44/46

 0,25-0,27 g/cm³

 40-50° Asker C



- 4002.460** Semiplantilla viscoelástica con carbón activado y tejido superior transpirable. Arco interno elevado y cóncavo. Arco externo de compensación. Versión con y sin meta central.
- Viscoelastic half-insole with activated charcoal and breathable upper lining. Raised and concave internal arch. Compensated external arch. Available with or without meta pad.*
- Demi-semelle viscoélastique avec charbon actif et tissu supérieur transpirable. Voûte interne élevée et concave. Voûte externe de compensation. Disponible sans ou avec A.R.C.*

 35/37 > 44/46

 0,25-0,27 g/cm³

 40-50° Asker C



- 4006.400**
4006M.400 Semiplantilla viscoelástica con carbón activado. Arco interno elevado y cóncavo. Arco externo con ligera elevación. Disponible con meta (4006M.400) y sin meta central (4006.400).
- Viscoelastic half-insole with activated charcoal. Slightly raised and very flexible internal arch. Slightly raised external arch. Available with (4006M.400) and without meta pad (4006.400).*
- Demi-semelle viscoélastique avec charbon actif de haute mémoire. Voûte interne élevée et concave. Voûte externe avec légère élévation. Disponible avec ARC (4006M.400) ou sans ARC (4006.400).*

 35/36 > 41/42

 0,25-0,27 g/cm³

 40-50° Asker C

 Calzado tacón





- 5601** Semiplantilla correctora con centralizador de calcáneo. Arcos interno y externo de compensación. Suave alza metatarsal central.

Corrective half-insole with calcaneal centralizer. Internal and external compensation arches. Soft central metatarsal rise.

Demi-semelle de correction avec centralisateur calcanéen. Arcs de compensation internes et externes. Montée souple du métatarsien central.

 19/20 > 33/34, 35, 36

 1,25 g/cm³

 70-75° Shore A



- 5611** Semiplantilla de conglomerado serrín. Talón con cazoleta. Arco interno bajo y consistente. Arco externo con ligera elevación.

Half-insole made of sawdust conglomerate with heel shell. Low and rigid internal arch. Slightly raised external arch.

Demi-semelle en conglomerat de sciure avec rebord autour du talon. Voûte interne basse et rigide. Voûte externe légèrement élevée.

 36 > 40

 1,25 g/cm³

 70-75° Shore A



- 56116** Semiplantilla de esponja verde. Talón con cazoleta. Arco interno bajo y muy flexible. Arco externo con ligera elevación.

Half-insole made of green sponge rubber. Heel shell. Low and very flexible internal arch. Slightly raised external arch.

Demi-semelle en éponge verte. Talon avec rebord. Voûte interne basse et très flexible. Voûte externe légèrement élevée.

 36 > 40

 0,95-1,00 g/cm³

 30-40° Shore A



- 5621** Semiplantilla de conglomerado serrín. Talón con cazoleta. Arco interno bajo y consistente. Arco externo con ligera elevación.

Half-insole made of sawdust conglomerate with heel shell. Low and rigid internal arch. Slightly raised external arch.

Demi-semelle en conglomerat de sciure avec rebord autour du talon. Voûte interne basse et rigide. Voûte externe légèrement élevée.



40 > 45



1,25 g/cm³



70-75° Shore A



- 56216** Semiplantilla de esponja verde. Talón con cazoleta. Arco interno bajo y muy flexible. Arco externo con ligera elevación.

Half-insole made of green sponge rubber. Back with bowl. Low and very flexible internal arch. Slightly raised external arch.

Demi-semelle en éponge verte. Talon avec rebord. Voûte interne basse et très flexible. Voûte externe légèrement élevée.



40 > 45



0,95-1,00 g/cm³



30-40° Shore A



- 5631** Semiplantilla con cazoleta. Arco interno convexo elevado y muy flexible. Ligera elevación del arco externo.

Half-insole with heel shell. Raised and flexible convex internal arch. Slight elevation of external arch.

Demi-semelle avec rebord autour du talon. Voûte interne convexe élevée et très flexible. Légère élévation de la voûte externe.



36 > 40



1,25 g/cm³



70-75° Shore A





- 5651** Semiplantilla de conglomerado de serrín. Talón sin cazoleta. Arco interno ligeramente elevado y flexible. Arco externo con ligera elevación.

Half-insole made of sawdust conglomerate. Back without dust. Slightly raised and flexible internal arch. Slightly raised external arch.

Demi-semelle en conglomerat de sciure. Talon sans rebord. Voûte interne légèrement élevée et flexible. Voûte externe légèrement élevée.



35/36 > 41/42



1,25 g/cm³



70-75° Shore A



Calzado tacón



- 5661** Semiplantilla de esponja blanca. Talón sin cazoleta. Arco interno elevado y muy flexible. Arco externo con ligera elevación. Tejido antideslizante en la parte inferior.

Half-insole made of white sponge rubber. Back with bowl. Slightly raised and very flexible internal arch. Slightly raised external arch. Non-slip bottom lining.

Demi-semelle en mousse blanche. Talon sans rebord. Voûte interne légèrement élevée et très flexible. Voûte externe légèrement élevée. Tissu antidérapant sur la partie inférieure.



35/36 > 41/42



0,95-1,00 g/cm³



30-40° Shore A



Calzado tacón



- 5671** Semiplantilla correctora de conglomerado de serrín. Arco interno elevado cóncavo. Arco externo de compensación.

Corrective half-insole made of sawdust conglomerate. Raised and concave internal arch. Compensated external arch.

Demi-semelle correctrice en conglomerat de sciure. Voûte interne élevée et concave. Voûte externe de compensation.



21/22 > 45/46



1,25 g/cm³



70-75° Shore A



56716 Semiplantilla de esponja verde. Arco interno elevado y cóncavo. Arco externo de compensación para tacón neutro.

Half-insole made of green sponge rubber. Raised and concave internal arch. Compensated external arch for neutral heel.

Demi-semelle en éponge verte. Arche intérieure surélevée et concave. Voûte externe compensatrice pour un talon neutre.

 35/36 > 45/46

 0,95-1,00 g/cm³

 35-40° Shore A



5671CC Base plantilla caucho corcho con soportes de arcos interno y externo para tacón neutro.

Half-insole made of cork-rubber with concave internal arch and compensated external arch for neutral heel.

Demi-semelle en caoutchouc liège avec supports de voûte interne et externe pour un talon neutre.

 21/22 > 45/46

 0,70 g/cm³

 55-60° Shore A



5691 Semiplantilla sin cazoleta. Arco interno convexo elevado y flexible. Ligera elevación del arco externo.

Half-insole without heel shell. Raised and flexible convex internal arch. Slight elevation of external arch.

Demi-semelle sans rebord. Voûte interne convexe élevée et très flexible. Légère élévation de la voûte externe.

 35/36 > 41/42

 1,25 g/cm³

 70-75° Shore A





- 6611** Semiplantilla de esponja blanca. Talón con cazoleta. Arco interno bajo y muy flexible. Arco externo con ligera elevación. Tejido antideslizante en la parte inferior.

Half-insole made of white sponge rubber. Heel shell. Low and very flexible internal arch. Slightly raised external arch. Non-slip bottom lining.

Demi-semelle en éponge blanche. Talon avec rebord. Voûte interne basse et très flexible. Voûte externe légèrement élevée. Tissu antidérapant sur la partie inférieure.



36 > 40



0,95-1,00 g/cm³



30-40° Shore A



- 6621** Semiplantilla de esponja blanca. Talón con cazoleta. Arco interno bajo y muy flexible. Arco externo con ligera elevación. Tejido antideslizante en la parte inferior.

Half-insole made of white sponge rubber. Back with bowl. Low and very flexible internal arch. Slightly raised external arch. Non-slip bottom lining.

Demi-semelle en éponge blanche. Talon avec rebord. Voûte interne basse et très flexible. Voûte externe légèrement élevée. Tissu antidérapant sur la partie inférieure.



40 > 45



0,95-1,00 g/cm³



35-40° Shore A



- 7187CCB** Semiplantilla de caucho-corcho con soportes de arcos interno y externo y elevación retrocapital.

Cork rubber half-insole with internal and external arch supports and retrocapital elevation.

Demi-semelle en liège et caoutchouc avec soutien interne et externe de la voûte plantaire et élévation rétrocapitale.



25 > 47



0,65-0,70 g/cm³



55-60° Shore A



7187PU Semiplantilla de poliuretano flexible azul con soportes de arcos interno y externo y elevación retrocapital.

Blue flexible polyurethane half-insole with internal and external arch supports and retrocapital elevation.

Demi-semelle en polyuréthane flexible bleu avec supports de voûte interne et externe et élévation rétrocapitale.

 35/36 > 45/46

 0,25-0,27 g/cm³

 30-40° Asker C



7521N Apoyo metatarsal de látex con soporte de arco interno.

Latex meta bar with internal arch support.

B.R.C. avec voûte interne en mousse latex.

 35/37 > 41/43

 0,25-0,27 g/cm³

 25-35° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)

7568N Apoyo metatarsal de látex con soportes de arco interno y arco externo.

Latex metatarsal bar with internal arch support and external arch.

Support métatarsien en latex avec supports de voûte interne et externe.

 1 > 3

 0,25-0,27 g/cm³

 25-35° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



9001 Semiplantilla correctora sin cazoleta y con arco interno convexo.
Elevación retrocapital central sólo en las tallas 35/36 a 43/44.

*Corrective half-insole without heel shell and with convex internal arch.
Central meta pad only for 35/36 to 43/44.*

*Demi-semelle correctrice sans rebord à l'arrière et avec voûte interne
convexe. A.R.C. seulement dans les pointures 35/36 à 43/44.*



19/20 > 43/44



1,25 g/cm³



70-75° Shore A



9001A Semiplantilla correctora sin cazoleta y con arco interno convexo.
Elevación retrocapital central.

*Corrective half-insole without heel shell and with convex internal
arch. Central meta pad.*

*Semelle correctrice 3/4 sans coque talonnière et avec voûte interne
convexe. Coussin méta central.*



35/36 > 45/46



1,25 g/cm³



70-75° Shore A



9004 Semiplantilla correctora para pie plano-valgo. Cuña interna y
arco interno convexo.

*Corrective half-insole for flat-valgus foot. Internal wedge and
convex internal arch.*

*Demi-semelle correctrice pour pied plat-valgus. Coin supinateur
et voûte interne convexe.*



19/20 > 37/38



1,25 g/cm³



70-75° Shore A



- 9005** Semiplantilla correctora para pie plano-valgo y genu-valgo. Cuña interna y suave cazoleta. Arco interno convexo y arco externo de compensación.

Corrective half-insole for flat-valgus foot and valgus knee. Internal wedge and smooth heel shell. Convex internal arch and compensating external arch.

Demi-semelle correctrice pour pied plat-valgus et genou-valgus. Coin supinateur et léger rebord autour du talon. Voûte interne convexe et voûte externe de compensation.

-  19/20 > 33/34
 1,25 g/cm³
 70-75° Shore A



- 9061** Semiplantilla lisa y fina. Arco interno cóncavo elevado, adelantado y muy flexible.

Flat and thin half-insole. Raised, brought forward and very flexible concave internal arch.

Demi-semelle lisse et fine. Voûte interne concave élevée, avancée et très flexible.

-  36/37 > 40/41
 1,25 g/cm³
 70-75°




- SPPV.200** Semiplantilla de dos durezas para pie plano-valgo con cuña interna de talón, arco longitudinal interno convexo y arco externo de compensación.

Half-insole with two hardnesses for flat-valgus feet with internal heel wedge, convex internal longitudinal arch and compensating external arch.

Demi-semelle à double dureté pour pieds plats-valgus avec cale interne au talon, voûte longitudinale interne convexe et voûte externe compensatrice.

-  35/36 > 45/46
 0,15-0,22 g/cm³
 40-55° Shore A





Taloneras
Heel pads
Talonnettes

7611 / 7611R	7985 / 7985SM
7616 / 7616R	8043
7653	9013 / 9013R
7653.01 / 7653.01R	9016
7658	9031 / 9031R
7658.01 / 7658.01R	9079
7664 / 7664R	9079S
7676	9080 / 9080R / 9080SM
7720 / 7720R	
7825 / 7825R	
7854R	
7966	

7611
7611R

Alza de talón de látex con oquedad central para descarga de espolón.

Latex heel pad with central cavity to relieve heel spur.

Talonnète en latex avec cavité centrale pour soulager l'épine calcanéenne.



-



0,25-0,27 / 0,28-29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



L = R
 ▼ ▼

Bilateral
 Bilateral
 Bilatéral



7616
7616R

Centralizador de calcáneo de látex.

Latex calcaneal centralizer.

Centralisateur calcanéen en latex.



-



0,25-0,27 / 0,28-29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



L = R
 ▼ ▼

Bilateral
 Bilateral
 Bilatéral



7653

Alza de talón de 9 mm de espesor de látex y serrín.

Sawdust and latex heel pad, 9 mm thickness.

Talonnète en latex et sciure de 9 mm d'épaisseur.



1 > 2



1,15 g/cm³



80-85° Shore A



L = R
 ▼ ▼

Bilateral
 Bilateral
 Bilatéral





 **7653.01** Alza de talón de látex larga de 9 mm de espesor.
 **7653.01R** Long 9 mm thick latex heel strap.
Longue talonnette en latex de 9 mm d'épaisseur.

 1, 1½, 2

 0,25-0,27 / 0,28-29 g/cm³

 25-35° / 30-40° Asker C



L = R
▼ ▼
Bilateral
Bilateral
Bilatéral



7658 Alza de talón corta de 5 mm de espesor de látex y serrín.
Sawdust and latex short heel pad, 5 mm thickness.
Talonnette courte en latex et sciure de 5 mm d'épaisseur.

 1 > 4

 1,15 g/cm³

 80-85° Shore A



L = R
▼ ▼
Bilateral
Bilateral
Bilatéral



 **7658.01** Alza de talón de látex corta de 5 mm de espesor.
 **7658.01R** Short latex heel pad, 5 mm thickness.
Talonnette de mousse latex courte de 5 mm d'épaisseur.

 1 > 4

 0,25-0,27 / 0,28-29 g/cm³

 25-35° / 30-40° Asker C



L = R
▼ ▼
Bilateral
Bilateral
Bilatéral



7664 Alza de talón de látex con suave cazoleta.

7664R Latex heel pad with heel shell.

Talonnnette en latex avec talonnette souple.

 1 > 4

 0,25-0,27 / 0,28-29 g/cm³

 25-35° / 30-40° Asker C

 $L = R$
 Bilateral
 Bilateral
 Bilatéral



7676 Centralizador de calcáneo de látex con arco interno.

Latex calcaneal centralizer with internal arch.

Centralisateur calcanéen en latex avec arc interne.

 11 > 12

 0,25-0,27 g/cm³

 25-35° Asker C

 $L \neq R$
 Asimétrica (izquierdo + derecho)
 Asymmetric (left + right)
 Asymétrique (gauche + droite)



7720 Centralizador de calcáneo de látex con prolongación interna.

7720R Latex calcaneal centralizer with internal extension.

Centralisateur calcanéen en latex avec extension interne.

 4 > 8

 0,25-0,27 / 0,28-29 g/cm³

 25-35° / 30-40° Asker C

 $L \neq R$
 Asimétrica (izquierdo + derecho)
 Asymmetric (left + right)
 Asymétrique (gauche + droite)





Centralizador de calcáneo de látex con arco interno convexo.

Latex calcaneal centralizer with convex internal arch.

Centralisateur calcanéen en latex avec arc interne convexe.



35/37 > 44/46



0,25-0,27 / 0,28-29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



7854R

Talonera con arco interior alto y arco exterior ligero en espuma de látex.

Heel ring with high inner arch and light outer arch in latex foam.

Anneau talonnier avec voûte interne élevée et voûte externe légère, en mousse latex.



20/22 > 44/46



0,28-29 g/cm³



30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



7966

Centralizador de calcáneo de látex con arco interno medio.

Latex calcaneal centralizer with medium internal arch.

Centralisateur calcanéen en latex avec arc médial.



1 > 3



0,25-0,27 g/cm³



25-35° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



7985
7985SM

Alza de talón de látex SBR con núcleo central extraíble para descarga de espolón.

SBR latex heel pad with extractable central core to relief heel spur.

Talonnnette en mousse latex SBR avec noyau central extractible pour l'épine calcanéenne.



1 > 2



0,20-0,22 / 0,25-0,27 g/cm³



20-25° / 25-35° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



8043
8043R
8043SM

Talonera amortiguadora de talón en látex de 3mm para la construcción de ortesis plantares a medida.

Cushioned latex heel pad of 3mm for the construction of custom-made plantar orthoses.

Talonnnette amortissante en latex de 3 mm pour la fabrication d'orthèses plantaires sur mesure.



-



0,20-0,22 / 0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



20-25° / 25-35° / 30-40° Asker C



Bilateral

Bilateral

Bilatéral



9013
9013R

Alza de talón de látex lisa.

Flat latex heel pad.

Talonnnette plate en mousse latex.



1 > 3



0,25-0,27 / 0,28-29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



Bilateral

Bilateral

Bilatéral





9016 Alza de talón de conglomerado de serrín de 5 mm de espesor.

Sawdust conglomerate heel pad, 5 mm thickness.

Talonnnette en conglomerat de sciure de 5 mm d'épaisseur.



0 > 3



1,25 g/cm³



70-75° Shore A



Bilateral
Bilateral
Bilatéral



U 9031
U 9031R

Centralizador de calcáneo de látex para espolón calcáneo.

Latex calcaneal centralizer for calcaneal spurs.

Centralisateur d'épines calcanéennes en latex pour les épines calcanéennes.



-



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



Bilateral
Bilateral
Bilatéral



9079 Semiplantilla de conglomerado de serrín con arco longitudinal interno elevado, cazoleta con cuña interna y prolongación externa.

Half-insole made of sawdust conglomerate with raised internal arch, bowl with internal wedge and external extension.

Demi-semelle en conglomerat de sciure avec voûte longitudinale interne élevée, rebord au talon et coin pronateur.



23/24 > 45/46



1,25 g/cm³



70-75° Shore A



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



9079S Semiplantilla de esponja blanca con arco longitudinal interno elevado, cazoleta con cuña interna y prolongación externa.

3/4 lenght insole in white sponge rubber with raised internal arch, heel shell and external extension.

Demi-semelle en éponge blanche avec voûte interne élevée, rebord au talon et coin pronateur.



23/24 > 45/46



0,95-1,00 g/cm³



30-40° Shore A



Asimétrica (izquierdo + derecho)
 Asymmetric (left + right)
 Asymétrique (gauche + droite)



9080
9080R
9080SM

Alza de talón de látex con núcleo central extraíble para descarga de espolón.

Latex heel pad with extractable central core to relief heel spur.

Talonnnette en latex avec noyau central extractible pour l'épine calcanéenne.



1 > 2



0,20-0,22 / 0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



20-25° / 25-35° / 30-40° Asker C




Bilateral
 Bilateral
 Bilatéral





CUÑAS Y SOBREARCOS WEDGES AND OVER-ARCH PADS COINS ET SUR-VOÛTES



Cuñas Wedges Coins

7758 9055 / 90556
7802 9076 / 9076S
7856 / 7856R 9077 / 9077S

7857R
9027 / 90276
9028 / 90286

9029 / 90296
9051 / 90516
9054 / 90546

Sobrearcos Over-arch pads Sur-voûtes

7822R
7983 / 7983R / 7983SM
9024 / 90246

9052 / 90526
9053 / 90536

- 7758** Cuña externa de látex retrocapital de 5ta cabeza metatarsal.
External retrocapital latex wedge of 5th metatarsal head.
Coin de latex rétrocapital externe de la tête du 5e métatarsien.

 1 > 2

 0,26 g/cm³

 30-40° Asker C


Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)




- 7802** Cuña de antepié pronadora-supinadora de látex.
Forefoot pronating-supinating wedge in latex foam.
Coin d'avant pied pronateur-supinateur en mousse latex.

 1 > 3

 0,26 g/cm³

 30-40° Asker C


Bilateral
Bilateral
Bilatéral



- 7856** Arco interno con cuña supinada en espuma de látex.
7856R *Internal arch pad with supinated wedge in foamed latex.*
Voûte interne avec coin supinateur en mousse latex.

 20/22 > 44/46

 0,25-0,27 / 0,28-29 g/cm³

 25-35° / 30-40° Asker C


Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)





7857R Cuña externa de látex.
Pronating wedge in foamed latex.
Coin pronateur en mousse latex.

 20/22 > 44/46
 0,28-29 g/cm³
 30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



9027 Cuña varo-valgo de 5 mm de espesor.
90276 *Varus-valgus wedge pad. Thickness 5 mm.*
Coin varus-valgus de 5 mm d'épaisseur.

 1 > 3
 1,25 / 0,95 g/cm³
 70-75° / 30-35° Shore A



Bilateral
Bilateral
Bilatéral



9028 Cuña externa de 5 mm de espesor.
90286 *External wedge pad. Thickness 5 mm.*
Coin pronateur de 5 mm d'épaisseur.

 -
 1,25 / 0,95 g/cm³
 70-75° / 30-35° Shore A



Bilateral
Bilateral
Bilatéral



- 9029** Cuña externa larga de 5 mm de espesor.
90296 Long external wedge pad. Thickness 5 mm.
 Coin pronateur de 5 mm d'épaisseur.



-



1,25 / 0,95 g/cm³



70-75° / 30-35° Shore A



Bilateral
Bilateral
Bilatéral



- 9051** Cuña varo-valgo de 5 mm de espesor.
90516 Varus-valgus wedge pad. Thickness 5 mm.
 Coin varus-valgus de 5 mm d'épaisseur.



1 > 2



1,25 / 0,95 g/cm³



70-75° / 30-35° Shore A



Asimétrica (izquierdo + derecho)
 Asymmetric (left + right)
 Asymétrique (gauche + droite)



- 9054** Cuña varo-valgo bilateral de 8 mm de espesor.
90546 Bilateral varus-valgus wedge pad. Thickness 8 mm.
 Coin varus-valgus bilatérale de 8 mm d'épaisseur.



-



1,25 / 0,95 g/cm³



70-75° / 30-35° Shore A



Bilateral
Bilateral
Bilatéral





9055
90556

Cuña varo-valgo bilateral de 5 mm de espesor.

Bilateral varus-valgus wedge pad. Thickness 5 mm.

Coin varus-valgus bilatérale de 5 mm d'épaisseur.



-



1,25 / 0,95 g/cm³



70-75° / 30-35° Shore A



Bilateral
Bilateral
Bilatéral



9076
9076S

Cuña interna bilateral valgo.

Bilateral valgus internal wedge pad.

Coin supinateur bilatérale.



1 > 2



1,25 / 1,00 g/cm³



70-75° / 35-40° Shore A



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



9077
9077S

Cuña externa de antepié.

External forefoot pronating wedge pad.

Coin pronateur d'avant-pied.



1 > 2



1,25 / 1,00 g/cm³



70-75° / 35-40° Shore A



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



7822R Sobrearco de látex.
Latex over-arch pad.
Sur-voûte en mousse latex.



-



0,28-0,29 g/cm³



30-40° Asker C



L = R


Bilateral
 Bilateral
 Bilatéral



7983 Sobrearco de látex.
7983R *Latex over-arch pad.*
7983SM *Sur-voûte en mousse latex.*



-



0,20-0,22 / 0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



20-25° / 25-35° / 30-40° Asker C



L = R


Bilateral
 Bilateral
 Bilatéral



9024 Sobrearco ancho. Espesor 5 mm.
90246 *Wide over-arch pad. Thickness 5 mm.*
Sur-voûte large. Épaisseur 5 mm.



-



1,25 / 0,95 g/cm³



70-75° / 30-35° Shore A



L = R


Bilateral
 Bilateral
 Bilatéral





SOBREARCOS OVER-ARCH PADS SUR-VOÛTES



- 9052** Sobrearco corto y estrecho. Espesor 5 mm.
90526 Short and narrow over-arch pad. Thickness 5 mm.
Sur-voûte courte et étroite. Épaisseur 5 mm.



-



1,25 / 0,95 g/cm³



70-75° / 30-35° Shore A



Bilateral
Bilateral
Bilatéral



- 9053** Sobrearco largo y estrecho. Espesor 5 mm.
90536 Long and narrow over-arch pad. Thickness 5 mm.
Sur-voûte longue et étroite. Épaisseur 5 mm.



-



1,25 / 0,95 g/cm³




70-75° / 30-35° Shore A



Bilateral
Bilateral
Bilatéral





Arcos internos
Internal arch pads
Voûtes internes

80RS
97A / 97AR
100

9014S
9015
9015S

3002S
3003
7661 / 7661R

9075
90756
9075CC

7666
7673
7733 / 7733R

9075S
90816 / 9081CC

7756 / 7756R
7855 / 7855R
9014



ARCOS INTERNOS INTERNAL ARCH PADS VOÛTES INTERNES



80RS Arco interno de esponja rosa.
Pink sponge inner arch.
Voûte interne en éponge rose.



00 > 4



0,95 g/cm³



30-35° Shore A



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



97A Arco interno de látex sintético.
97AR *Synthetic latex internal arch pad.*
Arche intérieure en latex synthétique.



1 > 6



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



Bilateral
Bilateral
Bilatéral



100 Arco interno cóncavo de conglomerado serrín.
Concave internal arch pad made of sawdust conglomerate.
Voûte interne concave en conglomerat de sciure.



-



1,25 g/cm³



70-75° Shore A




Bilateral
Bilateral
Bilatéral




- 3002S** Arco interno cóncavo de esponja blanca.
Concave internal arch made of white sponge.
Voûte interne concave en éponge blanche.

 0 > 3
 1,00 g/cm³
 35-40° Shore A




- 3003** Arco interno convexo de esponja verde.
Green sponge convex inner arch.
Voûte interne convexe en éponge verte.

 1 > 4
 0,95 g/cm³
 40-50° Shore A



- 7661** Arco interno de látex sintético poco elevado.
7661R *Thin synthetic latex internal arch pad.*
Voûte interne en mousse latex peu élevée.

 1 > 2
 0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³
 25-35° / 30-40° Asker C





ARCOS INTERNOS INTERNAL ARCH PADS VOÛTES INTERNES



7666 Arco interno de látex sintético.
Synthetic latex internal arch pad.
Arche intérieure en latex synthétique.



-



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



L = R



Bilateral
Bilateral
Bilatéral



7673 Arco interno de látex sintético.
Synthetic latex internal arch pad.
Arche intérieure en latex synthétique.



1 > 3



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



L = R



Bilateral
Bilateral
Bilatéral



7733 Arco interno de látex sintético con alza metatarsal central.
7733R *Synthetic latex inner arch with central metatarsal rise.*
Arche intérieure en latex synthétique avec élévation métatarsienne centrale.



1 > 2



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



L ≠ R



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



7756
7756R

Arco interno ambidiestro de látex sintético con elevación media central.

Synthetic latex internal ambidextrous arch pad with medium central elevation.

Voûte interne ambidextre en mousse latex avec élévation moyenne centrale.



6 > 8



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



7855
7855R

Arco longitudinal interno de látex sintético.

Synthetic latex internal arch pad.

Voûte interne en mousse latex.



20/22 > 44/46



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



9014

Arco interno elevado de conglomerado serrín.

Internal elevated arch made of sawdust conglomerate.

Voûte interne élevée en conglomerat de sciure.



1 > 4



1,25 g/cm³



70-75° Shore A



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)





ARCOS INTERNOS INTERNAL ARCH PADS VOÛTES INTERNES



9014S Arco interno elevado de esponja blanca.
Internal elevated arch pad made of white sponge.
Voûte interne élevée en éponge blanche.



1 > 4



1,00 g/cm³



35-40° Shore A



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



9015 Arco interno elevado de conglomerado serrín.
Internal elevated arch pad made of sawdust conglomerate.
Voûte interne élevée en conglomerat de sciure.



0 > 4



1,25 g/cm³



70-75° Shore A



Bilateral
Bilateral
Bilatéral



9015S Arco interno elevado de esponja blanca.
Internal elevated arch pad made of white sponge.
Voûte interne élevée en éponge blanche.



0 > 4



1,00 g/cm³



35-40° Shore A



Bilateral
Bilateral
Bilatéral



9075 Arco longitudinal interno de conglomerado serrín.
Internal arch pad made of sawdust conglomerate.
Voûte longitudinale interne en conglomerat de sciure.

 1 > 13

 1,25 g/cm³

 70-75° Shore A



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



90756 Arco longitudinal interno de esponja verde.
Internal arch pad made of green sponge rubber.
Voûte longitudinale interne en éponge verte.

 1 > 13

 0,95 g/cm³

 30-35° Shore A



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



9075CC Arco longitudinal interno de caucho corcho.
Internal arch pad made of rubber and cork.
Voûte longitudinale interne en caoutchouc-liège.

 1 > 13

 0,65-0,70 g/cm³

 55-60° Shore A



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)





ARCOS INTERNOS INTERNAL ARCH PADS VOÛTES INTERNES



9075S Arco longitudinal interno de esponja blanca.
Internal arch pad made of white sponge rubber.
Voûte longitudinale interne en éponge blanche.



1 > 13



1,00 g/cm³



35-40° Shore A



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



90816
9081CC

Arco interno con cuña de talón para valgo en esponja verde
o caucho-corcho.

*Internal arch with heel wedge for valgus made of sponge
rubber or cork-rubber.*

*Voûte interne avec coin supinateur en caoutchouc souple
ou caoutchouc-liège.*



1 > 3



0,95 / 0,70 g/cm³




30-35° / 55-60° Shore A



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)





Alzas y barras metatarsales
Metatarsal pads and bars
Élévations et barres métatarsiennes

7601 / 7601R / 7601SM
 7604 / 7604R
 7614A

7631 / 7631R
 7633 / 7633R
 7634 / 7634R

7635 / 7635R
 7660A / 7660R
 7677 / 7677R / 7677SM

7683 / 7683R
 7711 / 7711R / 7711SM
 7714 / 7714R / 7714SM

7719 / 7719R / 7719SM
 7721 / 7721R
 7722 / 7722R

7844
 7869 / 7869G / 7869R
 7902 / 37902

7933
 7984 / 7984SM
 902R / 902S

9025 / 9025R / 9025SM
 90266
 9032 / 9032R

9033 / 9033R
 9056 / 9056R / 9056SM

Barras dedos
Toe bars
Barres d'orteils

7615
 7650
 7716

7727



ALZAS Y BARRAS METATARSIALES METATARSAL PADS AND BARS ÉLÉVATIONS ET BARRES MÉTATARSIENNES



- 7601** Alza metatarsal en forma de riñón y elevación central.
7601R Metatarsal pad in kidney shape and central elevation.
7601SM Montée métatarsienne réniforme et élévation centrale.



0 > 3



0,20-0,22 / 0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



20-25° / 25-35° / 30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



- 7604** Alza metatarsal en forma de gota y gran elevación central.
7604R Drop-shaped metatarsal rise and high central elevation.

Montée métatarsienne en forme de goutte d'eau et forte élévation centrale.



-



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



25-35 / 30-40° Asker C



Bilateral
Bilateral
Bilatéral



- 7614** Alza metatarsal central en forma de gota.
7614G Low latex meta pad in drop shape.
7614R A.R.C. en mousse latex en forme de goutte.
7614SM



-



0,25-0,27 g/cm³



25-35° Asker C



Bilateral
Bilateral
Bilatéral





Barra metatarsal de látex sintético con igual elevación en los 5 metatarsos.

Synthetic latex metatarsal bar with the same lift for all five metatarsal heads.

B.R.C. en mousse latex avec la même élévation sur les 5 têtes métatarsiennes.



1 > 2



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³





25-35° / 30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



Alza metatarsal central en forma de estómago.

Latex meta pad in stomach shape.

Montée du métatarsien central en forme d'estomac.



1 > 2



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³




25-35° / 30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



Alza metatarsal central.

Central metatarsal pad.

Montée du métatarsien central.



-



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



Bilateral

Bilateral

Bilatéral





ALZAS Y BARRAS METATARSIALES METATARSAL PADS AND BARS ÉLÉVATIONS ET BARRES MÉTATARSIENNES

7635

Alza metatarsal en forma de riñón.

7635R

Metatarsal pad in kidney shape.

Montée métatarsienne en forme de rein.



1 > 4



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



7660A

Alza metatarsal en forma de gota.

7660R

Metatarsal pad in drop shape.

7660SM

Montée métatarsienne en forme de goutte.



1 > 3



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



Bilateral

Bilateral

Bilatéral



7677

Barra metatarsal de látex sintético con ligeras descargas de 1º y 5º y prolongación anterior.

7677G

7677R

Latex metatarsal bar with slight discharge of 1st and 5th metatarsals heads and meta heads support.

7677SM

B.R.C. en mousse latex avec léger soulagement sur la 1ère et la 5ème têtes métatarsiennes et prolongation antérieure.



5 > 9



0,20-0,22 / 0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



20-25° / 25-35° / 30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



7683

Barra metatarsal de látex con prolongación de apoyo subcapital o capital.

7683R

Latex metatarsal bar with subcapital or capital support extension.

7683SM

Barre métatarsienne en latex avec extension de l'appui sous-capital ou capital.



2 > 4



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³




25-35° / 30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



7711

Alza metatarsal central en forma de gota.

7711R

Metatarsal central pad in drop shape.

7711SM

Montée métatarsienne centrale en forme de goutte.



1 > 4



0,20-0,22 / 0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



20-25° / 25-35° / 30-40° Asker C



Bilateral

Bilateral

Bilatéral



7714

Alza metatarsal central en forma de riñón.

7714R

Metatarsal central pad in kidney shape.

7714SM

Montée métatarsienne centrale en forme de rein.



0 > 4



0,20-0,22 / 0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



20-25° / 25-35° / 30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)





ALZAS Y BARRAS METATARSIALES METATARSAL PADS AND BARS ÉLÉVATIONS ET BARRES MÉTATARSIENNES



7719

Alza metatarsal triangular y elevada.

7719R

Raised and triangular metatarsal rise.

7719SM

Montée métatarsienne triangulaire et surélevée.



6 > 9



0,20-0,22 / 0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³




20-25° / 25-35° / 30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



7721

Alza metatarsal poco elevada.

7721R

Metatarsal rise not very high.

7721SM

Montée métatarsienne trop basse.



0 > 3



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



Bilateral

Bilateral

Bilatéral



7722

Bóveda central de látex.

7722R

Latex central meta pad.

A.R.C. central en mousse latex.



1 > 3



0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)

Asymmetric (left + right)

Asymétrique (gauche + droite)



7844

7844R

7844SM

Suplemento de látex para descarga metatarsal central en forma de gota y gran elevación central.

Latex meta pad in drop shape (thick-important meta discharge).

A.R.C. en forme de goutte et grande élévation centrale en mousse latex.



Talla única / Single size / Taille unique



0,20-0,22 / 0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



20-25° / 25-35° / 30-40° Asker C



Bilateral
Bilateral
Bilatéral



7869

7869G

7869R

7869SM

Barra metatarsal de látex sintético con descargas de 1º y 5º metatarsianos y prolongación anterior.

Latex metatarsal bar with discharge of 1st and 5th metatarsals heads and meta heads support.

Barre métatarsienne en latex synthétique avec mise en décharge des 1er et 5e métatarsiens et extension antérieure.



2 > 4



0,20-0,22 / 0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



20-25° / 25-35° / 30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



6mm

3mm

7902

37902

Barra metatarsal de látex de 3 mm o 6 mm de espesor.

Latex metatarsal bar 3 mm or 6 mm thickness.

Barre métatarsienne en latex de 3 mm ou 6 mm d'épaisseur.



7 > 9



0,25-0,27 g/cm³



25-35° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)





ALZAS Y BARRAS METATARSIALES METATARSAL PADS AND BARS ÉLÉVATIONS ET BARRES MÉTATARSIENNES



7933 Barra metatarsal de látex sintético de 8 mm de espesor.

7933G S.B.R. latex metatarsal bar of 8 mm thickness.

7933R B.R.C. en mousse latex de 8 mm d'épaisseur.

7933SM



1 > 3



0,25-0,27 g/cm



25-35° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



7984 Barra metatarsal de látex.

7984SM S.B.R. latex metatarsal bar.

B.R.C. en mousse latex.



1 > 2



0,20-0,22 / 0,25-0,27 g/cm³



20-25° / 25-35° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



902R Alza metatarsal central en forma de gota y gran elevación central.

902S Central drop-shaped metatarsal rise and high central elevation.

Montée du métatarsien central en forme de goutte d'eau et forte élévation centrale.



-



0,28-0,29 / 0,25-0,27 g/cm³



30-40° / 25-35° Asker C



Bilateral
Bilateral
Bilatéral




- 9025** Alza metatarsal central en forma de corazón.
- 9025R** Heart-shaped central metatarsal rise.
- 9025SM** Montée du métatarsien central en forme de coeur.

 0 > 3

 0,20-0,22 / 0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³

 20-25° / 25-35° / 30-40° Asker C




- 90266** Suplemento de esponja verde para descarga metatarsal central en forma de gota.
- Green sponge supplement for central metatarsal offloading in the form of a drop.
- Supplément d'éponge verte pour la décharge du métatarse central sous forme de goutte.

 1 > 2

 0,95 g/cm³

 30-35° Shore A




- 9032** Barra metatarsal de látex con forma triangular y elevación lineal.
- 9032R** Latex metatarsal bar with triangular shape and linear lifting.
- Barre métatarsienne en latex de forme triangulaire et à élévation linéaire.

 1 > 2

 0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³

 25-35° / 30-40° Asker C





ALZAS Y BARRAS METATARSALES METATARSAL PADS AND BARS ÉLÉVATIONS ET BARRES MÉTATARSIENNES



9033

Barra metatarsal de látex con elevación central.

9033R

Latex metatarsal bar with important central lifting.

9033SM

Barre métatarsienne en latex avec élévation centrale.



-




0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



25-35° / 30-40° Asker C



Bilateral
Bilateral
Bilatéral



9056

Barra metatarsal de látex con elevación central y descargas en 1º y 5º metatarsianos.

9056R

Latex metatarsal bar with central lifting and discharge in 1st and 5th metatarsal heads.

9056SM

B.R.C. en latex avec élévation centrale et soulagement sur la 1ère et la 5ème métatarsiennes.



1 > 3



0,20-0,22 / 0,25-0,27 / 0,28-0,29 g/cm³



20-25° / 25-35° / 30-40° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)



- 7615** Barra de dedos de látex de 2º y 4º dedo y superficie ancha.
Latex toe bar from 2nd to 4th toe and wide surface.
Barre de doigts en latex pour les 2e et 4e doigts et surface large.



-



0,25-0,27 g/cm³



25-35° Asker C



Bilateral
 Bilateral
 Bilatéral



- 7650** Barra de dedos de látex con elevación longitudinal central.
Latex toe bar with central longitudinal elevation.
Barre d'orteil en latex avec élévation longitudinale centrale.



-



0,25-0,27 g/cm³



25-35° Asker C



Bilateral
 Bilateral
 Bilatéral



- 7716** Barra de dedos de látex estrecha y larga.
Long and narrow latex toe bar.
Barre d'orteils en mousse latex, étroite et longue.



-



0,25-0,27 g/cm³



25-35° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)
 Asymmetric (left + right)
 Asymétrique (gauche + droite)





- 7727** Barra de dedos de látex en forma de banana.
Latex toe bar with banana shape.
Barre d'orteils en mousse latex en forme de banane.



1 > 3



0,25-0,27 g/cm³



25-35° Asker C



Asimétrica (izquierdo + derecho)
Asymmetric (left + right)
Asymétrique (gauche + droite)





ES Somos especialistas en la biomecánica del pie y desde 1963 aportamos salud y comodidad a las personas.

Nuestras plantillas y elementos plantares pueden usarse para diferentes métodos de fabricación de plantillas ortopédicas a medida:

- Añadiendo y modificando elementos sobre una plantilla.
- Sistema de termo-moldeo con materiales técnicos.
- Sistema de fresado y CAD/CAM.

EN *We are experts in foot biomechanics and since 1963 we work for people's health and comfort.*

Our insoles and anatomical pads are suitable for different production methods:

- *Bases and pads system, which might need to be modified for customization.*
- *Heat-moulding system with technical materials.*
- *CAD/CAM Milling system.*

FR *Nous sommes des experts en la biomécanique du pied et, depuis 1963, nous travaillons pour la santé et le confort des personnes.*

Nos bases, modules, ébauches et éléments sont dessinés pour s'adapter à la plupart des méthodes pour la fabrication des semelles orthopédiques

- *Ajouter et modifier des éléments sur une semelle.*
- *Système de thermoformage avec des matériaux techniques.*
- *Système de fraisage CAD/CAM.*





ÍNDICE ALFANUMÉRICO

ALPHANUMERIC INDEX

INDEX ALPHANUMÉRIQUE



REF.	NOMBRE / NAME	PAG.
100	Arco interno cóncavo de conglomerado serrín.	71
1049.700	Plantilla de espuma de poliuretano flexible beige con barra metatarsal.	11
1050.300	Plantilla de espuma de poliuretano flexible azul con bóveda metatarsal.	11
3002S	Arco interno cóncavo de esponja blanca.	72
3003	Arco interno convexo de esponja verde.	72
3005	Soporte de plantilla de esponja verde.	43
4000.300	Plantilla poliuretano flexible. Arcos interno y externo.	11
4001.300	Plantilla poliuretano flexible. Arco interno elevado. Alza metatarsal central.	12
4002.400	Semiplantilla viscoelástica con carbón activado. Arcos interno y externo.	46
4002.460	Semiplantilla viscoelástica con carbón activado y tejido transpirable. Arcos interno y externo.	46
4006.400 / 4006M.400	Semiplantilla viscoelástica con carbón activado con y sin meta. Arcos interno y externo.	46
5002	Base de caucho-corcho con elevación metatarsal y forrado con EVA negro punzonado.	12
5601	Semiplantilla con centralizador de calcáneo. Arcos interno y externo de compensación.	47
5611	Semiplantilla de conglomerado serrín. Talón con cazoleta. Arcos interno y externo.	47
56116	Semiplantilla de esponja verde. Talón con cazoleta. Arcos interno y externo.	47
5621	Semiplantilla de conglomerado serrín. Talón con cazoleta. Arcos interno y externo.	48
56216	Semiplantilla de esponja verde. Talón con cazoleta. Arcos interno y externo.	48
5631	Semiplantilla con cazoleta. Arcos interno y externo.	48
5651	Semiplantilla de conglomerado serrín. Talón sin cazoleta. Arcos interno y externo.	49
5661	Semipl. de esponja blanca. Talón sin cazoleta. Arcos interno y externo. Tejido antideslizante.	49
5671	Semiplantilla correctora de conglomerado de serrín. Arcos interno y externo.	49
56716	Semiplantilla de esponja verde. Arcos interno y externo.	50
5671CC	Base plantilla caucho corcho con soportes de arcos interno y externo.	50
5691	Semiplantilla sin cazoleta. Arcos interno y externo.	50
6611	Semipl. de esponja blanca. Talón sin cazoleta. Arcos interno y externo. Tejido antideslizante.	51
6621	Semipl. de esponja blanca. Talón sin cazoleta. Arcos interno y externo. Tejido antideslizante.	51
7187CCB	Semipl. de caucho-corcho con soportes de arcos interno y externo y elevación retrocapital.	51
7187PU	Semiplantilla de poliuretano con soportes de arcos interno y externo y elevación retrocapital.	52
7500 / 7500R	Plantilla ortopédica de látex.	12
7500.300	Plantilla ortopédica de poliuretano flexible.	13
7500.304	Ortesis plantar de poliuretano flexible y Poron® slow memory.	13
7500.390	Ortesis plantar. Base de espuma de poliuretano flexible forrada microfibra beige.	13
7500.690	Ortesis plantar. Base de espuma de poliuretano flexible forrada con microfibra negra.	14
7500TPR	Ortesis Diabeflex. Base de látex LAT-air® forrada con espuma Poron® y rejilla Lycra®.	14
7505SB	Ortesis plantar de espuma látex LAT-air® Complet con carbón activado forrada con microfibra.	14
7521N	Apoyo metatarsal de látex con soporte de arco interno.	52
7556 / 7556R	Plantilla ortopédica de látex.	15
7556TPR	Ortesis Diabeflex. Base de látex LAT-air® forrada con espuma Poron® y rejilla Lycra®.	15
7568N	Apoyo metatarsal de látex con soportes de arcos interno y externo.	52
7601 / 7601R / 7601SM	Suplemento de látex para descarga metatarsal en forma de riñón y elevación central.	79
7604 / 7604R	Suplemento de látex para descarga metatarsal en forma de gota y gran elevación central.	79
7609	Plantilla de látex deporte. Ligera cazoleta y suave arco interno.	15
7611 / 7611R	Alza de talón de látex con oquedad central para descarga de espón.	56
7614 / 7614R / 7614SM	Suplemento de látex para suave descarga metatarsal central en forma de gota.	79
7615	Barra de dedos de látex de 2º y 4º dedo y superficie ancha.	88
7616 / 7616R	Herradura para calcáneo de látex.	56
7631 / 7631R	Barra metatarsal de látex sintético con igual elevación en los 5 metatarsos.	80
7633 / 7633R	Suplemento de látex para descarga metatarsal central en forma de estómago.	80
7634 / 7634R	Suplemento de látex para elevación central metatarsal.	80
7635 / 7635R	Suplemento de látex para descarga metatarsal en forma de riñón.	81
7644	Plantilla de látex con ligera cazoleta y suave arco interno.	16

REF.	NOMBRE / NAME	PAG.
7650	Barra de dedos de látex con elevación longitudinal central.	88
7653	Alza de talón larga de 9 mm de espesor de látex y serrín.	56
7653.01 / 7653.01R	Alza de talón de látex larga de 9 mm de espesor.	57
7658	Alza de talón corta de 5 mm de espesor de látex y serrín.	57
7658.01 / 7658.01R	Alza de talón de látex corta de 5 mm de espesor.	57
7660A / 7660R	Suplemento de látex para descarga metatarsal en forma de gota.	81
7661 / 7661R	Arco interno de látex sintético poco elevado.	72
7664 / 7664R	Alza de talón de látex con suave cazoleta.	58
7666	Arco interno de látex sintético.	73
7673	Arco interno de látex sintético.	73
7676	Centralizador de calcáneo de látex con arco interno.	58
7677 / 7677R / 7677SM	Barra metatarsal de látex sintético con ligeras descargas de 1º y 5º y prolongación anterior.	81
7683 / 7683R	Barra metatarsal de látex sintético con prolongación de apoyo capital o subcapital.	82
7711 / 7711R / 7711SM	Suplemento de látex para descarga metatarsal central en forma de gota.	82
7714 / 7714R / 7714SM	Suplemento de látex en forma de riñón y suave elevación central.	38, 82
7716	Barra de dedos de látex estrecha y larga.	88
7719 / 7719R / 7719SM	Suplemento de látex para descarga metatarsal triangular y elevada.	83
7720 / 7720R	Centralizador de calcáneo de látex para calcáneo con prolongación interna.	58
7721 / 7721R	Suplemento de látex para descarga metatarsal poco elevada.	83
7722 / 7722R	Bóveda central de látex.	83
7727	Barra de dedos de látex en forma de banana.	89
7733 / 7733R	Arco interno de látex sintético con alza metatarsal central.	73
7756 / 7756R	Arco interno ambidiestro de látex sintético con elevación media central.	74
7758	Cuña externa retrocapital para 5ta cabeza metatarsal de látex.	64
7773	Plantilla de látex deporte. Ligera cazoleta con suave arco interno.	16
7802	Cuña de antepié pronadora-supinadora de látex.	64
7822R	Sobrearco de látex.	68
7825 / 7825R	Centralizador de calcáneo de látex para calcáneo con arco interno elevado.	59
7844	Suplemento de látex para descarga metatarsal central en forma de gota y gran elevación central.	84
7854R	Apoyo sub-tarsiano de látex.	59
7855 / 7855R	Arco longitudinal interno de látex sintético.	74
7856 / 7856R	Arco y cuña interna de látex.	64
7857R	Cuña externa de látex.	65
7869 / 7869G / 7869R	Barra metatarsal de látex sintético con ligeras descargas y prolongación anterior.	84
7902 / 37902	Barra metatarsal de látex sintético de 3 mm o 6 mm de espesor.	84
7933	Barra metatarsal de látex sintético de 8 mm de espesor.	85
7966	Centralizador de calcáneo de látex con arco interno convexo.	59
7983 / 7983R / 7983SM	Sobrearco de látex salmón.	38, 68
7984 / 7984SM	Barra metatarsal de látex salmón.	38, 85
7985 / 7985SM	Alza de talón de látex salmón con núcleo central extraíble para descarga de espolón.	39, 60
80RS	Arco interno de esponja rosa.	71
8043	Talonera amortiguadora de talón en látex para la construcción de ortesis plantares a medida.	60
8910	Base de plantilla para pie plano valgo sin forro.	24
8911	Base de plantilla con amortiguador de talón.	24
8912	Base de plantilla para calzado de mujer estrecho.	24
8913	Base de plantilla con elementos para pie plano valgo.	25
8914	Base de plantillas para pie cavo.	25
8915	Base de plantilla pronadora para pie supinador.	25
8916	Base de plantilla supinadora para pie pronado.	26
8918	Base de plantilla neutra para niño.	26
8919	Base de plantilla neutra multifuncional.	26



REF.	NOMBRE / NAME	PAG.
8920	Base de plantillas para pie plano valgo con forro.	27
8921	Base de plantilla neutra multifuncional.	27
8922	Base semi-plantilla Resiflex multifuncional.	27
8930	Plantilla <i>Deniflex</i> neutra de gel polimérico forrada con EVA beige.	17
8931	Plantilla <i>Deniflex</i> neutra con barra metatarsal de gel polimérico forrada con EVA beige.	17
8932	Plantilla <i>Deniflex</i> neutra con bóveda metatarsal de gel polimérico forrada con EVA beige.	17
8940	Plantilla Eva-Flex para metatarsalgia/pie cavo.	18
8941	Plantilla Eva-Flex neutra con estructuración de arco interno y externo.	18
8942	Plantilla Eva-Flex para metatarsalgia/pie pronado.	18
8943	Plantilla Eva-Flex para talalgia con amortiguación de talón.	19
8953CC	Base neutra para ortesis plantar en EVA termo-moldeable.	19
8954BG	Base neutra para ortesis plantar en EVA termo-moldeable.	19
8960CB	Base para ortesis plantar termo-moldeable de EVA combinada de dos durezas.	20
8970X	Base mecanizable para ortesis plantar termo-moldeable de EVA combinada de dos durezas.	20
8991R / 8991L	Palmilla de resina para dismetría con base de EVA para pie derecho o pie izquierdo.	43
8993	Palmillas de resina termoconformable. Disponible en espesores de 0,6 y 1 mm.	34, 43
8994	Soporte de plantilla niño de EVA para montaje de elementos correctores ortopédicos.	44
8995	Soporte de plantilla niño de semi-cuero para montaje de elementos correctores ortopédicos.	44
8996	Soporte de plantilla niño de cuero para montaje de elementos correctores ortopédicos.	44
8997 / 8997A	Soporte de plantilla adulto de EVA para montaje de elementos correctores ortopédicos.	45
8998 / 8998A	Soporte de plantilla adulto de semi-cuero para montaje de elementos correctores ortopédicos.	45
8999 / 8999A	Soporte de plantilla adulto de cuero para montaje de elementos correctores ortopédicos.	45
9001	Semiplantilla correctora sin cazoleta y con arco interno convexo. Elevación retrocapital central.	53
9001A	Semiplantilla correctora sin cazoleta y con arco interno convexo. Elevación retrocapital central.	53
9004	Semiplantilla correctora para pie plano-valgo. Cuña interna y arco interno convexo.	53
9005	Semiplantilla correctora. Cuña interna y suave cazoleta. Arcos interno y externo.	54
9013 / 9013R	Alza de talón de látex lisa.	60
9014	Arco interno elevado de conglomerado serrín.	74
9014S	Arco interno elevado de esponja blanca.	75
9015	Arco interno elevado de conglomerado serrín.	75
9015S	Arco interno elevado de esponja blanca.	75
9016	Alza de talón de conglomerado serrín de 5 mm de espesor.	61
9024 / 90246	Sobrearco ancho. Espesor 5 mm.	68
9025 / 9025R / 9025SM	Suplemento de látex para descarga metatarsal central en forma de corazón.	86
90266	Suplemento de esponja verde para descarga metatarsal central en forma de gota.	86
9027 / 90276	Cuña varo-valgo de 5 mm de espesor.	65
9028 / 90286	Cuña externa de 5 mm de espesor.	65
9029 / 90296	Cuña externa larga de 5 mm de espesor.	66
902S / 902R	Suplemento de látex para descarga metatarsal central en forma de gota y gran elevación central.	83
9031 / 9031R	Centralizador de calcáneo de látex para espolón.	61
9032 / 9032R	Barra metatarsal de látex con forma triangular y elevación lineal.	86
9033 / 9033R	Barra metatarsal de látex con elevación central.	87
9051 / 90516	Cuña varo-valgo de 5 mm de espesor.	66
9052 / 90526	Sobrearco corto y estrecho. Espesor 5 mm.	69
9053 / 90536	Sobrearco largo y estrecho. Espesor 5 mm.	69
9054 / 90546	Cuña varo-valgo bilateral de 8 mm de espesor.	66
9055 / 90556	Cuña varo-valgo bilateral de 5 mm de espesor.	67
9056 / 9056R / 9056SM	Barra metatarsal de látex sintético con elevación central y descargas en 1º y 5º metatarsianos.	87
9061	Semiplantilla lisa y fina. Arco interno cóncavo elevado, adelantado y muy flexible.	54
9075	Arco longitudinal interno de conglomerado serrín.	76
90756	Arco longitudinal interno de esponja verde.	76

REF.	NOMBRE / NAME	PAG.
9075CC	Arco longitudinal interno de caucho corcho.	76
9075S	Arco longitudinal interno de esponja blanca.	77
9076 / 9076S	Cuña interna bilateral valgo.	67
9077 / 9077S	Cuña externa de antepié.	67
9079	Semiplantilla de conglomerado serrín con arco longitudinal interno elevado y cazoleta.	61
9079S	Semiplantilla de esponja blanca con arco interno y cazoleta con cuña y prolongación.	62
9080 / 9080R / 9080SM	Alza de talón de látex con núcleo central extraíble para descarga de espolón.	62
90816 / 9081CC	Arco interno con cuña de talón para valgo en esponja verde o caucho-corcho.	77
97A / 97AR	Arco interno de látex sintético.	71
BETH 000	Base de plantilla en EVA combinada de dos durezas con insertos de Poron®.	20
BPC 000	Base de plantilla para pie cavo en EVA combinada de dos durezas.	21
BPDD.200	Base de plantilla de doble descarga con insertos de Poron sobre EVA combinada de dos durezas.	21
BPN 000	Base de plantilla para pie neutro en EVA combinada de dos durezas.	21
BPNPV 000	Base de plantilla de niño para pie plano-valgo en EVA combinada de dos durezas.	22
BPP 000	Base de plantilla para pie plano en EVA combinada de dos durezas.	22
MCN 000	Base Resiflex pre-moldeada Medical Care neutra	28
PCVR	Kit-Express para pie cavo-varo.	40
PI	Kit-Express para pie insuficiente.	40
PP+PC	Kit-Express para pie plano o pie cavo.	40
PPV+PPR	Kit-Express para pie plano valgo o pie pronado.	41
PS	Kit-Express para pie supinado.	41
R0 312 000	Base para zapatos estrechos y de tacón.	28
RE 101 000	Resiflex Evolution base pre-moldeada.	28
RE 102 000	Resiflex Evolution base pre-moldeada.	29
RE 104 003	Resiflex Evolution base pre-moldeada para ciclismo.	30
RE 105 000	Base Resiflex pre-moldeada pisada neutra para trail-running.	30
RE 106 000	Base Resiflex pre-moldeada pisada pronadora para trail-running.	30
RE 107 000	Base Resiflex pre-moldeada pisada supinadora para trail-running.	31
RE01 MN / RE01 SW	Centralizador de calcáneo plano de resina termomoldeable Millennium o Starwars.	34
REP 101 000	Resiflex Evolution base plana.	29
REP 102 000	Resiflex Evolution base plana.	29
RK1 050 / RK1 051	Kit plantilla Resiflex neutra multifuncional.	32
RK2 050 / RK2 051	Kit plantilla Resiflex para pie plano valgo.	32
RK3 050 / RK3 051	Kit plantilla Resiflex pie cavo-varo.	32
RK4 052	Kit plantilla Resiflex pronadora para pie supinado.	33
RK5 053	Kit plantilla Resiflex supinadora para pie pronado.	33
RK6 050 / RK6 051	Kit plantilla Resiflex fascitis plantar.	33
RM1 000	Base Resiflex pre-moldeada neutra multifuncional horma media.	31
RP1 000	Semiplantilla resina termomoldeable.	34
RP1 010	Semiplantilla resina termomoldeable Carbonium plata.	35
RP2 000	Centralizador de calcáneo plano de resina termomoldeable.	35
RP2 020	Centralizador de calcáneo plano de resina termomoldeable Carbonium azul.	35
RP3 000	Arco interno de resina termomoldeable.	36
RP4 000	Arco externo de resina termomoldeable.	36
RP5 000	Arco y cuña internos de resina termomoldeable.	36
RP6 000	Arco y cuña externos de resina termomoldeable.	37
RP7 000	Cuña pronadora plana de resina termomoldeable.	37
RP8 000	Cuña supinadora plana de resina termomoldeable.	37
RP9 000	Tridente en Poron® de 1,5 mm para fascitis plantar.	39
SPPV.200	Semiplantilla de dos durezas para pie plano-valgo.	22, 54



Insoles for the future

Version 1.3
2025

Internacional
International

C/ Watt, 3
E-08210
Barberà del Vallès
Barcelona, Spain

+34 937 181 612
info@flexor.es
www.flexor.es

España & Portugal
Spain & Portugal

C/ Watt, 5
E-08210
Barberà del Vallès
Barcelona, Spain

+34 937 295 520
coflexor@flexor.es
www.flexor.es



Internacional
International

C/ Watt, 3 E-08210
Barberà del Vallès
Barcelona · Spain
+34 937 181 612
info@flexor.es
www.flexor.es

España & Portugal
Spain & Portugal

C/ Watt, 5 E-08210
Barberà del Vallès
Barcelona · Spain
+34 937 295 520
coflexor@flexor.es
www.flexor.es

